

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO. CONSULTE A UN MÉDICO ANTES DEL USO.

CONTRAINDICACIONES: No apto para personas de más de 242 lbs (110 kg) de peso - No apto para condiciones de suelo helado o resbaladizo. - No apto para personas con alergia al látex.

GUIA DE INSTRUCCIONES: Para desplegar el bastón, sujete el mango y deje que los segmentos plegables del eje se desplieguen hacia el suelo. Para evitar caídas, compruebe siempre que los segmentos individuales del eje (fig. 1) estén debidamente sujetos en su sitio.

ADVERTENCIA NO desmonte el cuerpo del bastón. El bastón contiene un cable elástico en su interior. La liberación incontrolada del cable elástico interior puede causar lesiones graves en partes desprotegidas del cuerpo, particularmente en los ojos, si el cable elástico se corta, se deshila o se daña interrumpir el uso.

NO estire el cable más de lo necesario para desensamblar o ensamblar los segmentos.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DE SU BASTÓN: Afloje el bloqueo giratorio dándole varias vueltas en sentido horario. Apriete el botón de bloqueo y tire del mango hacia arriba para alargarlo o empujelo hacia abajo para acortarlo. Recuerde volver a apretar el bloqueo giratorio después de ajustar el bastón a la altura deseada.

ADVERTENCIA Para evitar caídas, asegúrese siempre de que los segmentos individuales del eje están debidamente sujetos en su sitio y de que el tope de bloqueo está bien apretado. Asegúrese siempre de que el pie pivotante del bastón esté bien atornillado al mismo para evitar caídas.

PARA PLEGAR EL BASTÓN: Su bastón se puede plegar fácilmente en un cómodo tamaño de viaje separando los 4 segmentos individuales del eje entre sí. Sujete cada conjunto de segmentos del eje cerca de la junta y sepárelos. Los segmentos individuales del eje se plegarán perfectamente.



PARA UTILIZAR LAS LUCES DE SU BASTÓN: El botón situado en la parte superior del mango del bastón activa las luces. Pulsando una vez el botón se activará la luz frontal del bastón, pulsándolo de nuevo se encenderá también la luz roja de la base del mango, pulsándolo una tercera vez se apagará. La luz frontal se puede girar para dirigir la luz hacia donde necesite.

SEÑAL DE SOCORRO: Para activar la señal de SOCORRO, pulse el botón en el costado del mango, la luz en la base parpadea y el bastón emite un sonido de alarma.++

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS: Abra el compartimiento de las pilas en la parte posterior del mango. Retire las pilas agotadas y elimínelas correctamente. Utilice 2 pilas AAA, insértelas según la polaridad correcta (polo positivo hacia el exterior donde se encuentra el muelle). Cierre la tapa del compartimiento de las pilas. Inspeccione periódicamente el bastón en busca de signos de desgaste, incluido el deshilachado del cable elástico o el desgaste de los pies de goma. Si observa signos de desgaste, deje de usarlo inmediatamente.

ADVERTENCIA No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

CONDICIONES DE LA GARANTIA GIMA: Se aplica la garantía estándar B2B de 12 meses de Gima.



Gima 43050 - 43052

REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaimistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilbered av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od/Importat de/Importat de/
af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importálta:/Importēja/Importavo/
Importert av/Geimporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توريد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

