

MANUAL DE INSTRUCCIONES

REV. 0 - 04/12

PULSIOXÍMETRO DE DEDO


DESCRIPCIÓN GENERAL

La saturación de oxígeno es un porcentaje de la capacidad de Oxihemoglobina, agravado con el oxígeno, por toda combinatoria hemoglobina en la capacidad de la sangre. En otras palabras, es la consistencia de la oxihemoglobina en la sangre. Es un parámetro muy importante para el sistema de la circulación respiratoria. Muchas de las enfermedades respiratorias pueden provocar la saturación de oxígeno ser baja en la sangre humana. Además, los siguientes factores pueden reducir la saturación de oxígeno: la regulación automática de la disfunción de órganos causada por la anestesia, trauma postoperatorio intensivo, las lesiones causadas por algunos exámenes médicos. Esa situación podría provocar mareos, astenia y vómitos. Por lo tanto, es muy importante conocer la saturación de oxígeno de un paciente para que los médicos puedan detectar problemas de oportuna manera.


El Pulsioxímetro de dedo presenta el tamaño pequeño, bajo consumo de energía, operación conveniente y portabilidad. Sólo es necesario que el paciente se pone uno de sus dedos en el sensor fotoeléctrico de la punta del dedo para el diagnóstico, y una pantalla mostrará la saturación de oxígeno. Se ha demostrado en los experimentos clínicos que también cuenta con una gran precisión y repetibilidad.

PRINCIPIO DE MEDICIÓN

Principio del oxímetro es el siguiente: una fórmula matemática se establece haciendo uso de Lambert Beer Law depende de las características de absorción del espectro de la hemoglobina reductora (RHB) y la oxihemoglobina (HbO₂) en el resplandor y las zonas del infrarrojo cercano. Principio de funcionamiento del instrumento: la tecnología de la inspección oxihemoglobina fotoeléctrica se adopta de conformidad con la capacidad del pulso escaneado y la tecnología de grabación, de modo que dos rayos de longitud de onda diferente (660 nm y 905 nm luz cerca de la luz infrarroja) se puede enfocar en una punta de la uña humana a través de un sensor del tipo de los dedos de mortaza. Una señal de medición obtenido por un elemento fotosensible, se mostrará en la pantalla del oxímetro a través del proceso en los circuitos electrónicos y microprocesador mostrado en la pantalla del oxímetro a través de los circuitos electrónicos y un microprocesador.

Diagrama del principio de la operación

1. Tubo de Roja e infrarroja emisión de rayos
2. Tubo de Roja e infrarroja recepción de rayos



ALCANCE DE OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Pulsioxímetro es un portátil no invasivo, averiguación del acto, la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial (SpO₂) y frecuencia del pulso de los pacientes adultos y pediátricos en la casa, y el hospital (incluyendo el uso clínico en internista / cirugía, anestesia, cuidados intensivos, etc). No se trata de un continuo monitor.

PRECAUCIONES DE USO

1. No utilice el pulsioxímetro en un medio ambiente de IRM O TC.
2. No utilice el pulsioxímetro en la situación donde las alarmas son necesarias. El aparato no tiene las alarmas.
3. Peligro de explosión: no utilice el pulsioxímetro en una atmósfera explosiva.
4. El pulsioxímetro intenta ser sólo como un adjunto en la evaluación al paciente. Debe ser en conjunción con otros métodos de evaluación de signos y síntomas clínicos.
5. Verifique el sitio de la aplicación del sensor del pulsioxímetro con frecuencia para determinar la posición del sensor y de la circulación y la sensibilidad de la piel del paciente.
6. No estire la cinta adhesiva mientras se aplica el sensor del pulsioxímetro. Probablemente va a provocar las lecturas inexacta y ampollas en la piel.
7. Antes de usarlo, lea el manual cuidadosamente.
8. El pulsioxímetro no tiene alarmas de SpO₂, no es para el monitoreo continuo.
9. El uso prolongado o la condición del paciente podría requerir cambiar


del lugar del sensor periódicamente. Cambiar del sitio del sensor y verificar la integridad de la piel, estado circulatorio, y la alineación correcta por lo menos cada 4 horas.

10. Las mediciones inexactas podrían ser causados por autoclave, esterilizador de óxido de etileno, o la inmersión de los sensores en el líquido.
11. Niveles significativos de hemoglobinas disfuncionales (como la hemoglobina decarbonxyo metahemoglobina) podrían afectar las lecturas.
12. Colorantes intravasculares como verde de indocianina o azul de metileno.
13. SpO₂ mediciones podrían afectar negativamente en la presencia de la luz ambiental alta. Escude la zona del sensor (con una toalla quirúrgica, o la luz solar directa, por ejemplo) si es necesario
14. Movimiento excesivo del paciente podría causar lecturas inexactas.
15. La interferencia electroquirúrgica de alta frecuencia podría causar lecturas inexactas.
16. Pulsaciones venosas podrían causar lecturas inexactas.
17. La colocación de un sensor en una extremidad con un manguito de presión de sangre, el catéter arterial o la línea intravascular.
18. El paciente quien tiene hipotensión, vasoconstricción grave, anemia grave, o hipotermia, podría causar las lecturas inexactas.
19. El paciente está en parada cardíaca o en el estado de shock.
20. Esmalte de uñas o uñas postizas podría causar las lecturas inexactas de SpO₂. Observe las ordenanzas locales y las instrucciones de reciclado con respecto a la eliminación o reciclaje del aparato y los componentes, incluyendo las baterías.

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

1. La operación del producto es sencillo y cómodo, fácil operar sin presionar el botón.
2. El producto es de volumen pequeño, de peso ligero y conveniente para llevar.
3. El consumo de energía del producto es baja y las dos pilas AAA pueden funcionar de forma continua durante 30 horas.
4. Una advertencia del bajo voltaje se indica en la ventana visual cuando el voltaje de la batería es tan bajo que el funcionamiento normal del oxímetro puede ser influenciado.
5. El producto será automáticamente apagado cuando no hay señal en el producto durante más de 5 segundos.
6. No se necesita mantener excepto cambiar de pilas.

INSTRUCCIONES DE LA OPERACIÓN



INSTALACIÓN DE BATERIA

1. Ponga las dos pilas AAA en el compartimento de la batería en la polaridad correcta.
2. Empuje la tapa de la batería horizontalmente a lo largo de la flecha que aparece a la siguiente:

Notas:

- (1). Polaridades de las pilas deben estar instalado correctamente. Por otra parte, el aparato pudiera ser causado por el daño.
- (2). Por favor ponga o quitar las pilas en el orden correcto, o podría dañar al soporte del aparato.
- (3). Por favor saque las pilas si el oxímetro no funciona durante mucho tiempo.



INSTALACIÓN DE CORREA

1. Cruzar lo más fino extremo de la correa hasta el lazo.
2. Cruzar lo más grueso extremo de la correa hasta lo hecho antes de tirar con fuerza.

INSTRUCCIONES DE LA OPERACIÓN

1. Instalar dos pilas AAA en cassette de la batería antes de cerrar la cubierta.
2. Insertar un dedo como lo siguientes:



3. Insertar un dedo en el agujero de goma del oxímetro en su totalidad.
4. Presar el botón para encenderlo.
5. Los dedos y el cuerpo no debe temblar durante la medición.
6. Leer los datos correspondientes en la pantalla directamente.
7. Cuando el dedo salga del agujero de la goma durante 5 segundos, apagará automáticamente.

Nota:

Por favor usa el alcohol medicinal para limpiar la goma, en el interior del oxímetro. También, limpie el dedo de prueba con el alcohol antes y después de cada prueba. (El interior de goma del oxímetro es de goma médica, que no tiene toxinas, y no es perjudicial para la piel).

LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO

1. Tipo de pantalla: OLED
2. SpO₂:
Rango de medición: 35%-100%
Precisión: 70%-99%, ±2%; 69%, no definición.
3. La frecuencia del pulso:
Rango de medición: 30-250BPM
Precisión: 30-250BPM, ±%2
El modelo de la pantalla: indicador gráfico de barras
4. Requisitos de energía:
Dos pilas alcalinas AAA
Consumo de energía: menos de 30 mA
Indicación de baja energía: la lámpara de bajo voltaje se encenderá cuando el voltaje sea menos de 2.6V (error ± 0,2 V)
Duración de la batería: dos AAA 1.5V, 600mAh baterías alcalinas podría ser operada en forma continua hasta 30 horas.
5. Dimensión:
L x W x H: 57mm x 31.5mm x 30.5mm
6. Requisitos del Medio Ambiente:
Temperatura de operación: 5-40°C
Temperatura de almacenamiento: -20-70°C
Humedad ambiental:
Trabajo: 15%-90%
Almacenamiento: 15%-93%
7. EMC de este producto cumple con IEC60601-1-2 estándar.
8. La medición del desempeño en el estado de baja perfusión:
requerido el equipo de prueba (FLUKE-INDEX 2XL) la onda del pulso está disponible sin falta cuando la amplitud de la onda de la simulación del pulso es del 0,4%.
9. La capacidad de la resistencia de la interferencia contra la luz ambiental: el aparato funciona normal.
Cuando mezcló el ruido producido por FLUKE-INDEX 2XL.

LOS ACCESORIOS DEL PRODUCTO

1. Una correa
2. Dos batería
3. Un manual de usuario

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Cambie las pilas en tiempo cuando la lámpara del voltaje bajo se enciende.
2. Limpie la superficie del pulsioxímetro de dedo antes de que se utiliza en el diagnóstico para los pacientes.
3. Saque las pilas interiores del cassette de la batería si el oxímetro no se opera durante un tiempo largo.
4. Es mejor para conservar el producto en un lugar donde la temperatura ambiente es de -10°C~40°C (14~104°F) y humedad relativa es de 15%~80%.
5. Se recomienda que el producto deba mantenerse en un medio ambiente seco por cualquier momento. Un medio ambiente húmedo podría afectar a su vida e incluso dañar el producto.
6. Por favor compla con la ley del gobierno local para hacer frente a las pilas usadas.

CALIBRACIÓN DEL PULSIOXÍMETRO

1. No se puede utilizar para evaluar la precisión del oxímetro del equipo de prueba funcional.
2. Producido con FLUKE medidor oxígeno analógicas, ajuste de la curva estándar BCI que es la curva de la calibración para oxímetro.

Nota:

El probador funcional no puede ser utilizado para evaluar la precisión del oxímetro.

Los métodos de prueba que solían establecer la precisión de SpO₂ es la prueba clínica. El oxímetro para medir los niveles de la saturación de

oxígeno de la hemoglobina arterial y estos niveles se compara a los fijados a partir de las muestras del sangre arterial con un co-oxímetro.

LOS PROBLEMAS POSIBLES Y RESOLUCIONES

| Problemas | Causas Posibles | Solución |
|--|--|---|
| SpO ₂ or PR no se puede mostrar normalmente | El dedo no se inserta correctamente. | Inserte su dedo de nuevo. |
| SpO ₂ or PR se muestra | 1. El dedo no se insertaría suficientemente profunda. Dedo está temblando o cuerpo del paciente está en el estado del movimiento. | 1. Inserte su dedo de nuevo. 2. No se mova. |
| El oxímetro no se puede encender | 1. Energía de las baterías sería insuficiente or no está aún. 2. Las pilas podrían ser instalado incorrectamente. 3. El oxímetro podría ser dañado. | 1. Por favor cambie de las pilas. 2. Por favor reinstale las pilas. 3. Por favor contacte con el centro local de servicio al cliente. |
| Las lámparas indicadoras de repende se apaga. | 1. El producto es automáticamente apagado cuando no se detecta por la señal más de 8 segundos. 2. La energía de la cantidad de baterías se comienza a ser insuficiente. | 1. Normal 2. Cambie de las pilas. |

DEFINICIONES DE LOS SIMBOLOS

| | |
|-------------------|---|
| | Tipo BF (Body Floating) |
| | Atención, consulte el manual antes de usar. |
| %SpO ₂ | La saturación de oxígeno. |
| PR _{bpm} | La frecuencia cardíaca (BPM) |
| | Indicación de baja energía |
| | No SpO ₂ Alarma |
| SN | Número de serie |
| | No lo tire al basurero |
| IPX1 | Índice de impermeabilidad |

LOS MODELOS APLICABLES

Este manual se aplica a los tipos de productos siguientes: SHO3002

| | |
|--|--|
| | |
| 25 YongXing Road, Zhongguancun Science Park in Daxing Biomedicine Industry Base, Beijing, China. | |
| | STL PRESTA IMPORT-EXPORT Address: 137, RUE BOECKIN 67000 STRASBOURG, FRANCE Contact: CHRISTOPHE STROBEL |
| | |