

PORTUGUESE

19/04/1/S CINTURA PETTORINA COM CINTA PEITILHO COM FECHO DE SEGURANÇA
20/04/1/S CINTURA ADDOMINALE CON CINTA ABDOMINAL COM FECHO DE SEGURANÇA
21/04/1/S CINTA PÉLVICA COM FECHO DE SEGURANÇA

AVISOS

Antes de efetuar qualquer operação, inspecione visualmente a integridade do dispositivo. Caso o produto apresente anomalias, contacte imediatamente o ponto de venda onde foi efetuada a compra.

A Erregi s.a.s. não assume qualquer responsabilidade pela utilização indevida do dispositivo. No caso de se verificar um acidente grave relacionado com a utilização do dispositivo, solicita-se que informe a ocorrência ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e / ou o paciente está estabelecido.

DESCRIÇÃO

Ref.* 19/04/1/S, 20/04/1/S, 21/04/1/S: Cintas posturais feitas em tecido de poliamida, hidrorrepelente, ignífugo de classe 1, com acolchoamento de poliuretano, expandido, ignífugo, classe 1 IM e fitas de polipropileno com fecho de segurança.

INDICAÇÕES

Cintas posturais para a manutenção da postura dos pacientes em cadeiras de rodas, cómodas e para a prevenção das quedas.

CUIDADOS DE UTILIZAÇÃO

O dispositivo deve ser posicionado com uma tensão adequada para permitir o funcionamento correto. Ao ajustar as fitas, deve passar uma mão espalmada entre o paciente e o dispositivo. Recomenda-se monitorizar regularmente o paciente e a área abrangida pela cinta.

Utilize sempre o dispositivo vestindo roupas de proteção pessoal.

CONTRAINDICAÇÕES

Não foram detetadas contra-indicações exceto em casos de sensibilidade verificada aos materiais constituintes.

COMPOSIÇÃO

Tecido externo: 92% poliamida 8% poliuretano, ignífugo de classe 1
 Acolchoamento: poliuretano, expandido, ignífugo, classe 1 IM.

MODO DE LAVAGEM



A empresa produtora não se responsabiliza por quaisquer alterações das características técnicas do apoio em caso de inobservância dos métodos de lavagem.

DESINFEÇÃO

Utilize produtos com supervisão médico-cirúrgica.

CONSERVAÇÃO

Conserve ao abrigo de fontes de luz, calor e humidade.

ELIMINAÇÃO

Elimine o dispositivo de acordo com os regulamentos em vigor relativos à proteção do ambiente e à recolha seletiva de resíduos.

REF	Código produto	MD	Dispositivo médico
LOT	Número de lote		Fabricante
CE	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Consulte as instruções de uso
	Guardar ao abrigo da luz solar		Armazenar em local fresco e seco
	Data de fabrico		Sem látex de borracha natural

NÃO remova a etiqueta do Dispositivo Médico, pois permite a rastreabilidade do produto fornecido (Fabricante, IUD, número do lote, código do produto).

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF 21/04/1/S (GIMA 43175)
 20/04/1/S (GIMA 43176)
 19/04/1/S (GIMA 43177)

 **Erregi S.a.s.**
 Via Adua 40
 21040 Vedano Olona (Va)
 commerciale@ausilimedici.it
 www.ausilimedici.it
 MADE IN ITALY

