

1. Produktum: Handheld-bloodytrycksmätare
2. Model: KD-735
3. Klassificering: Internt driven, Typ BF-avändad del, IP22, Ingen AR eller APG, Kontinuerlig drift
4. Mått: Längd: Ca. 85 mm x 64,5 mm x 28 mm (3,3" x 2,5" x 1,1")
5. Månschettens omkrets: 14 cm - 19,5 cm (5,5" - 7,7")
6. Vikt: Cirka 110 g (3,9 oz.) (exklusive batterier)
7. Mätområde: Oscillometrisk metod
8. Minnesminne: Två användare, 60 mätningar vardera
9. Effektladd: batterier: 2 x 1,5 V  STORLEK
10. Mätområde: Manschetttryck: 0 till 300 mmHg
Systolisk: 60 till 260 mmHg

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

-  **Varning: Indikar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.**
- Enheten bör inte användas på patienter med kända gråda hjärtan eller lungor.
 - Enheten bör inte användas på patienter med kända perifer cirkulation, märkbart lågt blodtryck eller låg kroppstemperatur.
 - Rådfråga din läkare innan du använder enheten för något av följande tillstånd: vanliga arytmier, såsom förmaks- eller ventrikulära prematura slag eller förmaksfibrin, arteriell skleros, dålig perfusion, diabetes, havandeskapsförgiftning och njursjukdom.
 - Använd inte denna enhet i ett fordon i rörelse.
 - Använd inte denna enhet om du är allergisk mot plast eller gummi.
 - Låt aldrig enheten komma i kontakt med andra enheter, förvara apparaten på säker plats och utom räckhåll för barn för att förhindra att de sväller batterier eller andra smådelar.
 - Håll manschettslansen utom räckhåll för barn för att undvika risker för strypling eller kvävning.
 - Eftersom det alternativa kontaktområdet med liten diameter, som används till denna medicinska produkt, är utformad på ett annat sätt än den kontakt som specificeras i ISO 80369-serien, måste användaren vidta åtgärder för att minska risken för felaktig anslutning.  Använd inte enheten i närheten av följande enheter: magnetisk resonanstomografi, datoriserad axillär tomografi, diatermi, radiofrekvensinducierad (RF), aktiv hörfrekvent kirurgisk utrustning, elektromagnetiska säkerhetssystem såsom metalldetektorer, och inte avsedd för användning i en synkron miljö.

-  **Försiktighetsåtgärder: Indikar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller allvarliga personskador för användaren.**
- Vår tryck och lugn och vila i fem minuter innan du mäter blodtrycket. Slappna av i minst 1 till 1,5 minuter mellan mätningarna för att låta tillfälliga förändringar i armen återhämta sig.
 - Tala inte eller rör inte kroden eller armen under mätningen. Rörelse, darrningar och frossa under mätningen kan påverka resultatet.
 - Långvarig överpumpning (manschetttryck överstiger 300 mmHg eller är över 15 mmHg i mer än 3 minuter) av urblåsning kan orsaka ekchymom (en tumörliknande svulnad bestående av extravaserat blod) av vanliga arytmier.
 - Enheten kanske inte uppfyller prestandaspecifikationerna eller orsakar säkerhetsrisker om den förvaras eller används utanför de angivna temperatur- och fuktighetsintervallen som anges i specifikationerna.
 - Rådfråga din läkare före användning om några av följande symtom: Rörbete, darrningar och frossa under mätningen kan påverka resultatet.
 - 1) Manschetten kommer att appliceras över ett sår eller en inflammation;
 - 2) Manschetten kommer att appliceras på vilken arm som helst där det finns intravaskulär åtkomst eller terapi, eller där en arteriovenös (A-V) shunt, finns;
 - 3) Manschetten ska appliceras på armen på samma sida som en mastektomi eller lymföfsträning;
 - 4) Enheten kommer att användas samtidigt med annan medicinsk övervakningsutrustning på samma arm;
 - 5) Blodtrycksmätningar som görs med denna apparat är likvärdiga med de som enhällen är en utbydd observatör med hjälp av manschett/systetokapsakalibrationsmetoden, inom de gränser som beskrivs av American National Standard Institute, elektroniska eller automatiserade blodtrycksmätare.
 - En signal visas om blodtrycksmätningsproceduren detekterar en oregelbunden hjärttrytm (IHB) orsakad av vanliga arytmier.
 - Under detta förhållande kan den elektroniska blodtrycksmätaren fortsätta att fungera, men resultaten kanske inte är korrekta. Kontakta din läkare för en exakt bedömning.
 - Det finns två tillvägagångssätt för låga signal-nivåer: 1) Variationskoefficient för pulserstörningar är >25 procent.
 - 2) Skillnader i tilltillgängliga pulserstörningar är >0,14 sekunder, och antalet sådana pulser är mer än 53 procent av det totala antalet.
 - Kontrollera tillståndet för den arm som används för att säkerställa att apparaten inte försämrar patientens blodcirkulation vid användning av denna enhet.
 - Alla allvarliga olyckor som rör den medicinska produkten som levererats från oss måste meddelas tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där ditt registrerade kontor ligger.

INSTALLERING OCH ANVÄNDNING

- 1. INSTALLERA BATTERIER**
- Öppna batteriluckan på enhetens baksida.
 - Sätt in två "AAA"-batterier. Se till att batterierna är isatta enligt plus- och minusmarkeringarna ("+" och "-") som är tryckta i batterifacket.
 - Stäng batteriluckans lock.
- Ann.:
LCD-skärmen visar en symbol för låg batterinivå , byt ut alla batterier mot nya. Laddbara batterier är inte lämpliga för den här enheten.
- Se till att inte få batterietskålen i ögonen.** Om batterietskålen skulle komma i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikliga mängder rent vatten och kontakta din läkare.
- Batteriets minuspul (-) ska vidröra fjädern.**
- Se till att batteriluckan är intakt och inte skadad innan du installerar batterier.**
-  Enheten, batterierna och manschetten måste kasseras enligt lokala föreskrifter efter användning.
- 2. JUSTERING AV KLOCKA OCH DATUM**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 3. ANSÄTTA MANSCHETTEN TILL ENHETEN**
- Manschettens är fastsatt vid enheten när den förpackas. Om manschetten lossnar, rikta in de två kontaktarna och fyra fästena på manschettens med kontaktluggarna och fästena på monitorn och tryck manschettens mot monitorn tills kontaktarna och fästena sitter ordentligt fast.
- 4. ATT SÄTTA PÅ MANSCHETTEN**
- Placera manschettens runt den bara vänstra handleden 1-2 cm ovanför handleden.
 - Medan du trycker, placera armen med den handleden som manschettens har applicerats på framför kroppen på ett skrivbord eller bord med handleden vänd uppåt. Om manschettens är korrekt placerad kan du låsa av LCD-displayen.
 - Manschettens får varken vara för strävt eller för lös.

- 5. JUSTERING AV KLOCKA OCH DATUM**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.
- 6. ATT SÄTTA PÅ MANSCHETTEN**
- Placera manschettens runt den bara vänstra handleden 1-2 cm ovanför handleden.
 - Medan du trycker, placera armen med den handleden som manschettens har applicerats på framför kroppen på ett skrivbord eller bord med handleden vänd uppåt. Om manschettens är korrekt placerad kan du låsa av LCD-displayen.
 - Manschettens får varken vara för strävt eller för lös.

- 7. JUSTERING AV KLOCKA OCH DATUM**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.
- 8. ANSÄTTA MANSCHETTEN TILL ENHETEN**
- Manschettens är fastsatt vid enheten när den förpackas. Om manschetten lossnar, rikta in de två kontaktarna och fyra fästena på manschettens med kontaktluggarna och fästena på monitorn och tryck manschettens mot monitorn tills kontaktarna och fästena sitter ordentligt fast.

- 9. ANSÄTTA MANSCHETTEN TILL ENHETEN**
- Manschettens är fastsatt vid enheten när den förpackas. Om manschetten lossnar, rikta in de två kontaktarna och fyra fästena på manschettens med kontaktluggarna och fästena på monitorn och tryck manschettens mot monitorn tills kontaktarna och fästena sitter ordentligt fast.

- 10. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.
- 11. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 12. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.
- 13. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 14. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 15. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 16. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 17. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 18. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 19. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 20. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 21. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 22. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 23. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 24. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 25. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 26. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 27. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 28. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 29. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 30. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 31. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 32. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 33. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 34. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 35. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 36. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 37. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 38. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 39. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 40. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 41. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 42. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 43. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 44. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 45. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 46. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

- 47. MÄTNINGAR OCH ANVÄNDNING**
- När du har installerat batterier eller stängt av monitorn går den in i klocka- och LCD-skärmen visar tid och datum i tur och ordning. Se figur 2 och 2-1.

