



CU Medical Systems, Inc.



▶ Open

Open ◀

ELETTRODI per defibrillazione ADULTO/PEDIATRICO

Istruzioni

REF CUA1007S



- 1 Strappare la confezione degli elettrodi.
- 2 Rimuovere gli elettrodi dalla confezione.
- 3 Rimuovere la copertura protettiva del gel conduttore degli elettrodi.
- 4 Attaccare gli elettrodi al paziente. Vedere l'illustrazione sul retro degli elettrodi per il corretto posizionamento.



CU Medical Systems, Inc.

▶ Open

Open ◀

REF CUA1007S
LOT YMMDDYY-XX
YYYY-MM
YYYY-MM

UDI



ATTENZIONE

- Non aprire fino al momento dell'uso.
- Non piegare, schiacciare, forare.
- Utilizzare entro la data di scadenza e se non ci sono danni agli elettrodi e alla sua confezione.
- Usare solo su un singolo paziente. Non riutilizzare.
- Per un uso a lungo termine, applicare un nuovo set di elettrodi ogni 24 ore.
- L'adesivo sulla parte posteriore degli elettrodi è leggermente irritante per la pelle.
- Non applicare alcuna sostanza sulla superficie della pelle che può lasciare residui, come lozioni, oli, gel, acqua, ecc.
- Assicurarsi che la superficie della pelle sia asciutta, asciugare acqua, sudore, alcool, ecc.

ATTENZIONE

- Le prestazioni degli elettrodi possono essere influenzate negativamente se esposti all'aria per lunghi periodi di tempo che potrebbero causare difetti di funzionamento.
- Non utilizzare se il gel conduttivo è essiccato.
- L'uso improprio di qualsiasi elettrodo può causare ustioni al paziente o terapia inefficace.
- Da usare solo con la serie CU-SP.

(CU-SP1, CU-SP1AUTO, CU-SP1Plus, CU-SP2, CU-SPR, CU-SPRC, CU-SPRS, CU-SPRS2)



CU Medical Systems, Inc.

130-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si,
Gangwon-do, Republic of KOREA
Tel : +82 33 747 7657 Fax : +82 33 747 7659
Homepage : http://www.cu911.com

EC REP

Medical Device Safety Service, GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

製造業者

株式会社CUメディカルシステムズ
大韓民国江原道原州市文幕邑桐華工團路 130-1

製造販売業者

株式会社 CU
東京都港区虎ノ門一丁目2番10号
Tel:03-6205-7385

名称: 除細動用パッド SPX用

一般的名称: 体表用除細動電極 15033001

機器の種類: 一般医療機器

使用回数: 1 回限り

使用期限: 別途記載

数量: 1個

- KR** 모니터링, 패시징, 동기식 심장율동전환 및 제세동을 위한 자가 접착성 젤 및 폴리머 재질의 일회용 전극 2개.
- GB** 2 self-adhesive, polymer, disposable electrodes for monitoring, defibrillation, synchronised cardioversion, and pacing.
- I** Coppia elettrodi polimerici autoadesivi monouso per monitoraggio, defibrillazione, cardioversione sincronizzata e pacing.
- D** 2 selbstklebende Polymer-Einmalelektroden zur EKG-Überwachung, Defibrillation, synchronisierter Kardioversion und Schrittmacherfunktion.
- E** 2 electrodos polímero, desechables, autoadhesivos, para monitorización, desfibrilación, cardioversión sincronizada, y marcapasos.
- NL** 2 zelfklevende, polymere, wegwerp elektroden geschikt voor monitoring, defibrillatie, synchrone cardioversie en externe pacing.
- F** 2 électrodes pré-géifiées, adhésives, à usage unique pour monitoring, défibrillation, cardioversion, entraînement électrocardiologique externe.
- N** 2 selvklebende, engangs, polymer-elektroder for monitoring, defibrillering, elektrokonvertering og pacing.
- SF** Kaksi itsekiinnittyvä, kertakäyttöistä elektrodia monitorointiin, defibrilointiin, synkronoituun rytminsiirtoon sekä ulkoiseen tahdistukseen.
- S** Två självhäftande, polymer, engångselektroder för monitoring, defibrillering, synkroniserad elkonvertering och pacing.
- DK** 2 selvklæbende, polymer, engangs elektroder til monitoring, defibrillering, synkroniseret DC stød og eksternt pacing.
- USA** 2 self-adhesive, polymer, disposable electrodes for monitoring, defibrillation, synchronised cardioversion, and pacing. Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- GR** 2 αυτοκόλλητα, πολυμερή ηλεκτρόδια μιας χρήσης για παρακολούθηση, απινιδίωση, συγχρονισμένη καρδιομετατροπή και pacing (λειτουργία βηματοδότη).
- J** 粘着ゲル付ポリマーディスプレイパッド電極 2個
モニター用、除細動用、同期電氣的除細動・経皮ペースング用
- 中** 两块自贴一次性的电极用于监测心跳，除颤，并同步做转复心率和心脏起搏

CE 2460

0°C
32°F

50°C
122°F

