

	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier FR - Identifiant unique de l'appareil ES - Identificador de dispositivo único PT - Identificador exclusivo do dispositivo DE - Eindeutige Kennung des Geräts PL - Unikalny identyfikator urządzenia CZ - Jediněčný identifikátor zařízení SE - Unik identifierare för enheten RO - Identificatorul unic al dispozitivului SK - Jediněčný identifikátor zariadenia NL - Unieke identificatie van het apparaat DK - Unik identifikator for enheden FI - Laitteen yksilöllinen tunnistus EE - Seadme kordumatu identifikator HR - Jedinstveni identifikator uređaja HU - Az eszköz egyedi azonosítója LT - Unikalus įrenginio identifikatorius LV - Unikāls ierīces identifikators NO - Unik identifikator for enheten SI - Enolični identifikator naprave BG - Уникален идентификатор на устройството RU - Уникальный идентификатор устройства GR - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής AR - زائد جيل تعريف فر ع م
	IT - Sterilizzato per irradiazione GB - Sterilized using irradiation FR - Stérilisé par irradiation ES - Esterilizado por irradiación PT - Esterilizado por irradiação DE - Durch Bestrahlung steril gemacht PL - Sterylizowane przez napromieniowanie CZ - Sterilizováno zářením SV - Steriliserad genom strålning RO - Sterilizat prin iradiere SK - Sterilizované žiarením NL - Gesteriliseerd met behulp van straling DK - Steriliseret med bestråling FI - Steriloitu säteilyttämällä EE - Steriliseeritud kiiritusega HR - Sterilizirano zračenjem HU - Besugárással sterilizálva LT - Sterilizuojamas švitiniant LV - Sterilizēts ar apstarošanu NO - Sterilisert for stråling SI - Sterilizirano z obsevanjem BG - Стерилизиран чрез облъчване RU - Стерилизовано с использованием облучения GR - Αποστειρωμένο μέσω ακτινοβολίας AR - د ع ش ال اب مق ع
	IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance ES - Fecha de caducidad PT - Data de validade DE - Ablaufdatum PL - data ważności CZ - Datum ukončení platnosti SV - Utgångsdatum RO - Valabil până la data de SK - Dátum expirácie NL - Vervaldatum DK - Udløbsdato FI - Viimeinen voimassaolopäivä EE - Aegumiskuupeev HR - Datum isteka HU - Lejárati dátum LT - Galiojimo laikas LV - Derīguma termiņš NO - Utløpsdato SI - Rok uporabnosti BG - Срок на годност RU - Срок годности GR - Ημερομηνία λήξεως AR - ق ي ح ال ا ب م ه ت د ا خ ي ر ا ت
	IT - Importato da GB - Imported by FR - Importé par ES - Importado por PT - Importado por DE - Eingeführt von PL - Importowane przez CZ - Dovezeno uživatelem SV - Importerad av RO - Importat de SK - Dovážal NL - Geïmporteerd door DK - Importeret af FI - Tuojaa EE - Importija HR - Uvezeno od strane HU - Importálta LT - Importavo LV - Importēja NO - Importert av SI - Uvozil BG - Внесено от RU - Ввозимые GR - Εισαγωγή από AR - ق ي ر ط ن ع د ر و ت س م

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

- Je třeba nahlásit jakoukoli vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s námi dodávaným zdravotnickým prostředkem, výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém máte sídlo.

- Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvariga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

- Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul cărui țări are sediul utilizatorul.

- Každá vážnu udalost', která sa vyskytla v súvislosti s nami dodanou zdravotníckou pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte sídlo.

- Alle ernstige ongelukken die zich in verband met het door ons geleverde medische hulpmiddel voordoen, moeten gemeld worden aan de fabrikant en aan de bevoegde instantie van de lidstaat waar u gevestigd bent.

- Du skal rapportere enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med det medicinske udstyr leveret af os, til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor du er baseret.

- Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinnällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava valmistajalle sekä oman asuinpaikan jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

- Peate teatama kõigist meie tarnitud meditsiiniseadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus te asute.

- Potrebno je prijaviti svaku ozbiljnu neizgodu koja se dogodila u vezi s isporučenim medicinskim proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi.

- A gyártónak, illetve a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jelezni kell bármilyen olyan súlyos balesetet, amely az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban történt.

- O vsakršni hujši nesreči, do katere bi prišlo v povezavi z medicinskim pripomočkom, ki smo vam ga dobaviti, je treba obvestiti pristojne oblasti v državi v kateri imate sedež.

- Par nopietnu negadījumu, kas notiek saistībā ar mūsu piegādāto medicīnisko ierīci, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentā iestādei, kurā negadījums ir radies

- Det er viktigt å melde fra om en hvilken som helst alvorlig skade som oppstår på det medisinske utstyret, enten direkte til produsenten eller til ansvarlige myndigheter i brukslandet.

- O vsakršni hujši nesreči, do katere bi prišlo v povezavi z medicinskim pripomočkom, ki smo vam ga dobaviti, je treba obvestiti pristojne oblasti v državi v kateri imate sedež.

- Всички сериозни инциденти, които са настъпили във връзка с доставеното от нас медицинско изделие, трябва да се сигнализират на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която производителят е установен

- Необходимо извещать о любом серьезном инциденте, связанном с медицинским устройством нашей поставки, производителем и компетентный орган государства-члена по месту нахождения

- Στον περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

اھي ف ح ق ي ت ا وضعا لودلا ي ف صتخملا عطلسلاو ءعناصلا ءهجالا ى لا ه ا اندوز بذلا ي بطلا ناهجلال لعلم ا ميف عفو ريطخ لئاد يا ن ع اروف ءلا بلا جير



Lancette di sicurezza quadrate - automatiche

Square safety lancets - automatic

Lancettes de sécurité carrée - automatiques

Lancetas cuadrada de seguridad - automáticas

Lancetas de segurança quadrada - automáticas

Quadratische Sicherheitslanzetten - Automatik

Nakłuwacze bezpieczne kwadratowa automatyczne

Čtvercová bezpečnostní lancety - automatické

Fyrkantig säkerhetslansetter - automatiska

Lanțete de siguranță pătrat- automate

Pravouhlá bezpečnostné lancety - automatické

Vierkante veiligheidslancetten - automatische

Firkantet sikkerhedslancetter - automatiske

Neliön turvalansetit - automaattiset

Ohutud lantsetid neliön korpusega - automaatsed

Kvadratna sigurnosne lancete - automatske

Négyzet biztonsági lándzsák - automatikus

Kvadratinė apsauginiai lancetai - automatiniai

Kvadrātveida drošības lancetes - automātiskās

Firkantet sikkerhetslansetter - automatiske

Kvadratne varnostne lancete - avtomatske

Квадратна безопасни ланцети - автоматично

Квадратная безопасные скарификаторы автоматические

Τετραγωνή σκαριφιστήρες ασφαλείας αυτόματοι

مشارط امان مربعة - توماتيكية

GIMA 24461 **[REF]** 05-232122

GIMA 24463 **[REF]** 05-232318

GIMA 24465 **[REF]** 05-232818



SteriLance Medical (Suzhou) Inc.

No.168 PuTuoShan Road, New District

215153 Suzhou, Jiangsu, P.R. China

Made in China

EU

REP

Emergo Europe B.V. Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem, The Netherlands



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



0123



M24461-M-Rev. 2-05.25

Avvertenza: 1. Non utilizzare la lancetta pungidito se il cappuccio è stato precedentemente rimosso dalla stessa. 2. Controllare la data di scadenza sulla confezione e non utilizzare la lancetta pungidito oltre la data di scadenza. 3. La lancetta pungidito è monouso e non deve essere riutilizzata. 4. Gettare la lancetta pungidito usata in un apposito contenitore per materiali taglienti. **Controindicazioni:** Sconosciute. **CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA** Si applica la garanzia B2B standard Gimiadi 12 mesi.

EN Caution: 1. Do not use if lancet cap has been previously removed from lancet. 2. Check the use-by date on the packaging, and do not use the lancet beyond the use-by date. 3. The safety lancet is for disposable use and do not reuse the lancet. 4. Discard the used lancet into a suitable sharps container **Contraindications:** Unknown. **GIMA WARRANTY CONDITIONS** The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

FR Attention : 1. Ne pas utiliser si le capuchon de la lancette a déjà été retiré de la lancette. 2. Vérifiez la date limite d'utilisation sur l'emballage et n'utilisez pas la lancette au-delà de cette date. 3. La lancette de sécurité est à usage unique et ne pas être réutilisée. 4. Jetez la lancette utilisée dans un récipient pour objets pointus. **Contre-indications :** Aucune connue. **CONDITIONS DE GARANTIE GIMA** La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

ES Precaución: 1. No utilice si con anterioridad la tapa de la lanceta se ha retirado de la misma. 2. Compruebe la fecha de caducidad en el envase y no utilice la lanceta después de la fecha de caducidad. 3. La lanceta de seguridad es para uso desechable y no se debe reutilizar. 4. Deseche la lanceta usada en un contenedor adecuado para objetos punzantes. **Contraindicaciones:** Desconocido. **CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA** Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

PT Cuidado: 1. Não utilize se a tampa da lanceta tiver sido previamente removida da lanceta. 2. Verifique o prazo de validade na embalagem e não utilize a lanceta para lá do prazo de validade. 3. A lanceta de segurança é de uso descartável e não reutilize a lanceta. 4. Desarte a lanceta usada num recipiente apropriado para objetos cortantes. **Contraindicações:** Desconhecidas. **CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA** Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

DE Warnung: 1. Nicht verwenden, wenn die Lanzettenkappe bereits vorher von der Lanzette entfernt wurde. 2. Kontrollieren Sie das Verfallsdatum auf der Verpackung und benutzen Sie die Lanzette nicht, wenn das Datum abgelaufen ist. 3. Die Sicherheitslanzette ist ein Einwegprodukt und darf nicht wiederverwendet werden. 4. Werfen Sie die gebrauchte Lanzette in einen geeigneten Behälter für scharfe Gegenstände. **Anwendungseinschränkungen:** Nicht bekannt. **GARANTIEBEDINGUNGEN GIMA** Es wird die Standardgarantie 828 für 12 Monate von Gima gegeben.

Uwaga: 1. Nie używać lancetu, jeżeli na nasadce ochronnej występują oznaki usunięcia. 2. Nie używać po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu. 3. Lancet jest wyrobem jednorazowego użytku. Nie należy ponownie używać lancetu. 4. Wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na ostre przedmioty.

Przeciwwskazania: Brak danych. **WARUNKI GWARANCJI GIMA** Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

CZ Pozor: 1. Nepoužívejte, pokud byl uzávěr lancetu předtím z lancety odstraněn. 2. Zkontrolujte datum použitelnosti na obalu a nepoužívejte lancetu po uplynutí data použitelnosti. 3. Bezpečnostní lanceta je určena k jednorázovému použití; nepoužívejte ji opakovaně. 4. Použitou lancetu vyhodte do vhodné nádoby na ostré předměty. **Kontraindikace:** Není známa. **ZÁRUKNÍ PODMÍNKY GIMA** Platí 12 měsíců standardní záruka Gima B2B.

SE Försiktighetsåtgärder: **1.** Använd inte om lansettlocket tagits av lansetten tidigare. **2.** Kontrollera sista förbrukningsdatumet på förpackningen och använd inte lansetten efter det datumet. **3.** Säkerhetslansetten är för engångsbruk och får inte återanvändas. **4.** Kasserar den använda lansetten i en lämplig behållare för vassa föremål. **Kontraindikationer:** Ökänd. **GARANTVILLKOR** Gima tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

Atenție: 1. A nu se utiliza în cazul în care capacul lancetei a fost scos anterior din lancetă. 2. Verificați data limită de utilizare de pe ambalaj și nu folosiți lanceta după expirarea acesteia date. 3. Lanceta de siguranță este de unică folosință și nu trebuie reutilizată. 4. Aruncați lanceta folosită într-un recipient adecvat pentru obiecte ascuțite. **Contraindicații:** Nu se cunosc. **CONDITII DE GARANȚIE GIMA** Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

Varovanie: 1. Nepoužívajte, ak viečko bolo už predtým odstránené z lancety. 2. Skontrolujte dátum spotreby na obale a lancetu nepoužívajte po dátume spotreby. 3. Bezpečnostná lanceta je na jednorazové použitie a nepoužívajte ju opakovane. 4. Použitú lancetu vyhoďte do vhodného kontajnera na ostré predmety. **Kontraindikácie:** Neznáme. **ZÁRÚČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA** Platí 12-mesačná štandardná B2B záruka spoločnosti Gima

NL Opgelet: 1. Niet gebruiken als de dop eerder van het lancet werd verwijderd. 2. Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking en gebruik het lancet niet voorbij deze houdbaarheidsdatum. 3. Het veiligheidslancet is bestemd voor eenmalig gebruik en mag niet hergebruikt worden. 4. Gooi het gebruikte lancet weg in een geschikte afvalbak voor scherpe medische instrumenten. **Contra-indicaties:** Onbekend. **GARANTIEVOORWAARDEN GIMA** De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast.

Forsigtig: 1. Må ikke anvendes, hvis lancethætten tidligere er blevet fjernet fra lancetten. 2. Tjek sidste anvendelsesdato på emballagen, og brug ikke lancetten efter sidste anvendelsesdato. 3. Sikkerhedslancetten er til engangsbrug og genbrug ikke tilladt. 4. Kasser den brugte lancet i en passende beholder til skarpe genstande. **Kontraindikationer:** Ukendt. **GIMA GARANTIBETINGELSER** Gimas standard B28 12 måneders garanti gælder.

Varovaisuutta: 1. Älä käytä, jos lansetin korkki on aiemmin irrotettu lansetista. 2. Tarkista pakkauksessa oleva viimeinen käyttöpäivä äläkä käytä lansettia kyseisen päivämäärän umpeuduttua. 3. Turvalansetti on kertakäyttöinen: älä käytä sitä uudelleen. 4. Hävitä käytetty lansetti soveltuvaan terävien esineiden jätteastiaan.

EE **Ettevaatus:** 1. Ärge kasutage, kui lantselti kate on varem lantselti eemaldatud. 2. Kontrollige pakendilt kõlblikkusaega ja ärge kasutage lantselti pärast selle möödumist. 3. Turvaliselt on ühekordseks kasutamiseks, ärge kasutage lantselti uuesti. 4. Visake kasutatud lantselt selleks mõeldud taravate esemete kontainerisse. **Vastunäidustused:** Põle teada. **GIMA GARANTII TINGIMUSED** Kehtib Gima tavaline B2B 12-kuuline garantii.

Opzeć 1: Nemojte koristiti ako je poklopac prethodno uklonjen s lancete. **Opzeć 2:** Provjerite rok uporabe na pakiranju i nemojte koristiti lancetu nakon tog datuma. **Opzeć 3:** Sigurnosna lanceta služi za jednokratnu uporabu i nemojte ju ponovo koristiti. **Opzeć 4:** Bacite korišćenu lancetu u odgovarajuću posudu za oštre predmete - **Štandardindikacija:** Nepoznato. **UVJETI JAMSTVA GIMA** Primjenjuje se jamstvo B2B standard Gima od 12 mjeseci.

Vigyázat: 1. Ne használja, ha a lándsza kupakját előzőleg már levették a lándsáról. 2. Ellenőrizze a lejárati időt a csomagoláson és ne használja a lándsát a lejárati időn túl. 3. A biztonság érdekében egyszer használatos, ne használja újra. 4. A lándsát egy éves hulladékok tárolására szolgáló tartályba dobja ki - **Ellenjavallat:** Ismeretlen. **GIMSA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI** A 12 hónapos, standard Gima B2B jóttállási érvényes.

LT Įspėjimas: 1. Nenaudokite, jei prieš lanceto dangtelis buvo nuimtas nuo lanceto. 2. Patikrinkite naudojimo terminą ant pakuotės ir nenaudokite lanceto praėjus naudojimo datai. 3. Apsauginis lancetas yra vienkartinio naudojimo ir nenaudokite lanceto pakartotinai. 4. Išmeskite panaudotą lancetą į tinkamą aštrių reikmenų talpyklą - kontraindikacijos: Nežižmonis. **GIMA GARANTUOJUS SĄLYGOS** Galioja standartinė „Gima“ B2B 12 mėnesių garantija

Uzmanību: 1. Nelietojiet, ja lānceti iepirkši ir nopējis lāncetes vāciņš. 2. Pārbaudiet derīguma termiņu uz iepakojuma un nelietojiet lānceti pēc derīguma termiņa beigām. 3. Drošības lānceti ir paredzēta vienreizējai lietošanai un nelietojiet lānceti atkārtoti. 4. Izmetiet izlieto lānceti ar lānceti 12 mēnešiem.
Kontrindikācijas: Nav zināmas. **GIMA GARANTĪJAS NOSACĪJUMI** Tiek piemērota Gima standarta B2B garantija uz 12 mēnešiem.

NO Forsiktig: 1. Ikke bruk hvis lansetthetten er blitt fjernet fra lansetten. 2. Sjekk utløpsdato på pakken og ikke bruk etter denne datoen. 3. Sikkerhetslansetten er et engangsprodukt og må ikke gjebrukes. 4. Kast den brukte lansetten i en søppelkasse for risikoavfall - **Motindikasjoner:** **Ukjent GIMA GARANTIBETINGELSER** Gimas standard 12-måneders B2B-garanti er gjeldende.

Pozor: 1. Ne uporabljajte, če ste z lancete predhodno odstranili pokrovček. 2. Preverite rok uporabnosti na embalaži in lancete ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti. 3. Varnostna lanceta je za enkratno uporabo in jo ne uporabljajte ponovno. 4. Uporabljeno lanceto zavrzite v primerno posodo za ostre predmete - **Kontraindikacije:** Neznane. **GARANCIJSKI POGOJI GIMA** Velja standardna 12-mesečna garancija B2B podjetja Gima.

Внимание: 1. Не използвайте, ако капачката на ланцета е била предварително отстранена от ланцета. 2. Проверете срока на годност върху опаковката и не използвайте ланцета след изтичане на срока на годност. 3. Безопасният ланцет е за еднократна употреба. Не използвайте ланцета повторно. 4. Изхвърлете използвания ланцет в подходящ контейнер за остри предмети - **Противопоказание:** Неизвестни. **ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA** Прилага се стандартната 12-месечна B2B гаранция (за взаимоотношения между фирми) на фирма Gima.

Осторожно: 1. Не используйте, если колпачок ланцета был раньше снят с ланцета. 2. Проверьте срок годности на упаковке и не используйте ланцет по истечении срока годности. 3. Безопасный ланцет предназначен для одноразового использования, повторное использование ланцета запрещено. 4. Выбросьте использованный ланцет в подходящий контейнер для острых предметов - **Противопоказания:** Неизвестны. **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ GIMA** Предоставляется стандартная гарантия компании Gima B2B (для юридических лиц) сроком на 12 месяцев.

GR Προσοχή: 1. Μη χρησιμοποιείτε τον σκαφιστήρα εάν προηγουμένως έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα από αυτόν. 2. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στη συσκευασία και μη χρησιμοποιείτε τον σκαφιστήρα εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. 3. Ο σκαφιστήρας ασφαλείας είναι μια χρήσης και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται. 4. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο σκαφιστήρα μέσα σε κατάλληλο δοχείο για αιχμηρά αντικείμενα - Απενδύξτε: Άγνωστο **ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA** Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της GIMA διάρκειας 12 μηνών.

[illegible]

شروط ضمان جيمما GIMA يُطبق B2B القياسي جيمما GIMA . لمدة 12 شهـ

	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten PL - Przeczytaj instrukcje użytkowania CZ - Přečtěte si návod k použití SE - Läs bruksanvisningen RO - Citiți instrucțiunile de utilizare SK - Prečítajte si návod na použitie NL - Lees de gebruiksaanwijzing IT - Se brugsvejledningen FI - Lue käyttöohjeet EE - Lugege kasutusjuhendit HR - Pročitajte upute za uporabu HU - Olvassa el a használati utasításokat LT - Perskaitykite naudojimo instrukcijas LV - Izlasiet lietošanas instrukcijas NO - Les bruksinstruksjonene SI - Preberite navodila za uporabo BG - Прочетете инструкциите за употреба GR - См. инструкции DK - Διάρθστε προοδικτά της οδηγίας χρήσης AR - استخدم التعليمات الواردة في دليل المستخدم
	IT - Dispositivo medico GB - Medical device FR - Dispositif médical ES - Producto sanitario PT - Dispositivo médico DE - Medizinprodukt PL - Wyrob medyczny CZ - Zdravotnický prostředek SE - Medicinteknisk produkt RO - Dispozitiv medical SK - Zdravotnícka pomôcka NL - Medisch hulpmiddel DK - Medicinsk udstyr FI - Lääkinnällinen laite EE - Meditsiiniline seade HR - Medicinski uređaj HU - Orvostechnikai eszköz LT - Medicinskis utrustas LV - Mediciniskā ierīce NO - Medisinsk utstyr SI - Medicinski pripomoček BG - Медицинско изделие RU - Медицинское изделие GR - Ιατροτεχνολογικό προϊόν AR - যিষ্টকাল ডিভাইস
	IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer PL - Kod partii CZ - Číslo série SE - Satsnummer RO - Număr de lot SK - Číslo série NL - Partijnummer DK - Batchnummer FI - Eränumero EE - Partii number HR - Broj serije HU - Tételszám LT - Partijos numeris LV - Partijas numurs NO - Produksjonsserienummer SI - Številka partije BG - Номер на партида RU - Номер партии GR - Αριθμός παρτίδας AR - رقم اللوت
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Número de serie PT - Número de série DE - Erzeugniscode PL - Numer katalogowy CZ - Kód výrobku SE - Produktkod RO - Cod produs SK - Kód výrobku NL - Productcode DK - Serienummer FI - Tuotekoodi EE - Toote kood HU - Sífra proizvoda HU - Termékkód BG - Код на продукта LT - Prekės kodas RU - Produkta kods NO - Produktkode SI - Koda izdelka RU - Код изделия GR - Κωδικός προϊόντος AR - جين كود
	IT - Rappresentante autorizzato GB - Authorized representative FR - Représentant autorisé ES - Representante autorizado PT - Representante autorizado DE - Autorisierter Vertreter PL - Upoważniony przedstawiciel CZ - Zplnomocnený zástupce SE - Auktoriserad representant RO - Reprezentant autorizat SK - Splnomocnený zástupca NL - Bevoegde vertegenwoordiger DK - Autoriseret repræsentant FI - Valtuutettu edustaja EE - Volitatud esindaja HU - Poobízelti zastopnik HU - Meghatalmazott képviselő LT - Įgaliojatis atstovas LV - Pilnvarotais pārstāvis NO - Autorisert representant SI - Pooblašteni zastopnik GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος BG - Упълномощен представител RU - Уполномоченный представитель AR - نماینده مجاز
	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller PL - Producent CZ - Výrobce RO - Producător SK - Vyrobnca NL - Fabrikant DK - Fabrikant FI - Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä EE - Tootja HR - Fabricante HU - Gyártó LT - Gamintojas LV - Ražotājs NO - Produsent SI - Proizvajalec BG - Производител RU - Производитель GR - Παραγωγός AR - مصنع
	IT - Dati di fabbricazione GB - Date of manufacture FR - Date de fabrication ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico DE - Herstelungsdatum PL - Data produkcji CZ - Datum výroby SE - Tillverkningsdatum RO - Data fabricației SK - Dátum výroby NL - Productiedatum DK - Fabrikationsdato FI - Valmistuspäivämäärä EE - Valmistamise kuupäev HR - Datum proizvodnje HU - Gyártás dátuma LT - Pagaminimo data LV - Izgatovanas datums NO - Fabrikasjonsdato SI - Datum proizvodnje BG - Дата на производство RU - Дата выпуска GR - Ημερομηνία παραγωγής AR - تاريخ الإنتاج
	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PL - Ostrzeżenie: zobacz instrukcję obsługi CZ - Varnosthet: läs anvisningarna (varningar) nogga SE - Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) nogga RO - Atenție: Cititi și respectati cu atenție instrucțiunile (avertismente) de utilizare SK - Pozor: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použítie (výstrahy) NL - Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen) DK - Forsigtig: Læs instruktørten (adværslers) omhyggeligt FI - Huomio! Lue käyttöohjeet (varoituskeski) ja noudata niitä huolellisesti EE - Tähelepanu! Lugege kasutusjuhised (hoiatused) läbi ja järgige need hoolikalt! HR - Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozeranja) za uporabu HU - Figyelem! Először figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat! (figyelmeztetések!) LT - Dėmesio: perskaitykite ir atidžiai laikytės naudojimo instrukcijų (įspėjimų). LV - Uzmanību! Izsiet un uzmanīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas (brīdinājumi) NO - OBS! Les og følg anvisningene (adværslene) svært nøye SI - Pozor: Preberite in skrbno sledite navodilom (opozorilom) za uporabo BG - Внимане: Прочетете внимателно и спазвайте стриктно инструкциите (предупрежденията) за употреба RU - Внимание! Читайте инструкции (предупреждения) GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (εισαδείξεις) AR - تنبيه: اقرأ التعليمات بعناية واتباعها بدقة
	IT - Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB - Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 FR - Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES - Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 PT - Dispositivo médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745 DE - Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PL - Wyrob medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 CZ - Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) č. 2017/745 SE - Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 RO - Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745 SK - Zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením (EÚ) 2017/745 NL - Medisch hulpmiddel in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745 DK - Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 FI - Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745 EE - Määrusele (EL) 2017/745 vastav meditsiiniseade HR - Medicinski proizvod sukladan propisu (EU) 2017/745 HU - A 2017/745/EU rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz LT - Medicinos prietaisai, atitinkantis reglamentą (EU) 2017/745 LV - Mediciniskā ierīce, kas atbilst Regulai (ES) 2017/745 NO - Medisinsk utstyr som samsvarer med gjeldende regelverk (EU) 2017/745 SI - Medicinski pripomoček, skluden z uredb (EU) 2017/745 BG - Медицинско изделие в съответствие с Регламент (ЕО) 2017/745 RU - Медицинское изделие отвечает положениям Директивы (ЕС) 2017/745 GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745 AR - دستگاه پزشکی مطابق با مقررات اتحادیه اروپا (EU) 2017/745
	IT - Dispositivo monouso, non riutilizzabile GB - Disposable device, do not re-use FR - Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser ES - Dispositivo monouso, no reutilizable PT - Dispositivo descartável, não reutilizar DE - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PL - Jednorazowe urządzenie, nie używać ponownie CZ - Jednorázový prostředek, nepoužívejte opakovaně SE - Engångsansordning, får ej återanvändas RO - Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosii SK - Zariadenie na jedno použitie, nepoužívajte opakovane NL - Voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken DK - Engangsmed, må ikke benyttes FI - Kertaikäyttöön laite, ei saa käyttää uudelleen EE - Ühekordne, ei kasutata sedmi mitu korraga HU - Egyszeres használatra szánt, nem lehet újra használni LT - Vienkartinio naudojimo, negalima naudoti dar kartą SI - Za enkratno uporabo, ne uporabljaj ponovno BG - Изделие за еднократна употреба, да не се използва повторно RU - Одноразовое изделие. Повторное использование запрещено GR - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείτε εκ νέου AR - دیجیٹل مدمت استعمال کیاجاں آلا