



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE PEGASO **PEGASO DIGITAL SCALE** **BALANCE NUMÉRIQUE PEGASO** **BÁSCULA DIGITAL PEGASO** **BALANÇA DIGITAL PEGASO**


REF

TCS-200-RT (GIMA 27289)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante
Wuxi Weigher Factory Co., Ltd.
Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA - scale8@aliyun.com
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) – Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





CARACTERÍSTICAS

A balança digital Pegaso GIMA é um dispositivo não médico para medir a altura e o peso do corpo humano. Ela possui um amplo visor digital e pilha recarregável interna, por isto pode ser usada com ou sem a alimentação na rede elétrica.

Modelo	27289
Peso geral	200kg
Escala	100g
Visor	LED
Altura range de medida	80~210cm
Altura escala de medida	0,5cm
Condições ambientais	Temperatura: 5°C~40°C Humidade: 85%RH
Potência	Pilha a 6 V
Medidas balança	535×275×1030mm (Comprimento x Largura x Altura)
Peso limpo da balança	12.0 kg

PRESCRIÇÕES



Não usar o aparelho que apresenta danos. Consultar o vosso revendedor. Evitar qualquer conserto não profissional. Os consertos devem ser feitos exclusivamente com peças sobressalentes originais que devem ser instaladas conforme o uso previsto.

O produto é realizado com materiais resistentes ao corrosão e às condições ambientais previstas com um uso normal, portanto não precisa de operações particulares; todavia é necessário guardá-lo num ambiente fechado, evitando de expô-lo à luz e aos agentes atmosféricos, protegendo-o da poeira para poder garantir as condições de higiene. Recomenda-se também de conservar o produto num lugar de fácil acesso para os operadores em caso de necessidade.

DESEMBOLAGEM



Lembramos que os elementos da embalagem (papel, celofane, pontos metálicos, fita adesiva, etc..) podem cortar /ou ferir se não manipulados com atenção. Estes devem ser removidos com meios adequados e não deixados no ambiente onde poderiam ser tocados por pessoas não responsáveis; o mesmo vale para o material usado para remover a embalagem (tesouras, facas, etc...).

A primeira operação a ser feita depois de ter aberto as embalagens, é um controle geral das peças e das partes que compõe o produto; verificar que estejam presentes todos os componentes necessários e que os mesmos estejam em perfeita condição.

INSTALAÇÃO

O produto é pré-montado em fábrica, a montagem é muito simples (vêr figura):

- Fixar a coluna na base, com os parafusos fornecidos;
- Ligar entre si os conectores postos na base da coluna
- Introduzir o altímetro no suporte posto sobre a coluna da balança
- Parafusar o altímetro no furo sobre a bandeja
- Introduzir a espinha do carrega-pilhas na tomada sobre o lado do painel
- Ligar o carrega-pilhas na rede elétrica para re-carregar a balança
- Re-carregar a balança cada vez que a luz AC se ilumina.


FUNCIONAMENTO

A balança possui um interruptor geral para ligar – desligar, controlar que o interruptor esteja na posição “1” antes de fazer qualquer operação. Antes que a pessoa suba sobre a bandeja é necessário levantar a barra da medida do altímetro mais acima da altura aparente da pessoa que deve ser medida.

Depois que a pessoa subiu sobre a bandeja, abaixar lentamente a barra da medida até apoiá-la sobre a cabeça.



Atenção: Não manter a barra na posição horizontal pois poderia criar situações de perigo em caso de choque com o mesmo.



INDICADORES Símbolos

- [1] [ZERO]: Ilumina-se quando o peso na balança é equivalente a “0”.
- [2] [STA]: Ilumina-se quando o peso é em posição estável
- [3] [NET]: O indicador ilumina-se quando a balança visualiza o peso limpo
- [4] [SET/HOLD]: Ilumina-se durante a calibração do sistema e durante a seleção dos dados
- [5] [Kg]: O indicador ilumina-se quando a modalidade de sistema é selecionada em “kg”.
- [6] [BT]: Indica que a pilha está esgotando
- [7] [AC]: O indicador ilumina-se enquanto a pilha está recarregando-se

Função botões

- [1] ON/OFF: ON/STAND_BY o visor e a balança estão ligados
- [2] AZZERAMENTO (REZERO): Durante a pesagem, de uma modalidade diferente de funcionamento selecionada e da função de salvamento dos dados, recoloca o peso em “0”.
- [3] TARA (TARE): Modalidade de pesagem tara. De qualquer outra modalidade, este botão permite de voltar à modalidade de pesagem
- [4] ←(SET): Na modalidade pesagem, este botão permite de ativar a seleção das funções, enquanto que na modalidade seleção funções permite a escolha da seleção digital.
- [5] ↑(N/G): Na modalidade de pesagem o botão pode manter o peso, enquanto que na modalidade seleção funções, permite de modificar o valor selecionando a função digital.

Operação de azeramento [REZERO]

INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) Colocar o pêso sobre o prato (Ex. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Apertar o botão de azeramento [REZERO]	0,00	●	●					●
(3) Tirar o pêso do prato	-0,05		●					●
(4) Apertar o botão de azeramento [REZERO]	0,00	●	●					●

NOTA: Se o pêso do prato for maior do valor pré-estabelecido ($\pm 2\%$ do valor máximo que pode ser medido), a balança fará três “bip” logo que o botão de azeramento [REZERO] será apertado. Esta operação não pode azerar os dados de funcionamento.

Operação Tara [TARE]

Selecionar a tara com um simples toque

INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) Colocar o pêso sobre o prato (Ex. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Apertar o botão tara [TARE]	0,00		●	●				●
(3) Tirar o pêso do prato	-0,05	●	●	●				●
(4) Apertar o botão tara [TARE]	0,00	●	●					●

NOTA: Se a tara for maior do valor pré-estabelecido ($<50\%$ do valor máximo que pode ser medido), a balança fará três “bip” logo que o botão será apertado.

Operação de conservação do pêso [Weight Hold]

INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) Colocar o pêso sobre o prato	10,00		●					●
(2) APERTAR O BOTÃO [↑]	10,00		●					●
(3) Tirar o pêso do prato	10,00	●	●		○			●
(4)) APERTAR O BOTÃO [↑]	0,00	●	●					●

Operação de conversão da unidade de pêso [Weight unit conversion]

INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) APERTAR O BOTÃO [←]	UInt.tr	●	●		●			●
(2) Apertar o botão de azeramento [REZERO]	0,00	●	●			●		●

Informações para o funcionamento do sistema e a modalidade de pesagem

Apertar [REZERO] apertando [←] [←] [←]

SPEC N.	BIT3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
00	NÃO USAR (NOT USE)		Desligamento automático Seleção da hora 00: nenhuma função de desligamento automático 01 : desligamento automático: 3 minutos 10 : desligamento automático: 6 minutos 11 : desligamento automático: 10 minutos	
03	Abrir FUNÇÃO ALARME 0: NÃO 1: SIM	Permitir as operações de conversão unidade de pêso (LB => kg) 0: NÃO 1: SIM	Permitir as operações de conservação do pêso 0: NÃO 1: SIM	NÃO USAR (NOT USE)

LISTA MENSAGENS INFORMATIVAS A VISOR

ÉRRO SOBRECARGA DO PÊSO	OF
VISUALIZAÇÃO MÁSCARA DO PÊSO	-- LO
BOTÃO DE AZERAMENTO APERTADO	8 8 8 8 8 8
ÉRRO BLOCO SISTEMA ANALÓGICO DIGITAL	-- 0 - E r
O SISTEMA DE AZERAMENTO ULTRAPASSOU O RANGE DE REFERÊNCIA	z r . E r r
BOTÃO TARAGEM ON	S O n
BOTÃO TARAGEM OFF	S O F F
SELEÇÃO SPEC 12,13 ERRADA (IL PÊSO GLOBAL ULTRAPASSOU O RANGE DE VISUALIZAÇÃO)	S - E r r
O sistema de bloco interno analógico digital contém informações de erro	- A d E r r

Calibração do pêso padrão

Apertar os botões [REZERO] e [←] [T] [T], aceder à modalidade de calibração, desta vez as janelas no visor indicam os dados de calibração. (a função de calibração deve estar ligada)

INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7: AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR							OBSERVAÇÕES	
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7		
Digitar [←][T][T] apertando [REZERO].	888888	●	●						●	
	CAL	●	●		●				●	Visualizar os dados de calibração e de taragem
	15,000	●	●		●				●	
APERTAR [←] e [↑]	5,000	●	●		●				●	Modifica do pêso de exemplo, apertar [ENTER] para inserir a calibração a zero.
APERTAR [ENTER]	5,000	●	●		●				●	
APERTAR [ENTER]	CAL 0				●				●	Apertar [ENTER] para inserir a calibração a zero .
	-----				●				●	Calibração a zero
APERTAR [ENTER]	CAL SP		●		●				●	Apertar [ENTER] para inserir a calibração de taragem.
	-----				●				●	Calibração de taragem
	5,000		●						●	No final da calibração, voltar à modalidade de pesagem

MANUTENÇÃO









O produto não necessita de manutenção especial. A duração do mesmo depende do uso, para a limpeza não usar água ou líquidos mas um pano macio.



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

	<p>IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto</p>
	<p>IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote</p>
	<p>IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco</p>
	<p>IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar</p>
	<p>IT Seguire le istruzioni per l'uso GB Follow instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Siga las instrucciones de uso PT Siga as instruções de uso</p>
	<p>IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente</p>
	<p>IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal FR Disposition DEEE ES Disposición WEEE PT Disposição REEE</p>
	<p>IT Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB Product complies with European Directive FR Ce produit est conforme à la directive européenne ES Producto conforme a la Directiva Europea PT Produto em conformidade com a Diretiva Europeia</p>