

Disposable Nasal Speculum

INSTRUCTIONS FOR USE



Obelis s.a
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

R_x ONLY

**MADE IN
THE U.S.A.**



Bionix LLC
1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537, United States
Phone: +1 419.727.8421
Fax: +1 800.455.5678
www.Bionix.com

**Importer, Importeur, Importör,
Importador, Importateur,
Εισαγωγέας, Importeur,
Maahantuoja, Importatore:**



MedEnvoy

Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

This manual applies to the **REF** numbers indicated below:

#9878 - 20 per Box

#9877 - 48 per Box



©2021 Bionix LLC | 1670 Indian Wood Circle
Maumee, Ohio 43537 | United States
Phone: 800.551.7096 | Fax: 800.455.5678
Email: bionix@bionix.com
www.bionix.com | RM95-0028 | Rev. D

ESPAÑOL (SPANISH)

ESPÉCULO NASAL DESECHABLE - INSTRUCCIONES DE USO

Uso previsto: el uso previsto del Espéculo nasal desechable es permitir el examen directo de la parte anterior de la nariz.

Indicaciones de uso: el Espéculo nasal desechable está indicado para el uso en el diagnóstico, la extracción de cuerpos extraños y el taponamiento nasal por parte de profesionales sanitarios en todas las poblaciones de pacientes.

Instrucciones:

Para utilizarlo, sujete el Espéculo nasal desechable cómodamente con una mano.

Coloque al paciente de forma que tenga un acceso y una iluminación correctos.

Introduzca suavemente la punta del Espéculo nasal desechable en las fosas nasales del paciente, con las cuchillas en posición "cerrada".

Apriete lentamente el mango para desplegar las cuchillas del Espéculo nasal desechable y abrir las fosas nasales. Deténgase una vez haya alcanzado una exposición adecuada.

⚠ PRECAUCIÓN: Deje de utilizar el Espéculo nasal desechable si el paciente experimenta dolor o traumatismo en la nariz o en la mucosa nasal.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de contaminación cruzada. No reutilice el espéculo nasal desechable, ya que esto puede propagar la contaminación de un paciente a otro.

Notificación de dispositivos médicos: Aviso a los usuarios o pacientes en la UE: Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o paciente.

Beneficios clínicos: Indicado en la sección Uso previsto.

Contraindicaciones: No existen contraindicaciones absolutas relacionadas con el uso del espéculo nasal desechable.

Riesgo residual: El riesgo asociado con el uso de este producto se ha reducido en la medida de lo posible, pero el producto no puede eliminar completamente los posibles daños al paciente o al usuario derivados de lo siguiente:

- Daños causados por peligros mecánicos
- Daños por mal uso o error de uso
- Daños de orígenes imprevistos

	Dispositivo médico		No usar si el paquete está dañado
	Fabricante		No reutilizar Dispositivo de un solo uso
	Fecha de fabricación		Múltiples usos en un solo paciente
	Fecha de vencimiento		Consultar las instrucciones de uso (IDU)
	Código de lote		Precaución
	Número para reposición		Advertencia
	Número de serie		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Esterilizado mediante irradiación		Conformidad europea
	No reesterilizar		Solo con receta o "Para uso por o por prescripción de un profesional sanitario con licencia"
	No estéril		Limitación de temperatura