


ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following

Ambu ECG electrodes: L, M, N, P, Q, QR, R, SP, SU, T, VL and VLC.



Instructions for use

Инструкции за употреба

Νάvod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użyycia

Instruções de utilização

Instruċijuni de utilizzare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明

Electrodes para ECG

Electrodes para ECG

1.0 Uso previsto
El electrodo se aplica en la superficie del cuerpo para transmitir la señal eléctrica de la superficie del cuerpo a un dispositivo de registro y supervisión que genera un electrocardiograma o un vectorcardiograma.

1.1 Contraindicaciones

Ninguna conocida.

1.2 Precauciones y advertencias

Advertencias

- Los electrodos de superficie deben colocarse únicamente en contacto con piel limpia e íntacta (por ejemplo, sin heridas abiertas, lesiones o áreas infectadas o inflamadas).
- Producto desechable. La reutilización del producto puede causar contaminación cruzada y, por lo tanto, producir infecciones.
- Después de retirar los electrodos del blíster de protección, deseché el blíster de protección en un recipiente para residuos adecuado.
- Excepto para SU-90-C: Retire el electrodo del paciente cuando vaya a realizar una resonancia magnética, ya que el paciente podría sufrir quemaduras.

Precauciones

- Durante las intervenciones quirúrgicas, los electrodos se deben situar lo más alejados posible de la zona electroquirúrgica para minimizar las corrientes de radiofrecuencia (RF) no deseadas, que podrían provocar quemaduras en la piel.
- Los electrodos solo se deben utilizar por o previa consulta con un profesional sanitario familiarizado con su correcta colocación y uso.
- No moje, empapee ni esterilice los electrodos, ya que estos procedimientos pueden dejar residuos nocivos o afectar a su funcionamiento.
- Para minimizar el riesgo de irritaciones en la piel al reemplazar los electrodos, busque una nueva zona en la piel para colocarlos.
- Los electrodos pueden dañar la piel si se retiran sin cuidado.
- Las leyes federales de EE. UU. restringen la venta de estos dispositivos únicamente a un médico o por orden de este.
- Los electrodos sin derivación adjunta solo deben utilizarse con cables que cumplan la norma IEC 60601-1.
- Solo para SU-90-C: durante la resonancia magnética, los electrodos solo se utilizan con derivaciones azules para su uso en resonancias magnéticas.

1.3 Acontecimientos potencialmente adversos

Los acontecimientos potencialmente adversos en relación con el uso de los electrodos de superficie son reacciones cutáneas, como quemaduras en la piel, enrojecimiento de la piel, irritación de la piel y pequeñas ampollas.

1.4 Notas generales

Si, durante el uso del dispositivo o como resultado de su uso, se produce un accidente grave, informe de ello al fabricante y a sus autoridades nacionales.

Emblemas para los electrodos para ECG de Ambu	Indicaciones	Emblemas para los electrodos para ECG de Ambu	Indicaciones	Símbolos para los electrodos para ECG de Ambu	Indicaciones
	Producto sanitario		Espuma		Microporoso
	País de origen del fabricante		Gel húmedo		Polimero
	Radiorresistente		Seguridad eléctrica: parte aplicada tipo BF		
	Compatible con resonancia magnética. Campo magnético estático de 1.5 y 3 teslas, con un gradiente de campo espacial máximo de 12 900 G/cm o 129 T/m. Tasa de absorción específica máxima media de todo el cuerpo de 2 W/kg (aumento máx. de temp. de 2,2 °C (1,5 teslas) y de 1,5 °C (3 teslas)) o 4 W/kg (aumento máx. de temp. de 4,4 °C (1,5 teslas) y de 3,1 °C (3 teslas)) durante 15 minutos de exploración con escáner.				

3.0 Instrucciones de uso

- Si fuera necesario, limpie la zona de aplicación con agua y un jabón neutro. A continuación, séquela cuidadosamente.
- Solo para adultos: si es necesario, rasure el vello en las zonas en las que sea muy abundante. Si la impedancia de la piel es demasiado elevada, utilice un depilatorio suave en la zona.
- El posicionamiento correcto de los electrodos es determinado por parte del hospital/ médico y/o el protocolo/ procedimiento de aplicación.
- Los blísters de protección pueden tener esquinas afiladas, por lo que se debe tener cuidado al sacar los electrodos de la bolsa. Despegue el electrodo del blíster de protección y colóquelo sobre la piel. Deseche el blíster de protección inmediatamente después de retirar los electrodos.
- Cuando utilice electrodos con conectores y una derivación premontada, el conector o la derivación premontada se deben colocar de forma que las derivaciones sigan la misma dirección hacia el equipo.
- Posicione el electrodo sobre la piel presionando suavemente los bordes adhesivos con un movimiento circular suave y firme.
- Conecte la derivación del monitor ECG al electrodo. Si el electrodo viene provisto de una derivación premontada, conéctela directamente al monitor ECG.
- Retirada de los electrodos: Levante cuidadosamente la lengüeta de los electrodos, manteniendo un perfil bajo y separe despacio el electrodo de la piel, sujetando y manteniendo la piel que queda descubierta a medida que se quita el electrodo.
- Mantenga el electrodo cerca de la superficie cutánea cuando tire de él. Para reducir el riesgo de que se produzca un traumatismo mecánico, evite quitar el electrodo formando un ángulo de 45 grados.
- Los electrodos autoadhesivos se deben sustituir cuando ya no se pegan con firmeza a la piel.
- Los restos de gel se pueden limpiar con una toallita de papel o con agua.
- Para evitar que los electrodos se sequen en los envoltorios abiertos, no los abra hasta que sea necesario.
- Los electrodos son desechables y se deben eliminar según los procedimientos hospitalarios locales.

4.0 Duración del periodo de aplicación (en horas)

Referencia	Características del gel	Sistema adhesivo	Material del sensor	Indicación para el paciente	Duración del periodo de aplicación
L	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	72
M	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
N	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Pediatrico	24
P	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Pediatrico	24
Q	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
QR	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
R	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
SP	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
SU	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
T	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
VL	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	72
VLC	Gel húmedo	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	72

使用说明書

