

ECG Electrodes

Instructions for use

These instructions for use are intended for the following
Ambu ECG electrodes: L, M, N, P, Q, QR, R, SP, SU, T, VL and VLC.

Instructions for use

Инструкции за употреба

Návod k použití

Brugervejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Kasutusjuhend

Käyttöohjeet

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用説明書

Naudojimo instrukcija

Lietošanas pamācība

Gebruiksaanwijzing

Bruksanvisning

Instrukcja użycia

Instruções de utilização

Instrucţiuni de utilizare

Инструкция по применению

Návod na použitie

Navodila za uporabo

Bruksanvisning

Kullanım talimatları

使用说明



Instruções de utilização

PT

Eléttrods de ECG

1.0 Utilização prevista

O eléttrodo é aplicado na superfície do corpo para transmitir o sinal elétrico à superfície do corpo para um dispositivo de registo e monitorização, que produz um eletrocardiograma ou vetorcardiograma.

1.1 Contraindicações

Não conhecidas.

1.2 Advertências e precauções

Advertências

- Os eléttrods de superfície devem ser aplicados apenas sobre pele intacta e limpa (por ex., não devem ser aplicados sobre feridas abertas, lesões, áreas infetadas ou inflamadas).
- Para utilização única. A reutilização do produto pode causar contaminação, levando a infeções.
- Após a remoção dos eléttrods do revestimento de proteção, este último deverá ser eliminado no caixote do lixo designado.
- Exceto para o SU-00-C: Remova o eléttrodo do paciente quando realizar um exame de RM, pois pode causar queimaduras na pele do paciente.

Precauções

- Durante procedimentos cirúrgicos, os eléttrods devem ser colocados o mais afastados possível da área eletrocirúrgica, para minimizar o fluxo de corrente RF indesejada que pode causar queimaduras na pele.
- Os eléttrods só podem ser usados por ou mediante consulta de um prestador de cuidados de saúde que esteja familiarizado com a colocação e a utilização dos mesmos.
- Não molhe, enxague ou esterilize os eléttrods, uma vez que estes procedimentos poderão deixar resíduos perigosos ou avariar os eléttrods.
- Para minimizar o risco de irritação da pele, ao substituir os eléttrods, coloque-os noutra área de pele.
- Os eléttrods podem danificar a pele se forem removidos de forma descuidada.
- A legislação federal dos EUA limita a venda destes dispositivos a um médico ou mediante prescrição deste.
- Os eléttrods sem derivações ligadas só devem ser utilizados com derivações em conformidade com a CEI 60601-1.
- Apenas para o SU-00-C: durante o exame de RM, os eléttrods apenas devem ser usados com derivações compatíveis com a RM.

1.3 Eventos potencialmente adversos

Os eventos potencialmente adversos relacionados com o uso de eléttrods de superfície são reações cutâneas como queimaduras da pele, vermelhidão, prurido ou pequenas bolhas.

1.4 Notas gerais

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao fabricante e à autoridade competente do seu país.

2.0 Explicação dos símbolos utilizados

Símbolos para os elétrodos de ECG Ambu	Indicação	Símbolos para os elétrodos de ECG Ambu	Indicação	Símbolos para os elétrodos de ECG Ambu	Indicação
	Dispositivo médico		Espuma		Microporoso
	País do fabricante		Gel líquido		Polímero
	Radioluciente		Peça Aplicada do Tipo BF de Segurança Elétrica		
	Condicional para Ressonância Magnética. Campo magnético estático de 1,5 Tesla e 3 Tesla, com gradiente de campo espacial máximo de 12 900 G/cm ou 129 T/m. Taxa máxima de absorção específica de energia (SAR) da média da totalidade do corpo (WBA) de 2 W/kg (aumento máx. da temp. de 2,2 °C (1,5 Tesla) e 1,5 °C (3 Tesla)) ou de 4 W/kg (Aumento máx. da temp. de 4,4 °C (1,5 Tesla) e 3,1 °C (3 Tesla)) para um exame de 15 minutos.				

3.0 Instruções de utilização

- Se necessário, limpe as áreas de aplicação com sabão suave e água e seque bem.
- Apenas para adultos: Corte os pelos nas áreas com excesso de pelos se necessário. Só deverá friccionar suavemente se a impedância de pele for demasiado alta.
- A colocação correta dos eléttrods é habitualmente determinada pelo hospital/médico e/ou pelo protocolo/procedimentos locais.
- Os revestimentos de proteção podem ter cantos afiados, pelo que deverá ter cuidado quando remover os eléttrods da bolsa. Retire o eléttrodo do revestimento de proteção e coloque-o na pele. Elimine o revestimento de proteção imediatamente após a remoção dos eléttrods.
- Quando usar eléttrods com conectores ou derivação pré-instalada, o conector ou a derivação pré-instalada devem ser posicionados numa direção que permita às derivações passarem na mesma direção no sentido do equipamento.
- Coloque o eléttrodo na pele, pressionando ligeiramente em torno da extremidade adesiva com um movimento circular suave e firme.
- Ligue a derivação do dispositivo de monitorização ECG ao eléttrodo. Se o eléttrodo possuir uma derivação pré-instalada, pode ser ligado diretamente ao dispositivo de monitorização ECG.
- Remoção do eléttrodo: Levante cuidadosamente a patilha ou a extremidade do eléttrodo, sem levantar muito, e remova lentamente o eléttrodo da pele, segurando e apoiando a nova pele exposta à medida que o eléttrodo é removido. Mantenha o eléttrodo junto à superfície da pele quando o estiver a puxar para trás sobre ele mesmo. Evite remover o eléttrodo num ângulo de 45 graus, de modo a reduzir o risco de trauma mecânico.
- Os eléttrods autoadesivos deverão ser substituídos quando deixarem de se colar firmemente à pele.
- Os resíduos de gel podem ser retirados com toalhas de papel ou água.
- Os eléttrods numa bolsa aberta podem secar; por este motivo, a bolsa só deverá ser aberta quando for necessário.
- Os eléttrods são descartáveis e devem ser eliminados de acordo com os procedimentos hospitalares locais.

4.0 Duração de aplicação (tempo em horas)

Número do item	Sistema de gel	Sistema adesivo	Material do sensor	Indicação do paciente	Duração de aplicação
L	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	72
M	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
N	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Crianças	24
P	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Crianças	24
Q	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
QR	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
R	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
SP	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
SU	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
T	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	24
VL	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	72
VLC	Gel líquido	Acrílico	Ag/AgCl	Adulto	72