

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Mode d'emploi

Modèle: Entièrement fermé avec grille d'aération

Rév. A/1 Émission : -4-2020

Description:

Les lunettes de protection isolantes médicales sont prévues pour créer une barrière physique entre les yeux et l'environnement immédiat. Ce dispositif empêche que les liquides ou les gouttes projetées n'entrent en contact avec l'utilisateur. Les lunettes de protection isolantes médicales sont prévues pour une utilisation unique.

Indications pour l'utilisation :

protection des muqueuses des yeux contre les éclaboussures, les pulvérisations et les projections de fluides corporels.

Contre-indications :

Aucune.

Effets secondaires du produit:

Ce produit ne provoque aucun effet secondaire.

Avertissements:

1. Ne pas utiliser si les composants présentent des signes de dommages.
2. Ne pas exposer les composants à des températures supérieures à celles indiquées sur l'étiquette de l'emballage.
3. Éliminer le produit comme déchet biologique dangereux conformément au protocole institutionnel.

Fonctionnement :

Sortez les lunettes du sac d'emballage, vérifiez que les lunettes sont en bon état et déchirez le film protecteur ; les lunettes fixeront la bande élastique derrière la tête et ajusteront le dispositif de fixation souple pour qu'il s'adapte étroitement au visage.

Stockage :

Stocker le produit dans un lieu sec à une température comprise entre 0 et 30 °C.

Conserver à l'abri de la lumière du soleil.1.

Légende des symboles :

	Date d'échéance		Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser
	Numéro de lot		Ne pas utiliser si le colis est endommagé
	Date de fabrication		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2016/425		À conserver dans un endroit frais et sec.
	Fabricant		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Code produit		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

CE EPI Cat.II délivrée par :

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Organisme notifié 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Allemagne

conformément à l'annexe II du Règlement (UE)2016/425 - Norme harmonisée EN 166: 2001 Directive 2001/95/CE