

METRO Misura circonferenze di tipo professionale



Misuratore corporeo per la rilevazione della distribuzione del tessuto adiposo (sottocutaneo e viscerale, a livello del tronco). Corpo in ABS con impugnatura ergonomica brevettata, nastro di misurazione in uno speciale materiale plastico indeformabile latex free, con doppia scala di valutazione colorata per le indicazioni di rischio diviso, uomo e donna. Utilizzabile per una precisa misurazione di tutte le circonferenze corporee grazie al suo bottone retrattile e al fermo flessibile che ne permette una lettura agevolata dei dati.

La particolare flessibilità del suo braccio in materiale termoplastico atossico, ne permette uno specifico uso in campo pediatrico come craniometro per la misurazione della circonferenza della testa del bambino.

Utilizzabile anche in ambito sportivo per una precisa misurazione antropometrica della circonferenza del braccio, per una rapida stima della massa muscolare del soggetto e per monitorare l'ipertrofia dell'atleta.


In ambito sanitario valuta in modo preciso la perdita o l'acquisto di massa magra dopo traumi o interventi chirurgici.

**CIRCONFERENZA ADDOMINALE
RISCHIO DI COMPLICANZE METABOLICHE**

LIVELLO DI RISCHIO	UOMINI	DONNE
LIVELLO 1 ZONA D'ALLERTA 1	≥ 94 cm	≥ 80 cm
LIVELLO 2 ZONA D'AZIONE 2	≥ 102 cm	≥ 88 cm

1 WHO Tech Rep Ser 2000;894(3):i-xii, 1-253. Mod da 1
2 Han, TS et al. - BMJ 1995; 311:1401-1405 Mod da 2

**POSIZIONE DEL NASTRO
PER UNA CORRETTA MISURAZIONE
DELLA CIRCONFERENZA ADDOMINALE***



1. Paziente in posizione eretta.
2. Localizzare il margine superiore dell'anca e l'apice della cresta iliaca destra.
3. Posizionare il nastro orizzontalmente attorno all'addome a livello del margine superiore della cresta iliaca.
4. Prima di rilevare la misura assicurarsi che il nastro sia aderente, ma che non comprima la cute e che sia parallelo al pavimento.
5. Rilevare la misura al termine di una espirazione normale

*National Institutes of Health
The Practical guide. Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults (October 2000)

MÈTRE professionnel pour la mesure de la circonférence



Appareil de mesure corporel pour évaluer la distribution du tissu adipeux (sous-cutané et viscéral, au niveau du tronc). Corps en ABS avec poignée ergonomique brevetée, ruban de mesure en matériel plastique spécial, indéformable sans latex, avec échelle d'évaluation double colorée pour les indications de risque divisées en homme/femme.

Utilisable pour mesurer de façon précise toutes les circonférences corporelles grâce à son bouton rétractable et à son verrouillage souple permettant de lire plus facilement les données.

Grâce à la souplesse exceptionnelle de son bras en matière thermoplastique, cet instrument est particulièrement conseillé pour un usage pédiatrique comme céphalomètre pour mesurer la circonférence du crâne des enfants.

Peut être également utilisé en milieu sportif pour une mesure anthropométrique précise de la circonférence du bras, pour évaluer rapidement la masse musculaire du patient et pour surveiller l'hypertrophie de l'athlète.


En milieu sanitaire, cet instrument permet de déterminer de façon précise la diminution ou l'augmentation de la masse maigre à la suite de traumatismes ou d'interventions chirurgicales.

**CIRCONFÉRENCE ADDOMINALE
RISQUE DE COMPLICATIONS MÉTABOLIQUES**

NIVEAU DE RISQUE	HOMME	FEMME
NIVEAU 1 ZONE D'ALERTE 1	≥ 94 cm	≥ 80 cm
NIVEAU 2 ZONE D'ACTION 2	≥ 102 cm	≥ 88 cm

1 WHO Tech Rep Ser 2000;894(3):i-xii, 1-253. Mod da 1
2 Han, TS et al. - BMJ 1995; 311:1401-1405 Mod da 2

**POSITION DU RUBAN
POUR UNE MESURE CORRECTE
DE LA CIRCONFÉRENCE ABDOMINALE***



1. Patient debout.
2. Localiser le niveau supérieur de la hanche et la pointe de l'épine iliaque.
3. Placer le ruban à l'horizontal autour de l'abdomen au niveau du bord supérieur de l'épine iliaque.
4. Avant de noter la mesure, vérifier que le ruban adhère correctement à l'abdomen, sans comprimer la peau et qu'il est parallèle au sol.
5. Noter la mesure après avoir demandé au patient d'expirer normalement.

*National Institutes of Health
The Practical guide. Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults (October 2000)

Professional TAPE to measure abdominal circumference



The measuring tape is a device used to measure the distribution of body fat (subcutaneous, visceral and on the torso).

ABS body with patented ergonomic handle, measuring tape made of special plastic material: nondeformable, latex free and double colored. Double colored tape shows risk indications for men and women on two different sides. This device can be used to measure any body circumference through the push button and flexible lock that allows an easy reading of data.

The excellent flexibility of the thermoplastic arm allows the tape to be used in the pediatric field as a cephalometer to measure the circumference of children's head.


This device can also be used in sport activities to accurately measure the arm circumference and to check the hypertrophy of athlete. In the medical field it can assess the loss and gain of lean body mass after traumas or surgical procedures.

**ABDOMINAL CIRCUMFERENCE
RISK OF METABOLIC COMPLICATIONS**

RISK LEVEL	MEN	WOMEN
LEVEL 1 ALERT ZONE 1	≥ 94 cm	≥ 80 cm
LEVEL 2 ACTION ZONE 2	≥ 102 cm	≥ 88 cm

1 WHO Tech Rep Ser 2000;894(3):i-xii, 1-253. Mod da 1
2 Han, TS et al. - BMJ 1995; 311:1401-1405 Mod da 2

**TAPE POSITION
FOR A PRECISE MEASURE
OF ABDOMINAL CIRCUMFERENCE***



1. Patient in straight position.
2. Detect the upper level of hip and tip of right iliac crest.
3. Place the tape horizontally around abdomen at the superior border of right iliac crest.
4. Before taking the measure make sure that tape is tight on the body, the tape must not squeeze the skin and be parallel to the floor.
5. Take the measure after a normal expiration.

*National Institutes of Health
The Practical guide. Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults (October 2000)

METRO Medición de circunferencias de tipo profesional



Medidor de cuerpo para detectar la distribución del tejido adiposo (subcutáneo y visceral, a nivel del tronco).

Cuerpo de medición de ABS con mango ergonómico patentado, cinta de medición de un material plástico especial indeformable sin látex, con doble escala de evaluación coloreada para la indicación de riesgo dividido, hombre y mujer.

Utilizable para una medición precisa de todas las circunferencias del cuerpo gracias a su botón retráctil y el bloqueo flexible que permite una fácil lectura de los datos.

La particular flexibilidad de su brazo en material termoplástico atóxico, permite su uso específico en pediatría como medidor de la circunferencia craneal de los niños.

También se puede usar en ámbito deportivo para una medición antropométrica precisa de la circunferencia del brazo, para un cálculo rápido de la masa muscular del sujeto y monitorear la hipertrofia del atleta.


En ámbito sanitario evalúa de modo preciso la pérdida o adquisición de masa magra después de traumas o intervenciones quirúrgicas.

**CIRCONFERENCIA ADDOMINALE
RIESGO DE COMPLICACIONES METABÓLICAS**

NIVEL DE RIESGO	HOMBRES	MUJERES
NIVEL 1 ZONA DE ALERTA 1	≥ 94 cm	≥ 80 cm
NIVEL 2 ZONA DE ACCIÓN 2	≥ 102 cm	≥ 88 cm

1 WHO Tech Rep Ser 2000;894(3):i-xii, 1-253. Mod da 1
2 Han, TS et al. - BMJ 1995; 311:1401-1405 Mod da 2

**POSICIÓN DE LA CINTA
PARA UNA MEDICIÓN CORRECTA
DE LA CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL***



1. Paciente en posición erguida.
2. Localizar el margen superior de la cadera y el vértice de la cresta iliaca derecha.
3. Colocar la cinta en horizontal alrededor del abdomen a nivel del margen superior de la cresta iliaca.
4. Antes de tomar la medida asegurarse de que la cinta esté adherente, pero que no comprima la piel y que esté paralelo al suelo.
5. Tomar la medida al final de una espiración normal.

*National Institutes of Health
The Practical guide. Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults (October 2000)

