



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LAME GOUGE EN CARBONIO
CARBON GOUGE BLADES
LAMES GOUGE EN ACIER AU CARBONE
CUCHILLAS DE GUBIA DE CARBONO
SKALPELL-KLINGEN AUS KARBON
LÁMINAS DE GOIVA DE CARBONO
SKALPELE ZĘ STALI WĘGLOWEJ
ŞEZŔNAC PEDIKRNGEK
HIILITALTTATERT
UGLJENINA SJECIVA
SKALPELLBLADER I KARBONSTL
KOOLSTOFSTAAL GUTSMESJES
LAME DALTA DIN TEL CARBON
KOLFIBERBLAD
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ ДОЛОТА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ОСТРИЯТА ОУ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА ЗА ИЗДЪЛБАВАНЕ
ΛΑΜΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
شفرات مجوب من الكربون

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso
 Gebruachs- und instandhaltungsanleitung - Guia para utilizao
 Instrukcija obslugi - Hasznlati utasítás - Kytthjhe - Korisninik Priručnik
 Brukerhåndbok - Gebruikershandleiding - Manual De Utilizare
 Anvndarhåndbok - Руководство Пользователя - Ръководство За Потребителя - δηγίες χρήσης - **شيفر استعمل**

ITALIANO
PRODOTTO
 Lama chirurgica (Sterile)
 (Acciaio al carbonio e acciaio inossidabile)
 Sterilizzato mediante irradiazione di raggi gamma per un minimo di 25 kGy e un massimo di 32 kGy (da 2,5 mrad a 3,2 mrad)
MATERIALI UTILIZZATI
 Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio
INDICAZIONI
 - Incisione per dissezione.
 - Dimensioni differenti si adattano ai diversi spessori del tessuto cutaneo.
 - Rimozione del tessuto in eccesso dall'area operatoria.

CONTRAINDICAZIONI
 - Il riutilizzo delle lame pu renderle un vettore di malattie trasmissibili al paziente e/o all'operatore.
 - L'utilizzo delle lame successivo alla loro data di scadenza pu portare anche gravi conseguenze a causa della perdita di sterilit.
ISTRUZIONI PER L'USO
 - Selezionare la tipologia e le dimensioni corrette della lama, in base all'area di operazione; utilizzare dimensioni maggiori per i tessuti pi spessi e le dimensioni inferiori per i tessuti molli e sottili.
 - Pulire l'area di operazione con un disinfettante appropriato.
 - Ispezionare il pacchetto delle lame per accertarsi che sia intatto, che la data di scadenza non sia stata superata e rimuovere quindi la lama dal pacchetto.
 - La lama deve essere attaccata all'impugnatura apposta. B P pre-sterilizzata, in base alle dimensioni e al tipo di fessura; controllare che la lama sia correttamente fissata nella fessura.
 - In base alla presa con l'impugnatura metallica, scegliere l'area su cui effettuare l'incisione.
 - L'incisione deve essere effettuata in base alla lunghezza desiderata, effettuando la misurazione e la marcatura desiderata.

AVVERTENZE
 - Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
 - Questo prodotto deve essere utilizzato soltanto da personale medico, paramedico o chirurgico qualificato.
 - Controllare sempre la data di scadenza e l'integrit dell'impallaggio e del prodotto prima dell'uso.
 - Prodotto monouso. **Riutilizzare il prodotto potrebbe renderlo un vettore per malattie trasmissibili, HIV, epatite, malattie infettive, infezioni che potrebbero generare complicanze, al paziente e/o all'operatore.**
 - Una volta aperta la confezione, utilizzare subito il prodotto.
 - GIMA non si assume alcuna responsabilit per eventuali conseguenze derivanti da un uso del prodotto non conforme allo scopo.
 - GIMA non si assume alcuna responsabilit in caso di riutilizzo o ristilizzazione del prodotto.
 - La sterilit del prodotto non pu essere garantita se la confezione  rotta o danneggiata.
 - Ristilizzare e riutilizzare la lama potrebbe alterare le propriet meccaniche dei materiali utilizzati.
 - La ristilizzazione e il riutilizzo della lama potrebbero compromettere il taglio della lama e quindi portare il prodotto a non essere pi idoneo all'uso previsto.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
 - Tenere lontano dalla luce solare diretta.
 - Tenere lontano dalla pioggia.
 - La temperatura di conservazione deve essere compresa tra i 10°C e i 40°C.
 - L'umidit relativa del luogo di conservazione deve essere compresa tra il 35% e il 65%.
 - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
 - Conservare in luogo fresco e asciutto.
SMAI LIMENTO DI CUSTODIE DI PROTEZIONE E DI LAME
 - Dopo l'uso, gli strumenti e le custodie di protezione devono essere smaltiti in conformit con i requisiti delle normative locali in materia di rifiuti sanitari.
PRECAUZIONI
 - Aprire sempre la custodia di protezione nella direzione indicata per evitare lesioni.
 - Maneggiare gli strumenti con cura in quanto estremamente affilati.
 - La custodia di protezione dello strumento  in un ambiente sterile per evitare che la lama, gia sterilizzata con raggi gamma, perda la sua sterilit. Seguire le procedure appropriate per l'utilizzo di prodotti sterili.
 - Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato con attenzione per evitare lesioni dovute al contatto con la lama dello strumento.
 -  necessario prestare la massima attenzione nello scegliere la lama corretta in base all'impugnatura; in questo modo si eviteranno lesioni o incidenti.
 - La custodia di protezione dello strumento non  soddisfatta i requisiti dell'uso previsto, sostituire lo strumento difettoso con uno nuovo.
RESTITUZIONE DEI PRODOTTI DANNEGGIATI
 - I prodotti danneggiati devono essere restituiti immediatamente al fornitore dal quale  avvenuto l'acquisto.

ENGLISH
PRODUCT
 Surgical Blade (Sterile)
 (Carbon Steel and Stainless Steel)
 Sterilized by Gamma radiation of minimum 25 kGy and not more than 32 kGy (2.5 M Rads to 3.2 M Rads)
MATERIALS USED
 Stainless Steel, Carbon Steel
INDICATIONS
 - Dissection Incision.
 - Different size for different thickness of tissue & sight.
 - Removal of extra tissue from operating area.
CONTRAINDICATIONS
 - Re-use of blades can work as carrier for communicable disease to patient and/or user.
 - Adverse event may be happen if blades are used after expiry date as expiry date of product is expiry date of sterility.
INSTRUCTIONS FOR USE
 - Select proper type and size of Blade as per the sight, always use bigger size for thick tissue and smaller for fine soft tissue.
 - After selection clean the sight with proper disinfectant.
 - Check the package of blade for its intactness, check expiry date of the blade and then remove blade from package.
 - Blade has to attached on corresponding pre sterile B P handle as per the size slot and check that handle is well fixed in the slot of blade.
 - With grip on metal handle choose the sight for incision.
 - Incision has to place as per the desired length preferably measured and marked.

WARNINGS
 - Read instruction for use
 - The product should be used only by a qualified surgeon, Doctor or paramedic.
 - Before use always check integrity of product and packing along with expiry date.
 - For single use only, **if re-used this can work as carrier for communicable disease, HIV, Hepatitis, contagious dieses, undue diseases to patient and/or user.**
 - Use product immediately after opening the pack.
 - GIMA is not responsible for any possible consequences resulting from improper use.
 - GIMA do not hold any responsibility if device re-used or re-sterile.
 - Sterility of product is not guaranteed if packet is broken/torn.
 - Re-sterilization and re-use of blade cause to change in mechanical properties and material used.
 - Re-sterilization and re-use of blade may not meet the intended use as blade may be blunt.
STORAGE CONDITION
 - Keep away from direct sun light.
 - Keep away from rain
 - Storage temperature should be 10 to 40 degree celcius
 - Humidity of storage area should be 35% RH to 65% RH.
 - Keep away from children.
 - Store in cool and dry place.
DISPOSAL OF USED POUCH AND BLADES
 - After use, pieces and pouches shall be disposed off in compliance with the local regulatory requirement of handling medical waste.

PRECAUTIONS
 - Always open the pouch from peel apart direction to avoid injury.
 - Devices are extremely sharp, use care while handling.
 - Care must be taken so that the pouch is not opened in an unsterile area otherwise the blade which has already been sterilized by Gamma radiation will become unsterile. Proper procedures must be used as applicable for handling any sterile product.
 - Care must be taken during disposal of device to avoid any contact or injury due to the sharp nature of the device.
 - Proper care must be taken while choosing the right blade for the right handle to avoid any injury or accident.
 - In case of changes in the performance of device for intended use replace the defective device by new to full fill the required application

DAMAGED PRODUCT RETURN
 - Damaged product should be return immediately to the source from where it is purchased.

FRANAIS
PRODUIT
 Lames chirurgicales (Striles)
 (Acier au carbone et acier inoxydable)
 Strilis par rayonnement gamma de 25 kGy minimum et pas plus de 32 kGy (2,5 Mrads a 3,2 Mrads)
MATRIEAUX UTILISS
 Acier inoxydable, Acier au carbone
INDICATIONS
 - Dissection Incision.
 - Diffrentes tailles pour diffrentes paisseurs de tissus et site.
 - Retrait de tissu excdantaire de la zone d'opration.
CONTRE-INDICATIONS
 - La rutilisation de lames peut tre un vecteur de maladies transmissibles au patient et/ou  l'utilisateur.
 - Des effets indsirables peuvent survenir si les lames sont utilises aprs la date de premption puisque la date de premption du produit correspond  la date de fin de strilit.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
 - Choisir le bon type et la bonne taille de lame en fonction du site, toujours utiliser une taille adquante pour les tissus pais et une en-dessous pour les tissus mous et fins.
 - Une fois le choix effectu, nettoyez le site avec un dsinfctant adapt.
 - Vrifier que l'emballage de la lame est intact et s'assurer de sa date d'expiration puis la retirer de son emballage
 - Fixer la lame sur le manche B P strile correspondant en fonction de la taille de la fente, vrifier la bonne fixation de la lame.
 - Saisir la poigne en mtal, choisir le site de l'incision.

- Prcder  l'incision en fonction de la longueur souhaite, prfrablement mesure et marque.

AVERTISSEMENTS
 - Lire le mode d'emploi
 - Le produit doit tre utilis exclusivement par un chirurgien, un mdecin ou un auxiliaire mdical qualifi.
 - Avant utilisation, toujours vrifier l'tat du produit et de son emballage ainsi que sa date de premption.
 - Pour usage unique exclusivement. Si rutilise, peut tre un vecteur de maladies transmissibles, VIH, hpatite, maladies contagieuses, tout type de maladies transmissibles au patient et/ou  l'utilisateur.
 - Utiliser le produit immdiatement aprs l'ouverture de l'emballage
 - GIMA ne peut tre tenu responsable des ventuelles consquences rsultant d'une utilisation impropre.
 - GIMA dcline toute responsabilit en cas de rutilisation ou de re-strilisation du dispositif.
 - La strilit du produit n'est pas garantie si le paquet est ouvert/dchir.
 - La re-strilisation et la rutilisation d'une lame entrane un changement des proprits mcaniques et du matriau utilis.
 - La re-strilisation et la rutilisation de la lame peut ne plus correspondre  l'utilisation prvue car la lame peut tre emousse
CONDITIONS DE STOCKAGE
 - Conserver  l'abri de la lumire solaire directe.
 - Conserver  l'abri de la pluie
 - La temprature de stockage doit tre comprise entre 10 et 40 degrs Celsius
 - L'humidit de la zone de stockage doit tre comprise entre 35 et 65%.
 - Tenir hors de porte des enfants.
 - Conserver dans un endroit frais et sec.

LIMINATION DE L'TUI USAG ET DES LAMES
 - Aprs utilisation, les lames et les tuis doivent tre limins conformment  la rglementation locale en vigueur relative  la manipulation des dchets mdicaux.

PRECAUTIONS
 - Toujours ouvrir l'tui dans le sens d'ouverture afin d'viter de se blesser.
 - Les dispositifs sont extrmement tranchants, les manipuler avec beaucoup de soin.
 - Veiller  ce que l'tui ne soit pas ouvert dans une zone non strile, auquel cas la lame qui a dj t strilise par rayonnement gamma ne sera plus strile. Le cas chant appliquer les procdures adquates pour la manipulation des produits striles.
 - Lors de la mise au rebut du dispositif, veiller  viter tout contact ou blessure en raison de la nature tranchante du dispositif.
 - Faire preuve des prcautions appropries lors du choix de la lame et du manche correspondant pour viter toute blessure ou accident
 - En cas de modification des prestations du dispositif pour l'usage auquel il est destin, remplacer le dispositif dfectueux par un neuf afin de satisfaire sa destination d'emploi
RETOUR PRODUIT ENDOMMAG
 - Le produit endommag doit tre immdiatement renvoy  l'endroit o il a t achet.

ESPAOL
PRODUCTO
 Cuchilla Quirrgica (Estril)
 (Acero al carbono y Acero inoxidable)
 Esterilizado por Gamma con una radiacin de un mnimo de 25 kGy y no ms de 32 kGy (radios de 2,5 M a 3,2 M.Rads)
MATERIALES USADOS
 Acero Inoxidable, Acero al carbono
INDICACIONES
 - Incisin en la Discisin.
 - Los dispositivos sn extremadamente afilados, los manipular con cuidado durante o manipulacin.
 - Remocin de tejido extra del rea de operacin.
CONTRAINDICACIONES
 - La reutilizacin de las cuchillas puede funcionar como portadora de enfermedades transmisibles para el paciente y/o usuario.
 - Se pueden producir eventos adversos si se utilizan cuchillas despus de la fecha de caducidad, ya que la fecha de caducidad del producto es la fecha que finaliza la esterilidad.
INSTRUCCIONES DE USO
 - Seleccione el tipo y tamao adecuados de Cuchilla segn el lugar de operacin, use siempre un tamao ms grande para tejidos gruesos y ms pequeo para los tejidos blandos finos.
 - Despus de la seleccin, limpie el lugar de operacin con un desinfectante adecuado
 - Inspeccione el envase de la cuchilla para ver si est intacto y luego retire la cuchilla del mismo.
 - La cuchilla debe fijarse en el mango correspondiente de B P preestril segn el tamao de la ranura y compruebe el agarre de la cuchilla en la ranura.
 - Con agarre en el mango metlico, elija el lugar para realizar la incisin.
 - La incisin debe colocarse segn la longitud deseada, preferiblemente medida y marcada.

ADVERTENCIAS
 - Lea las instrucciones de uso
 - El producto debe ser utilizado nicamente por un cirujano, mdico o paramdico calificado.
 - Antes del uso, siempre verifique la integridad del producto y el empaque junto con la fecha de caducidad.
 - Solo para un solo uso. **Si se reutiliza, este puede funcionar como portador de enfermedades transmisibles, VIH, hepatitis, enfermedades contagiosas o cualquier enfermedad transmisible para el paciente y/o usuario.**
 - Use el producto inmediatamente despus de abrir el paquete
 - GIMA no se responsabiliza de las posibles consecuencias que se deriven de un uso inadecuado.
 - GIMA no es responsable si el dispositivo se reutiliza o se vuelve a esterilizar.
 - La esterilidad del producto no est garantizada si el paquete se rompe/rasga.
 - La reesterilizacin y la reutilizacin de la cuchilla causan cambios en las propiedades mecnicas y el material utilizado
 - La reesterilizacin y la reutilizacin de la cuchilla pueden no cumplir con el uso previsto, ya que la cuchilla puede estar desafilada

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
 - Mantenga alejado de la luz directa del sol.
 - Mantenga alejado de la lluvia.
 - La temperatura de almacenamiento debe ser de 10 a 40 grados centgrados
 - La humedad del rea de almacenamiento debe ser de 35% HR a 65% HR.
 - Mantenga alejado de los nios.
 - Conserve en un lugar fresco y seco
ELIMINACIN DE BOLSITAS Y CUCHILLAS USADAS
 - Despus del uso, las piezas y las bolsitas se deben desearchar de acuerdo con el requisito reglamentario local de manejo de desechos mdicos.
PRECAUCIONES
 - Abra siempre la bolsa desde la direccin de separacin para evitar lesiones.
 - Los dispositivos estn extremadamente afilados, tenga cuidado al manipularlos.
 - Se debe tener cuidado para que la bolsa no se abra en un rea no estril, de lo contrario la cuchilla que ya ha sido esterilizada por radiacin Gamma se volver no estril. Se deben utilizar los procedimientos adecuados segn corresponda para manejar cualquier producto estril.
 - Se debe tener cuidado durante la eliminacin del dispositivo para evitar cualquier contacto o lesin debido a la naturaleza afilada del dispositivo.
 - Se debe tener cuidado al instalar la cuchilla con el mango respectivo para evitar lesiones o accidentes.
 - En caso de cambios en el rendimiento del dispositivo para el uso previsto, reemplace el dispositivo defectuoso por uno nuevo para completar la aplicacin requerida

DEVOLUCIN DEL PRODUCTO DAADO
 - El producto daado debe devolverse inmediatamente a la fuente donde ha sido comprado.

DEUTSCH
PRODUKT
 Chirurgische Klinge (steril)
 (Khlenstoffstahl und Edelstahl)
 Sterilisiert durch Gammastrahlung von mindestens 25 kGy und nicht mehr als 32 kGy (2,5 M Rad bis 3,2 M. Rad)
VERWENDETE MATERIALIEN
 Khlenstoffstahl und Edelstahl

HINWEISE
 - Schnittvorbereitung.
 - Unterschiedliche Gre fr unterschiedliche Gewebedicke und Gren der betroffenen Bereiche.
 - Entfernung von zustzlichem Gewebe aus dem Operationsbereich.
GEGENANZEIGEN
 - Wiederverwendete Klingen knnen fr Patienten und/oder Benutzer Trger von bertragbaren Krankheiten sein.
 - Zu einem unerwnschten Ereignis kann es knnen, wenn die Klingen nach dem Verfallsdatum verwendet werden, da das Verfallsdatum des Produkts das Verfallsdatum der Sterilitt ist.
GEBRUCHSANWEISUNGEN
 - Den korrekten Typ und die richtige Gre der Klinge fr die Haut entsprechend des betroffenen Bereichs auswhlen. Bei dickem Gewebe immer grere und bei feinem Weichgewebe immer kleinere Gren verwenden.
 - Reinigen Sie den Bereich mit geeigneten Desinfektionsmitteln
 - berprfen Sie die Unversehrtheit und das Verfallsdatum auf der Verpackung und nehmen Sie dann die Klinge heraus
 - Die Klinge muss entsprechend dem Grenschildt am entsprechenden vorsterilen B P-Griff angebracht werden. Danach mssen Sie die Festklammer der Klinge im Schildt prfen.
 - mit festgeklemmter Klinge im Metallgriff mssen Sie den Schnittbereich festlegen.
 - Die Incision muss entsprechend der gewnschten Lnge vorzugsweise gemessen und markiert werden.

WARNUNGEN
 - Gebrauchsanweisungen lesen
 - Das Produkt darf nur von einem qualifizierten Chirurgen, Arzt oder Sanitter verwendet werden.
 - Vor Gebrauch immer die Unversehrtheit des Produkts und der Verpackung sowie das Ablaufdatum prfen.
 - Nur fr den einmaligen Gebrauch. **Bei erneuter Verwendung kann das Produkt Trger von bertragbaren Krankheiten, HIV, Hepatitis, ansteckenden Krankheiten, jeglichen bertragbaren Krankheiten fr Patienten und / oder Benutzer sein.**
 - Produkt unmittelbar nach dem ffnen der Packung verwenden
 - GIMA bernimmt keine Haftung fr mgliche Folgen, die sich aus einem nicht bestimmungs-gemen Gebrauch ergeben.
 - GIMA bernimt keine Verantwortung, wenn das Gert wiederverwendet oder erneut sterilisiert wird.
 - Die Sterilitt des Produkts kann nicht garantiert werden, wenn die Verpackung kaputt oder gerissen ist.
 - Durch die erneute Sterilisation und Wiederverwendung der Klinge ndern sich die mechanischen Eigenschaften des verwendeten Materials
 - Eine erneute Sterilisierung und Wiederverwendung der Klinge ist mglicherweise fr die beabsichtigte Verwendung nicht geeignet, da die Klinge stumpf sein kann

LAGERBEDINGUNGEN
 - Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
 - Von Regen fernhalten
 - Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 und 40 Grad Celsius liegen
 - Die Lagerfeuchtigkeit sollte zwischen 35% und 65% relativer Feuchtigkeit liegen.
 - Von Kindern fernhalten.
 - An einem khlen und trockenen Ort lagern.

ENTSORGUNG VON VERWENDETEM BEUTEL UND KLINGEN
 - Nach dem Gebrauch mssen Teile und Beutel unter Beachtung der lokalen Vorschriften bezglich des Umgangs medizinischen Abfall entsorgt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN
 - Den Beutel immer durch Auseinanderziehen ffnen, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Die Gerte sind extrem scharf, seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ihnen.
 - Es ist darauf zu achten, dass der Beutel nicht in einem unsterilen Bereich geffnet wird, da andernfalls die Klinge, die bereits durch Gammastrahlung sterilisiert wurde, unsteril wird. Bei der Handhabung von sterilen Produkten mssen geeignete Verfahren angewendet werden.
 - Bei der Entsorgung des Produktes ist Vorsicht geboten, um Berhrungen oder Verletzungen aufgrund der scharfen Beschaffenheit des Produktes selbst zu vermeiden.
 - Beim Einsetzen der Klinge mit dem entsprechenden Griff muss sorgfltig vorgegangen werden, um Verletzungen oder Unflle zu vermeiden
 - Bei nderungen der Leistung des Gerts fr den vorgesehenen Zweck ersetzen Sie das defekte Gert durch ein neues, um die erforderliche Anwendung zu erfllen
RCKGABE VON BESCHDIGTEN PRODUKTEN
 - Das beschdigte Produkt sollte sofort an die Quelle zurckgegeben werden, wo es gekuft wurde.

PORTUGSES
PRODUTO
 Lmina cirrgica (estril)
 (Ao-carbono e ao inoxidvel)
 Esterilizado a radiao gama, no mnimo 25 kGy e no mximo 32 kGy (2,5 M Rads a 3,2 M.Rads)

MATERIAIS USADOS
 Ao inoxidvel, ao-carbono
INDICAES
 - Incisio de disco.
 - Diferentes tamanhos para as variadas espessuras do tecido e rea.
 - Remoo de tecido extra da rea da cirurgia.
CONTRAINDICAES
 - A reutilizao das lminas pode servir de veculo de transporte de doenas infecciosas ao paciente e/ou ao utilizador.
 - Poder ocorrer um evento adverso se as lminas forem utilizadas aps a data de expirao, uma vez que a data de expirao do produto corresponde ao fim da esterilidade do mesmo.

INSTRUES DE UTILIZAO
 - Seleione o tipo e tamanho adequados da Lmina de acordo com a rea, utilize sempre um tamanho maior para tecidos espessos e mais pequena para tecidos suaves e finos.
 - Aps a seleo, limpe a rea com um desinfetante adequado
 - Inspeione a embalagem da lmina quanto  sua integridade e data de validade e, em segida, remova a lmina da mesma
 - A lmina deve ser encaixada na pega BP pr-estril, de acordo com o tamanho da ranhura e verificado a ranhura da lmina.
 - Segurando pela pega metlica, escolha a rea para incisio.
 - A incisio deve ser feita de acordo com o cumprimento desejado, devendo de preferncia ser medida e marcada.

AVISOS
 - Leia as instrues de utilizao
 - O produto apenas dever ser utilizado por um cirurgo, mdico ou paramdico qualificado.
 - Antes de utilizar, verifique sempre a integridade do produto e da embalagem, juntamente com a data de expirao.

- De uma nica utilizao, se reutilizada, poder servir de veculo de transmisso de doenas infecciosas como o VIH, hepatite e contaminao indevida que pode criar algumas doenas para o paciente e/ou o utilizador.
 - Utilize o produto imediatamente aps a abertura da embalagem
 - A GIMA no  responsvel por quaisquer possveis consequncias resultantes de uma utilizao indevida.
 - O fabricante no responsabilizar-se se o dispositivo for reutilizado ou reesterilizado.
 - A esterilidade do produto no  garantida se a embalagem se encontrar partida/aberta.
 - A reesterilizao e reutilizao da lmina causa a alterao das propriedades mecnicas e do material usado
 - A reesterilizao e reutilizao da lmina no cumprem a utilizao pretendida, uma vez que a lmina pode perder a sua propriedade cortante

CONDICIO DE ARMAZENAMENTO
 - Mantenha afastado da luz solar direta.
 - Mantenha afastado da chuva
 - A temperatura de armazenamento dever encontrar-se entre 10 e 40 graus Celcius
 - A humidade na rea de armazenamento dever ser de 35% a 65% de HR.
 - Mantenha afastado das crianas.
 - Armazene num local fresco e seco.

ELIMINAO DA BOLSA E LMINAS USADAS
 - Aps a utilizao, os artigos e as bolsas devero ser eliminados em conformidade com o requisito regulatrio local em matria de manuseamento de resduos mdicos.

PRECAUES
 - Abra sempre a bolsa pela direo de abertura, para evitar ferimentos.
 - Os dispositivos so extremamente afiados, proceda com cuidado durante o manuseamento.
 - Deve proceder com cuidado para que a bolsa no seja aberta numa rea no estril, caso contrrio a lmina que j foi esterilizada a radiao gama perder a sua qualidade estril.
 - Devem ser usados os procedimentos adequados conforme aplicvel para o manuseamento de qualquer produto estril.
 - Deve proceder com cuidado durante a eliminao do dispositivo, com vista a evitar qualquer contacto ou ferimento devido  natureza pontiaguda do dispositivo.
 - Deve proceder com cuidado ao escolher a lmina e a respetiva pega para evitar qualquer ferimento ou acidente
 - Em caso de alteraes do desempenho do dispositivo em relao  utilizao pretendida, substitua o dispositivo defeituoso por outro novo, para atender  aplicao requerida

DEVOLUO DE PRODUTOS DANIFICADOS
 - O produto danificado dever ser imediatamente devolvido  origem onde foi adquirido.

POLSKI
PRODUKT
 Ostrze chirurgiczne (sterylne)
 (Stl wglowa i stal nierdzewna)
 Sterylizowane promieniowaniem gamma o minimalnej wartoci 25 kGy i nie wikszej ni 32 kGy (2,5 mln radw do 3,2 mln radw)
ZYTE MATERIAY
 Stl nierdzewna, stl wglowa
WSKAZANIA
 - Nacinanie, rozcinanie.
 - Rne rozmiary ostrza dla rnych gruboci tkank i miejsc pobrania wycinkw.
 - Usuwanie dodatkowego tkanki z obszaru operacyjnego.
PRZECIWSKAZANIA
 - Po wiszeniu ostrza mog dziaa jako nonik chorb zakanych przenoszonych na pacjenta i/lub uzytkownika.
 - Zdarzenia niepoadane mog wystpi, jeli ostrza zostan uyte po dacie ich wanoci, jako e data ta jest rwnie dat ich sterylnoci.
INSTRUKCJA ZYCIA
 - Wybra odpowiedni rodzaj i rozmiar ostrza w zalenoci od miejsca pobrania wycinka. Zawsze naley uywa wikszego rozmiaru dla grubszych tkanek i mniejszego dla delikatnych tkanek mikkich.
 - Nastpnie oczyścić dany obszar skry za pomoc odpowiedniego rodka dezynfekujcego.
 - Sprawdzi, czy opakowanie zostao jest nienaruszone, a nastpnie wyj ostrze z opakowania.
 - Ostrza musz by przymocowane do odpowiedniego miejsca uchwytu B P zgodnie z rozmiarem szczliny i naley sprawdzi umiejscowienie uchwytu ostrza w szczlinie.
 - Chwytajc za metalowy uchwyt wybra miejsce nacicia.
 - Nacicie musi zostao wykonane zgodnie z poadn dugoci, najlepiej zmierzon i oznaczon.

OSTRZEENIA
 - Naley przeczyta instruk uzytkowania
 - Produkt powinien by uywany wycznie przez wykwalifikowanego chirurga, lekarza lub sanitariusza.
 - Przed uyciem naley zawsze sprawdzi integralno produktu i opakowania wraz z jego dat wanoci.
 - Wycznie do jednorazowego uycia, **jeli produkt zostanie uyty ponownie, moe dziaa jako nonik chorb zakanych, HIV, zapalenia wtroby, zakan które mog wywoa pewne choroby u pacjenta i/lub uzytkownika.**

- Produkt naley uywa natychmiast po otwarciu opakowania
 - Firma GIMA nie ponosi odpowiedzialnoci za wszelkie ewentualne konsekwencje wynikajce z niewskiego uzytkowania.
 - Firma GIMA nie ponosi adnej odpowiedzialnoci, jeli urdzenie zostao ponownie uyte lub poddane ponownej sterylizacji.
 - Sterylno produktu nie moe by zagwarantowana w przypadku gdy opakowanie jest uszkodzone/rozzerwane.
 - Ponowna sterylizacja oraz ponowne uycie ostrza spowoduje zmian wciwoci mechanicznych i uytej materiau.
 - Ponowna sterylizacja i ponowne uycie ostrza mog spowodowa dziaanie niezgodne z przeznaczeniem, poniew ostrze moe by tpe
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
 - Trzyma z dala od bezporedniego wiata sczonego.
 - Trzyma z dala od deszczu
 - Temperatura przechowywania powinna wynosi od 10 do 40 stopni Celsjusza
 - Wilgono przestrzeni magazynowej powinna wynosi od 35% RH do 65% RH.
 - Trzyma z dala od dzieci.
 - Przechowywa w suchym i chnym miejscu.
UTYLIZACJA ZYTEGO OPAKOWANIA I OSTRZY
 - Po uyciu, opakowanie i jego elementy naley uytynowa zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczcymi postpowania z odpadami medycznymi.

RODKI OSTRONOCI
 - Zawsze naley otwiera opakowanie z dala od miejsca pobierania prbki, aby unikn obra-
 zen.
 - Urdzenia te s niezwykle ostre, naley zachowa ostrono podczas przenoszenia.
 - Naley uywa, aby opakowanie nie zostao otwarte w obszarze niesterylnym, w przeciwnym razie ostrze, które zostao ju wysterylizowane promieniowaniem gamma, stanie si niesterylne. W przypadku wszelkich sterylizacyjnych produktw, w miar moliwoci, naley stosowa odpowiednie procedury.
 - Podczas uytizacji urdzenia naley zachowa ostrono, w celu uniknicia jakiegokolwiek kontaktu lub ukucia ostrm urdzeniem.
 - Podczas montu ostrza w odpowiednim uchwycie naley zachowa szczegn ostrono, aby unikn obra lub wypadkw
 - W przypadku dziaania urdzenia w sposb inny ni zamierzony naley wymienić wadliwe urdzenie na nowe, aby mc je uywa zgodnie z przeznaczeniem
ZWROT USZKODZONEGO PRODUKTU
 - Uszkodzony produkt powinien zosta natychmiast zwrcony do rda, skd zosta zakupio-
 ny.

TERMEK
 Sebszks (steril)
 (Szncl s rozsdamentes acl)
 Min. 25 kGy s max. 32 kGy (2,5 M Rd - 3,2 M Rd) gamma-sugrzssal sterilizlt.
FELHASZNLT ANYAGOK
 Rozsdamentes acl, Szncl
JAVALLATOK
 - Bncls Betrszs.
 - Klnbz mret a klnbz szvetvastagsghz s vizsglati terlethez.
 - A feleleges szvetk eltvltatsa a mlti terletrt.
ELLENJAVALLATOK
 - A ksek jrahasznlsa a fertz betegsgek hrzzja lehet egy msik beteg s/vagy a felhasznál fele.
 - Mivel a termk lej

