
















#### **ES MODO DE INSTALACIÓN Y DE UTILIZACIÓN**

1. LIMPIAR Y SECAR CON CUIDADO LA SUPERFICIE DONDE LA ALFOMBRA TIENE QUE SER COLOCADA
2. RETIRAR LA PELÍCULA DE PROTECCIÓN INFERIOR TRANSPARENTE  
**ATENCIÓN:** AL RETIRAR LA PELÍCULA DE PROTECCIÓN INFERIOR, ASEGURARSE DE NO QUITAR TAMBIÉN LA PELÍCULA ADHESIVA BLANCA/AZUL QUE FIJA LA ALFOMBRA AL SUELO
3. DEJAR ADHERIR LA ALFOMBRA AL SUELO
4. RETIRAR LA PELÍCULA DE PROTECCIÓN SUPERIOR TRANSPARENTE
5. RETIRAR PROGRESIVAMENTE, A MEDIDA QUE SE UTILIZA LA ALFOMBRA, LAS 30 PELÍCULAS ADHESIVAS

#### **ADVERTENCIAS**

- NO APTA PARA EXTERIORES
- INSTALAR SOLO EN SUPERFICIES PLANAS Y SIN BACHES
- NO MOJAR LA SUPERFICIE DE LA ALFOMBRA Y NO PASAR SOBRE LA ALFOMBRA CON SUELAS MOJADAS
- TRANSPORTAR Y CONSERVAR EN EL EMBALAJE ORIGINAL
- NO DOBLAR EL EMBALAJE
- CONSERVAR EN UN LUGAR SECO, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, Y PROTEGER DE LA LLUVIA Y DE LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL
- ELIMINAR DE ACUERDO CON LAS LEYES NACIONALES Y LAS NORMAS APLICABLES A LAS MATERIAS PLÁSTICAS (POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)

|   |   |
|---|---|
|    | <b>IT</b> Codice prodotto<br><b>GB</b> Product code<br><b>FR</b> Code produit<br><b>ES</b> Código producto<br><b>PT</b> Código produto<br><b>FI</b> Tuotekoodi  |
|   | <b>IT</b> Numero di lotto<br><b>GB</b> Lot number<br><b>FR</b> Numéro de lot<br><b>ES</b> Número de lote<br><b>PT</b> Número de lote<br><b>FI</b> Eränumero   |
|   | <b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto<br><b>GB</b> Keep in a cool, dry place<br><b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec<br><b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco<br><b>PT</b> Armazenar em local fresco e seco<br><b>FI</b> Säilytä kuivassa ja viileässä   |
|   | <b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare<br><b>GB</b> Keep away from sunlight<br><b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil<br><b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar<br><b>PT</b> Guardar ao abrigo da luz solar<br><b>FI</b> Säilytä auringonvalolta suojassa  |
|   | <b>IT</b> Fabricante<br><b>GB</b> Manufacturer<br><b>FR</b> Fabricant<br><b>ES</b> Fabricante<br><b>PT</b> Fabricante<br><b>FI</b> Valmistaja   |
|   | <b>IT</b> Data di fabbricazione<br><b>GB</b> Date of manufacture<br><b>FR</b> Date de fabrication<br><b>ES</b> Fecha de fabricación<br><b>PT</b> Data de fabrico<br><b>FI</b> Valmistuspäivämäärä   |
|   | <b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745<br><b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745<br><b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745<br><b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745<br><b>PT</b> Dispositivo médico em conformidade com o regulamento (UE) 2017/745<br><b>FI</b> Lääkinnällinen laite, joka vastaa asetusta (EU) 2017/745                             |
|  | <b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso<br><b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully<br><b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)<br><b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente<br><b>PT</b> Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente<br><b>FI</b> Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti |

|   |  |
|---|--|
|   | <b>IT</b> Dispositivo monouso, non riutilizzare<br><b>GB</b> Disposable device, do not re-use<br><b>FR</b> Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser<br><b>ES</b> Dispositivo monouso, no reutilizable<br><b>PT</b> Dispositivo descartável, não reutilizar<br><b>FI</b> Kertakäyttöinen laite, ei saa käyttää uudelleen |
|  | <b>IT</b> Data di scadenza <b>GB</b> Expiration date<br><b>FR</b> Date d'échéance <b>ES</b> Fecha de caducidad<br><b>PT</b> Data de validade <b>FI</b> Viimeinen voimassaolopäivä  |
|  | <b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device<br><b>FR</b> Dispositif médical <b>ES</b> Producto sanitario<br><b>PT</b> Dispositivo médico <b>FI</b> Lääkinnällinen laite  |
|  | <b>IT</b> Non sterile <b>GB</b> Non-sterile<br><b>FR</b> Pas stérile <b>ES</b> No estéril<br><b>PT</b> Não estéril <b>FI</b> Ei-steriili   |
|  | <b>IT</b> Identificativo unico <b>GB</b> Unique identifier<br><b>FR</b> Identifiant unique <b>ES</b> Identificador único<br><b>PT</b> Identificador exclusivo <b>FI</b> Ainutlaatuinen tunniste  |
|  | <b>IT</b> Rappresentante autorizzato in Svizzera <b>GB</b> Authorized Representative in Switzerland <b>FR</b> Représentant autorisé en Suisse <b>ES</b> Representante autorizado en Suiza <b>PT</b> Representante Autorizado na Suíça <b>FI</b> Valtuutettu edustaja Sveitsissä  |
|  | <b>IT</b> Rappresentante autorizzato in Regno Unito <b>GB</b> Authorized Representative in the UK <b>FR</b> Représentant autorisé au Royaume-Uni <b>ES</b> Representante autorizado en el Reino Unido <b>PT</b> Representante Autorizado no Reino Unido <b>FI</b> Valtuutettu edustaja Isonsa-Britanniassa                     |

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. Kaikista vakavista tapaturmista, jotka liittyvät toimittamamme lääkinällisen laitteen käyttöön, on ilmoitettava