

# PACKAGING



### CONFEZIONE SINGOLA

- 1 Practi-Man Advance
- 1 Manuale e FAQ
- 5 Polmoni
- 2 Valvole
- 1 Borsa di trasporto



### MULTI PACK

- 4 Practi-Man Advance
- 4 Manuale e FAQ
- 20 Polmoni
- 8 Valvole
- 1 Borsa di trasporto per 4 unità

## CERTIFICATO DI GARANZIA



Questo prodotto ha passato con successo i più rigorosi controlli di qualità prima di lasciare la fabbrica. Ad ogni modo, in caso di malfunzionamenti dovuti all'assemblaggio o ai componenti, leggere le condizioni di garanzia e contattare il distributore autorizzato più vicino.

ENFAVI, S.L. garantisce questo prodotto come privo di difetti nei materiali o di produzione dalla data di fatturazione per una durata di due anni.

Se durante il periodo di garanzia, si presentasse un difetto attribuibile ai processi di produzione o dei materiali, il cliente dovrà informare il distributore ufficiale entro dieci giorni dalla prima comparsa del difetto, e, a discrezione del distributore ufficiale, il prodotto verrà riparato o sostituito.

### CONDIZIONI DI GARANZIA:

**Dettagli e Documentazione:** E' necessaria una copia della fattura d'acquisto per usufruire della garanzia. Oltre alle specifiche del prodotto acquistato la fattura DEVE contenere anche il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

**Esclusioni:** Questa garanzia esclude specificatamente:  
- Danni o difetti del prodotto risultanti da uso scorretto, negligenza dell'utilizzatore, incluso l'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti.  
- Danni o difetti causati dall'uso di agenti esterni quali lime o altri agenti chimici corrosivi.  
- Danni o difetti dovuti alla manutenzione impropria o alla mancata pulizia.  
- Danni o difetti dovuti all'utilizzo di parti non originali del manichino.

**Copertura geografica:** La garanzia è estesa a tutti i paesi in cui questo prodotto è venduto da un distributore, ENFAVI, S.L. o autorizzato da ENFAVI, S.L.

**Cancellazione della garanzia:** La garanzia del prodotto è cancellata:  
- In caso di danni causati da riparazioni eseguite da personale diverso da quello autorizzato dagli agenti della ENFAVI S.L. e/o se sono state utilizzate parti o accessori non originali o non prodotti da ENFAVI S.L.  
- Cambiando la data sulla fattura, ricevuta di vendita o imballaggio.


# CPR MANIKIN PRACTI-MAN Advance

## CARATTERISTICHE E FUNZIONI PRINCIPALI



### SIMULATORE 2 IN 1

Simulatore pediatrico e adulto in un solo prodotto.



### ESCLUSIVO SELETTORE A 3 POSIZIONI

Adulto, bambino e posizione test (no click)



### FUNZIONE RESPIRAZIONE: SISTEMA REALISTICO

Sistema respiratorio esclusivo, che comprende un naso realmente funzionante.



### IPERESTENSIONE DELLE VIE AEREE



### FORMAZIONE DAE

L'utilizzo di elettrodi non lascia residui sulla pelle.



### ULTRA-IGIENICO

Aiuta a prevenire la contaminazione incrociata durante la pratica.

# COME MONTARE IL PRACTI-MAN ADVANCE



Rimuovere la copertura del torace.



Rimuovere la copertura del volto.



Assicurarsi che la testa sia correttamente attaccata ai due apposite agganci sul torso.




Far passare il polmone sotto la mascella.



Collegare la valvola al polmone.



Assicurarsi che la valvola sia correttamente collegata a la testa.



Assicurarsi che il polmone:  
1. Sia posizionato correttamente come indicato dai segni adesivi.  
2. Sia appoggiato morbidamente sul collo.



Posizionare la copertura del volto e assicurarsi che il naso, la bocca e che la linguetta superiore combacino correttamente.



Posizionare la copertura del torace e fissarla agli appositi ganci.

## PEZZI DI RICAMBIO DEL PRACTI-MAN ADVANCE



POLMONE  
(Ref. SP-001 (AD))



VALVOLA  
(Ref. SP-002 (AD))



COPERTURA DEL VOLTO  
(Ref. Face-MB (AD))




COPERTURA DEL TORACE  
(Ref. Chest-MB (AD))

# RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE

Per garantire le migliori condizioni igieniche, il produttore consiglia di pulire il Practi-Man Advance dopo ogni utilizzo seguendo le istruzioni di seguito riportate:




È necessario pulire il manichino disinfettando le labbra ed il viso, separando la copertura del volto dalla testa dopo ogni esercitazione realizzata dagli alunni.



Dopo ogni utilizzo, la valvola del Practi-Man Advance deve essere disinfettata e lasciata ad asciugare per un funzionamento corretto.



Per una disinfezione più completa, immergere la copertura del volto in un recipiente che contenga una soluzione disinfettante, pulire accuratamente e mantenerla asciutta per un utilizzo corretto.



Il polmone del Practi-Man Advance è semi-riutilizzabile ed è adatto per l'esecuzione di una sessione didattica per un gruppo di varie persone senza doverlo cambiare. Se durante l'esercitazione il petto smette di sollevarsi, verificare che il polmone non sia umido, in tal caso, dovrà essere sostituito con uno nuovo.

## PROTEZIONE DURANTE L'ESECUZIONE DELLA RCP



La protezione durante la formazione viene integrata con l'utilizzo di maschere di respirazione protettive.



Dispenser da 100 unità

Per garantire una pulizia corretta del manichino, utilizzare le salviette disinfettanti.



# PACKAGING



## EINZELPACK

1 Practi-Man Advance, 1 Anleitung-Gebrauchsanleitungen, 5 Lungen, 2 Ventile, 1 Transporttasche

## GARANTIE-ZERTIFIKAT



Dieses Produkt hat erfolgreich die strengsten Qualitätskontrollen durchlaufen, bevor es das Werk verlässt. Dennoch kann es zu Fehlfunktion aufgrund von Montage und / oder Komponentenfehlern kommen. Lesen Sie in diesem Fall die Garantiebestimmungen und kontaktieren Sie Ihren Händler.

ENFAVI, SL gewährt zwei Jahre Garantie ab Rechnungsdatum.

Wenn es während der Laufzeit der Garantie zu Produktfehlern kommt, die auf den Herstellungsprozess oder Materialversagen zurückzuführen sind, muss der Verbraucher den Händler innerhalb von 10 Werktagen informieren, nachdem er den Defekt bemerkt hat. Nach dem Ermessen des Händlers wird das Produkt entweder repariert oder ersetzt.

### GARANTIEBEDINGUNGEN:

**Details und Dokumentation:** Sie benötigen eine Kopie der Rechnung über den Kauf Ihres Produktes, um eine Garantiegewährleistung zu haben. Neben den Produktmerkmalen muss die Rechnung die folgenden Angaben enthalten: Name und Anschrift des Käufers.

**Ausschlüsse:** Diese Garantie schließt speziell die folgenden Punkte aus:

- Schäden und/oder Mängel am Produkt nach nicht sachgerechter Verwendung, oder Fahrlässigkeit des Benutzers, einschließlich der Verwendung des Produkts für andere Zwecke als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Beschädigung und/oder Mängel durch den Einsatz von säurehaltigen Flüssigkeiten wie Zitronen oder anderen schädlichen Chemikalien oder ätzenden Stoffen.
- Schäden und/oder Mängel durch unsachgemäße Wartung oder mangelnde Reinigung.
- Beschädigung und / oder Mängel durch die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller der Puppe kommen.

**Geographische Abdeckung:** Die Garantie gilt für alle Länder, in denen das Produkt von einem Händler vertrieben wird, ENFAVI, S. L.

### Garantie verfällt

- In Fällen von Schäden, die durch Reparaturen durch andere Personen als von autorisierten Servicestellen von ENFAVI S. L. entstehen und/oder wenn andere als die Originalteile hergestellt von ENFAVI S. L., oder Zubehör der Puppe verwendet werden.
- Durch die Veränderung der Daten auf der Rechnung, dem Kassenbon oder der Originalverpackung.


# CPR MANIKIN PRACTI-MAN Advance

## DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN



### ➤ SIMULATOR 2 IN 1

Für die CPR Schulung von Erwachsenen und Kindern mit einer einzigen Puppe.




### ➤ ESMARSCHER HANDGRIFF




### ➤ REALE ATMUNGSFUNKTION

Einzigartiges Atmungssystem einschließlich Nase mit realistischer Funktion.



### ➤ EXKLUSIV: EINSTELLUNG VON DREI VERSCHIEDENEN MODI

Erwachsener, Kind und Test position (no click).




### ➤ KOPFVERSCHLUSS-CLIPS



### ➤ AED-SCHULUNG


Die Verwendung von Defi-Paddles hinterlässt keine Rückstände auf der Haut.

# PRACTI-MAN ADVANCE-MONTAGE




1

Entfernen Sie die Rumpfhaut.




2

Entfernen Sie die Gesichtshaut.




3

Stellen Sie sicher, dass der Kopf korrekt in die beiden Verankerungen eingebracht wurde, die diesen mit dem Rumpf verbinden.




4

Legen Sie die Lunge unter das Kinn.




5

Schließen Sie die Lunge an das Ventil an.




6

Stellen Sie sicher, dass das Ventil richtig am Kopf befestigt ist.




7

Überprüfen Sie dass die Lunge:  
1.- Genau auf der Klebenmarkierung platziert ist.  
2.- Locker am Hals herunterhängt.



8


Platzieren Sie die Gesichtshaut und stellen Sie sicher, dass Nase, Mund und die Lasche am oberen Kopfe richtig zusammenpassen.




9

Platzieren Sie die Torsohaut auf dem Rumpf und befestigen Sie diese an den Stiften.


## ERSATZTEILE FÜR PRACTI-MAN ADVANCE




**LUNGE**  
(Ref. SP-001 (AD))



**VENTIL**  
(Ref. SP-002 (AD))





**GESICHTSHAUT**  
(Ref. Face-MB (AD))



**TORSOHAUT**  
(Ref. Chest-MB)


# EMPFEHLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG UND DESINFEKTION

Um eine maximale Hygiene zu gewährleisten, empfiehlt der Hersteller die Reinigung von Practi-Man Advance nach jedem Gebrauch unter Einhaltung der folgenden Anweisungen:

Es ist notwendig, die Übungspuppe zu reinigen, indem man die Gesichtshaut nach jeder Übung vom Kopf trennt und die Lippen und das Gesicht desinfiziert.

Für eine vollständigere Desinfektion tauchen Sie die Gesichtshaut in einen Behälter mit Desinfektionsmittel ein, reinigen Sie sie sorgfältig und lassen Sie sie für den ordnungsgemäßen Gebrauch trocknen.



**SCHMUTZIGE LUFT**

**SAUBERE LUFT**

Nach jedem Gebrauch sollte das Ventil von Practi-Man Advance desinfiziert und für den ordnungsgemäßen Betrieb getrocknet werden.

Die Lunge von Practi-Man Advance ist begrenzt wiederverwertbar und eignet sich für eine Trainingseinheit mit einer Gruppe von mehreren Personen, ohne dass sie gewechselt werden muss. Wenn sich der Brustkorb während der Übung nicht mehr anhebt, überprüfen Sie, ob die Lunge nass geworden ist. Falls dem so ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

## SCHUTZ WÄHREND DER CPR-ÜBUNG



**FACE SHIELD**  
Spenderbox mit 50 Stück



**Spenderbox mit 100 Stück**

Für zusätzlichen Schutz während der Schulung werden Atemschutzmasken verwendet.

Verwenden Sie Desinfektionstücher, um eine korrekte Reinigung der Übungspuppe zu gewährleisten.



PACKAGING



SINGLE PACK

- 1 Practi-Man Advance
- 1 Manual and FAQ
- 5 Lungs
- 2 Valves
- 1 Transport bag with mat



4-PACK

- 4 Practi-Man Advance
- 4 Manual and FAQ
- 20 Lungs
- 8 Valves
- 1 transport bag 4-pack

CERTIFICATE OF WARRANTY



This product has successfully passed the most stringent quality controls before leaving the factory. However, any malfunction due to assembly and / or components faults, please read the warranty and contact with the official distributor of the area.

ENFAVI, SL warrants this product to be free from defects in material and manufacture at the time of purchase for a period of TWO YEARS from invoice date of the purchase.

If during the period of the warranty, there is a product defect attributable to the manufacturing process, material failure and / or manufacture, the consumer shall inform to the official distributor within 10 business days after learning of the defect, and at the official distributor discretion, the product will either be repaired or replaced.

CONDITIONS OF WARRANTY:

Details and documentation: A copy of the invoice covering the purchase of your product is required to have warranty coverage. In addition to specifics of the product purchase, the invoice must provide the following information: name and address of the buyer.

Exclusions: This warranty specifically excludes the following:  
- Damage and / or defects to the product resulting from misuse, or negligence of the user, including the use of the product for purposes other than its intended use.  
- Damage and / or defects caused by the use of external agents such as lime or other noxious chemicals or corrosives.  
- Damage and / or defects due to improper maintenance or lack of cleaning.  
- Damage and / or defects arising from use of manikin parts not made by the manufacturer of the manikin.

Geographical coverage: The warranty is extended to all countries where this product is sold by a distributor, ENFAVI, S.L. or assigned by ENFAVI, S.L.

Cancellation of the warranty: Product warranty is cancelled:  
- In cases of damage caused by repairs performed by persons other than authorized service agents of ENFAVI, SL, and / or if parts or accessories are used in the manikin other than original parts or accessories manufactured by ENFAVI, SL.  
- By changing the data on the invoice, sales receipt or packing slip.




CPR MANIKIN  
PRACTI-MAN  
Advance


KEY FEATURES AND FUNCTIONS



**TWO IN ONE SIMULATOR**  
Adult and child CPR training with a single manikin.



**EXCLUSIVE THREE-POSITION SELECTOR DIAL**  
Adult, child and test (no click).



**BREATHING FUNCTION: REAL-LIKE SYSTEM**  
Exclusive breathing system including a unique functional nose.



**JAW THRUST MANEUVER**



**AED TRAINING**  
The pads leave no residue on the skin.



**ULTRA HYGIENIC**  
Helping to prevent cross contamination during rescue breathing training.

# ASSEMBLY OF THE PRACTI-MAN ADVANCE

1



Remove the chest skin.

2



Remove the face skin.

3



Make sure the head is correctly attached to the two buffers linking it to the torso.

4



Move the lung to below the jaw.

5



Connect the valve to the lung.

6



Make sure the valve is correctly attached to the head.

7



Make sure:  
1. To attach the lung on the marked circle using the sticker.  
2. The lung rests loosely on the neck.

8



Fit the face skin, checking that the nose, mouth and upper tab are in the correct position.

9



Place chest skin and attach to the studs.

# RECOMMENDATIONS OF CLEANING AND DISINFECTING


To ensure maximum hygiene, the manufacturer recommends thorough cleaning of the Practi-Man Advance after each use as per instructions below:



The simulator must be disinfected at the end of each training session. Separate the face skin from the head to clean lips and face.



For better cleaning, put the face skin in a container with water and disinfectant, clean carefully and keep dry for a correct function.




After each use, the Practi-Man Advance valve must be disinfected and allowed to dry for correct functioning.




The Practi-Man Advance lung is semi disposable, and can be used to train group of people in a session without needing to change it. If the chest stops rising during the practice session, check that the lung is not moist. If it is, replace it with a new one.


## PRACTI-MAN ADVANCE REPLACEMENTS




**LUNG**  
(Ref. SP-001 (AD))



**VALVE**  
(Ref. SP-002 (AD))



**FACE SKIN**  
(Ref. Face-MB (AD))



**CHEST SKIN**  
(Ref. Chest-MB)

## PROTECTION DURING TRAINING



Protection with face shield during training ensures maximum hygiene for the practice of mouth-to-mouth resuscitation.



Dispenser box with 100 units

To ensure a correct manikin cleaning, use the sanitising wipes.



# PACKAGING



## CONTIENE

1 Practi-MAN ADVANCE, 1 Manual de usuario y Preguntas frecuentes, 5 pulmones, 2 válvulas, 1 bolsa de transporte con almohadilla

# CERTIFICADO DE GARANTIA



Este producto ha sido sometido a los más rigurosos controles de calidad antes de salir de fábrica. No obstante, de surgir cualquier problema de funcionamiento debido a montaje y/o piezas defectuosas en origen, le rogamos lea las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor oficial de su zona.

Por este certificado de garantía, ENFAVI, S.L. garantiza que este producto se encuentra libre de defectos materiales y de mano de obra en el momento de su compra por un período de DOS AÑOS desde su entrega.

Si durante el período de validez de la garantía, el producto presentara algún defecto atribuible al proceso de fabricación, debido a materiales y/o mano de obra, el consumidor habrá de informar al distribuidor oficial en el plazo máximo de diez días desde que tuvo conocimiento del defecto, pudiendo optar/decidir el distribuidor oficial entre la sustitución de la pieza dañada o su reparación.

## CONDICIONES DE LA GARANTIA:

**Datos y documentación:** Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra y el albarán de entrega, siempre que la entrega del producto sea posterior a la fecha de compra, debiendo facilitar expresamente los siguientes datos: nombre completo y dirección del comprador.

**Exclusiones:** Esta garantía excluye expresamente los casos siguientes:

- Daños y/o averías sufridas por el producto como consecuencia del mal uso, caídas, dolo o negligencia del usuario, incluyendo la utilización del producto para fines distintos del uso a que está destinado.
- Daños y/o averías producidos por el uso de agentes externos como calor u otros productos nocivos, químicos, obstructivos o corrosivos.
- Daños y/o averías debidos a un mantenimiento inadecuado o a la falta de limpieza.
- Daños y/o averías derivadas del uso de recambios no originales de la marca.

**Ámbito geográfico:** La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por ENFAVI, S.L. o por un distribuidor asignada por ENFAVI, S.L..

**Anulación de la garantía:** La garantía del producto quedará invalidada:

- En los supuestos de daños causados por las reparaciones llevadas a cabo por personas ajenas al servicio técnico autorizado por ENFAVI, S.L., así como si se reemplazan o se utilizan piezas adicionales o accesorios que no sean originales.
- Por manipulación de los datos de la factura, ticket de compra o albarán de entrega.

**ENFAVI S.L.** TEL. +34 965 554 708 / FAX +34 965 551 312  
C/ Ávila, 2 Pol. Ind. L'Alfag III - 03440 Ibi - Alicante - SPAIN  
www.practiman.com - info@practiman.com - international@practiman.com

# SIMULADOR RCP PRACTI-MAN Advance

## CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DESTACADAS



**DOS SIMULADORES EN UNO**  
Para realizar la práctica RCP de adulto y niño con un solo simulador.



**MANIOBRA DE TRACCIÓN MANDIBULAR**



**RESPIRACIÓN REAL**  
Exclusivo sistema de respiración incluyendo nariz con función real.



**SELECTOR EXCLUSIVO DE TRES POSICIONES**  
Adulto, niño y test (no click).



**CLIPS FIJACIÓN CABEZA-TORSO**



**FORMACIÓN DEA**  
El uso de parches no deja residuos en la piel.

**PRACTI-MAN**  
CPR TRAINING SOLUTIONS

# MONTAJE DE PRACTI-MAN ADVANCE



Retirar el peto.



Retirar la máscara.



Unir la cabeza al torso mediante los dos topes de sujeción.




Pasar el pulmón por debajo de la mandíbula.



Unir la válvula al pulmón.



Encajar la válvula correctamente.



Colocar el pulmón sobre el torso y comprobar:  
1. Que la pegatina se fija en la marca circular.  
2. Que el pulmón descansa holgadamente sobre el cuello.



Colocar la máscara comprobando que nariz, boca y pestaña de la parte superior encajan correctamente.



Colocar el peto.

# RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN


Para asegurar una máxima higiene, el fabricante recomienda la limpieza de Practi-Man Advance después de cada uso siguiendo las instrucciones a continuación:



Es necesario limpiar el simulador desinfectando los labios y la cara, separando la máscara de la cabeza después de cada ejercicio realizado por el alumno.



Para una desinfección más completa, sumergir la máscara en un recipiente con producto desinfectante, limpiar cuidadosamente y mantener seca para un correcto uso.



Después de cada uso, la válvula de Practi-Man Advance se debe desinfectar y dejar secar para un correcto funcionamiento.



El pulmón de Practi-Man Advance es semidesecable y apto para realizar una sesión de entrenamiento por un grupo de varias personas sin necesidad de cambiarlo. Si durante la práctica el pecho deja de elevarse, compruebe que el pulmón no está humedecido, en cuyo caso se debe sustituir por uno nuevo.

## REPUESTOS DE PRACTI-MAN ADVANCE



**PULMÓN**  
(Ref. SP-001 (AD))



**VÁLVULA**  
(Ref. SP-002 (AD))



**MÁSCARA**  
(Ref. Face-MB (AD))



**PETO**  
(Ref. Chest-MB)

## PROTECCIÓN DURANTE LA PRÁCTICA RCP



La protección durante la formación, se complementa con el uso de mascarillas protectoras de respiración.



**Caja dispensadora de 100 unidades**

Para asegurar una limpieza correcta del simulador, utilice las toallitas desinfectantes.



# PACKAGING



## CONTÉM

1 Practi-Man Advance, 1 Manual do usuário e FAQ, 5 pulmões, 2 válvulas,  
1 Saco de transporte

## CERTIFICADO DE GARANTIA



Esse produto passou com sucesso nos controles de qualidade mais rigorosos antes de sair da fábrica. Porém, qualquer mau funcionamento devido à montagem e/ou falhas de componentes, por favor, leia a garantia e entre em contato com o distribuidor oficial da região.

ENFAVI, SL garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e no material no momento da compra por um período de dois anos a partir da data da nota fiscal de compra.

Se durante o período de garantia, houver um produto defeituoso atribuído ao processo de fabricação, falha do material e/ou fabricação, o consumidor deve informar ao distribuidor oficial com 10 dias úteis após o conhecimento do defeito, e ao critério do distribuidor oficial, o produto poderá ser reparado ou substituído.

### CONDIÇÕES DE GARANTIA:

**Detalhes e documentação:** Uma cópia da nota fiscal cobrindo a compra de seu produto é requerida para ter a cobertura da garantia. Além de especificidades da compra do produto, a nota fiscal precisa fornecer as seguintes informações: nome e endereço do comprador.

### Exclusões:

Essa garantia especialmente exclui o seguinte:

- Danos e/ou defeitos no produto resultante de mau uso ou negligência do usuário, incluindo a utilização do produto para outros fins que não o seu uso pretendido.
- Danos e/ou defeitos causados pelo uso de agentes externos, tais como calor ou outros químicos nocivos ou corrosivos.
- Danos e/ou defeitos devidos a manutenção inadequada e falta de limpeza.
- Danos e/ou defeitos decorrentes do uso de peças do manequim não feitas pelo fabricante do manequim.

**Cobertura geográfica:** A garantia é estendida para todos os países onde esse produto é vendido por um distribuidor, ENFAVI, S.L. ou atribuído pela ENFAVI, S.L.

### Cancelamento da garantia: A garantia do produto é cancelada:

- Em casos de danos causados por reparos realizados por outras pessoas que não os agentes de serviço autorizado da ENFAVI S.L. e/ou se partes ou acessórios usados no manequim são outros que não as peças originais ou acessórios fabricados pela ENFAVI S.L.
- Ao mudar a data da nota fiscal, recibo de venda ou lista de embalagem.



ENFAVI S.L. TEL. +34 965 554 708 / FAX +34 965 551 312  
C/ Àvila, 2 Pol. Ind. L'Alfàç III - 03440 Ibi - Alicante - SPAIN  
www.practiman.com - info@practiman.com - international@practiman.com



# CPR MANIKIN PRACTI-MAN Advance

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES




**SIMULADOR DOIS EM UM**  
Treinamento de RCP adulto e criança com um único manequim.



**MANOBRAS DE ELEVAÇÃO DA MANDÍBULA**



**EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO REALISTA**  
Sistema de respiração único, que inclui nariz com funcionamento real.



**SETA DE SELEÇÃO DE TRÊS POSIÇÕES EXCLUSIVA**

Adulto, criança e posição de teste (não clique)



**CLIPS DE FIXAÇÃO CABEÇA-TORSO**



**FORMAÇÃO DE DAE**

A utilização de electrodos não deixa resíduos sobre a pele.

PRACTI-MAN  
CPR TRAINING SOLUTIONS


# MONTAGEM DO PRACTI-MAN ADVANCE

1




Remova a pele do torso.

2




Remova a pele da face.

3




Certifique-se de que a cabeça está corretamente fixada nos dois encaixes de fixação do torso.

4




Mova o pulmão para baixo da mandíbula.

5




Conecte a válvula ao pulmão.

6



Certifique-se de que a válvula está corretamente fixada à cabeça.


7



Coloque o pulmão no torso e verifique que:


- 1. Está posicionado sobre as marcas indicadas através do adesivo.
- 2. Descansa com folga sobre o pescoço.

8



Coloque a pele da face e verifique se o nariz, a boca e a aba da parte superior encaixam corretamente.

9



Coloque a pele do tórax e fixe-o aos pinos.

# RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO


O fabricante recomenda a limpeza do Practi-Man Advance após cada utilização, para assegurar o máximo de higiene, seguindo as instruções que se seguem:




É necessário limpar o manequim, desinfetando os lábios e o rosto e separando a pele da face do resto da cabeça após os exercícios realizados pelo aluno.



Para uma desinfecção mais completa e posterior utilização correta, deve submergir a pele da face num recipiente com desinfetante, limpar cuidadosamente e secar.



Após cada utilização, a válvula do Practi-Man Advance deve ser desinfetada e seca, para permitir o funcionamento correto.



O pulmão do Practi-Man Advance é semidescartável e adequado para realizar sessões de treino constituídas por grupos de várias pessoas, sem ser necessário trocá-lo. Se, durante o exercício, o peito não se elevar, verifique se o pulmão não está humedecido, caso em que deve substituí-lo por um novo.

## PEÇAS SOBRESSELENTES DO PRACTI-MAN ADVANCE



**PULMÃO**  
(Ref. SP-001 (AD))



**VÁLVULA**  
(Ref. SP-002 (AD))



**PELE DA FACE**  
(Ref. Face-MB (AD))



**PELE DO TÓRAX**  
(Ref. Chest-MB)

## PROTEÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE RCP



A proteção durante a formação deve ser complementada com a utilização de máscaras de proteção respiratória.



Utilize toalhetes desinfetantes para assegurar a limpeza correta do manequim.