



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ELETTRODI (MONOUSO) ELECTRODES (SINGLE USE)

Manuale d'uso - User manual

ITALIANO

Descrizione/Usò Previsto

Questi dispositivi sono monouso e sono forniti sterili.

Controindicazioni

Questi dispositivi non devono mai essere utilizzati quando:

- Vi sono danni evidenti all'esterno del dispositivo, come una spaccatura sulla plastica o un connettore danneggiato.
- Questi dispositivi non superano il collaudo qui descritto.
- In presenza di gas e liquidi infiammabili e/o ambienti ricchi di ossigeno.

Consigli per la sicurezza

- Sull'unità elettrochirurgica, utilizzare l'impostazione di potenza piú bassa possibile in grado di raggiungere l'effetto chirurgico desiderato.
- Non permettere mai ai cavi connessi a questi dispositivi di venire a contatto con la pelle del paziente o dell'operatore durante le attivazioni elettrochirurgiche.
- Non permettere che i cavi connessi a questi dispositivi si dispongano in parallelo o molto vicini ai cavi di altri dispositivi elettrici.
- Quando non vengono utilizzati, riporre sempre gli accessori elettrochirurgici in un luogo isolato e sicuro come una custodia.
- Prima di ogni utilizzo, ispezionare e testare ciascun dispositivo.
- Smaltire i dispositivi che hanno raggiunto la loro aspettativa di vita.
- L'attivazione di un dispositivo elettrochirurgico quando non è in contatto con il tessuto bersaglio o in posizione per fornire energia al tessuto bersaglio (folgorazione) può causare un accoppiamento capacitivo.








Ispezione

Questi dispositivi devono essere ispezionati prima e dopo ciascun utilizzo. Esaminare visivamente i dispositivi per verificare l'eventuale presenza di danni fisici evidenti:

- Parti in plastica spaccate, rotte o in qualche modo distorte.
- Contatti del connettore rotti o notevolmente piegati.
- Danni inclusi tagli, perforazioni, scheggiature, abrasione, rigonfiamenti inusuali, significativo scolorimento.
- Suggerimenti in caso di condizioni di danni, corrosione o disallineamento

Conservazione e Manipolazione

Gli elettrodi (monouso) devono essere conservati in un luogo pulito, fresco e asciutto. Proteggere da danni meccanici e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Maneggiare con estrema cura.

	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Conservare al riparo dalla luce solare	STERILE EO	Sterilizzato con ossido di etilene
	Fabbricante		Data di fabbricazione		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
REF	Codice prodotto	LOT	Numero di lotto	EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Leggere le istruzioni per l'uso		Dispositivo monouso, non riutilizzare	CE	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE
	Limite di temperatura		Data di scadenza		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Description/Intended Use

These devices are single-use supplied sterile.

Contraindications

These devices should never be used when:

- There is visible evidence of damage to the exterior of the device such as cracked plastic or connector damage.
- These devices fail the inspection described herein.
- In the presence of flammable gases, liquids, and/or oxygen enriched environments.

Safety Tips

- Use lowest possible power setting on electrosurgical unit capable of achieving desired surgical effect.
- Never allow the cables connected to these devices to be in contact with skin of the patient or operator during electrosurgical activations.
- Do not permit the cables connected to these devices to be parallel and in close proximity to the leads of other electrical devices.
- Always place unused electrosurgical accessories in a safe insulated location such as a holster when not in use.
- Inspect and test each device before each use.
- Discard devices that have reached their life expectancy.
- Activation of an electrosurgical device when not in contact with target tissue or in position to deliver energy to target tissue (fulguration) may cause capacitive coupling.










Inspection

These devices should be inspected before and after each use. Visually examine the devices for obvious physical damage including:

- Cracked, broken or otherwise distorted plastic parts.
- Broken or significantly bent connector contacts.
- Damage including cuts, punctures, nicks, abrasion, unusual lumps, significant discoloration.
- Tips for damage, corrosion or misalignment condition

Storage & Handling


Electrodes (single use) must be stored in a clean, cool and dry area. Protect from mechanical damage & direct sun light. Handle with extreme care.

	Keep in a cool, dry place		Keep away from sunlight	STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide
	Manufacturer		Date of manufacture		Caution: read instructions (warnings) carefully
REF	Product code	LOT	Lot number	EC REP	Authorized representative in the European community
	Consult instructions for use		Disposable device, do not re-use	CE	Medical Device complies with Directive 93/42/EEC
	Temperature limit		Expiration date		

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

REF 30420 - 30422 - 30425 - 30429 - 30678

 Tecno Instruments Pvt. Ltd.
316C Small Industrial Estate
Sialkot, 51340 (PAKISTAN)

EC REP

Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53
1030 Brussels (BELGIUM)

CE 1639

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

STERILE EO 

