


LAMPADA A LED CON LENTE DI INGRANDIMENTO MAGNIFYING LED LAMP

GIMA 30736

Fabbricante / Manufacturer:
SILVERFOX CORPORATION LIMITED
No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District,
JiangMen City, Guangdong Province, China
amy.liang@silverfox.cn
Made in China

REF 1006A

Importato da / Imported by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ABOUT THIS MANUAL

This manual shall only be used for the reference of operation of this particular model. If the manual is used for other purposes, we will not undertake any according consequences and responsibility. All information of this manual shall be protected by copyright and shall not be copied and translated in any part of this specification without the written consent of manufacturer.



CAUTIONS

- Do not use in wet environments (like the bathroom). Clean your skin before operating.
- Turn the power off after operation.
- Please disconnect the product from power source if it not being used for a long period of time.
- Clean the lamp head and cover it properly for storage.
- Please wipe the lens with soft lens cleaning paper when cleaning the lens. Do not wipe with cloth and paper of other materials, otherwise the lens may be damaged.
- Avoid water or other liquid contact with the brightness switch when adjusting the device.
- Please avoid direct light projection to the eyes.
- If the external soft power cable is damaged, it can only be replaced by the manufacturer, service agent or personnel with similar qualification in order to avoid hazard.
- WARNING** "⚡" (IEC 60417-6042): The light source can only be replaced by the manufacturer, service agent or personnel with professional qualification.
- Do not use alcohol or other organic solvent to clean the lens.

INSTRUCTION

- This device mainly detects changes in the human skin surface by examining the various minor changes in the skin surface. Providing further effectiveness when operating beauty and care treatments.
- The magnifying function of the product can also be used for beauty treatments such as eyebrow and lips tattooing and eyelash grafting, etc.
- The magnifying lamp can be use independently with the supporting stand or in combination with other devices.
- The device has an innovative design and elegant profile. It has a safety design to avoid injury by clamping during operation. Magnifying lens is with 3D diopter, 1.75X magnification times, The brightness of the lamp is gentle and comfortable to avoid dizziness after use.

COMPONENTS



INSTALLATION PARTS

No.	Name	Qty	No.	Name	Qty
1	Column	1	6	Hexagonal screw M6X20	5
2	Pentagonal base holder	1	7	Flat pad φ10	1
3	Five-legged stand	1	8	Spring pad φ10	1
4	Pentagonal clamp plate	1	9	Hexagonal screw M10X40	1
5	Spring pad φ6	5			

OPERATION METHOD


Operation Cautions



- Warning!**
- Do not put acidic or alkaline substances in this product.
- Do not move this product when it is working.
- Do not use or store this product in an environment with acidic gas or humid air to avoid malfunction and danger.
- Do not use this product (such as alcohol, thinner, gasoline, nail polish remover, spray, etc.) near
- high-temperature and high-heat objects or near flammable objects.

Operation method

- Connect the power supply.
- Turn on the "Power" button. Open the plastic cover and align the magnifying lamp with the treatment zone.
- Adjust brightness and the distance between the lamp and skin to achieve the clearest illumination. (4 levels of brightness)
- Examine the skin or begin beauty treatment. Brightness can be adjusted during operation.



PRODUCT PARAMETERS

(1) See the table below for input power:

Rated Voltage (V)	AC 100-240V
Rated Frequency (Hz)	50/60Hz

- Rated power and illumination: (illumination tested at a distance of 20 cm)
Level1: 2.5W, 950 LUX Level2: 3.5W, 1400 LUX
Level3: 5.0W, 1900 LUX Level4: 7.0W, 2400 LUX
- Working environment: Temperature +0°C~+45°C, relative humidity 30%~90%
- Storage environment: Temperature +20°C~+60°C, relative humidity 30%~80%
- Net weight: 12.8kg
- Gross weight: 15kg
- Packing size: 83.5cm × 69.5cm × 13.5cm

INSTRUMENT MAINTENANCE

- After every treatment, please only use neutral solution to clear the dust, metal part or other parts. Disinfecting solution like alcohol, acid or alkaline solution are forbidden. This is to prevent the lifetime of the components from being shortened.
- Please lubricate the moving parts regularly (once a year)

TROUBLESHOOTING

The Fault Phenomenon	Reason	Solution
The light is not bright	1. No power. 2. The power cord is not properly inserted or connected.	1. Turn on the power. 2. Plug or connect the power cord properly.
The brightness of the light cannot be adjusted	1. No power.	1. Turn on the power.

	2. The power cord is not properly inserted or connected.	2. Plug or connect the power cord properly.
	3. Button failure	3. Contact the repair center or dealer to troubleshoot.
	4. Poor contact or burnt out of the circuit	4. Contact the repair center or dealer to troubleshoot.
Abnormal sound when the lamp arm moves	The rotating parts are short of lubricating oil	Add lubricating oil.

If problem is still not solved after above operations, please contact maintenance center or supplier to solve it.

Please check the product specification before use. This manual is for reference only. Specifications are subject to change without prior notice.



Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

ITALIANO

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il presente manuale deve essere utilizzato come riferimento unicamente per il funzionamento di questo modello specifico. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile o passibile delle conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo manuale per scopi diversi.

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono protette da copyright; la riproduzione e la traduzione di qualsiasi parte di questa documentazione non sono consentite senza l'autorizzazione scritta del produttore.

PRECAUZIONI


- Non utilizzare in ambienti ad umidità elevata (come il bagno). Prima di utilizzare il dispositivo, detergere la pelle.
- Al termine dell'utilizzo, spegnere l'alimentazione.
- Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione se si prevede di non utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.
- Pulire la testa della lampada e coprirla in modo appropriato in vista della conservazione.
- Per la pulizia delle lenti, utilizzare carta morbida per la pulizia delle lenti. Non utilizzare panni o carta di un materiale diverso, per evitare di danneggiare le lenti.
- Quando si regola il dispositivo, prestare attenzione a non far entrare l'interruttore di regolazione della luminosità a contatto con acqua o altri liquidi.
- Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.
- Se il cavo di alimentazione flessibile esterno è danneggiato, può essere sostituito solo dal produttore, dall'agente incaricato dell'assistenza o da personale in possesso di qualifiche analoghe, al fine di evitare rischi.

- ATTENZIONE** "⚡" (IEC 60417-6042): La sostituzione della sorgente luminosa può essere effettuata solo dal produttore, dall'agente incaricato dell'assistenza o da personale in possesso di una qualifica professionale.
- Non utilizzare alcol o altri solventi organici per pulire la lente..

ISTRUZIONI


- Questo dispositivo rileva le alterazioni cutanee attraverso l'esame dei vari cambiamenti minori presenti sulla superficie della pelle umana, così da consentire una maggiore efficacia nell'esecuzione di trattamenti di cura e bellezza.
- La funzione di ingrandimento del prodotto può essere utilizzata anche per trattamenti di bellezza come la realizzazione di tatuaggi sulle sopracciglia e sulle labbra e l'applicazione di ciglia, ecc.
- La lampada con lente di ingrandimento può essere utilizzata da sola sulla base di supporto o in combinazione con altri dispositivi.
- Il dispositivo ha un aspetto elegante e presenta un design innovativo e orientato alla sicurezza, progettato per evitare lesioni dovute alla chiusura accidentale durante l'utilizzo. È dotato di una lente a 3 diottrie con un ingrandimento di 1,75X. La luminosità della lampada è delicata e confortevole, per evitare di provocare una sensazione di vertigini dopo l'uso.

COMPONENTI



Per uso in combinazione con altri

Clip da tavolo 1006AT



COMPONENTI PER L'INSTALLAZIONE:

N.	Nome	Qtà	N.	Nome	Qtà
1	Colonna	1	6	Vite esagonale M6 X 20	5
2	Base di supporto pentagonale ad incastro	1	7	Rondella piatta φ10	1
3	Base a cinque gambe	1	8	Rondella elastica φ10	1
4	Piastra di fissaggio a cinque fori	1	9	Vite esagonale M10 X 40	1
5	Rondella elastica φ6	5			

METODO DI UTILIZZO

Precauzioni per l'utilizzo




Attenzione!

- Non lasciare il prodotto a contatto con sostanze acide o alcaline.
- Non spostare il prodotto quando è in funzione.
- Per evitare malfunzionamenti e pericoli, non utilizzare o conservare il prodotto in ambienti umidi o in cui vi sia presenza di gas acidi.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di oggetti caldi e ad alta temperatura o di sostanze infiammabili (ad es. alcool, diluente, benzina, solvente per unghie, aerosol, ecc.)

Metodo di utilizzo

- Collegare all'alimentazione.
- Accendere premendo il pulsante "Power". Aprire la copertura in plastica e allineare la lampada con lente di ingrandimento alla zona di trattamento.
- Regolare la luminosità e la distanza tra la lampada e la pelle fino a ottenere un'illuminazione ottimale. (4 livelli di luminosità).
- Ispezione della pelle o avvio di un trattamento estetico. La luminosità può essere regolata durante l'utilizzo.



PARAMETRI DEL PRODOTTO

(1) Per la potenza in ingresso, fare riferimento alla tabella seguente:

Tensione nominale (V)	AC 100-240V
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

- Potenza nominale e intensità di illuminazione: (intensità di illuminazione testata a una distanza di 20 cm)
Level1: 2,5W, 950 LUX Level2: 3,5W, 1400 LUX Level3: 5,0W, 1900 LUX Level4: 7,0W, 2400 LUX
- Ambiente di utilizzo: Temperatura +0°C~+45°C, umidità relativa 30%~90%
- Ambiente di conservazione: Temperatura +20°C~+60°C, umidità relativa 30%~80%
- Peso netto: 12,8 kg
- Peso lordo: 15 kg
- Dimensioni della confezione: 83,5cm × 69,5cm × 3,5cm

MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO

- Al termine di ogni trattamento, eliminare la polvere e pulire le parti metalliche o altre parti solo con una soluzione neutra. Non è consentito l'uso di soluzioni disinfettanti come alcol, acidi o soluzioni alcaline. Questo per evitare di ridurre la vita utile dei componenti.
- Lubrificare regolarmente le articolazioni delle parti mobili (una volta all'anno)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Manifestazione del guasto	Causa	Soluzione
La luce non si accende	1. Alimentazione assente.	1. Accendere l'alimentazione.
	2. Il cavo di alimentazione non è inserito o collegato correttamente	2. Inserire o collegare correttamente il cavo di alimentazione.

Non è possibile regolare la luminosità della luce	1. Alimentazione assente.	1. Accendere l'alimentazione.
	2. Il cavo di alimentazione non è inserito o collegato correttamente.	2. Inserire o collegare correttamente il cavo di alimentazione.
	3. Guasto ai pulsanti	3. Contattare il centro di riparazione o il rivenditore per risolvere il problema.
	4. Contatto insufficiente o circuito bruciato.	4. Contattare il centro di riparazione o il rivenditore per risolvere il problema.
Il braccio della lampada produce un suono anomalo quando viene mosso	Le articolazioni delle parti mobili necessitano di essere lubrificate.	Aggiungere olio lubrificante.

Se dopo essere intervenuti eseguendo le operazioni sopra descritte il problema persiste, contattare il centro di manutenzione o il fornitore per risolvere il problem.

Prima dell'uso, verificare le specifiche del prodotto. Il presente manuale è da intendersi come mero riferimento. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Smaltimento: *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.*

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
 Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

	IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place
	IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight
	IT - Seguire le istruzioni per l'uso GB - Follow instructions for use
	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea GB - Product complies with European Directive
	IT - Smaltimento RAEE GB - WEEE disposal
	IT - Apparecchio di classe II GB - Class II applied
	IT - Limite di umidità GB - Humidity limit
	IT - Limite di temperatura GB - Temperature limit
	IT - Data di fabbricazione GB - Date of manufacture
	IT - Codice prodotto GB - Product code
	IT - Numero di lotto GB - Lot number