

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DELL'USO.**

**CONTROINDICAZIONI:** Non adatto a persone di peso superiore alle 242 libbre (110 kg). Non utilizzare in presenza di ghiaccio o in condizioni scivolose. - Non adatto a persone con allergie al lattice.

**ISTRUZIONI PER L'USO:** Per dispiegare il bastone, afferrare il manico e lasciare che i segmenti ripiegabili dell'asta del bastone si dispieghino verso il basso. Per prevenire il rischio di cadute, è necessario verificare sempre che i singoli segmenti dell'asta del bastone (Fig. 1) siano inseriti saldamente in posizione.

**AVVERTENZE:** NON smontare il corpo del bastone Trusty Cane TM. Il bastone contiene al suo interno una corda elastica; se questa viene rilasciata in modo incontrollato può causare gravi lesioni alle parti del corpo esposte, in particolare agli occhi. Se la corda elastica risulta tagliata, sfilacciata o danneggiata, interrompere l'utilizzo. NON estendere la corda più di quanto sia necessario per smontare o assemblare i segmenti.

**Come regolare l'altezza del bastone Trusty CaneTM:** Allentare il meccanismo di bloccaggio a rotazione (Fig. 2) effettuando alcuni giri in senso orario. Premere il pulsante di blocco (Fig. 3) e tirare il manico verso l'alto per allungarlo o verso il basso per accorciarlo. Dopo aver regolato il bastone Trusty CaneTM all'altezza desiderata, ricordarsi di riavvitare il meccanismo di bloccaggio a rotazione.

**AVVERTENZE:** Per evitare cadute, assicurarsi sempre che i singoli segmenti dell'asta del bastone siano saldamente bloccati in posizione e che il pulsante di blocco sia completamente emerso.

**Come ripiegare il bastone Trusty CaneTM:** Il bastone Trusty CaneTM può essere ripiegato in un comodo formato da viaggio separando i 4 segmenti dell'asta del bastone l'uno dall'altro. Impugnare ogni coppia di segmenti dell'asta del bastone vicino al giunto e separarli (Fig. 4). I singoli segmenti dell'asta del bastone si ripiegheranno in modo ordinato (Fig. 5).

**Come utilizzare le luci del bastone Trusty CaneTM:** Il pulsante sulla parte superiore del manico del bastone Trusty CaneTM (Fig. 6) accende le luci. Premendo una volta il pulsante, le luci si accendono e premendolo di nuovo si spengono. Le luci si spengono automaticamente dopo 20 minuti.



**Manutenzione del bastone Trusty CaneTM:** Per sostituire le batterie, utilizzare un cacciavite a croce per svitare il coperchio del vano batterie sotto il manico del bastone Trusty CaneTM. Rimuovere le batterie esauste e smaltirle correttamente. Sostituire con 3 batterie AAA, allineando i poli + e - come indicato, altrimenti le luci non funzioneranno.

Riposizionare il coperchio del vano batterie e serrare la vite per fissarlo in posizione. Ispezionare regolarmente il bastone per verificare la presenza di eventuali segni di usura, tra cui lo sfilacciamento della corda elastica o l'usura dei piedini in gomma. Se si riscontrano segni di usura, interrompere immediatamente l'utilizzo.

**AVVERTENZE:** Non mischiare le batterie vecchie con quelle nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).

**TERMINI DI GARANZIA DI GIMA:** Si applica la garanzia Gima B2B standard di 12 mesi.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/  
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/  
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/  
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/  
Tilberladd av/تصنيع بواسطة  
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd  
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County  
Ningbo 315514, China  
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/  
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret  
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/  
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/  
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



