



È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

 Avete acquistato un ausilio destinato ad agevolare l'utenza disabile. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Nota iniziale:** Stringere le mani su entrambi i lati del telaio per tirarlo, quindi abbassare la mano sul tubo della pressione (1,2); aprirlo completamente, come ad esempio (Figura 2) (il tubo scende sulla scheda di tipo C vista K).
- Istruzioni per l'installazione del sedile e della piastra di base:** come mostrato nella Figura 3, la prima piastra di montaggio, quindi installare il sedile e poi inserire il sedile, come (Figura 4) (si noti che per installare il prodotto completamente aperto, è necessario rimuovere il prodotto ricevuto).
- Descrizione dei freni:** Figura A stato di marcia, Figura B stato di frenata; tirare la leva del freno per rilasciare il freno la direzione della Figura A, Figura B, rispetto al freno (nota sull'uso del freno).
- Descrizione del piede:** La direzione nella Figura 3, come mostrato dalla rotazione del piede verso l'interno, può essere aperta utilizzando il movimento contrario; Caduta, Figura C allentare la vite di bloccaggio (regolare il piede regolabile in altezza, alto e basso).
- Caduta:** come prima cosa rimuovere il water e aprire il cuscino e la piastra del sedile, poi tenere il cordino del tubo per lo scarico.

SICUREZZA E MANUTENZIONE

- Prima dell'uso, verificare che tutte le viti siano serrate e che il telaio principale sia stabile. La portata massima è di 100 kg.
- Riporre in un locale ventilato.
- Verificare che i puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli immediatamente se usurati o mancanti.
- Aggiungere regolarmente l'olio lubrificante alle giunzioni.

PULIZIA









Utilizzare sempre un panno umido con detergenti neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o a base di candeggina.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Temperatura: 5 ÷ 38°C
Percentuale umidità: 20 ÷ 90%
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO


Temperatura: - 10°C ÷ 50°C
Percentuale umidità: 20 ÷ 90%
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa


	Conservare in luogo fresco ed asciutto	REF	Codice prodotto
	Conservare al riparo dalla luce solare	LOT	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso	MD	Dispositivo medico
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	UDI	Identificativo Unico

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

 You have purchased an aid designed to facilitate disabled users. Any other use is prohibited. Use only in a seated position and never stand up, for assembly refer to the explanatory images below.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1. **Open Note:** Hold the handshake at both sides of the frame to pull, and then put the hand down the pipe of the word pressure (1,2); fully open, such as (Figure 2). (The word pipe fell to the C-type card K View).
- 2. **Commode and the base plate, seat installation instructions:** shown in Figure 3 direction, the first mounting plate, and then install the seat, and then insert the commode, such as (Figure 4).(Note that in order to install the product fully open state, received timely need to be removed).
- 3. **Brake Description:** Figure A walking state, Figure B for braking state; pull the brake lever to release the brake the direction of the Figure A, Figure B, compared with brake (note about brake use).
- 4. **Foot Description:** The direction in Figure 3 as shown in the foot inward rotation can be opened using the contrary Collapse; Figure C loosen the screw locking screw (adjust the height adjustable foot high and lowpoles).
- 5. **Collapse:** first remove the commode a chance to open the cushion and the seat plate, and then hold the word tube rope to pull to collapse.

SAFETY AND MAINTENANCE

- 1. Before use, please check all the screws are tighten and the main frame is stable. The maximum load weight is 100 kg.
- 2. Placed in ventilation place.
- 3. Verify that the test leads are in good condition. If necessary, replace them immediately if worn or missing.
- 4. Add the lubricating oil to the transmission parts regularly.

CLEANING









Use damp cloth with normal detergents. Do not submerge the seat in the bath water; drain after use and dry the seat. Don't use harsh abrasives or bleach based cleaners.

WORKING CONDITION

Temperature: 5 ÷ 38°C
Humidity percentage: 20 ÷ 90% RH
Atmospheric pressure: 800 ÷ 1060 hPa

CONSERVATION CONDITION AND TRANSPORT


Temperature: - 10 ÷ 50°C
Humidity percentage: 20 ÷ 90%
Atmospheric pressure: 800 ÷ 1060 hPa

	Keep in a cool, dry place	REF	Product code
	Keep away from sunlight	LOT	Lot number
	Consult instructions for use	MD	Medical Device
	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Manufacturer
	Caution: read instructions (warnings) carefully		Date of manufacture
	Authorized representative in the European community	UDI	Unique Identifier

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

GIMA 43283

 **Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)** 5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China

REF FS609U



MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

