

SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE con schienale e braccioli in PU**ROTATING SHOWER CHAIR with PU backrest and seat****CHAISE DE DOUCHE ROTATIVE avec dossier et siège PU****SILLA DE DUCHA GIRATORIA con respaldo y asiento en PU****CADEIRA DE DUCHE ROTATIVO com encosto e assento em PU****DREHBARER DUSCHSTUHL mit PU-Rückenlehne und -Sitz****ROTTERANDE DUSCHSTOL med ryggstöd och sits i PU****ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ με πλάτη και κάθισμα PU**

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.


Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvarliga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

REF HE13741000 (Gima 42912)

HEBEI HEALTHPLUS MEDICAL DEVICE CO.,LTD
NO.1,Chuangye Street,Matou Industry Park,HanDan City,HeBei
Province,China
Made in China



Y.Sung Handelsvertretung
Dusselthaler Str. 24, 40211
Dusseldorf Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



HE10688023

SEDIA DA DOCCIA IN ALLUMINIO KD CON SEDILE GIREVOLE

Parti del prodotto



1. Schienale in PU
2. Bracciolo in gommapiuma
3. Sedile in PU
4. Leva girevole
5. Sistema con piastra girevole
6. Pulsante per il ribaltamento del bracciolo
7. Poggiatesta in altezza
8. Punta

Istruzioni di sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.
- Prima dell'uso, verificare che tutti i componenti non siano danneggiati e che siano ben fissati.
- Approvato solo per uso interno.
- Gli indumenti o le parti del corpo possono essere schiacciati quando ci si siede, ci si alza, si inserisce il secchio della toilette e quando si sollevano i braccioli e li si blocca in posizione.
- Se è necessario superare qualche ostacolo, farlo lentamente e con attenzione, per evitare che le ruote si danneggino!
- Quando si utilizza una sedia a rotelle, utilizzare sempre i freni di stazionamento.
- Nel trasferimento da e verso la sedia a rotelle, i poggiatesta devono essere spostati in modo da non essere d'intralcio.
- Non utilizzare mai i poggiatesta come supporto per alzarsi: c'è il rischio di ribaltamento!
- Impedire l'uso non autorizzato, ad esempio da parte dei bambini.
- Prestare attenzione al peso massimo consentito per l'utente.
- Queste informazioni sono riportate nei dati tecnici di queste istruzioni per l'uso e sulla targhetta di identificazione

Montaggio

Fase 1

Fissare lo schienale al telaio, premendo i pulsanti e facendo scorrere i tubi dello schienale nei tubi situati su ciascun lato e sul retro del sedile



Fase 2

Fissare le gambe al telaio premendo i pulsanti nei tubi situati su ciascun lato delle gambe. Assicurarsi che i pulsanti "scattino" correttamente nei fori e che siano stabili e regolati allo stesso modo.

**Fase 3**

Verificare che il sedile non sia

instabile o traballante. Utilizzo della sedia da doccia girevole

(1) Sollevare la leva e girare il sedile verso l'utente, quindi bloccare la posizione abbassando la leva e continuando a girare il sedile fino a quando non si blocca in posizione.

(2) Sbloccare il sedile sollevando la leva.

(3) Quando gli utenti sono seduti sulla sedia, bloccare il sedile e assicurarsi che sia fissato in posizione e non possa più girare liberamente.

(4) Bloccare la sedia da doccia quando l'utente è rivolto verso il lato esterno della vasca. L'utente può ora alzarsi in piedi facendo attenzione e muovendosi lentamente.

(5) Utilizzare i braccioli, premere il pulsante e sollevare i braccioli all'indietro

**Dati tecnici**

Prodotto	SEDIA DA DOCCIA IN ALLUMINIO KD CON SEDILE GIREVOLE
Numero prodotto	HE13741000
Capacità di peso (libbre/kg)	300 libbre/ 136 kg
Dimensioni del prodotto (mm) L x L x A	506*(475-500)*(812-914)mm
Dimensioni del prodotto pieghevole L x L x A	510 x 345 x 400 mm
Peso del prodotto (libbre/kg)	5,37 kg
Dimensioni del sedile (pollici/mm) L x L	407 x 337 x 52 mm
Materiale dello schienale	PU
Materiale del sedile	PU
Materiale dei braccioli	Schiuma EVA
Materiale del telaio	Alluminio
Colore del telaio	Argento
Quantità nella scatola (pezzo)	1
Peso del prodotto inclusa la scatola (libbre/kg)	6,74 kg
Dimensione della scatola L x L x H	525 x 360 x 425 mm

Simboli

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Fabbricante		Data di fabbricazione
	Numero di lotto		Codice prodotto
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Dispositivo medico		Leggere le istruzioni per l'uso
	Numero di serie		Importato da

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

HE10688023

KD ALUMINUM SHOWER CHAIR WITH ROATING SEAT

Parts of the product



- 1. PU Backrest**
- 2. Foam Armrest**
- 3. PU Seat**
- 4. Rotating lever**
- 5. Rotating plate system**
- 6. Flip-up button of armrest**
- 7. Height adjustable foot tube**
- 8. Tip**

Safety instructions

- Read these instructions for use carefully.
- All components should be checked for damage and a secure fit prior to use.
- Approved for indoor use only.
- Clothing or body parts can be pinched when sitting down, standing up, inserting the toilet bucket, as well as when raising the armrests and locking them into place.
- If you need to move over thresholds, do so slowly and carefully, otherwise the wheels can become damaged!
- When using a wheeled commode, always use the parking brakes.
- During transfer into/out of the wheeled commode, the footrests must be swiveled out of the way.
- Never use the footrests as assistance when getting up - risk of tipping!
- Prevent unauthorized use, for example, by children.
- Take note of the permitted maximum weight of the user.
- This information can be found in the technical data in these instructions for use as well as on the identification plate.

Assembly

Step 1

Attach backrest to the frame, by depressing push buttons and sliding the backrest pipes into the tubes located on each side and on the back of the seat.



Step 2

Attach the legs to the frame by depressing push buttons into the tubes located on each side of the legs. Make sure that push button “snap” correctly through holes and are stable and adjusted the same way.

**Step 3**

Check stability, the seat shall not be

unstable or shaky. Using the rotating shower chair

(1) Lift up the lever and turn the seat to face the user, then lock the seat into position by lowering the lever and keep swiveling the seat until it locks in position.

(2) Unlock the seat by lifting the lever. (3) When users are seated on the chair position lock the seat and ensure that it is locked into position and no longer rotates freely.

(4) Lock the shower chair when the user faces the open side of the bath. The user can now stand up carefully and slowly.

(5) Using the armrests, press on the button and lift backwards the armrests.

**Dati tecnici**

Product	KD ALUMINUM SHOWER CHAIR WITH ROATING SEAT
Product number	HE13741000
Weight capacity (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Product dimension (mm) L x W x H	506*(475-500)*(812-914)mm
Product folding dimension L x W x H	510*345*400mm
Product weight (lbs/kg)	5.37kg
Seat dimension (inch/mm) L x W	407*337*52mm
Backrest material	PU
Seat material	PU
Arm pad material	EVA Foam
Frame material	Aluminum
Frame color	Sliver
Quantity in box (piece)	1
Product weight including box (lbs/kg)	6.74kg
Carton dimension L x W x H	525*360*425mm

Symbol

	Caution: read instructions (warnings) carefully		Keep in a cool, dry place
	Manufacturer		Date of manufacture
	Lot number		Product code
	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Authorized representative in the European community
	Medical Device		Consult instructions for use
	Serial number		Imported by

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

HE10688023

CHAISE DE DOUCHE EN ALUMINIUM KD AVEC SIÈGE PIVOTANT

Pièces du produit



1. Dossier en PU
2. Accoudoir en mousse
3. Siège en PU
4. Levier rotatif
5. Système de plateau tournant
6. Bouton escamotable de l'accoudoir
7. Tube du pied réglable en hauteur
8. Pointe

Consignes de sécurité

- Lire attentivement ces instructions d'utilisation.
- Tous les composants doivent être vérifiés afin de détecter tout dommage et de s'assurer qu'ils sont bien montés avant l'utilisation.
- Approuvé pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Les vêtements ou les parties du corps peuvent être pincés lorsque vous vous asseyez, vous levez, insérez le seau des toilettes, ainsi que lorsque vous soulevez les accoudoirs et les verrouillez.
- Si vous devez franchir des seuils, faites-le lentement et prudemment car les roues pourraient être endommagées !
- Lorsque vous utilisez une chaise

d'aisance avec roues, utilisez toujours les freins de stationnement.

- Lors du transfert dans/hors de la chaise d'aisance avec roues, les repose-pieds doivent être pivotés pour ne pas gêner.
- Ne jamais utiliser les repose-pieds comme base pour se lever - la chaise pourrait basculer !
- Empêcher toute utilisation non autorisée, par exemple par des enfants.
- Tenir compte du poids maximum autorisé de l'utilisateur.
- Ces informations se trouvent dans les données techniques de ce mode d'emploi ainsi que sur la plaque signalétique.

Montage

Étape 1

Fixer le dossier au cadre en appuyant sur les boutons poussoirs et en faisant glisser les tubes du dossier dans les tubes situés de chaque côté et à l'arrière du siège



Étape 2

Fixer les pieds au cadre en enfonçant les boutons-poussoirs dans les tubes situés de chaque côté des pieds.

S'assurer que le bouton-poussoir « s'enclenche » correctement dans les trous et qu'il est stable et ajusté de la même manière.



être instable ou tremblant. Utilisation de la chaise de douche pivotante

(1) Soulever le levier et tourner le siège face à l'utilisateur, puis verrouiller le siège dans sa position en abaissant le levier et continuer à faire pivoter le siège jusqu'à ce qu'il se verrouille.

(2) Déverrouiller le siège en soulevant le levier.

(3) Lorsque les utilisateurs sont assis sur le fauteuil, verrouiller le siège et s'assurer qu'il est verrouillé dans sa position et qu'il ne tourne plus librement.

(4) Verrouiller la chaise de douche lorsque l'utilisateur fait face au côté ouvert de la baignoire. L'utilisateur peut maintenant se lever prudemment et lentement.

(5) À l'aide des accoudoirs, appuyer sur le bouton et soulever les accoudoirs vers l'arrière.



Étape 3

Vérifier la stabilité, le siège ne doit pas

Dati tecnici

Προϊόν	KD ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΤΗΣ
αριθμός προϊόντος	HE10678103
Ικανότητα φορτίου (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Διαστάσεις προϊόντος (mm) Μ x Π x Υ	(448-472)×(500-526)×(622-719)mm
Βάρος προϊόντος (lbs/kg)	4,0kg
Διαστάσεις καθίσματος (inch/mm) L x W	407*337*52 mm
Υλικό στηρίγματος πλάτης	PU
Υλικό καθίσματος	PU
Υλικό στηρίγματος βραχίονα	Αφρώδες Υλικό EVA
Υλικό σκελετού	Αλουμίνιο
Χρώμα σκελετού	Ασημί
Ποσότητα στη συσκευασία (τεμάχιο)	1
Βάρος προϊόντος μαζί με τη συσκευασία (lbs/kg)	5,0kg
Διαστάσεις κουτιού Μ x Π x Υ	460*220*415 mm
Dimension du carton L x l x H	525*360*425 mm

Symboles

	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		À conserver dans un endroit frais et sec
	Fabricant		Date de fabrication
	Numéro de lot		Code produit
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Dispositif médical		Consulter les instructions d'utilisation
	Numéro de série		Importé par

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

HE10688023

KD SILLA DE ALUMINIO PARA DUCHA CON ASIENTO GIRATORIO

Piezas del producto



1. Respaldo PU
2. Apoyabrazos de Espuma
3. Asiento PU
4. Palanca giratoria
5. Sistema de placa giratoria
6. Botón abatible del reposabrazos
7. Tubo de pie ajustable en altura
8. Recomendación

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones de uso.
- Antes de usarla, se debe comprobar si hay daños en todos los componentes y si están bien ajustados.
- Aprobado solo para uso en interiores.
- La ropa o las partes del cuerpo pueden sufrir pellizcos al sentarse, pararse, introducir la cubeta del inodoro, así como al levantar los reposabrazos y encajarlos.
- Si tiene que pasar por encima de los umbrales, ¡hágalo despacio y con cuidado, pues de lo contrario las ruedas pueden resultar dañadas!
- Cuando utilice un inodoro con ruedas, utilice siempre los frenos de estacionamiento.

- Al entrar y salir del inodoro con ruedas, los reposapiés deben estar girados para que no estorben.
- Nunca utilice los reposapiés como ayuda para levantarse - ¡peligro de vuelco!
- Evite el uso no autorizado, por ejemplo, por parte de los niños.
- Tenga en cuenta el peso máximo permitido del usuario.
- Esta información se encuentra en los datos técnicos de estas instrucciones de uso, así como en la placa de identificación.

Montaje

Paso 1

Fije el respaldo al marco, presionando los pulsadores y deslizando los tubos del respaldo en los tubos situados a cada lado y en el respaldo del asiento



Paso 2

Fije las patas al marco presionando los pulsadores en los tubos situados a cada lado de las patas.

Asegúrese de que los pulsadores "encajan" correctamente a través de los orificios y que están estables y ajustados de la misma manera.

**Paso 3**

Compruebe la estabilidad, el asiento no debe ser inestable ni tambaleante.

Uso de la silla de ducha giratoria

(1) Levante la palanca y gire el asiento hacia el usuario, luego bloquee el asiento en su posición bajando la palanca y siga girando el asiento hasta que se bloquee en su posición.

(2) Desbloquee el asiento levantando la palanca.

(3) Cuando el usuario esté sentado en la posición de la silla, bloquee el asiento y asegúrese de que quede bloqueado en su posición y deje de girar libremente.

(4) Bloquee la silla de ducha cuando el usuario esté de cara al lado abierto del baño. Ahora el usuario puede levantarse con cuidado y lentamente.

(5) Utilizando los reposabrazos, pulse el botón y levante los reposabrazos hacia atrás i all'indietro

**Datos técnicos**

Producto	KD SILLA DE ALUMINIO PARA DUCHA CON ASIENTO GIRATORIO
Número de producto	HE13741000
Capacidad de peso (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Dimensiones del producto (mm) L x A x A	506*(475 - 500)*(812 - 914)
Dimensión de plegado del producto L x A x A	510*345*400 mm
Peso del producto (lbs/kg)	5,37 kg
Dimensión del asiento (pulgadas/mm) L x A	407*337*52 mm
Material del respaldo	PU
Material del asiento	PU
Material de la almohadilla del brazo	Espuma EVA
Material del marco	Aluminio
Color del marco	Plateado
Cantidad en la caja (pieza)	1
Peso del producto incluyendo la caja (lbs/kg)	6,74 kg
Dimensiones de la caja L x A x A	525*360*425 mm

Símbolos

	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fabricante		Fecha de fabricación
	Número de lote		Código producto
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Producto sanitario		Consultar las instrucciones de uso
	Número de serie		Importado por

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses

HE10688023

CADEIRA DE BANHO DE ALUMÍNIO KD COM ASSENTO GIRATÓRIO

Peças do produto



1. Encosto em PU
2. Apoio de braço em espuma
3. Assento em PU
4. Alavanca giratória
5. Sistema de placas giratórias
6. Botão de virar o apoio de braço para cima
7. Tubo ajustável do pé em altura
8. Pé

Instruções de segurança

- Leia estas instruções de utilização com atenção.
- Todos os componentes devem ser verificados relativamente a danos e ajustados de forma segura antes da utilização.
- Aprovado exclusivamente para utilização no interior.
- Roupas ou partes do corpo podem ficar presas ao sentar, ao levantar, ao inserir o bacio, bem como ao levantar os apoios de braços e ao bloqueá-los no lugar.
- Se for necessário ultrapassar os limites, faça-o devagar e com cuidado, caso contrário as rodas podem ser danificadas!
- Ao usar uma cadeira sanitária com rodas, utilize sempre os travões de

estacionamento.

- Durante a transferência para dentro/fora da cadeira sanitária com rodas, os apoios para os pés devem ser virados para o lado de fora do caminho.
- Nunca utilize os apoios para os pés como apoio para se levantar - perigo de capotamento!
- Evite a utilização não autorizada, por exemplo, por crianças.
- Tome nota do peso máximo permitido por utilizador.
- Esta informação pode ser encontrada nos dados técnicos deste manual de instruções, bem como na placa de identificação.

Montagem

Passo 1


Fixe o encosto à armação, pressionando os botões de pressão e deslizando os tubos do encosto para os tubos situados em cada lado e na parte de trás do assento.



Passo 2

Fixe as pernas à armação pressionando os botões de pressão para os tubos situados em cada lado das pernas.

Certifique-se de que o botão de pressão “encaixe” corretamente nos orifícios e esteja estável e ajustado da mesma maneira.



não deve estar instável ou a abanar ao utilizar a cadeira de banho giratória.

(1) Levante a alavanca e gire o assento para o utilizador, em seguida, tranque o assento na posição abaixando a alavanca e continue a girar o assento até trancar na posição.

(2) Destranque o assento levantando a alavanca.

(3) Quando os utilizadores estiverem sentados na posição da cadeira, tranque o assento e certifique-se de que esteja trancado na posição e já não gire livremente.

(4) Tranque a cadeira de banho quando o utilizador estiver de frente para o lado aberto da banheira. Agora, o utilizador pode levantar-se com cuidado e lentamente.

(5) Utilizando os apoios de braços, pressione o botão e levante os apoios de braços para trás

**Passo 3**

Verifique a estabilidade, o assento

Dados técnicos

Produto	CADEIRA DE BANHO DE ALUMÍNIO KD COM ASSENTO GIRATÓRIO
Número do produto	HE13741000
Capacidade de peso (lbs/kg)	300 lbs / 136 kg
Tamanho do produto (mm) C x L x A	506*(475-500)*(812-914) mm
Tamanho do produto dobrado C x L x A	510*345*400 mm
Peso do produto (lbs/kg)	5,37 kg
Tamanho do assento (polegadas/mm) C x L x A	407*337*52 mm
Material do encosto	PU
Material do assento	PU
Material da almofada do braço	Espuma EVA
Material da armação	Alumínio
Cor da armação	Prateado
Quantidade na caixa (peça)	1
Peso do produto incluindo a caixa (lbs/kg)	6,74 kg
Tamanho da caixa C x L x A	525*360*425 mm

Símbolos

	Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente		Armazenar em local fresco e seco
	Fabricante		Data de fabrico
	Número de lote		Código produto
	Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		Representante autorizado na União Europeia
	Dispositivo médico		Consulte as instruções de uso
	Número de série		Distribuído por

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses

HE10688023

KD-ALUMINIUM-DUSCHSTUHL MIT DREHSITZ

Produktteile



1. PU-Rückenlehne
2. Schaumstoff-Armstützen
3. PU-Sitz
4. Drehhebel
5. Drehscheibe
6. Druckknopf zum Hochklappen der Armstützen
7. Höhenverstellbares Bein
8. Kappe

Sicherheitsanweisungen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Alle Teile sollten vor dem Gebrauch auf Schäden und festen Sitz geprüft werden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen geprüft.
- Kleidung oder Körperteile können beim Hinsetzen, Aufstehen, Einlegen des Toiletteneimers und beim Hochklappen und Einrasten der Armlehnen geklemmt werden.
- Wenn Sie den Stuhl über Schwellen bewegen müssen, schieben Sie ihn langsam und vorsichtig darüber, damit die Räder keinen Schaden nehmen!
- Ein Duschrollstuhl muss bei Gebrauch

ch immer mit den Bremsen festgestellt werden.

- Beim Transfer auf und vom Duschrollstuhl müssen die Fußstützen weggedreht werden.
- Benutzen Sie die Fußstützen niemals als Hilfe beim Aufstehen - Kipppgefahr!
- Gebrauch durch Unbefugte, zum Beispiel Kindern, vorbeugen.
- Achten Sie auf das maximal zulässige Gewicht des Benutzers.
- Diese Information finden Sie in den technischen Angaben in der Bedienungsanleitung und auf dem Typenschild.

Montage

Schritt 1

Bringen Sie die Rückenlehne an das Gestell an, indem Sie die Druckknöpfe drücken und die Rücklehnen Rohre in die Rohre an den Seiten und hinten am Sitz gleiten lassen



Schritt 2

Bringen Sie die Beine an das Gestell an, indem Sie die Druckknöpfe in die Rohre an beiden Seiten der Beine drücken.

Achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe korrekt auf gleicher Höhe in die Löcher fest „eingeklinkt“ sind.



ist und nicht wackelt. Bedienung des Duschdrehstuhls

(1) Ziehen sie den Hebel hoch und drehen Sie den Sitz so, dass Sie dem Benutzer ins Gesicht sehen, dann drücken Sie den Hebel nach unten und drehen den Sitz, bis er in der Position einrastet.

(2) Durch Hochziehen des Hebels kann der Sitz wieder entriegelt werden.

(3) Wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt und der Sitz verriegelt ist, kontrollieren Sie, dass der Sitz fest sitzt und sich nicht drehen kann.

(4) Verriegeln sie den Duschstuhl, wenn der Benutzer zur offenen Seite des Dusches hin sitzt. Der Benutzer kann jetzt vorsichtig und langsam aufstehen.

(5) Um die Armstützen zu benutzen, drücken Sie auf den Druckknopf und heben Sie die Armstützen nach hinten hoch.

**Schritt 3**

Kontrollieren Sie, dass der Sitz stabil

Technische Daten

Produkt	KD-ALUMINIUM-DUSCHSTUHL MIT DREHSITZ
Produktnummer	HE13741000
Belastbarkeit (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Produktabmessungen (mm) L x B x H	506*(475-500)*(812-914) mm
Abmessungen des zusammengeklappten Produkts L x B x H	510 * 345 * 400 mm
Produktgewicht (lbs/kg)	5,37kg
Sitzfläche (inch/mm) L x B	407 * 337 * 52 mm
Material der Rückenlehne	PU
Material des Sitzes	PU
Material der Armpolster	EVA-Schaumstoff
Material vom Gestell	Aluminium
Farbe des Gestells	Silber
Menge in Karton (Stück)	1
Produktgewicht mit Karton (lbs/kg)	6,74kg
Kartonabmessungen L x B x H	525 * 360 * 425 mm

Symbole

	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Hersteller		Herstellungsdatum
	Chargennummer		Erzeugniscode
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Autorisierter Vertreter in der EG
	Medizinprodukt		Gebrauchsanweisung beachten
	Seriennummer		Eingeführt von

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

HE10688023

KD ALUMINIUM DUSCHSTOL MED Roterande SITS

Produktens delar



1. PU Ryggstöd
2. Armstöd i skumgummi
3. PU Sits
4. Rotationsspak
5. System med roterande platta
6. Uppfällningsknapp för armstödet
7. Fotrör justerbart i höjd
8. Spets

Säkerhetsanvisningar

- Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
- Alla komponenter ska kontrolleras för skador och säkert fäste före användning.
- Godkänd endast för användning inomhus.
- Klädesplagg och kroppsdelar kan klämmas när du sätter dig, reser dig, för in toalettthinken, samt när du lyfter upp armstöden och låser dem på plats.
- Om du behöver köra över trösklar, gör det långsamt och försiktigt, annars kan hjulen skadas!
- När du använder en hjulburen kommodstol, använd alltid parkeringsbromsarna.
- Under överföring i och ur den hjul-

burna kommodstolen, ska fotstaden vara utfällda ur vägen.

- Använd aldrig fotstöden för hjälp att resa dig - risk för tippning!
- Förebygg ej auktoriserad användning, t ex av barn.
- Informera dig om användarens tillåtna maximala vikt.
- Denna information finner du under tekniska data i denna bruksanvisning samt på identifieringsplåten.

Montering

Steg 1

Fäst ryggstödet vid ramen, genom att trycka in knapparna och låta ryggstödet's rör glida på rören som är placerad på varje sida och på sitsens bakdel



Steg 2

Fäst benen vid ramen genom att trycka in knapparna i rören som är placerade på varje sida av benen.

Försäkra dig att knapparna "klickar" korrekt in i hålen och är stabila och justerad på samma sätt.

**Steg 3**

Kontrollera stabiliteten, sitsen får inte vara ostabil eller skakig. Användning av den roterande duschstolen

(1) Lyft upp spaken och vrid sitsen mot användaren, lås sedan sitsen i läge genom att sänka spaken och låts sitsen svänga tills den låses i läge.

(2) Lås upp sitsen genom att höja spaken.

(3) När användare sitter i stolläge, lås sitsen och försäkra dig att den är låst i läge och inte längre kan rotera fritt.

(4) Lås duschstolen när användaren vänder sig mot badkarets öppna sida. Användare kan nu resa sig försiktigt och långsamt.

(5) Tryck, med användning av armstödet, in knappen och lyft armstödet bakåt

**Tekniska data**

Produkt	KD ALUMINIUM DUSCHSTOL MED ROTERANDE SITS
Produktnummer	HE13741000
Vikt/kapacitet (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Produktens dimensioner (mm) L x B x H	506*(475-500)*(812-914)mm
Den hopvikta produktens dimensioner L x B x H	510*345*400mm
Produktens vikt (lbs/kg)	5,37 kg
Sitsens dimensioner (inch/mm) L x B	407*337*52mm
Ryggstödet material	PU
Sitsens material	PU
Armkuddens material	EVA Skum
Ramens material	Aluminium
Ramens färg	Silver
Antal i lådan (styck)	1
Produktens vikt inklusive lådan (lbs/kg)	6,74 kg
Lådans dimensioner L x B x H	525*360*425mm

Symboler

	Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga		Förvara på svalt och torrt ställe
	Tillverkare		Tillverkningsdatum
	Satsnummer		Produktkod
	Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Medicinteknisk produkt		Läs bruksanvisningen
	Serienummer		Importerad av

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

HE10688023

ΚΔ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Μέρη του προϊόντος



1. Στήριγμα πλάτης από PU
2. Στήριγμα βραχίονα από αφρώδες υλικό
3. Κάθισμα από PU
4. Μοχλός περιστροφής
5. Σύστημα περιστρεφόμενου δίσκου
6. Κουμπί ανακλινόμενου στηρίγματος βραχίονα
7. Πόδι με ρυθμιζόμενο ύψος
8. Άκρο ποδιού

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Όλα τα μέρη πρέπει να ελέγχονται για τυχόν ζημιές καθώς και για ασφαλή εφαρμογή πριν από τη χρήση.
- Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Ενδέχεται να πιαστεί κάποιο ρούχο ή μέρος του σώματος όταν κάθεστε, σηκώνεστε, τοποθετείτε τον κάδο της τουαλέτας, καθώς και όταν σηκώνετε και ασφαρίζετε τα στηρίγματα των βραχιόνων.
- Εάν πρόκειται να διασχίσετε κάποιο κατώφλι, θα πρέπει να το κάνετε αργά και προσεκτικά, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος οι ρόδες να υποστούν ζημιά!
- Όταν χρησιμοποιείτε καρέκλα με ρόδες, χρησιμοποιείτε πάντα το φρένο.
- Κατά τη μεταφορά στην/από την καρέκλα με ρόδες, τα στηρίγματα των ποδιών πρέπει να είναι σηκωμένα ώστε να μην εμποδίζουν.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα στηρίγματα ποδιών ως υποβοήθηση όταν σηκώνεστε διότι υπάρχει κίνδυνος ανατροπής!
- Μην επιτρέπετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση, για παράδειγμα από παιδιά.
- Λαμβάνετε πάντα υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του χρήστη.
- Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στα τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης καθώς και στην πινακίδα αναγνωριστικών στοιχείων.

Συναρμολόγηση

Βήμα 1

Συνδέστε το στήριγμα πλάτης στον σκελετό πιέζοντας τα κουμπιά και ωθώντας τους σωλήνες του στηρίγματος πλάτης μέσα στους σωλήνες που υπάρχουν στην κάθε πλευρά και στο πίσω μέρος του καθίσματος.



Βήμα 2

Συνδέστε τα πόδια στον σκελετό πιέζοντας τα κουμπιά μέσα στους σωλήνες που υπάρχουν σε κάθε πόδι.

Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά «κουμπώνουν» σωστά μέσα στις οπές, ότι είναι σταθερά και προσαρμοσμένα με τον ίδιο τρόπο.

**Βήμα 3**

Ελέγξτε τη σταθερότητα του καθίσματος,

πρέπει να είναι σταθερό και να μην κουνιέται. Χρήση της περιστρεφόμενης καρέκλας μπάνιου

(1) Σηκώστε τον μοχλό και περιστρέψτε το κάθισμα έτσι ώστε να είναι στραμμένο προς τον χρήστη, έπειτα κλειδώστε το κάθισμα κατεβάζοντας τον μοχλό και συνεχίστε να περιστρέφετε το κάθισμα έως ότου αυτό κλειδώσει.

(2) Ξεκλειδώστε το κάθισμα σηκώνοντας τον μοχλό.

(3) Αφού ο χρήστης καθίσει στην καρέκλα, κλειδώστε το κάθισμα και βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένο και ότι δεν περιστρέφεται πια ελεύθερα.

(4) Κλειδώστε την καρέκλα μπάνιου όταν ο χρήστης είναι στραμμένος προς την ανοιχτή πλευρά του μπάνιου. Ο χρήστης μπορεί πλέον να σηκωθεί προσεκτικά και αργά.

(5) Πιάνοντας τα στηρίγματα των βραχιόνων, πατήστε το κουμπί και επαναφέρετε τα στηρίγματα των

βραχιόνων.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Προϊόν	ΚΔ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
αριθμός προϊόντος	HE13741000
Ικανότητα φορτίου (lbs/kg)	300 lbs/ 136 kg
Διαστάσεις προϊόντος (mm) Μ x Π x Υ	506*(475-500)*(812-914)mm
Διαστάσεις διπλωμένου προϊόντος Μ x Π x Υ	510*345*400 mm
Βάρος προϊόντος (lbs/kg)	5,37kg
Διαστάσεις καθίσματος (inch/mm) L x W	407*337*52 mm
Υλικό στηρίγματος πλάτης	PU
Υλικό καθίσματος	PU
Υλικό στηρίγματος βραχίονα	Αφρώδες Υλικό EVA
Υλικό σκελετού	Αλουμίνιο
Χρώμα σκελετού	Ασημί
Ποσότητα στη συσκευασία (τεμάχιο)	1
Βάρος προϊόντος μαζί με τη συσκευασία (lbs/kg)	6,74kg
Διαστάσεις κουτιού Μ x Π x Υ	525*360*425 mm

Σύμβολα

	Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Παραγωγός		Ημερομηνία παραγωγής
	Αριθμός παρτίδας		Κωδικός προϊόντος
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Σειριακός αριθμός		Εισαγωγή από

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών