



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE PRINCE - pieghevole - azzurro
PRINCE ROLLATOR - foldable - light blue
DÉAMBULATEUR PRINCE - pliable - bleu clair
ANDADOR PRINCE - plegable - azul claro

Manuale di istruzioni - Instruction Manual - Mode d'emploi - Manual de instrucciones

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

REF HCT-9166B (Gima 43166)



Foshan HCT Medical Equipment Co.,
Ltd No.11,Dongyang 4th Road, Southern China Hardware Industry Base, Danzao Town,
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands



Gima S.p.A
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Grazie per avere scelto il deambulatore pieghevole in alluminio.
 Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso.
 Se avete bisogno di ulteriore assistenza, siete pregati di contattare il nostro servizio clienti.
 Ci auguriamo che il nuovo prodotto sia di vostro gradimento.

INFORMAZIONI GENERALI

Il deambulatore è progettato per l'uso in ambienti interni ed esterni. È pensato per essere utilizzato esclusivamente come deambulatore e non come sedia a rotelle.
 Non sedersi sul dispositivo quando è in movimento.



NON utilizzare il dispositivo se si soffre di una delle seguenti disabilità:

- Problemi visivi
- Incapacità di sedersi
- Gravi problemi di equilibrio
- Disabilità alle braccia, alle spalle o alle mani

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il deambulatore viene consegnato accuratamente imballato in una scatola di cartone, che può essere utilizzata per riporlo in caso di inutilizzo. Vi preghiamo di contattarci immediatamente se il prodotto è danneggiato all'arrivo.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Cintura dello schienale
2. Borsa di rete
3. Sistema di blocco della ruota anteriore
4. Ruota anteriore
5. Vite di regolazione del freno
6. Ruota posteriore
7. Supporto per l'inclinazione
8. Sistema di blocco della ruota posteriore
9. Cuscino di seduta con maniglia pieghevole
10. Fermo di regolazione dell'altezza
11. Maniglia del freno
12. Maniglia del bracciolo

** Le immagini del prodotto vengono fornite solo a titolo di riferimento.

CONTENUTI DELL'IMBALLAGGIO

1. Deambulatore	x 1 persona
2. Manuale di istruzioni	1
3. Accessori	1 Supporto per bastone
	1 Cintura dello schienale
	1 Borsa di rete

GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE



Fase 1: Installazione della ruota anteriore

Premere il pulsante rosso.


Regolare la direzione della ruota, inserirla e bloccarla saldamente.



Fase 2: Installazione della ruota posteriore

Allineare la scanalatura del piede metallico con il corpo del deambulatore.

Quando si sente un clic significa che è stato inserito correttamente. A questo punto, stringere la vite sull'impugnatura per fissarla.



Fase 3: Spingere sul sedile

Aprire il deambulatore e spingere sui bordi del sedile.

Quando si sente un clic significa che è fissato saldamente in posizione. Prima di sedersi, verificare due volte che il sedile sia installato saldamente.

Fase 4: Posizionamento della cintura posteriore e della borsa di rete

Installare la cintura come illustrato nelle immagini raffigurate





FISSAGGIO RAPIDO

Regolazione dell'altezza del bracciolo

Premere il pulsante rosso e regolare l'altezza del bracciolo in una posizione confortevole.

Assicurarsi che entrambi i braccioli siano fissati alla stessa altezza.



Azionamento dei freni

Tirare entrambe le maniglie dei freni verso l'alto per attivare i freni.



Parcheggio

Spingere le maniglie del freno verso il basso finché non si bloccano con un clic; a questo punto è possibile parcheggiare il dispositivo.

Tirare le maniglie dei freni verso l'alto per uscire dalla posizione di parcheggio.

Il sedile può essere utilizzato SOLO in posizione di parcheggio.




Superamento degli ostacoli

Salire con il piede sull'ausilio per l'inclinazione.

Tirare indietro le maniglie e allo stesso tempo sollevare le ruote anteriori. Ciò vi consentirà di superare i cordoli e altri piccoli ostacoli con uno sforzo ridotto.

Ciò vi consentirà di superare i cordoli e altri piccoli ostacoli con uno sforzo ridotto.



Regolazione dei freni (opzionale)

Allentare la vite a brugola ed estrarla. (freccia 1)

Non spostare il deambulatore durante la regolazione dei freni.

Per fare piccoli aggiustamenti procedere nel modo seguente:

Allentare il controdado. (freccia 1)

Ruotare la vite di installazione (freccia 2) in senso orario per ridurre l'intensità della frenata.

Ruotare la vite di installazione in senso antiorario per aumentare l'intensità della frenata.


Infine, stringere nuovamente il controdado.



CONSERVAZIONE

Per ripiegare e riporre il deambulatore, è sufficiente tirare la maniglia sul sedile.

RICAMBI PER LA RIPARAZIONE



CONSIGLI PER IL PRIMO UTILIZZO

Controllare i freni e le ruote prima dell'uso.

Il deambulatore deve essere utilizzato preferibilmente su un terreno asciutto e piano. Esercitarsi a usare il dispositivo all'interno, fino a quando non si è sufficientemente sicuri per usarlo all'esterno. Quando si utilizza il deambulatore, appoggiare sempre le mani sul freno per assicurarsi di potersi fermare immediatamente. In questo modo è possibile ridurre il rischio di caduta.

Evitare frenate brusche per non fare scivolare il deambulatore.

Chiedere aiuto quando si usano le scale o per salire in ascensore.

Il peso massimo consentito è di 300-350 libbre e 11 libbre per la borsa di rete.

Evitare di utilizzare il deambulatore in caso di forti temporali o su terreni molto umidi. Decelerare quando ci si sposta in discesa.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Il telaio può essere pulito con un panno umido o lavato con un detergente neutro.

Le ruote devono essere pulite solo con una spazzola con setole di plastica. Non utilizzare spazzole metalliche.

Per pulire lo schienale, il sedile e la sacca di trasporto è sufficiente del sapone neutro. Non utilizzare un getto a vapore.

Asciugare il deambulatore con un asciugamano. L'applicazione di olio per macchinari sui cavi dei freni e sulle viti aiuta a prevenire la formazione di ruggine.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Dimensioni e peso	
Dimensioni del sedile	17,7 x 9,8 pollici
Altezza del sedile	21,2 pollici
Larghezza totale	25,7 pollici
Lunghezza totale	27,8 pollici
Altezza totale/ Altezza della maniglia (regolabile a 6 livelli)	31,89~36,85 pollici
Peso a vuoto (compresa la cintura e la borsa di rete)	19,1 lb
Portata massima	136 kg
Peso della borsa di rete	11 lb
Dimensioni da piegato	27,8 x 9,8 x 31,89 pollici
Ruote	
Ruote anteriori	10 x 1,37 pollici
Ruote posteriori	8 x 1,37 pollici
Materiali	
Telaio	Alluminio (protezione dalla corrosione)
Sedile	Nylon, nero
Pneumatico	Poliuretano nero

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Codice prodotto
	Fabbricante		Non sterile		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto		Dispositivo medico
	Numero di serie		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Data di fabbricazione
	Numero di lotto		Importatore		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Thank you for choosing the Aluminium Folding Rollator.
Please read this instruction manual carefully before attempting to use it.
If you need any further assistance, contact our customer services department.
We hope you will enjoy using your new product.

GENERAL INFORMATION

The Rollator is designed for both indoor and outdoor use. It is designed to be used as a walker, not a wheelchair.

Do not sit on the device while it is moving.



DO NOT use the device if you suffer with any of the following impairments:

- Visual problems
- Inability to sit
- Severe balance issues
- Arm, shoulder or hand disabilities

PRODUCT INFORMATION

The Rollator comes carefully packed in a cardboard box which can be used for storage if required.
Please contact us immediately if the product is damaged on arrival.

PRODUCT OVERVIEW



1. Seat Back Belt
2. Mesh Bag
3. Front Wheel Locker
4. Front Wheel
5. Brake Adjustment Screw
6. Back Wheel
7. Tilt Support
8. Back Wheel Locker
9. Seat Pad with Folding Handle
10. Height Adjustment Locker
11. Brake Handle
12. Arm rest Handle

** Product images are for reference only.

PACKAGE CONTENTS

1. Rollator	x 1 body
2. Instruction Manual	1
3. Accessories	1 Cane Holder
	1 Seat Back Belt
	1 Mesh Bag


QUICK USER GUIDE INSTALLATION**Step 1: Install the front wheel**

Press the red button.

Adjust the direction of the wheel, insert it and lock firmly.

**Step 2: Install the back wheel** Align the slot of the metal leg with the Rollator body.

You will hear a click if this has been inserted correctly. Then tighten the screw on the Handle to secure.

**Step 3: Push on the seat**

Open the Rollator and push on the seat from the edges.

You will hear a click when it is safely in place. Double check it is firmly installed before sitting down.

Step 4. Install the back belt and mesh bag

Install the belt following the pictures displayed





QUICK FIXES

Adjust the height of arm rest

Press the red button and adjust the height of armrest to a comfortable position.

Make sure both arm rests are fixed at the same height.



Operate the brakes

Pull both brake handles upwards to activate the brakes.



Park

Push the brake handles downwards until they lock into place with a click to park the device.

Pull the brake handles back up to come out of parking position.

The seat could be used ONLY in parking position.



Going over obstacles

Step on the tilting aid.

Then pull back on the handles at the same time to raise the front wheels. This will allow you to negotiate kerbs and other small obstacles with little effort.

This will allow you to negotiate kerbs and other small obstacles with little effort.



Adjust the brakes (optional)

Loosen the allen screw by pulling it out. (arrow 1)

Do not move the Rollator when adjusting the brakes.

To make small adjustments: Loosen the counter nut. (arrow 1)

Turn the setup screw (arrow 2)

clockwise to reduce the braking intensity. Turn the setup screw counter clockwise to increase the braking intensity.


Finally, retighten the counter nut.



STORAGE

To fold and store the Rollator, simply pull up the handle on the seat to collapse the device.

REPAIR PARTS



TIPS FOR FIRST USE

Check the brakes and wheels before using.

The Rollator should ideally be used on dry, level ground. Practice using it inside until you are confident to use it outdoors. When using the Rollator, rest your hands on the brake to ensure you can stop immediately. This will reduce the risk of falling.

Avoid sudden braking to avoid the Rollator slipping.

Seek assistance when using stairs or find an available lift.

The maximum weight capacity is 300-350 lbs and 11 lbs for the mesh bag.

Avoid using the Rollator in heavy storms or on very wet ground. Decelerate when travelling downhill.

CLEANING AND STORAGE

The frame can be wiped with a damp cloth or washed with a neutral cleaning agent.

The wheels should only be cleaned with a plastic-bristled brush. Do not use wire brushes.

Mild soap is suitable to clean the seat back, seat and transporting pouch. Do not use a steam cleaner.

Dry the rollator with a towel.

Applying machine oil to the brake cables and any screws will help to prevent rust.

PRODUCT SPECIFICATION

Size and weight	
Seat size	17,7 x 9,8 in
Seat height	21,2 in
Total width	25,7 in
Total length	27,8 in
Total height/Height of handle (adjustable at 6 levels)	31,89~36,85 in
Empty weight (including belt and mesh bag)	19,1 lb
Max Load	136 kg
Mesh bag weight capacity	11 lb
Folding size	27,8 x 9,8 x 31,89 in
Wheels	
Front wheels	10 x 1,37 in
Back wheels	8 x 1,37 in
Materials	
Frame	Aluminium (corrosion protection)
Seat	Nylon, black
Tire	black polyurethane

	Caution: read instructions (warnings) carefully		Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Product code
	Manufacturer		Non-sterile		Consult instructions for use
	Keep away from sunlight		Keep in a cool, dry place		Medical Device
	Serial number		Authorized representative in the European community		Date of manufacture
	Lot number		Importer		

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

Nous vous remercions d'avoir choisi le déambulateur en roulettes pliant en aluminium avec siège.

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'essayer de l'utiliser.

Si une assistance supplémentaire est nécessaire, contacter notre service clientèle.

Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre nouveau produit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le déambulateur à roulettes avec siège est conçu pour être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Il est conçu pour être utilisé comme un déambulateur, et non comme un fauteuil roulant.

Ne pas essayer sur l'appareil lorsqu'il est en mouvement.



Ne PAS utiliser l'appareil si l'on souffre de l'un des handicaps suivants :

- Problèmes de vue
- Incapacité à s'asseoir
- Graves problèmes d'équilibre
- Handicaps au niveau des bras, des épaules ou des mains

INFORMATION PRODUIT

Le déambulateur à roulettes est soigneusement emballé dans une boîte en carton qui peut être utilisée pour le stockage si nécessaire. Nous contacter immédiatement si le produit est endommagé à l'arrivée.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



1. Ceinture dorsale du siège
2. Poche en filet
3. Système de blocage de la roue avant
4. Roue avant
5. Vis de réglage du frein
6. Roue arrière
7. Support de basculement
8. Système de blocage de la roue arrière
9. Coussin de siège avec poignée pliante
10. Système de blocage du réglage en hauteur
11. Poignée de frein
12. Poignée d'accoudoirs

** Les images des produits ne sont fournies qu'à titre indicatif.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Déambulateur à	x 1 corps
2. Mode d'emploi	1
3. Accessoires	1 Support de canne
	1 Ceinture dorsale du siège
	1 Poche en maille

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE INSTALLATION



Étape 1 : Installer la roue avant


Appuyer sur le bouton rouge.

Régler la direction de la roue, l'insérer et la verrouiller fermement.



Étape 2 : Installer la roue arrière Aligner la fente du pied métallique avec le corps du déambulateur.

Si la roue est insérée correctement, vous entendrez un clic. Serrez ensuite la vis sur la poignée à fixer.



Étape 3 : Pousser sur le siège

Ouvrir le déambulateur et pousser sur le siège depuis les bords.

Vous entendrez un clic lorsque le siège sera bien en place. Bien vérifier qu'il est installé correctement avant de s'asseoir.

Étape 4. Installer la ceinture dorsale et le sac en filet

Installer la ceinture en suivant les photos affichées





SOLUTIONS RAPIDES

Régler la hauteur des accoudoirs

Appuyer sur le bouton rouge et régler la hauteur de l'accoudoir pour obtenir une position confortable.

S'assurer que les deux accoudoirs sont fixés à la même hauteur.



Actionner les freins

Tirer les deux poignées de frein vers le haut pour activer les freins.



Stationner

Pousser les poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles se bloquent en place avec un clic pour garer l'appareil.

Relever les poignées de frein pour sortir de la position de stationnement.

Le siège peut être utilisé UNIQUEMENT en position de stationnement.



Franchissement d'obstacles

Mettre le pied sur l'aide au basculement.

Puis tirer en même temps les poignées vers l'arrière pour relever les roues avant. Cela permettra de franchir les bordures de trottoir et autres petits obstacles sans trop d'effort.

Cela permettra de franchir les bordures de trottoir et autres petits obstacles sans trop d'effort.



Réglage des freins (en option)


Desserrer la vis allen en tirant dessus pour l'extraire. (flèche 1)

Ne pas déplacer le déambulateur pendant le réglage des freins.

Pour effectuer de petits réglages: Desserrer le contre-écrou. (flèche 1)

Tourner la vis de réglage (flèche 2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'intensité du freinage. Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'intensité du freinage.

Enfin, resserrer le contre-écrou.






STOCKAGE

Pour plier et ranger le déambulateur, il suffit de tirer vers le haut la poignée du siège pour replier l'appareil.

PIÈCES DE RÉPARATION



CONSEILS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Contrôler les freins et les roues avant de l'utiliser.

Le déambulateur doit idéalement être utilisé sur un sol sec et plat. S'entraîner à l'utiliser à l'intérieur jusqu'à ce que vous soyez sûr de pouvoir l'utiliser à l'extérieur. Lorsque l'on utilise le déambulateur, il faut appuyer les mains sur le frein pour pouvoir s'arrêter immédiatement. Cela permettra de réduire le risque de chute.

Éviter de freiner brusquement pour éviter que le déambulateur ne dérape.

Demander de l'aide lorsque l'on utilise des escaliers ou trouver un ascenseur disponible.

La capacité de poids maximale est de 300-350 lb (135-160 kg) et de 11 lb (5 kg) pour le sac en filet.

Éviter d'utiliser le déambulateur par gros orage ou sur un sol très humide. Ralentir lorsque l'on descend une pente.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Le cadre peut être essuyé avec un chiffon humide ou lavé avec un produit de nettoyage neutre.

Les roues doivent être nettoyées uniquement avec une brosse à poils en plastique. Ne pas utiliser de brosses métalliques.

Un savon doux convient pour nettoyer le dossier, le siège et la housse de transport. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

Sécher le déambulateur avec une serviette. Pour éviter la rouille, appliquer de l'huile pour machine sur les câbles de frein et les vis.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille et poids	
Dimensions du siège	45 x 25 cm
Hauteur du siège	54 cm
Largeur totale	65 cm
Longueur totale	70,5 cm
Hauteur totale Hauteur des poignées (Réglable sur 6 niveaux)	81~93,5 cm
Poids à vide (y compris la ceinture et la poche en maille)	19,1 lb
Charge maximale	136 kg
Capacité de la poche en filet en poids	11 lb
Dimensions une fois plié	70,5 x 25 x8 1 cm
Roulettes	
Roues avant	25,5 x 3,5 cm
Roues arrière	20,3 x 3,5 cm
Matériaux	
Cadre	Aluminium (protection contre la corrosion)
Siège	Nylon, noir
Pneu	Poliuretano noir

	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Code produit
	Fabricant		Pas stérile		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec.		Dispositif médical
	Numéro de série		Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Date de fabrication
	Numéro de lot		Importateur		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

Gracias por elegir el Rollator Plegable de Aluminio.

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de intentar utilizarlo.

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

Esperamos que disfrute del uso de su nuevo producto.

INFORMACIÓN GENERAL

El Rollator está diseñado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Está diseñado para ser utilizado como un andador, no como una silla de ruedas.

No se siente en el dispositivo mientras esté en movimiento.



NO utilice el dispositivo si padece alguna de las siguientes deficiencias:

- Problemas visuales
- Incapacidad para sentarse
- Problemas graves de equilibrio
- Discapacidades en brazos, hombros o manos

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

El Rollator viene cuidadosamente embalado en una caja de cartón que puede utilizarse para su almacenamiento si es necesario. Por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente si el producto está dañado a su llegada.

RESUMEN DEL PRODUCTO



1. Cinturón de Seguridad
2. Bolsa de Malla
3. Bloqueo de la Rueda Delantera
4. Rueda Delantera
5. Tornillo de Ajuste del Freno
6. Rueda Trasera
7. Soporte de Inclinación
8. Bloqueo de la Rueda Trasera
9. Almohadilla de Asiento con Asa Plegable
10. Bloqueador de Ajuste de Altura
11. Mango de Freno
12. Mango del Apoyabrazos

** Las imágenes del producto son solo de referencia.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

1. Rollator	x 1 cuerpo
2. Manual de	1
3. Accesorios	1 Soporte para el Bastón
	1 Cinturón de Seguridad
	1 Bolsa de Malla



GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN



Paso 1: Instalar la rueda delantera

Pulse el botón rojo.


Ajuste la dirección de la rueda, insértela y bloquéela firmemente.



Paso 2: Instale la rueda trasera

Alinee la ranura de la pata metálica con el cuerpo del Rollator.

Escuchará un clic si se ha insertado correctamente. A continuación, apriete el tornillo del Mango para asegurarlo.



Paso 3: Empuje el asiento

Abra el Rollator y empuje el asiento desde los bordes.

Escuchará un clic cuando se haya colocado de forma segura. Compruebe que está firmemente instalado antes de sentarse.

Paso 4. Instale el cinturón trasero y la bolsa de malla

Instale el cinturón siguiendo las imágenes mostradas.





ARREGLOS RÁPIDOS

Ajuste de la altura del apoyabrazos

Pulse el botón rojo y ajuste la altura del apoyabrazos a una posición cómoda.

Asegúrese de que ambos apoyabrazos estén fijados a la misma altura.



Accionar los frenos

Tire de las dos palancas de freno hacia arriba para activar los frenos.



Aparcar

Empuje las palancas de freno hacia abajo hasta que se bloqueen con un clic para aparcar el dispositivo.

Tire de las manijas de los frenos hacia arriba para salir de la posición de estacionamiento.

El asiento SOLO puede utilizarse en posición de aparcamiento.



Atravesar obstáculos

Pisar sobre la ayuda a la inclinación.

A continuación, tire hacia atrás de las asas al mismo tiempo para levantar las ruedas delanteras. Esto le permitirá superar bordillos y otros pequeños obstáculos con poco esfuerzo.

Esto le permitirá superar bordillos y otros pequeños obstáculos con poco esfuerzo.



Ajuste de los frenos (opcional)

Afloje el tornillo allen tirando de él. (flecha 1)

No mueva el Rollator cuando ajuste los frenos.

Para realizar pequeños ajustes: Afloje la contratuerca. (flecha 1)

Gire el tornillo de ajuste (flecha 2) en sentido de las agujas del reloj para reducir la intensidad de frenado. Gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la intensidad de frenado.


Finalmente, vuelva a apretar la contratuerca.



ALMACENAMIENTO

Para plegar y guardar el Rollator, basta con tirar hacia arriba del asa del asiento para plegar el aparato.

PIEZAS DE REPUESTO



CONSEJOS PARA EL PRIMER USO

Compruebe los frenos y las ruedas antes de utilizarlo.

Lo ideal es utilizar el Rollator en un terreno seco y nivelado. Practique su uso en interiores hasta que se sienta confiado para utilizarlo en exteriores. Cuando utilice el Rollator, apoye las manos en el freno para asegurarse de que puede detenerse inmediatamente. Esto reducirá el riesgo de caída.

Evite frenar bruscamente para evitar que el Rollator resbale.

Busque ayuda cuando utilice las escaleras o encuentre un elevador disponible.

La capacidad máxima de peso es de 300-350 libras y 11 libras para la bolsa de malla.

Evite utilizar el Rollator en caso de fuertes tormentas o en suelos muy húmedos. Desacelere cuando se desplace cuesta abajo.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

El bastidor puede limpiarse con un paño húmedo o con un producto de limpieza neutro.

Las ruedas solo deben limpiarse con un cepillo de cerdas de plástico. No utilice cepillos de alambre.

Un jabón suave es adecuado para limpiar el respaldo, el asiento y la bolsa de transporte. No utilice un limpiador de vapor.

Seque el Rollator con una toalla. Aplicar aceite de máquina a los cables de los frenos y a cualquier tornillo ayudará a evitar la oxidación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño y peso	
Tamaño del asiento	17,7 x 9,8 pulgadas
Altura del asiento	21,2 pulgadas
Ancho total	25,7 pulgadas
Longitud total	27,8 pulgadas
Altura total/Altura del mango (ajustable en 6 niveles)	31,89~36,85 pulgadas
Peso en vacío (incluyendo el cinturón y la bolsa de malla)	19,1 lb
Charge maximale	136 kg
Capacidad de peso de la bolsa de	11 lb
Tamaño del plegado	27,8 x 9,8 x 31,89 pulgadas
Ruedas	
Ruedas delanteras	10 x 1,37 pulgadas
Ruedas traseras	8 x 1,37 pulgadas
Materiali	
Bastidor	Aluminio (protección contra la corrosión)
Asiento	Nylon, negro
Neumático	Poliuretano negro

	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Código producto
	Fabricante		No estéril		Consultar las instrucciones de uso
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco		Producto sanitario
	Número de serie		Representante autorizado en la Comunidad Europea		Fecha de fabricación
	Número de lote		Importador		

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

