



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

TRUBOND™

FILO DA SUTURA CHIRURGICA NON RIASSORBIBILE USP
(POLIESTERE RIVESTITO)

NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE U.S.P
(COATED POLYESTER)

SUTURE CHIRURGICALE NON RÉSORBABLE USP
(POLYESTER ENDUIT)

NICHT-RESORBIERBARES CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL U.S.P
(BESCHICHTETES POLYESTER)

SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE U.S.P
(POLIÉSTER RECUBIERTO)

SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL U.S.P
(POLIÉSTER REVESTIDO)

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΡΑΜΜΑ U.S.P
(ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ)

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur
Guía de uso - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης

TRUBOND™

FILO DA SUTURA CHIRURGICA NON RIASSORBIBILE USP (POLIESTERE RIVESTITO)

NONABSORBABLE SURGICAL SUTURE U.S.P (COATED POLYESTER)

SUTURE CHIRURGICALE NON RÉSORBABLE USP (POLYESTER ENDUIT)

NICHT-RESORBIERBARES CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL U.S.P (BESCHICHTETES POLYESTER)

SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE U.S.P (POLÍESTER RECUBIERTO)

SUTURA CIRÚRGICA NÃO ABSORVÍVEL U.S.P (POLÍESTER REVESTIDO)

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΜΜΑ U.S.P (ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ)

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur
Guia de uso - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης

ITALIANO

DESCRIZIONE

Trubond è una sutura chirurgica sterile non riassorbibile, composta da sottili filamenti di poliestere, polietilene tereftalato. Le sottili fibre di poliestere sono intrecciate per produrre una sutura solida che rimane morbida e malleabile. Trubond viene colorato di verde con D&C Verde No.5, approvato dalla USFDA. Tinta approvata. Trubond è disponibile anche in versione non colorata. Per una maggiore lubrificazione e scorrevolezza, Trubond è rivestito in silicone. Trubond soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Farmacopea degli Stati Uniti per le suture chirurgiche non riassorbibili.

DESTINAZIONE D'USO

Trubond è indicato per l'uso nell'approssimazione e o legatura dei tessuti molli, compreso l'uso nei tessuti cardiovascolari, oftalmici e neurologici.

AZIONE

Trattandosi di una sutura intrecciata, Trubond consente di realizzare nodi sicuri. Trubond è morbido e malleabile. È molto facile da maneggiare. Provoca una reazione infiammatoria iniziale nei tessuti, seguita da un graduale incapsulamento della sutura da parte del tessuto connettivo fibroso. Trubond non viene assorbito, né è soggetto a degradazione o indebolimento per azione degli enzimi tissutali. Grazie alla sua totale integrità biologica, è raccomandato per l'uso nei casi in cui si desidera ottenere la minima reazione possibile della sutura. A causa della sua mancanza di aderenza ai tessuti, Trubond è efficace come sutura a strappo.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna conosciuta.

AVVERTENZE

Non riutilizzare. Scartare le suture aperte e non utilizzare. Il contatto prolungato di questa o di qualsiasi altra sutura con soluzioni saline, come quelle presenti nelle vie urinarie e biliari, può provocare la formazione di calcoli. Prima di utilizzare Trubond per la chiusura delle ferite, gli utenti devono avere familiarità con le procedure e le tecniche chirurgiche che non prevedono l'uso di suture riassorbibili, poiché il rischio di deiscenza della ferita può variare a seconda del sito di applicazione e del materiale di sutura utilizzato. In presenza di contaminazione batterica, qualsiasi materiale estraneo può favorire l'infettività batterica. È necessario seguire una prassi chirurgica appropriata per quanto riguarda il drenaggio e la chiusura delle ferite infette o contaminate.

PRECAUZIONI

Nel maneggiare la sutura Trubond o qualsiasi altro materiale di sutura occorre fare attenzione a evitare danni dovuti alla manipolazione. Evitare danni da compressione o schiacciamento causati da strumenti chirurgici come pinze o portaaghi. Come per qualsiasi materiale di sutura, una sicurezza adeguata del nodo richiede tecniche chirurgiche consolidate che prevedono l'uso di legature piatte e squadrate, con ulteriori legature a seconda della situazione chirurgica e dell'esperienza del chirurgo. Gettare gli aghi usati nei contenitori "per rifiuti taglienti".

REAZIONI AVVERSE

Gli effetti avversi associati all'uso di Trubond comprendono una minima reazione infiammatoria iniziale del tessuto e un'irritazione locale transitoria nel sito della ferita, la formazione di calcoli nelle vie urinarie e biliari in caso

di contatto prolungato con soluzioni saline come urina e succhi biliari, ecc. Trubond può potenziare un'infezione esistente.

FORNITURA

Trubond è disponibile in varie misure U.S.P. La sutura viene fornita sterile in lunghezze già tagliate, sia prive di aghi che con aghi di vario tipo, forma e lunghezza e confezionate in una scatola stampata con la quantità indicata sull'etichetta della confezione.

CONSERVAZIONE

Condizioni di conservazione consigliate: Al di sotto dei 30° C, al riparo dall'umidità e dalla luce solare diretta Non utilizzare dopo la scadenza.

SMALTIMENTO

Smaltire le suture usate e gli aghi contaminati da sangue nel contenitore destinato ai rifiuti infettivi. Le buste scadute non utilizzate devono essere incenerite o smaltite secondo le norme locali.

ENGLISH

DESCRIPTION

Trubond is a nonabsorbable, sterile, surgical suture, composed affine filaments of Polyester, Poly Ethylene Tere Phthalate. The fine polyesterfibres are braided to produce firm suture that remains soft and pliable. Trubond is colored green with D&C Green No.5, USFDA. Approved dye. Trubond is available undyed also. For added lubrication and smoothness, Trubond is coated with Silicon. Trubond meets all the requirements, established by the Unitedci States Pharmacopeia far Nonabsorbable Surgical suture.

INTENDED PURPOSE

Trubond is indicatoci far use in soft tissue approximation and or ligation, including use in cardiovascular, ophthalmic and neurological tissues.

ACTION

Trubond being a braided suture, enables far secured knots. Trubond is soft and pliable. It is very easy to handle. It elicits an initial inflammatory reaction in tissues which is followed by gradual encapsulation of the suture by fibrous connective tissue. Trubond is not absorbed, nor is it subjected to degradation or weakening bythe action of tissue enzymes. Due to its total biological inertness, it is recommended far use where the least possible suture reaction is desired. Because of its lack of adherence to tissue, Trubond is effective as a pull out suture.

CONTRA INDICATIONS

NoneKnown.

WARNINGS

Do not reuse. Discard open, unused sutures. Prolonged contact of this suture or anyothersuture with salt solutions such as those found in urinary and biliary tracts, may result in calculus formation. Users should be familiarwith surgical procedures and techniques involving no absorbable sutures before employing Trubond far wound closures, as risk of wound dehiscence may vary with the site of application and the suture material used. As any foreign material in the presence of bacterial contamination may enhance bacterial infectivity acceptable surgical practice must be followed with respect to drainage and closure of infected orcontaminated wounds.

PRECAUTIONS

In handling Trubond suture or any other suture material care should be taken to avoid damage from handling. Avo id crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders. As with any suture material, adequate knot security requires the accepted surgical techniques of flat and square ties, with additional throws as warranted by surgical circumstances and the experience of the surgeon. Discard used needles in 'Sharps' containers.

ADVERSE REACTIONS

Adverse effects associateci with the use of Trubond include minimal initial inflammatory tissue reaction and transient local irritation at the wound site, calculi formation in urinary and biliary tracts when prolonged contact with salt solutions such as urine and bile juice etc. Trubond may patentiate an existing infection.

SUPPLY

Trubond is available in various U.S.P. sizes, The suture is supplied sterile in pre-cut lengths, both non- needed and attached tovarious needle type, shape and length. which are packed in a printed box quantity as indicatoci on the box la bel.

STORAGE

Recommended storage conditions: Below 30° C awayfrom moisture and directsunlight. Do not use afterexpiry.

DIPOSAL

Discard used sutures and needles contaminateci with blood in the container meant infection waste. Unused expired pouches should be incineratoci or Disposal should be done as per loca l regulation.

Français

DESCRIPTION

Trubond est une suture chirurgicale stérile non résorbable, composée de fins filaments de polyester Polytéraphtate d'éthylène. Les fibres de polyester fines sont tressées, résultant en une suture ferme qui se maintient souple et flexible. Truebond est teinte en vert D&C Green No.5, USFDA. Teinture approuvée. Truebond est également disponible en version non teinte. Truebond est revêtue de silicone pour une meilleure lubrification et plus de douceur. Trubond satisfait toutes les exigences établies par la Pharmacopée des États-Unis en ce qui concerne les sutures chirurgicales non résorbables.

INDICATIONS

Truebond est indiquée pour la coaptation et/ou ligation des tissus mous, y compris les tissus cardiovasculaires, ophtalmiques et neurologiques.

PERFORMANCES

En tant que suture tressée, Trubond garantit des nœuds sécurisés. Trubond est souple et flexible. La suture est très facile à manipuler. Elle provoque une réaction inflammatoire initiale des tissus, suivie par une encapsulation progressive de la suture par le tissu conjonctif fibreux. Trubond ne se résorbe pas et ne subit pas de détérioration ou d'affaiblissement par l'action des enzymes tissulaires. En raison de son inertie biologique totale, il est recommandé de l'utiliser lorsqu'une réaction à la suture la plus réduite possible est souhaitée. En raison de son absence d'adhérence aux tissus, Truebond est une suture qui doit être retirée.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue.

AVERTISSEMENTS

Ne pas réutiliser. Éliminer les sutures ouvertes non utilisées. Le contact prolongé de cette suture ou de toute autre suture avec des solutions salines telles que celles que l'on trouve dans les voies urinaires et biliaires, peut provoquer la formation de calculs. Les utilisateurs doivent connaître les procédures et techniques chirurgicales impliquant les sutures non résorbables avant d'employer Truebond pour refermer une plaie, car le risque de déhiscence de la plaie peut varier suivant le lieu d'application et le matériel de suture employé. Comme tout corps étranger en présence d'une contamination bactérienne peut augmenter l'infectiosité bactérienne, une pratique chirurgicale reconnue doit être suivie en ce qui concerne le drainage et la fermeture des plaies infectées ou contaminées.

PRÉCAUTIONS

Manipuler la suture Truebond ou tout autre matériel de suture avec soin pour éviter des les endommager. Veiller à ne pas pincer ou écraser le matériel de suture par l'application d'instruments chirurgicaux tels que des pinces ou des porte-aiguilles. Comme pour tous les types de matériel de suture, la sécurisation des nœuds adéquate nécessite les techniques chirurgicales reconnues en ce qui concerne les nœuds plats et carrés, avec l'ajout de clés en fonction des circonstances chirurgicales et de l'expérience du chirurgien. Jeter les aiguilles usagées dans des bacs pour objets tranchants.

EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires associés à l'utilisation de Truebond comprennent, une réaction inflammatoire tissulaire initiale minimale, une irritation localisée temporaire sur la plaie, la formation de calculs dans les voies urinaires et biliaires en cas de contact prolongé avec des solutions salines telles que l'urine et la bile, etc. Truebond peut accroître une infection existante.

CONDITIONNEMENT

Truebond est disponible en plusieurs dimensions U.S.P., la suture est fournie stérile, de longueurs pré-coupées, non montée sur aiguille et équipée d'aiguilles de divers types, formes et longueurs, emballée dans une boîte imprimée, dont l'étiquette en indique la quantité.

STOCKAGE

Conditions de stockage recommandées : Température inférieure à 30 °C, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser après la date de péremption.

ÉLIMINATION

Éliminer les sutures et les aiguilles usagées contaminées de sang dans le collecteur des déchets infectueux. Les sachets périmés non utilisés doivent être incinérés ou éliminés conformément aux réglementations locales.

BESCHREIBUNG

Trubond ist ein nicht resorbierbares, steriles, chirurgisches Nahtmaterial, das aus feinen Fäden aus Polyester, Polyethylenterephthalat besteht. Die feinen Polyesterfasern sind so geflochten, dass eine feste Naht entsteht, die weich und geschmeidig bleibt. Trubond ist grün gefärbt mit D&C Green No.5, USFDA. Zugelassener Farbstoff. Trubond ist auch ungefärbt erhältlich. Für zusätzliche Gleitfähigkeit und Geschwindigkeit ist Trubond mit Silizium beschichtet. Trubond erfüllt alle Anforderungen der United States Pharmacopeia für nicht resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial.

DEUTSCH

ANWENDUNGSBEREICH

Trubond ist für die Annäherung und/oder Ligatur von Weichgewebe, einschließlich kardiovaskulärer, ophthalmischer und neurologischer Gewebe, indiziert.

WIRKUNGSWEISE

Trubond ist ein geflochtenes Nahtmaterial, das sichere Knoten ermöglicht. Trubond ist weich und biegsam. Es ist sehr einfach zu handhaben. Es löst eine erste Entzündungsreaktion im Gewebe aus, auf die eine allmähliche Einkapselung der Naht durch faseriges Bindegewebe folgt. Trubond wird weder resorbiert, noch wird es durch Gewebeenzyme abgebaut oder geschwächt. Aufgrund seiner völligen biologischen Inertheit wird es für Anwendungen empfohlen, bei denen eine möglichst geringe Reaktion des Nahtmaterials erwünscht ist. Da Trubond nicht am Gewebe haftet, ist es ein wirksames Nahtmaterial zum Herausziehen.

GEGENANZEIGE

Keine bekannt.

WARNUNG

Nicht wiederverwenden. Entsorgen Sie geöffnetes, nicht verwendetes Nahtmaterial. Längerer Kontakt dieser oder anderer Nähte mit Salzlösungen, wie sie in den Harn- und Gallenwegen vorkommen, kann zur Bildung von Konkrementen führen. Anwender sollten mit chirurgischen Verfahren und Techniken vertraut sein, bei denen kein resorbierbares Nahtmaterial verwendet wird, bevor sie Trubond für Wundverschlüsse einsetzen, da das Risiko einer Wunddehiscenz je nach Applikationsstelle und verwendetem Nahtmaterial variieren kann. Da jegliches Fremdmaterial bei Vorhandensein einer bakteriellen Kontamination die bakterielle Infektiosität verstärken kann, muss bei der Drainage und dem Verschluss infizierter oder kontaminierter Wunden eine akzeptable chirurgische Methode befolgt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Handhabung von Trubond-Nahtmaterial oder jedem anderen Nahtmaterial sollte darauf geachtet werden, dass es nicht beschädigt wird. Vermeiden Sie Quetschschäden durch die Verwendung von chirurgischen Instrumenten wie Pinzetten oder Nadelhaltern. Wie bei jedem Nahtmaterial erfordert eine angemessene Knotensicherheit die anerkannten chirurgischen Techniken des flachen und quadratischen Abbindens, mit zusätzlichen Knoten, die durch die chirurgischen Umstände und die Erfahrung des Chirurgen gerechtfertigt sind. Entsorgen Sie gebrauchte Nadeln in Behältern für scharfe Gegenstände.

NEBENWIRKUNGEN

Zu den unerwünschten Wirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Trubond gehören eine minimale anfängliche entzündliche Gewebereaktion und vorübergehende lokale Reizungen an der Wundstelle, Steinbildung in den Harn- und Gallenwegen bei längerem Kontakt mit Salzlösungen wie Urin und Gallensaft usw. Trubond kann eine bestehende Infektion verstärken.

LIEFERUNG

Trubond ist in verschiedenen U.S.P.-Größen erhältlich. Das Nahtmaterial wird steril in vorgeschnittenen Längen geliefert, die sowohl nicht genadelt als auch an verschiedenen Nadeltypen, -formen und -längen befestigt sind und in einer bedruckten Schachtel verpackt sind, deren Menge auf dem Schachtel-Etikett angegeben ist.

AUFBEWAHRUNG

Empfohlene Lagerungsbedingungen: Unter 30° C lagern, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie gebrauchtes Nahtmaterial und Nadeln, die mit Blut kontaminiert sind, in dem für Infektionsabfälle vorgesehenen Behälter. Nicht verwendete, abgelaufene Beutel sollten verbrannt oder gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

Trubond es una sutura quirúrgica no absorbible y estéril, compuesta por finos filamentos de Poliéster, Polietileno Tereftalato. Las finas fibras de poliéster están trenzadas para producir una sutura firme que permanece suave y flexible. Trubond es de color verde con D&C Verde No.5, USFDA. Tinte aprobado. Trubond también está disponible sin teñir. Para una mayor lubricación y suavidad, Trubond está recubierto de Silicona. Trubond cumple con todos los requerimientos establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos para suturas quirúrgicas no absorbibles.

FINALIDAD PREVISTA

Trubond está indicado para su uso en la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos, incluyendo su uso en tejidos cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos.

ACCIÓN

Trubond, al ser una sutura trenzada, permite asegurar los nudos. Trubond es suave y flexible. Es muy fácil de manipular. Provoca una reacción inflamatoria inicial en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura

	REF IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit DE - Erzeugniscode ES - Código producto PT - Código produto GR - Κωδικός προϊόντος
	 IT - Dispositivo monouso, non riutilizzare GB - Disposable device, do not re-use FR - Ne pas réutiliser DE - Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden ES - Dispositivo monouso, no reutilizable PT - Dispositivo descartável, não reutilizar GR - Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
LOT	IT - Numero di lotto GB - Lot Number FR - Numéro de lot DE - Chargennummer ES - Número de lote PT - Número de lote GR - Αριθμός παρτίδας
	 IT - Data di fabbricazione GB - Date of Manufacturing FR - Date de fabrication DE - Herstellungsdatum ES - Fecha de fabricación PT - Data de fabrico GR - Ημερομηνία παραγωγής
	 IT - Data di scadenza GB - Expiration date FR - Date d'échéance DE - Ablaufdatum ES - Fecha de Caducidad PT - Data de validade GR - Ημερομηνία λήξεως
STERILE EO	IT - Sterilizzato con ossido di etilene GB - Sterilized using ethylene oxide FR - Stérilisé à l'oxyde d'éthylène DE - Sterilisiert mit Ethylenoxid ES - Esterilizado con óxido de etileno PT - Esterilizado com óxido de etileno GR - Αποστειρωμένο με αιθυλενοξείδιο
EC REF	IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB - Authorized representative in the European community FR - Représentant autorisé dans la Communauté européenne DE - Autorisierter Vertreter in der EG ES - Representante autorizado en la Comunidad Europea PT - Representante autorizado na União Europeia GR - Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	 IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant DE - Hersteller ES - Fabricante PT - Fabricante GR - Παράγωγός
	 IT - Non ri-sterilizzare GB - Do not resterilize FR - Ne pas restériliser DE - Nicht erneut sterilisieren ES - No reesterilizar PT - Não reesterilize GR - Μην αποστειρώνετε
	 IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto GB - Keep in a cool, dry place FR - À conserver dans un endroit frais et sec ES - Conservar en un lugar fresco y seco DE - An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT - Armazenar em local fresco e seco GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	 IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	 IT - Limite superiore di temperatura GB - Upper limit of temperature FR - Limites supérieure de température DE - Obergrenze der Temperatur ES - Limitaciones superiores de temperatura PT - Limitação superior de temperatura GR - Ανώτερο όριο θερμοκρασίας
	 IT - Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB - Don't use if package is damaged FR - Ne pas utiliser si le colis est endommagé DE - Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist ES - No usar si el paquete está dañado PT - Não use se o pacote estiver danificado GR - Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
UDI	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation DE - Gebrauchsanweisung beachten ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	 IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE ES - Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE PT - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE

UDI	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier FR - Identifiant unique de l'appareil ES - Identificador de dispositivo único DE - Eindeutige Gerätekennung PT - Identificador exclusivo do dispositivo GR - Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) DE - Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ειδοτήσεις)

REF 6E90DK17DA (GIMA 22770)
6F90DZ25 (GIMA 22771)
6F38CY16 (GIMA 22772)
6G76CZ16 (GIMA 22773)
6H76CZ20DA (GIMA 22774)
6D100DX50 (GIMA 22775)
6C100DX50 (GIMA 22776)
6B100DK45H (GIMA 22777)
6O100DK55H (GIMA 22778)

MC REF **MED DEVICES LIFESCIENCES B.V.**
Kraijenhoffstraat 137 A, 1018RG Amsterdam, Netherlands
Email: info@meddevices.net Phone: +31-202254558

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

 **Healthium Medtech Private Limited**
Plot No.1600, R-6 West, Sri City (SEZ),
Chervil Village, Irrugulam Post, Satyavedu Mandal, Chittoor District,
Andhra Pradesh- 517588, India
Email : sales@healthiummedtech.com
Mfg. Lic. No.: 42/CT/AP/2012/S/R

