



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINO VISITA MEDICA TRADIZIONALE

EXAMINATION COUCH - ALUMINIUM

MANUALE D'USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located

REF 27403



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



INTRODUZIONE

Ai fini del regolamento (UE) 2017/745, il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

Questo modello è stato progettato cercando di contenere eventuali rischi per l'utente in caso di urto involontario, eliminando bordi taglienti, spigoli vivi ecc.

SICUREZZA

Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati da un utilizzo del prodotto in modo scorretto, improprio o non previsto nel presente manuale.

Per ragioni di sicurezza, sostituire tempestivamente, parti usurate o danneggiate.

MANUTENZIONE / PULIZIA

Il lettino visita a 1 snodo non richiede particolari manutenzioni, tuttavia deve essere controllato il corretto serraggio di tutte le parti mobili, prima dell'impiego.

Per la pulizia può essere utilizzato un panno leggermente inumidito, possono essere utilizzati anche normali detersivi, purché non contengano cloro e suoi composti.

Attenzione:

- Evitare l'uso di acido muriatico o candeggina.

ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgersi al vostro distributore, saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema consigliandovi la soluzione più opportuna.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Smaltimento: il prodotto descritto in questo manuale deve essere consegnato a ditte specifiche per la rottamazione.

INFORMAZIONI GENERALI


Letto da visita con struttura in tubo tondo di alluminio lucido di Ø 30 x 2 mm di spessore; provvisto di alza-testa elevabile e regolabile manualmente, a 1 snodo e 2 sezioni e rivestito in morbida simil-pelle facilmente lavabile. L'imbottitura è così composta, base in legno truciolare a basso contenuto di formaldeide, spugna in heliocell, di densità kg 25/mc di spessore cm 4, comoda e confortevole.

Modello smontato fornito in kit di montaggio







SCHEDA TECNICA

Scheda Dimensionale	Mod. Smontato
Dimensione (L x P x H) Cm	176 x 60 x 78
Portata Kg	90
Peso netto Kg	22,0
Peso lordo Kg	27,0
Volume mc	0,21
Numero colli	1
Imballo (LxPxH) Cm	151 x 19 x 74

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO



Simboli:

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Data di fabbricazione
	Fabbricante	REF	Codice prodotto
LOT	Numero di lotto		Leggere le istruzioni per l'uso
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745	MD	Dispositivo medico
UDI	Identificativo unico dispositivo		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

INTRODUCTION

For the purposes of Regulation (EU) 2017/745, the product falls under the CLASS I MEDICAL DEVICES category. We advise you to read the following manual carefully before using the device.

This model has been designed with the aim of limiting any risks to the user in the event of unintentional impact, by eliminating sharp edges, sharp corners, etc.

SAFETY

Use for purposes other than what it is intended for is not allowed.

The manufacturer declines all responsibility for damage caused by using the product the wrong or improper way, or in a way unforeseen in the current manual.

For safety reasons, replace any worn or damaged parts immediately.

MAINTENANCE / CLEANING

The 1-joint examination bed does not require any special maintenance; however, before use, it is necessary to check that all the moving parts are tightened correctly.

To clean the bed, a slightly damp cloth can be used; normal detergents can also be used, provided that they do not contain chlorine and its compounds.

Attention:

- Avoid using hydrogen chloride or bleach.

ASSISTENCE

Should any of the component parts deteriorate beyond general maintenance, contact your distributor, they will be available to advise you on the most appropriate solution to every kind of problem.

WARNINGS

The information contained in this document are subject to modifications without notice having to be given.

Disposal: the product described in this manual must be sent to specific companies for scrapping.

GENERAL INFORMATION


Examination bed with a frame made of round polished aluminium tubes Ø 30 x 2 mm thick; fitted with an elevating, manually adjustable headrest with 1 joint and 2 sections, and upholstered in soft, easily washable faux leather. The upholstery consists of: chipboard base with low formaldehyde content, heliocell sponge with a density of 25 kg/sq m, 4 cm thick, convenient and comfortable.

Unassembled model supplied as a kit












TECHNICAL DATA SHEET

Dimension (L x P x H) cm	176 x 60 x 78
Capacity Kg	90
Net weight kg	22.0
Gross weight kg	27.0
Volume M3	0.21
Number of necks	1
Packaging (LxDxH) Cm	151 x 19 x 74

ASSEMBLING INSTRUCTIONS



Symbols:

	Caution: read instructions (warnings) carefully		Keep away from sunlight
	Keep in a cool, dry place		Date of manufacture
	Manufacturer		Product code
	Lot number		Consult instructions for use
	Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		Medical Device
	Unique device identifier		

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies