

TAVOLINO SERVILETTO
OVERBED TABLE
TABLE DE LIT
MESA SOBRECAMA

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO



GIMA 27447

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante:
Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China


Importato da/Imported by/Importé par/Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF SKH046-2

INSTALLAZIONE DELLE ROTELLE

(L'immagine non corrisponde esattamente al prodotto reale ed è solo a scopo illustrativo).

Estrarre la rondella elastica da $\varnothing 10$ dalla confezione delle viti e installarla con le rotelle come mostrato nella figura seguente




INSTALLAZIONE DEL GOMITO DELLA BASE

(L'immagine non corrisponde esattamente al prodotto reale ed è solo a scopo illustrativo)


Allentare la vite ruotandola in senso antiorario come mostrato in figura fino a quando non è lasca (senza far cadere il dado).

Estrarre il tubo interno tirandolo verso il basso per farlo combaciare con la base. Al termine dell'installazione, sarà possibile far scorrere il tubo interno avanti e indietro per facilitare l'installazione delle viti.



Estrarre dalla confezione delle viti la vite con testa a esagono incassato M8*25, la rondella piatta $\varnothing 8$ e la rondella elastica $\varnothing 8$, installare prima le viti su entrambi i lati dell'asta ad altezza regolabile e infine installare le viti su un lato dell'asta ad altezza regolabile.



Serrare nuovamente le viti M8*120 precedentemente allentate per completare l'installazione.



INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO

(L'immagine non corrisponde esattamente al prodotto reale ed è solo a scopo illustrativo)


Adagiare un tappetino di protezione e capovolgere il corpo principale del tavolino serviletto; estrarre la vite con testa a esagono incassato M6*16, il dado M6, la rondella piatta $\phi 6$, la rondella elastica $\phi 6$ dalla confezione delle viti.



INSTALLAZIONE DELLA LEVA


(L'immagine non corrisponde esattamente al prodotto reale ed è solo a scopo illustrativo)

Installare la vite con testa a esagono incassato M8*120 del corpo del meccanismo di movimentazione e montare il dado M8 avvitandolo in senso orario.



INSTALLAZIONE DEL PIANO D'APPOGGIO


Estrarre la vite con testa a esagono incassato del corpo del meccanismo di movimentazione M6*12, la rondella piatta $\phi 6$ e la rondella elastica $\phi 6$ dalla confezione delle viti e installarle avvitandole in senso orario.



METODO DI UTILIZZO DELLE ROTELLE


Bloccaggio delle rotelle

Dopo aver portato il tavolino serviletto nella posizione desiderata, premere il freno con il piede e bloccare la rotella (si sentirà un "clic"), come mostrato nella figura seguente.




Sbloccaggio delle rotelle

Sollevare il freno con il piede per sbloccare la rotella (si sentirà un "clic").



METODO DI SOLLEVAMENTO

Impugnare la leva con una mano e sollevarla, quindi premere il tavolino con l'altra mano per abbassarlo.
Impugnare la leva con una mano e sollevarla, quindi sollevare il tavolino con l'altra mano per sollevarlo.




ESCLUSIONE DEI GUASTI

Guasti comuni	Motivi	Metodi di esclusione
Difficoltà di spostamento	1. I freni non sono stati rilasciati e le rotelle sono bloccate 2. Le rotelle sono danneggiate.	1. Sbloccare la rotella 2. Cambiare la rotella

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

1. L'imballaggio del tavolino serviletto viene eseguito in base al contratto o alla normativa di prodotto.
2. Durante il trasporto, evitare di sottoporre il tavolino serviletto a vibrazioni violente e proteggerlo dai raggi solari e dalla pioggia.
3. Il tavolino serviletto deve essere conservato:
 - a) Temperatura ambiente: -40°C ~ 70°C
 - b) Umidità relativa: ≤ 95%.
 - c) Pressione atmosferica: 500 hPa ~ 1060 hPa
4. Spiegazione dei simboli:



=45Kg Il carico massimo è di 45 kg

MANUTENZIONE


1. Per utilizzare il tavolino serviletto in modo sicuro, è necessario eseguire regolarmente le dovute ispezioni di sicurezza. Si consiglia di controllarlo ogni sei mesi per verificare che i collegamenti non siano allentati e che tutte le funzioni siano normali.
2. Quando il telaio del tavolino serviletto è datato ed è già stato sottoposto a un certo numero di interventi di manutenzione, è possibile riciclare le parti metalliche del tavolino serviletto e le parti in plastica del suo telaio.
3. Evitare di graffiare il pannello con strumenti affilati o coltelli durante l'uso e pulirlo frequentemente per mantenerlo pulito e asciutto.
4. Se il pannello viene accidentalmente macchiato, si consiglia di pulirlo. Evitare l'uso di prodotti chimici alcalini o corrosivi per la pulizia del tavolino serviletto, poiché potrebbero causare la formazione di ruggine sulla superficie.
5. Controllare regolarmente le rotelle per evitare urti o sovraccarichi che potrebbero danneggiarle.
6. È vietato forzare le rotelle in fase di frenata, per evitare di danneggiare il sistema frenante.
7. L'usura della superficie del pneumatico della rotella può essere rilevata mediante ispezione visiva. È possibile che alcuni residui di filo, tessuti, fibre e altri accumuli si avvolgano intorno alla rotella, rimuovere i bulloni e i dadi della rotella, pulire i residui e controllare se il cuscinetto della rotella è danneggiato. Se le parti non sono danneggiate, possono essere riassemblate e utilizzate.
8. A seconda del tempo di utilizzo e dell'usura della rotella, è possibile sostituire le rotelle stesse e verificare che i bulloni e i dadi degli assi siano ben assemblati e collegati. Se possibile, utilizzate rondelle o controdadi per aiutarsi in questa operazione.
9. Per le rotelle dotate di freni, è necessario controllare regolarmente che i freni funzionino correttamente. Controllare i freni una volta al giorno o prima di ogni utilizzo. Nel caso di un tavolino serviletto dotato di più rotelle con freno, è possibile bloccare i freni delle rotelle individualmente, così da poter provare a spingere il tavolino serviletto per verificare se le prestazioni del freno di ciascuna rotella sono buone. Se il funzionamento del freno viene meno a causa dell'usura o del deterioramento delle rotelle, sostituire immediatamente le rotelle e quindi testare nuovamente l'impianto frenante.
10. Se il meccanismo dell'impianto frenante della rotella è danneggiato e il freno deve essere riparato o sostituito, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita o il rivenditore autorizzato fornito dalla nostra società. Dopo ogni sostituzione dei freni, è necessario verificare nuovamente le prestazioni dei freni delle rotelle.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

CASTERS INSTALLATION


(The picture does not exactly match the actual product, and is for reference only) Take out the $\phi 10$ spring washer from the screw package and install it with the casters as shown in the figure below.



INSTALL THE BASE ELBOW


The picture does not exactly match the actual product, and is only for installation instructions reference)
Loosen the screw counterclockwise as shown in the figure until it is loose (the nut does not fall).

Install the inner tube downwards and match it with the base. After the installation is completed, the inner tube is shaken back and forth to facilitate screw installation.



Take out the round machine hexagon socket screw M8*25, flat washer $\phi 8$, spring washer $\phi 8$ from the screw package, first install the screws on both sides of the riser, and finally install the screws on one side of the riser.



Re tighten previously loosened M8*120 screws to complete the installation.



INSTALL THE PALLET

(The picture does not exactly match the actual product, and is only for installation instructions reference)


Lay a protective cushion and turn the main body of the bed upside down; take out the hexagon socket screw M6*16, nut M6, flat washer $\phi 6$, spring washer $\phi 6$ from the screw package.



INSTALL THE SWITCH


(The picture does not exactly match the actual product, and is only for installation instructions reference)

Install the hexagon socket screw M8*120 of the circular machine, and install the nut M8 clockwise.



INSTALL THE COUNTERTOP


Take out the round machine hexagon socket screw M6*12, flat washer $\phi 6$, and spring washer $\phi 6$ from the screw package and install it clockwise.



CASTOR USE METHOD


Lock the caster

After pushing the overbed table to the desired position, depress the brake with your foot and lock the caster when you hear a "click", as shown in the figure below.




Unlock the caster

Lift the brake with your foot and unlock the caster when you hear a "click".



LIFTING METHOD

Hold the switch with one hand and lift it up, and press the table with the other hand to lower the table.
Hold the switch with one hand and lift it up, and lift the table panel with the other hand to rise the table.




SPARE PART REPLACEMENT AND MAINTENANCE

Common failures	Probable reasons	Excluding methods
Difficult to move	1. The brakes are not released and the casters are locked. 2. The casters are damaged.	1. Unlock the caster 2. Change the caster

PACKAGING, TRANSPORT, STORAGE

1. The packaging of overbed table is carried out according to contract or product standard.
2. Avoid rushing out, violent vibration, and protection from sunlight and rain during the transportation of the overbed table.
3. The overbed table should be stored:
 - a) Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 - b) Relative humidity: $\leq 95\%$
 - c) Atmospheric pressure: $500\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$
4. Symbol Explanation:



=45Kg The max load is 45Kg

MAINTENANCE

1. In order to use the overbed table safely, it is necessary to perform regular safety inspections on the overbed table. It is recommended to check it every six months to ensure that the connections are not loose and all operations are normal.
2. When the overbed table frame ages and it reaches a certain servicing time, which the metal part of the overbed table and plastic parts of the overbed table frame can be recycle.
3. Avoid scratching the panel with sharp-angle appliances or knives during use, and clean it frequently to keep it clean and dry.
4. If the panel is accidentally stained with stains, it is recommended to clean it. Do not use alkaline or corrosive chemicals to clean the overbed table, which will cause the surface to rust.
5. Regularly check the casters to avoid hitting or overloading, which will cause damage to the casters.
6. It is forbidden to force the casters to brake when braking, which will cause damage to the brake system.
7. The wear of the tire surface of the wheel can be detected by visual inspection. Some thread spun yarn and other accumulations may be wrapped around the wheel, remove the bolts and nuts of the wheel, clean up the debris, and check whether the bearing of the wheel is damaged. If the parts are not damaged, can be reassembled and used.
8. Judging whether the caster is replaced according to the time used, wear and tear, you can replace the wheels and make sure that the axles bolt and nuts are well put together and connected. If possible, use a lock washers or locknuts to help you with this process.
9. For the casters equipped with brakes, it is necessary to regularly check whether the brakes are working properly. Check the brakes once a day or before each use. For a overbed table equipped with multiple brake casters, only one brake caster can be locked at a time which will allow you to try and push the overbed table also check whether one of the brake performance of each caster is good. If the function of the brake fails due to wear or damage to the wheels, immediately replace the wheels and then retest the brake system.
10. If the mechanism of the brake system of the caster is damaged, and the brake needs to be repaired or replaced, please contact our after-sales service department or authorized dealer provide by our company. Every time the brakes are replaced, the brake performance of the casters must be retested.


GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

INSTALLATION DES ROULETTES

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, elle ne fait office que de référence)

Extrayez la rondelle élastique $\phi 10$ de l'emballage et installez-la avec les roulettes, comme illustré sur la figure ci-dessous




INSTALLATION DU COUDE DE BASE

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, et ne fait office que de référence pour les instructions d'installation)


Desserrez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme illustré sur la figure, jusqu'à ce qu'elle soit lâche (l'écrou ne doit pas tomber).

Fixez le tube interne vers le bas et faites-le correspondre avec la base. Une fois l'installation terminée, secouez le tube interne en avant et en arrière pour faciliter l'introduction de la vis.





Extrayez de l'emballage la vis à six pans creux de l'élément rond M8*25, la rondelle plate $\phi 8$ et la rondelle élastique $\phi 8$; posez tout d'abord les vis des deux côtés du rehausseur, puis celles d'un côté du rehausseur.

Serrez à nouveau les vis M8*120 précédemment desserrées pour terminer l'installation.




INSTALLATION DU SOCLE DE FIXATION

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, et ne fait office que de référence pour les instructions d'installation)
Posez le corps principal de la table de lit à l'envers sur un tissu de protection ; extrayez de l'emballage la vis à six pans creux M6*16, l'écrou M6, la rondelle plate $\varnothing 6$ et la rondelle élastique $\varnothing 6$.




INSTALLATION DE LA POIGNÉE

(L'image ne représente pas le produit réel avec exactitude, et ne fait office que de référence pour les instructions d'installation)
Posez la vis à six pans creux M8*25 de l'élément circulaire et vissez l'écrou M8 dans le sens des aiguilles d'une montre.



INSTALLATION DU PLATEAU


Extrayez de l'emballage la vis à six pans creux de l'élément rond M6*12, la rondelle plate $\varnothing 6$ et la rondelle élastique $\varnothing 6$ et vissez-les dans le sens des aiguilles d'une montre.



MÉTHODE D'UTILISATION DES ROULETTES


Blocage de la roulette

Une fois la table de lit dans la position désirée, appuyez sur le frein avec le pied et verrouillez la roulette lorsque vous entendez un déclic, comme illustré sur la figure.




Déblocage de la roulette

Soulevez le frein avec le pied et déverrouillez la roulette lorsque vous entendez un déclic.



MÉTHODE DE LEVAGE

Maintenez la poignée d'une main et soulevez-la, puis appuyez sur la table de l'autre main pour abaisser celle-ci.
Maintenez la poignée d'une main et soulevez-la, puis soulevez le plateau de la table de l'autre main pour lever celle-ci.




REPLACEMENT DES PIÈCES ET ENTRETIEN

Défauts fréquents	Causes probables	Solutions
Difficultés dans les mouvements	1. Les freins ne sont pas desserrés et les roulettes sont bloquées. 2. Les roulettes sont endommagées.	1. Déverrouillez la roulette 2. Remplacez la roulette

IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

3. L'emballage de la table de lit est pris en charge conformément au contrat ou à la norme de produit.
4. Évitez les mouvements brusques, les vibrations violentes et protégez la table de lit de la lumière directe du soleil et de la pluie pendant son transport.
5. La table de lit doit être rangée dans les conditions suivantes:
 - f) Température ambiante : entre -40°C ~ 70°C
 - g) b) Humidité relative: ≤ 95 %.
 - h) c) Pression atmosphérique: 500hPa ~ 1060hPa
9. Explication des symboles:



=45Kg La charge maximale est de 45 kg

MANUTENZIONE

1. Pour une utilisation de la table de lit en toute sécurité, il est nécessaire de procéder à des inspections régulières. Un contrôle des jointures est recommandé tous les six mois pour s'assurer qu'elles ne sont pas lâches et qu'elles fonctionnent normalement.
2. Lorsque le cadre de la table de lit est usagé et requiert un entretien, sa partie métallique ainsi que les parties en plastique du cadre de la table de lit peuvent être recyclées.
3. Évitez de rayer le panneau avec des appareils à angles vifs ou des couteaux et nettoyez-le fréquemment puis séchez-le.
4. Si le panneau est accidentellement taché, il est recommandé de le nettoyer. Ne nettoyez pas la table de lit avec des produits chimiques alcalins ou corrosifs, ceux-ci pourraient faire rouiller la surface.
5. Contrôlez régulièrement les roulettes, elles ne doivent pas subir de chocs ou de surcharges qui pourraient les endommager.
6. Il est interdit de forcer les roulettes à freiner, le système de freinage pourrait être endommagé.
7. L'usure à la surface du pneu des roulettes est détectée par inspection visuelle. Des fils ou accumulations variées peuvent s'emmêler autour de la roulette, retirez les boulons et les écrous, nettoyez pour enlever les débris et contrôlez si le roulement de la roulette est endommagé. Si les pièces sont en bon état, vous pouvez les remonter et les utiliser.
8. En fonction du temps d'utilisation et de l'usure normale, vous pouvez remplacer les roulettes en vous assurant que les boulons et les écrous des essieux sont bien assemblés et connectés. Si possible, utilisez des rondelles ou des écrous de blocage pour vous faciliter le travail.
9. Si les roulettes sont équipées de freins, ceux-ci doivent être régulièrement contrôlés pour s'assurer de leur fonctionnement correct. Contrôlez les freins une fois par jour ou avant chaque emploi. Dans le cas de tables de lit équipées de roulettes à freins multiples, une seule roulette à la fois peut être bloquée, ce qui vous permet de pousser la table de lit ; contrôlez également si au moins l'un des freins de chaque roulette fonctionne correctement. Si le frein ne fonctionne plus correctement à cause de l'usure ou de dommages aux roulettes, remplacez immédiatement celles-ci puis testez à nouveau le système de freinage.
10. Si le mécanisme du système de freinage des roulettes est endommagé et que le frein doit être réparé ou remplacé, veuillez contacter notre service après-vente ou un vendeur agréé par notre compagnie. À chaque remplacement des freins, la performance des freins des roulettes doit être testée à nouveau.


CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

(La imagen no coincide exactamente con el producto real, y es sólo para referencia)

Saque la arandela elástica $\varnothing 10$ del paquete de tornillos e instálela con las ruedas como se muestra en la siguiente figura.




INSTALACIÓN DEL CODO DE LA BASE

La imagen no corresponde exactamente al producto real, y es sólo para referencia de las instrucciones de instalación)


Afloje el tornillo en sentido antihorario como se muestra en la figura hasta que quede suelto (la tuerca no cae).

Instale el tubo interior hacia abajo y hágalo coincidir con la base. Una vez finalizada la instalación, se agita el tubo interior de un lado a otro para facilitar la instalación de los tornillos.





Saque del paquete de tornillos el tornillo de cabeza hexagonal M8*25, la arandela plana $\varnothing 8$, la arandela elástica $\varnothing 8$ como se muestra en la imagen redonda, instale primero los tornillos en ambos lados del elevador, y finalmente instale los tornillos en un lado del elevador.

Vuelva a apretar los tornillos M8*120 previamente aflojados para completar la instalación.




INSTALAR EL ASIENTO DEL TABLERO

(La imagen no corresponde exactamente al producto real, y es sólo para referencia de las instrucciones de instalación)
Coloque un cojín protector y dé la vuelta al cuerpo principal de la cama; saque del paquete de tornillos el tornillo de cabeza hexagonal M6*16, la tuerca M6, la arandela plana $\phi 6$ y la arandela elástica $\phi 6$.




INSTALAR LA PALANCA

(La imagen no corresponde exactamente al producto real, y es sólo para referencia de las instrucciones de instalación)
Instale el tornillo de cabeza hexagonal M8*120 como se muestra en la imagen redonda, e instale la tuerca M8 en sentido horario.



INSTALAR EL TABLERO


Saque el tornillo de cabeza hexagonal M6*12, la arandela plana $\phi 6$ y la arandela elástica $\phi 6$ del paquete de tornillos, como se muestra en la imagen redonda, e instálelos en sentido horario.



MODO DE USO DE LAS RUEDAS


Bloqueo de las ruedas

Después de empujar la mesa sobrecama hasta la posición deseada, pise el freno con el pie y bloquee la rueda giratoria cuando oiga un "clic", como se muestra en la figura siguiente.



Desbloqueo de las ruedas


Levante el freno con el pie y desbloquee la rueda cuando escuche un "clic".



MÉTODO DE ELEVACIÓN

Sujete la palanca con una mano y levántela, y presione el tablero con la otra mano para bajar la mesa.

Sujete la palanca con una mano y levántela, y levante el tablero con la otra mano para subir la mesa.




SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE REPUESTO

Averías comunes	Posibles razones	Exclusión de métodos
Difícil de desplazar	- Los frenos no están liberados y las ruedas están bloqueadas. - Las ruedas están dañadas.	- Desbloquee la rueda - Cambie la rueda

EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO

- El embalaje de la mesa sobrecama se realiza de acuerdo con el contrato o la norma del producto.
- Evitar los movimientos rápidos y las vibraciones fuertes, y proteger la mesa sobrecama de la luz solar y la lluvia durante el transporte.
- La mesa sobrecama debe almacenarse:
 - Temperatura ambiente: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
 - Humedad relativa: $\leq 95\%$.
 - Presión atmosférica: $500\text{hPa} \sim 1060\text{hPa}$
- Explicación del símbolo:



=45Kg La carga máxima es 45Kg

MANTENIMIENTO

- Para utilizar la mesa sobrecama de forma segura, es necesario realizar inspecciones de seguridad periódicas en la mesa sobrecama. Se recomienda revisarla cada seis meses para comprobar si las conexiones no están sueltas y si todas las operaciones son normales.
- Cuando el armazón de la mesa sobrecama envejece y alcanza un determinado tiempo de servicio, la parte metálica de la mesa sobrecama y las partes de plástico del armazón de la mesa sobrecama pueden reciclarse.
- Evite rayar el panel con aparatos de ángulo agudo o cuchillos durante el uso, y límpielo con frecuencia para mantenerlo limpio y seco.
- Si el panel se mancha accidentalmente, es conveniente limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos o corrosivos para limpiar la mesa sobrecama, ya que podrían oxidar la superficie.
- Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, que causarán daños a las ruedas.
- Está prohibido forzar el frenado de las ruedas al frenar, porque esto puede dañar el sistema de frenos.
- El desgaste de la superficie de la rueda puede detectarse mediante una inspección visual. Es posible que algunos hilos y otras acumulaciones se enrolen alrededor de la rueda; de ser así, retire los tornillos y las tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.
- Si se cambia la rueda en función del tiempo de uso y del desgaste, se pueden sustituir las ruedas y asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes están bien montados y conectados. Si es posible, utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarle en este proceso.
- En el caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar regularmente si estos funcionan correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En caso de que una mesa sobrecama esté equipada con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez, lo que le permitirá intentar empujar la mesa sobrecama y comprobar también si el funcionamiento de uno de los frenos de cada rueda es bueno. Si el funcionamiento del freno falla debido al desgaste o a un daño en las ruedas, sustituya inmediatamente las ruedas y vuelva a probar el sistema de frenos.
- Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda giratoria está dañado, y el freno necesita ser reparado o reemplazado, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa o distribuidor autorizado proporcionado por nuestra empresa. Cada vez que se sustituyan los frenos, se debe volver a comprobar el rendimiento de frenado de las ruedas.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

