

**Italiano/English****MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTIONS MANUAL****Leggere il presente manuale prima di utilizzare il seggiolino**
Read this manual before using the stool

VERSIONE/ VERSION N.02	REDATTO/DREW UP BY <i>F. Marrone</i>	DATA/DATE 26/05/2021	APPROVATO/ APPROVED BY <i>Fabio Casella</i>	DATA/DATE 26/05/2021
VERSIONE/ VERSION N.01	REDATTO/DREW UP BY <i>G. Andraghetti</i>	DATA/DATE 26/10/2005	APPROVATO/ APPROVED BY <i>Maurilio Longo</i>	DATA/DATE 26/10/2005

Questo documento è realizzato da EUROCLINIC. È vietata la duplicazione e la divulgazione non autorizzata
This document has been draw up by EUROCLINIC., it is prohibited to double or divulge it without authorisation.

1. INTRODUZIONE

I seggiolini SPD e SPD-A sono sedute per professionisti, con basamento penta piede o circolare e con ruote gommate auto frenanti e piroettanti a 360°. Altezza regolabile tramite pompa a gas ed appoggio dorsale registrabile in profondità e girevole a 180°. Le imbottiture sono a densità equilibrata e sono rivestite in Peltex (tessuto polivinilico spalmato ad alta resistenza) in colore a scelta. Due i modelli: SPD e SPD/A, si differenziano solo dal tipo di basamento.

2. INSTALLAZIONE

(Vedi schema seguente)

Aprire l'imballo contenente il seggiolino e seguire le seguenti istruzioni di montaggio:

1. Innestare il perno alle ruote
2. Innestare le ruote al basamento
3. Montare la colonna a gas sul basamento
4. Montare il meccanismo movimentazione alla colonna a gas
5. Infilare la lama dello schienale nel supporto apposito e stringere il pomello
6. Fissare le tappezzerie con le viti in dotazione

1. INTRODUCTION

The models SPD & SPD/A are stools for professional use, completely built in stainless steel, 360° pivoting self-breaking casters, rubber-tyred.

The height can be comfortably adjusted by means of a gas pump; the back-rest is 180° revolving and depth-adjustable.

The seat is balanced density padded and Peltex-lined.

There are two models: SPD, SPD/A and they all differ in their specific base shape.

2. INSTALLATION

(See following scheme)

Open the package containing the stool and follow step by step the following set-up instructions:

- Insert the pivot to the wheels
- Insert the wheels to the basement
- Set up the gas column on the basement
- Set up the movement gear to the gas column
- Insert the backrest blade in the apposite support and screw the knob
- Fix the upholsteries with the supplied screws


- SCHEMA DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE
- Set up scheme & installation



1+2



3



4 +5




6




3. MOVIMENTAZIONE SEDILE

Sollevando verso l'alto la leva A si sblocca il movimento sia verso l'alto che verso il basso; per bloccare il seggiolino nella posizione desiderata e' sufficiente spingere verso il basso la stessa leva.



4. MOVIMENTAZIONE SCHIENALE

È possibile spostare longitudinalmente lo schienale tramite il pomello B.



3. SEAT MOVEMENT

By lifting up the lever A both rising and lowering movements are blocked; to block the stool in the desired position it is enough to push down the same lever.

4. BACKREST MOVEMENT

It is possible to move longitudinally the backrest through the knob B.

5. MANUTENZIONE.
PULIZIA DEI SEGGIOLINI.

I materiali impiegati nella costruzione delle apparecchiature sono idonei a supportare le operazioni di pulizia e disinfezione previste nelle presenti istruzioni.

La grande varietà di farmaci e prodotti chimici utilizzati nello studio medico possono danneggiare le superfici verniciate e le parti in materiale plastico.

Le prove e le ricerche effettuate hanno dimostrato che le superfici non possono essere completamente protette dall'aggressione di tutti i prodotti reperibili sul mercato.

Gli effetti di questi prodotti dipendono essenzialmente dal tempo di permanenza sulle superfici.

È importante rimuovere immediatamente con un panno umido tali sostanze dalle superfici dell'apparecchio.

Per pulire utilizzare un panno inumidito; non spruzzare i detergenti direttamente sull'apparecchio.

ATTENZIONE!

Non utilizzare prodotti contenenti alcool, ammoniaca, sostanze abrasive o benzolo. Le concentrazioni riportate in seguito sono le massime ammesse e non devono essere superate:

Ammonii quaternari: massimo 2%

Aldeide glutarica: massimo 2%

**La MEDI-CARE SOLUTIONS NON RISPONDE
DEI DANNI PROVOCATI DALL'USO DI
DISINFETTANTI CONTENENTI SOSTANZE
ATTIVE DIVERSE DA QUELLE SOPRA
ELENCAE**

5. MAINTENANCE.
CHAIR CLEANING.

All materials used to construct the equipment can support cleaning and disinfections operations due in these instructions.

The great variety of drugs chemical products, which are used on medical study can damage painted surfaces and plastic material parts.

Proofs and inquiries made substantiate that surfaces cannot be outright protected by aggression of all products which you can find on the market.

The effects of these products above all depend on time and stay on surfaces.

It is important to remove that chemical by a damp cloth from equipment surfaces immediately.

To clean, please, kindly use a damp cloth; do not spray the detergents directly on the equipment.

ATTENTION!

Do not use products which contain alcohol, ammonia, abrasive substances, benzene.

The concentrations listed below are the maximum ones that are consented and they cannot be surpassed:

Quaternary Ammonium: maximum 2%

Glutaric Aldehyde: maximum 2%

**MEDI-CARE SOLUTIONS WILL NOT BE HELD
RESPONSIBLE FOR DAMAGES CAUSED BY
USE OF DISINFECTANTS WHICH CONTAIN
ACTIVE SUBSTANCES DIFFERENT FROM
THOSE ABOVE MENTIONED.**

Tabella codici
SPD/A
codice struttura
25500702

