



MULTI-DRUG X(2-20) DRUGS RAPID TEST
PANEL WITH/WITHOUT ADULTERATION (URINE)
PACKAGE INSERT

ENGLISH

Instruction Sheet for testing of any combination of the following drugs: ACE/AMP/BAR/BZO/BUP/COC/THC/MTD/MET/MDMA/MOP/MQL/OP/PCP/PPX/TCA/TML (TRA)/KET/OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6-MAM/MDA/ETG/CLO/LSD/MPD/ZOL/MEP/MDPV/DI A/ZOP/MCAT/7-ACL/CAF/CFYL/CAT/TRO/ALP/PGB/ZAL/MPRD/CNB/GAB/TZD/CAR/ ABP(K3)/QTP/FLX/UR-144(K4)/KRA/TLD/α-PVP/MES/PAP/CIT/FKET/OZP/RPD/TAP/NND/ SCOP/MTZ/HMO/ETO/ALC

Including Specimen Validity Tests (S.V.T.): for:

Oxidants/PCC, Specific Gravity, pH, Nitrite, Glutaraldehyde, Creatinine and Bleach

A rapid test for the simultaneous, qualitative detection of multiple drugs and drug metabolites in human urine. For healthcare professionals including professionals at point of care sites. Immunoassay for in vitro diagnostic use only.

INTENDED USE

The Multi-Drug Rapid Test Panel is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of multiple drugs and drug metabolites in human urine at the following cut-off concentrations:

Test	Calibrator	Cut-off (ng/mL)
Acetaminophen (ACE)	Acetaminophen	5,000
Amphetamine (AMP)	d-Amphetamine	1,000/500/300
Barbiturates (BAR)	Secobarbital	300/200
Benzodiazepines (BZO)	Oxazepam	500/300/200/100
Buprenorphine (BUP)	Buprenorphine	10/5
Cocaine (COC)	Benzoylecgonine	1,500/300/200/150/100
Marijuana (THC)	11-nor-Δ9-THC-9 COOH	800/500/300/200/150/50/30/2 5/20
Methadone (MTD)	Methadone	300/200/100
Methamphetamine (MET)	d-Methamphetamine	1,000/500/300/200
Methylenedioxy-me- thampheta- mine(MDMA)	d,l-Methylenedioxy-methampheta mine	1,000/500/300
Morphine/Opiate (MOP/OPI)	Morphine	300/200/100
Methaqualone (MQL)	Methaqualone	300
Meperidine (MPRD)	Normeperidine	100
Opiate (OPI)	Morphine	2,000/1,000/500
Phencyclidine (PCP)	Phencyclidine	50/25
Propoxyphene (PPX)	Propoxyphene	300
Tricyclic Antidepressants (TCA)	Nortriptyline	1,000/500/300
Tramadol (TML/TRA)	Cis-Tramadol	500/300/200/100
Ketamine (KET)	Ketamine	1,000/500/300/200/100
Oxycodone (OXY)	Oxycodone	300/100
Cotinine (COT)	Cotinine	500/300/200/100/50/10
2-ethylidene-1,5-dimethyl- 3,3-di- phenylpyrrolidine (EDDP)	2-ethylidene-1,5-dimethyl- 3,3-di- phenylpyrrolidine	300/100
Fentanyl (FYL)	Norfentanyl	20/10
Fentanyl (FYL)	Fentanyl	300/200/100
Synthetic Marijuana (K2)	JWH-018, JWH-073	50/30/25
6-Monoacetylmorphine (6-MAM)	6-MAM	10
(±) 3,4-Methylenedioxy- Amphetamine (MDA)	(±) 3,4-Methylenedioxy- Amphetamine	500
Ethyl- β-D-Glucuronide (ETG)	Ethyl- β -D-Glucuronide	1,500/1,000/500/300
Clonazepam (CLO)	Clonazepam	400/150
Lysergic Acid Diethylamide (LSD)	Lysergic Acid Diethylamide	50/20/10
Methylphenidate (MPD)	Methylphenidate	300/150
Methylphenidate (MPD)	Ritalin acid	1,000
Zolpidem (ZOL)	Zolpidem	50/25
Mephedrone (MEP)	Mephedrone	500/100
3, 4-methylenedioxy- pyrovalerone (MDPV)	3, 4-methylenedioxy-pyrovalerone	1,000/500/300
Diazepam (DIA)	Diazepam	300/200
Zopiclone (ZOP)	Zopiclone	300/50
Methcathinone (MCAT)	S(-)-Methcathinone	500
7-Aminoclonazepam (7-ACL)	7-Aminoclonazepam	300/200/100
Carfentanyl (CFYL)	Carfentanyl	500/250
Cannabinol (CNB)	Cannabinol	500
Caffeine (CAF)	Caffeine	1,000
Cathine (CAT)	(+)-Norpseudoephedrine	150
Tropicamide (TRO)	Tropicamide	350
Alprazolam (ALP)	Alprazolam	100
Pregabalin (PGB)	Pregabalin	50,000/500
Gabapentin (GAB)		
Gabapentin 2,000		
Zaleplon (ZAL)	Zaleplon	100
Carisoprodol (CAR)	Carisoprodol	2,000/1,000/500
AB-PINACA (ABP/K3)	AB-PINACA	10/5
Quetiapine (QTP)	Quetiapine	1,000
Fluoxetine (FLX)	Fluoxetine	500
UR-144/K4	UR-144 5-Pentanoic acid	25/50
Kratom (KRA)	Mitragynine	300
Tilidine (TLD)	Nortilidine	50
Trazodone (TZD)	Trazodone	200
Alpha-Pyrrolidinovalephoren one (α-PVP)	Alpha-Pyrrolidinovalephorenone	2,000/1,000/500/300
Mescaline (MES)	Mescaline	300/100
Papaverine (PAP)	Papaverine	500
Citalopram (CIT)	Citalopram	500
Fluoketamine (FKET)	Fluoketamine	1,000
Olanzapine (OZP)	Olanzapine	1,000
Risperidone (RPD)	Risperidone	150
Tapentadol (TAP)	Tapentadol	1,000
N,N-Dimethyltryptamine (NND)	N,N-Dimethyltryptamine	1,000
Scopolamine (SCOP)	Scopolamine	500
Mirtazapine (MTZ)	Desmethyilmirtazapine	500
Hydromorphone (HMO)	Hydromorphone	500/300/250
Etomidate (ETO)	Etomidate	20/1000
Etomidate (ETO)	Etomidate acid	300

Test	Calibrator	Cut-off
Alcohol(ALC)	Alcohol	0.02%

Configurations of the Multi-Drug Rapid Test Panel come with any combination of the above listed drug analytes with or without S.V.T. This assay provides only a preliminary test result. A more specific alternate chemical method must be used in order to obtain a confirmed analytical result. Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) is the preferred confirmatory method. Clinical consideration and professional judgment should be applied to any drug of abuse test result, particularly when preliminary positive results are indicated.

SUMMARY OF ADULTERATION

Adulteration is the tampering of a urine specimen with the intention of altering the test results. The use of adulterants can cause false negative results in drug tests by either interfering with the screening test and/ or destroying the drugs present in the urine. Dilution may also be employed in an attempt to produce false negative drug test results.

One of the best ways to test for adulteration or dilution is to determine certain urinary characteristics such as pH, specific gravity and creatinine and to detect the presence of oxidants/PCC, nitrites or glutaraldehyde in urine.

PRINCIPLE (FOR DOA TESTS EXCLUDING ALCOHOL)

During testing, a urine specimen migrates upward by capillary action. A drug, if present in the urine specimen below its cut-off concentration, will not saturate the binding sites of its specific antibody. The antibody will then react with the drug-protein conjugate and a visible colored line will show up in the test region of the specific drug dipstick. The presence of drug above the cut-off concentration will saturate all the binding sites of the antibody. Therefore, the colored line will not form in the test region.

A drug-positive urine specimen will not generate a colored line in the specific test region of the dipstick because of drug competition, while a drug-negative urine specimen will generate a line in the test region because of the absence of drug competition.

To serve as a procedural control, a colored line will always appear at the control region, indicating that proper volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred.

PRINCIPLE OF ADULTERATION

Oxidants/PCC (Pyridiniumchlorochromate) tests for the presence of oxidizing agents such as bleach and hydrogen peroxide. Pyridiniumchlorochromate (sold under the brand name Urine Luck) is a commonly used adulterant.2 Normal human urine should not contain oxidants of PCC.

Specific gravity tests for sample dilution. The normal range is from 1.003 to 1.030. Values outside this range may be the result of specimen dilution or adulteration.

pH tests for the presence of acidic or alkaline adulterants in urine. Normal pH levels should be in the range of 4.0 to 9.0. Values outside of this range may indicate the sample has been altered.

Nitrite tests for commonly used commercial adulterants such as Klear and Whizzies. They work by oxidizing the major cannabinoid metabolite THC-COOH.3 Normal urine should contain no trace of nitrite. Positive results generally indicate the presence of an adulterant.

Glutaraldehyde tests for the presence of an aldehyde. Adulterants such as Urin Aid and Clear Choice contain glutaraldehyde which may cause false negative results by disrupting the enzyme used in some immunoas- say tests.3 Glutaraldehyde is not normally found in urine;

therefore, detection of glutaraldehyde in a urine specimen is generally an indicator of adulteration.

Creatinine is a waste product of creatine; an amino-acid contained in muscle tissue and found in urine.1 A person may attempt to foil a test by drinking excessive amounts of water or diuretics such as herbal teas to " flush" the system. Creatinine and specific gravity are two ways to check for dilution and flushing, which are the most common mechanisms used in an attempt to circumvent drug testing. Low Creatinine and specific gravity levels may indicate dilute urine. The absence of Creatinine (<5 mg/dL) is indicative of a specimen not consistent with human urine.

Bleach tests for the presence of bleach. Bleach refers to a number of chemicals which remove color, whiten or disinfect, often by oxidation. Bleaches are used as household chemicals to whiten clothes and remove stains and as disinfectants. Normal human urine should not contain bleach.

PRINCIPLE (FOR ALCOHOL)

The urine Alcohol Rapid Test Panel consists of a plastic strip with a reaction pad attached at the tip. On contact with alcohol, the reaction pad will change colors depending on the concentration of alcohol present. This is based on the high specificity of alcohol oxidase for ethyl alcohol in the presence of peroxidase and enzyme substrate such as TMB.

REAGENTS(FOR DOA TESTS EXCLUDING ALCOHOL)

Each test line contains anti-drug mouse monoclonal antibody and corresponding drug-protein conjugates. The control line contains goat anti-rabbit IgG polyclonal antibodies and rabbit IgG.

REAGENTS (FOR ALCOHOL)

Tetramethylbenzidine, Alcohol Oxidase, Peroxidase

S.V.T REAGENTS

Adulteration Pad	Reactive indicator	Buffers and non-reactive ingredients
Creatinine	0.04%	99.96%
Nitrite	0.07%	99.93%
Bleach	0.39%	99.61%
Glutaraldehyde	0.02%	99.98%
pH	0.06%	99.94%
Specific Gravity	0.25%	99.75%
Oxidants/PCC	0.36%	99.64%

PRECAUTIONS

- For healthcare professionals including professionals at point of care sites.
- Immunoassay for in vitro diagnostic use only. The test should remain in the sealed pouch until use.
- All specimens should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent.
- The used test should be discarded according to local regulations.

STORAGE AND STABILITY

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C. The test is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. The Test must remain in the sealed pouch until use. DO NOT FREEZE. Do not use beyond the expiration date.

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

Urine Assay

The urine specimen should be collected in a clean and dry container. Urine collected at any time of the day may be used. Urine specimens exhibiting visible precipitates should be centrifuged, filtered, or allowed to settle to obtain a clear specimen for testing.

Specimen Storage

Urine specimens may be stored at 2-8°C for up to 48 hours prior to testing. For prolonged storage, specimens may be frozen and stored below -20°C. Frozen specimens should be thawed and mixed well before testing. When testing cards with S.V.T. or Alcohol storage of urine specimens should not exceed 2 hours at room temperature or 4 hours refrigerated prior to testing.

MATERIALS

- Materials Provided
- Test Panels
- Package Insert
- Adulteration Color Chart (when applicable)

Materials Required But Not Provided

- Timer

- Specimen collection containers

DIRECTIONS FOR USE

Allow the test, urine specimen and/or controls to reach room temperature (15-30°C) prior

to testing.

1. Bring the pouch to room temperature before opening it. Remove the test panel from the sealed pouch and use it within one hour.

2. Remove the cap.

3. With the arrow pointing toward the urine specimen, immerse the test panel vertically in the urine specimen for at least 10 to 15 seconds. Immerse the dipstick to at least the level of the wavy lines, but not above the arrow on the test panel.

4. Replace the cap and place the test panel on a non-absorbent flat surface.

5. Start the timer and wait for the colored line(s) to appear.

6. Read the adulteration strips and alcohol strip between 3-5 minutes according to color chart provided separately/on foil pouch. Refer to your Drug Free Policy for guidelines on adulterated specimens. We recommend not to interpret the drug test results and either retest the urine or collect another specimen in case of any positive result for any adulteration test.

7. The drug strip result should be read at 5 minutes. Do not interpret the result after 10 minutes.

INTERPRETATION OF RESULTS

(Please refer to the illustration)

NEGATIVE:* A colored line appears in the control region (C) and another colored line appears in the test region (T). This negative result means that the concentrations in the urine sample are below the designated cut-off levels for a particular drug tested.

*NOTE: The shade of the colored lines(s) in the test region (T) may vary. The result should be considered negative whenever there is even a faint line.

POSITIVE: A colored line appears in the control region (C) and no line appears in the test region (T). The positive result means that the drug concentration in the urine sample is greater than the designated cut-off for a specific drug.

INVALID: No line appears in the control region (C). Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for control line failure. Read the directions again and repeat the test with a new test. If the result is still invalid, contact your manufacturer.

INTERPRETATION OF RESULTS (S.V.T/ADULTERATION)

(Please refer to the color chart)

Semi-Quantitative results are obtained by visually comparing the reacted color blocks on the strip to the printed color blocks on the color chart. No instrumentation is required.


INTERPRETATION OF RESULTS (ALCOHOL STRIP)

Negative: Almost no color change by comparing with the background. The negative result

indicates that the urine alcohol level is less than 0.02%.

Positive: A distinct color developed all over the pad. The positive result indicates that the urine alcohol concentration is 0.02% or higher.

Invalid: The test should be considered invalid if only the edge of the reactive pad turned color that might be ascribed to insufficient sampling. The subject should be re-tested. Besides, if the color pad has a blue color before applying urine sample, do not use the test.



QUALITY CONTROL

A procedural control is included in the test. A line appearing in the control region (C) is considered an internal procedural control. It confirms sufficient specimen volume, adequate membrane wicking and correct procedural technique.

Control standards are not supplied with this kit. However, it is recommended that positive and negative controls be tested as good laboratory practice to confirm the test procedure and to verify proper test performance.

LIMITATIONS

1.The Multi-Drug Rapid Test Panel provides only a qualitative, preliminary result. A secondary analytical method must be used to obtain a confirmed result. Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/ MS) is the preferred confirmatory method.4,5

2.There is a possibility that technical or procedural errors, as well as interfering substances in the urine specimen may cause erroneous results.

3.Adulterants, such as bleach and/or alum, in urine specimens may produce erroneous results regardless of the analytical method used. If adulteration is suspected, the test should be repeated with another urine specimen.

4.A positive result does not indicate level or intoxication, administration route or concentration in urine.

5.A negative result may not necessarily indicate drug-free urine. Negative results can be obtained when drug is present but below the cut-off level of the test.

6.This test does not distinguish between drugs of abuse and certain medications.

7.A positive test result may be obtained from certain foods or food supplements.

S.V.T/ADULTERATION LIMITATIONS

1.The adulteration tests included with the product are meant to aid in the determination of abnormal specimens. While comprehensive, these tests are not meant to be an "all-inclusive" representation of possible adulterants.

2. Oxidants/PCC: Normal human urine should not contain oxidants or PCC. The presence of high levels of antioxidants in the specimen, such as ascorbic acid, may result in false negative results for the oxidants/ PCC pad.

3. Specific Gravity: Elevated levels of protein in urine may cause abnormally high specific gravity values.

4. Nitrite: Nitrite is not a normal component of human urine. However, nitrite found in urine may indicate urinary tract infections or bacterial infections. Nitrite levels of >20 mg/dL may produce false positive glutaraldehyde results.

5. Glutaraldehyde: is not normally found in urine. However certain metabolic abnormalities such as ketoacidosis (fasting, uncontrolled diabetes or high protein diets) may interfere with the test results.

6. Creatinine: Normal Creatinine levels are between 20 and 350 mg/dL.. Under rare conditions, certain kidney diseases may show dilute urine.

7. Bleach: Normal human urine should not contain bleach. The presence of high levels of bleach in the specimen may result in false negative results for the bleach pad.

8. pH: Normal pH levels are between 4.0 and 9.0.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Accuracy												
	% % Agreement with GC/MS											
	ACE 500	AMP 1,000	AMP 500	AMP 300	BAR 300	BAR 200	BZO 500	BZO 300	BZO 200	BZO 100	BUP 10	
Positive Agreement	93.5%	98.1%	99.1%	99.1%	96.1%	95.3%	98.2%	98.4%	99.2%	99.2%	99.1%	
Negative Agreement	98.6%	97.9%	98.6%	98.5%	98.6%	97.9%	97.8%	99.2%	98.4%	97.5%	>99.9%	
Total Results	97.0%	98.0%	98.8%	98.8%	97.6%	96.8%	98.0%	98.8%	98.8%	98.4%	99.6%	
	BUP 5	COC 300	COC 200	COC 150	COC 100	THC 300	THC 150	THC 50	THC 25	THC 20	MTD 300	
Positive Agreement	99.1%	98.2%	>99.9%	98.3%	99.2%	95.5%	94.5%	97.9%	96.9%	94.8%	98.9%	
Negative Agreement	>99.9%	97.8%	>99.9%	97.0%	97.0%	98.1%	97.5%	98.1%	97.4%	99.3%	98.8%	
Total Results	99.6%	98.0%	100.0%	97.6%	98.0%	97.2%	96.4%	98.0%	97.2%	97.6%	98.8%	
	MTD 200	MET 1,000	MET 500	MET 300	MDMA 1,000	MDMA 500	MDMA 300	MOP/ OPI 300	MOP/ OPI 100	MQL 300	OPI 2,000	
Positive Agreement	98.9%	96.2%	97.6%	97.8%	98.0%	98.1%	98.1%	95.0%	97.0%	89.8%	96.7%	
Negative Agreement	98.7%	97.1%	97.0%	97.5%	99.3%	99.3%	99.3%	95.3%	96.6%	93.2%	93.8%	
Total Results	98.8%	96.8%	97.2%	97.6%	98.8%	98.8%	98.8%	95.2%	96.8%	92.0%	95.2%	
	PCP 25	PPX 300	TCA 1,000	TCA 500	TML/ TRA 100	TML/ TRA 200	TML/ TRA 300	KET 1,000	KET 500	KET 300	KET 100	
Positive Agreement	92.4%	96.0%	94.8%	94.9%	88.2%	88.2%	88.0%	97.5%	97.6%	96.7%	96.0%	
Negative Agreement	96.8%	94.0%	91.6%	92.1%	92.4%	96.2%	96.2%	98.2%	98.2%	97.5%	97.3%	
Total Results	95.2%	94.8%	92.8%	93.2%	90.8%	93.2%	93.2%	98.0%	98.0%	97.2%	96.8%	
	OXY 100	OXY 300	COT 500	COT 200	COT 100	COT 50	COT 10	EDDP 300	EDDP 100	FYL 20	FYL 10	
Positive Agreement	97.7%	96.5%	95.7%	96.7%	97.9%	96.7%	97.8%	97.9%	96.9%	98.8%	98.8%	
Negative Agreement	99.4%	99.4%	96.1%	97.5%	98.1%	97.5%	98.1%	99.4%	96.7%	99.4%	99.4%	
Total Results	98.8%	98.4%	96.0%	97.2%	98.0%	97.2%	98.0%	98.8%	96.8%	99.2%	99.2%	
	K2 50	K2 30	6-MAM 10	ETG 500	ETG 1,000	ETG 1,000	CLO 400	CLO 150	LSD 10	LSD 20	LSD 50	
Positive Agreement	97.5%	97.6%	97.7%	98.1%	97.6%	95.3%	97.1%	99.0%	94.3%	94.3%	94.1%	
Negative Agreement	98.2%	98.8%	98.1%	97.9%	99.4%	99.4%	99.3%	98.6%	98.5%	98.5%	98.5%	
Total Results	98.0%	98.4%	98.0%	98.0%	98.8%	98.0%	98.4%	98.8%	97.0%	97.0%	97.0%	
	MPD 300	MPD 1,000	ZOL 50	DIA 300	DIA 200	ZOP 50	MCAT 500	7-ACL 300	7-ACL 200	7-ACL 100	CFYL 500	
Positive Agreement	94.6%	94.6%	90.9%	98.4%	98.4%	86.4%	90.9%	94.1%	94.6%	94.7%	94.7%	
Negative Agreement	98.4%	98.4%	97.1%	99.2%	99.2%	97.2%	95.0%	97.7%	97.6%	97.5%	98.6%	
Total Results	97.0%	97.0%	95.6%	98.8%	98.8%	94.6%	94.1%	96.2%	96.2%	96.2%	97.3%	
	CAF 1,000	CAT 150	TRO 350	MDPV 1,000	MDPV 500	MEP 100	ALP 100	ABP/ K3 10	α-PVP 1,000	CNB 500	MPRD 100	
Positive Agreement	91.3%	90.5%	92.0%	93.3%	93.1%	90.5%	90.9%	92.0%	92.1%	95.8%	95.0%	
Negative Agreement	95.7%	97.3%	97.0%	98.6%	98.3%	97.0%	97.4%	97.1%	96.8%	97.6%	94.2%	
Total Results	94.6%	95.8%	95.6%	97.0%	96.6%	95.4%	95.9%	95.8%	95.0%	96.9%	94.4%	
	PGB 50,000	TZD 200	UR-144/K4 25	ZAL 100	MES 100	GAB 2,000	MOP/ OPI 200	ETG 300	α-PVP 500	TLD 50	QTP 1,000	
Positive Agreement	90.9%	92.9%	97.1%	95.2%	95.8%	92.3%	95.0%	98.8%	91.9%	97.3%	97.1%	
Negative Agreement	97.3%	96.1%	98.4%	97.4%	97.6%	98.5%	96.0%	99.4%	95.2%	98.3%	98.3%	
Total Results	95.9%	95.2%	98.0%	96.7%	96.9%	96.7%	95.6%	99.2%	94.0%	97.9%	97.9%	
	PAP 500	KRA 300	CAR 2,000	FLX 500	K2 25	CIT 500	FKET 1,000	RPD 150	FYL 100	FYL 200	CFYL 250	
Positive Agreement	96.9%	95.7%	95.0%	97.1%	97.6%	93.3%	96.7%	93.3%	98.8%	97.5%	94.7%	
Negative Agreement	98.0%	98.3%	94.2%	96.6%	98.2%	95.5%	97.0%	95.5%	99.4%	99.4%	98.6%	
Total Results	97.6%	97.6%	94.4%	96.8%	98.0%	94.8%	96.9%	94.8%	99.2%	98.8%	97.3%	
	PG 500	MES 300	OZP 1,000	MDPV 300	α-PVP 2,000	α-PVP 300	TAP 1,000	NND 1,000	SCOP 500	MTZ 500	OPI 500	
Positive Agreement	95.2%	95.8%	95.8%	93.8%	86.8%	92.1%	94.4%	96.7%	93.5%	93.3%	97.3%	
Negative Agreement	96.3%	97.6%	97.6%	97.1%	96.8%	95.2%	98.2%	97.0%	98.6%	95.6%	96.4%	
Total Results	96.0%	96.9%	96.9%	96.1%	93.0%	94.0%	96.7%	96.9%	97.0%	94.9%	96.8%	
	COT 300	THC 200	THC 500	THC 30	MEP 500	MPD 150	OPI 1,000	PCP 50	TML/ TRA 500	TCA 300	CAR 1,000	FYL 300
Positive Agreement	97.7%	93.4%	97.9%	97.9%	95.2%	91.9%	95.9%	92.3%	92.9%	94.9%	90.0%	97.0%
Negative Agreement	97.5%	97.5%	98.1%	98.1%	98.5%	98.4%	93.8%	96.9%	98.1%	92.1%	98.1%	98.9%
Total Results	97.6%	96.0%	98.0%	98.0%	97.7%	96.0%	94.8%	95.2%	96.9%	93.2%	95.8%	98.6%
	HMO 250	HMO 300	HMO 500	MET 200	CAR 500	COC 1,500	ETG 1,500	ZOP 300	ZOL 25	MTD 100	THC 800	
Positive Agreement	93.8%	91.7%	91.7%	97.6%	90.0%	92.0%	97.7%	90.9%	90.9%	98.9%	>99%	
Negative Agreement	97.5%	98.7%	98.7%	97.0%	92.3%	98.3%	99.4%	97.2%	97.1%	98.7%	>98.6%	
Total Results	96.1%	96.1%	96.1%	97.2%	91.7%	95.2%	98.8%	95.7%	95.6%	98.8%	>98.8%	
% Agreement with Commercial Kit												
		ACE 5,000	AMP 1,000/ 500/ 300	BAR 300/ 200/ 100	BZO 500/ 300/ 200/ 100	BUP 10/ 5	COC 300/ 100	COC 1,500/ 200/ 150	THC 150/ 50/ 25	THC 800/ 500/ 300/ 200/ 30/ 20	MPD 1,000/ 300/ 150	
Positive Agreement		*	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	*	
Negative Agreement		*	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	*	
Total Results		*	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	*	
		7-ACL 300/ 200/ 100i	MTD 300/ 200/ 100	MET 1,000/ 500/ 300	MET 200	MDMA 1,000/ 500	MDMA 300	MOP/ OPI 300/ 200/ 100	MQL 300	MEP 500/ 100	LSD 50/ 20/ 10	
Positive Agreement		*	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	>99.9%	>99.9%	*	*	
Negative Agreement		*	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	>99.9%	>99.9%	*	*	
Total Results		*	>99.9%	>99.9%	*	>99.9%	*	>99.9%	>99.9%	*	*	

		PPX 300	TCA 1,000/ 500/ 300	TML TRA 500/ 300/ 200/ 100	KET 1,000/ 500/ 300/ 100	COT 500/ 300/ 200/ 100/50/ 10	OPI 2,000/ 1,000/ 500	PCP 50	PCP 25	DIA 300/ 200	MDPV 1,000/ 500/ 300i
Positive Agreement	>99.9%	*	*	>99.9%	*	*	*	*	>99.9%	*	*
Negative Agreement	>99.9%	*	*	>99.9%	*	*	*	*	>99.9%	*	*
Total Results	>99.9%	*	*	>99.9%	*	*	*	*	>99.9%	*	*

	OXY 300/ 100	EDDP 300/ 100	FYL 300/ 200/ 100/20/ 10	K2-50/ 30/25	6-MAM 10	MDA 500	ETG 1,500/ 1,000/ 500/ 300	CLO 400/ 150	ZOL 50/25	ZOP 300/50	MCAT 500
Positive Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Negative Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Total Results	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	CFYL 500/ 250	CAF 1,000	CAT 150	TRO 350	ALP 100	PGB 50,000/ 500	ABP/ K3 10/5	CNB 500	TZD 200	GAB 2,000
Positive Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Negative Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Total Results	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	CAR 2,000/ 1,000/ 500	MPRD 100	QTP 1,000	FLX 500	UR-144 /K4 25/50	KRA 300	TLD 50	α-PVP 2,000/ 1,000/ 500/ 300	MES 100/ 300	ZAL 100	KET 200
Positive Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Negative Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Total Results	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	CIT 500	FKET 1,000	RPD 150	TAP 1,000	NND 1,000	SCOP 500	MTZ 500	OZP 1,000	PAP 500	HMO 500/ 300/ 250	ETO 20/ 300/ 1000
Positive Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Negative Agreement	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Total Results	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Note: Based on GC/MS data instead of Commercial Kit.

Precision

A study was conducted at three hospitals using three different lots of product to demonstrate the within run, between run and between operator precision. An identical card of coded specimens, containing drugs at concentrations of negative, 50% and 25% cut-off level, was labeled, blinded and tested at each site. The results gained ≥75% accuracy in ±25% cut-off level specimen and 100% accuracy in negative and ±50% cut-off level specimen.

Analytical Sensitivity

A drug-free urine pool was spiked with drugs at the listed concentrations. The results are summarized below.

Drug Concentration Cut-off Range	ACE 5,000	AMP 1,000	AMP 500	AMP 300	BAR 300	BAR 200	BZO 500	BZO 300
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	26	4	26	4	25	5	27	3
Cut-off	14	16	15	15	15	15	15	15
+25% Cut-off	3	27	3	27	3	27	4	26
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	BZO 200	BZO 100	BUP 10	BUP 5	COC 1,500	COC 300	COC 200	COC 150	COC 100
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% Cut-off	27	3	27	3	26	4	25	5	26
Cut-off	16	14	14	16	14	16	15	13	17
+25% Cut-off	3	27	3	27	3	27	3	27	4
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Drug Concentration Cut-off Range	THC 150	THC 50	THC 25	MTD 300	MTD 200	MTD 100	MET 1,000	MET 500	MET 300	MET 200
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	27	3	26	4	27	3	27	3	27	3
Cut-off	15	15	14	16	15	13	17	15	15	14
+25% Cut-off	4	26	3	27	4	26	4	26	5	25
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	MDMA 1,000	MDMA 500	MOP/ OPI 300	MOP/ OPI 100	OPI 2,000	PCP 50	PCP 25	PPX 300
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	26	4	25	5	26	4	27	3
Cut-off	15	15	14	16	15	15	15	15
+25% Cut-off	5	25	4	26	3	27	3	27
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	TML/ TRA 100	TML/ TRA 200	TML/ TRA 300	TML/ TRA 500	KET 1,000	KET 500	KET 300	KET 100	MQL 300
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% Cut-off	27	3	27	3	27	3	26	4	27
Cut-off	15	15	15	15	15	15	14	16	15
+25% Cut-off	4	26	4	26	4	26	3	27	4
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Drug Concentration Cut-off Range	OXY 100	OXY 300	COT 200	COT 100	EDDP 300	EDDP 100	FYL 20	FYL 10
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	27	3	27	3	27	3	27	3
Cut-off	15	15	15	15	15	14	16	15
+25% Cut-off	4	26	4	26	4	26	4	26
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	K2 50	K2 30	6-MAM 10	MDA 500	ETG 300	ETG 500	ETG 1,000	CLO 400	CLO 150	LSD 20
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	26	4	27	3	27	3	26	4	26	4
Cut-off	15	15	16	14	15	15	15	16	14	16
+25% Cut-off	3	27	4	26	4	26	3	27	5	25
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	LSD 50	ZOL 50	ZOL 25	MDMA 300	THC 200	MOP/ OPI 200	MEP 500	MEP 100	MDPV 1,000	ETG 1,500
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	27	3	26	4	25	5	25	5	26	4
Cut-off	14	16	14	16	15	15	15	15	17	13
+25% Cut-off	3	27	5	25	4	26	3	27	4	26
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	MDPV 500	MDPV 300	DIA 300	DIA 200	THC 300	THC 300	K2 25	ZOP 300	ZOP 50	MCAT 500
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	29	1	30	0
-25% Cut-off	25	5	26	4	27	3	26	4	26	4
Cut-off	15	15	14	16	15	15	15	15	17	13
+25% Cut-off	3	27	3	27	3	27	4	26	4	26
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	1	29	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	7-ACL 300	7-ACL 200	7-ACL 100	CFYL 500	CAF 1,000	CAT 150	TRO 350	ALP 100	α-PVP 1,000
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% Cut-off	26	4	27	3	27	3	25	5	26
Cut-off	14	16	14	16	13	17	14	16	17
+25% Cut-off	5	25	3	27	4	26	6	24	6
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Drug Concentration Cut-off Range	FYL 100	COT 300	TCA 1,000	TCA 500	TCA 300	OPI 1,000	THC 20	CAR 2,000	CAR 1,000	CAR 500
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
-25% Cut-off	27	3	25	5	25	5	26	4	27	3
Cut-off	15	15	15	15	15	14	16	14	16	14
+25% Cut-off	3	27	4	26	4	26	3	27	3	27
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30

Drug Concentration Cut-off Range	ABP/ K3 10	QTP 1,000	FLX 500	KRA 300	TLD 50	α-PVP 2,000	α-PVP 500	α-PVP 300	LSD 10
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% Cut-off	25	5	29	1	29	1	28	2	29
Cut-off	15	15	15	15	15	15	14	16	15
+25% Cut-off	4	26	1	29	2	28	1	29	3
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Drug Concentration Cut-off Range	COT 500	COT 50	COT 10	CFYL 250	FYL 200	ZAL 100	MPRD 100	TAP 1,000	CIT 500	FKET 1,000	UR-144 /K4 25
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% Cut-off	26	4	27	3	27	3	25	5	27	3	27
Cut-off	14	16	16	14	15	15	15	15	15	15	15
+25% Cut-off	3	27	4	26	4	26	6	24	3	27	4
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Drug Concentration Cut-off Range	RPD 150	SCOP 500	NND 1,000	MTZ 500	OZP 1,000	MES 300	MES 100	FYL 300	HMO 250	HMO 300	THC 800
0% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-50% Cut-off	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30
-25% Cut-off	27	3	26	4	27	3	27	3	27	3	28
Cut-off	15	15	14	16	15	15	15	14	16	14	15
+25% Cut-off	4	26	3	27	4	26	4	26	5	25	4
+50% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
300% Cut-off	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0

Drug Concentration Cut-off Range	THC 500	OPI 500	ETO 20	ETO 300	ETO 1000	AB
-------------------------------------	------------	------------	-----------	------------	-------------	----

6-Monoacethylmorphine	200	Morphine	100
METHAQUALONE (MQL 300)			
Methaqualone	300		
MORPHINE/OPIATE (OPI 2,000)			
Codeine	2,000	Morphine	2,000
Ethylmorphine	3,000	Norcodeine	25,000
Hydrocodone	50,000	Normorphone	50,000
Hydromorphone	15,000	Oxycodone	25,000
Levorphanol	25,000	Oxymorphone	25,000
6-Monoacetylmorphine	3,000	Procaine	50,000
Morphine 3- $\square$ -D-glucuronide	2,000	Thebaine	25,000
MORPHINE/OPIATE (OPI 1,000)			
Codeine	1,000	Morphine	1,000
Ethylmorphine	1,500	Norcodeine	12,500
Hydrocodone	25,000	Normorphone	25,000
Hydromorphone	7,500	Oxycodone	12,500
Levorphanol	12,500	Oxymorphone	12,500
6-Monoacetylmorphine	1,500	Procaine	25,000
Morphine 3- $\square$ -D-glucuronide	1,000	Thebaine	12,500
MORPHINE/OPIATE (OPI 500)			
Codeine	500	Morphine	500
Ethylmorphine	750	Norcodeine	6,250
Hydrocodone	12,500	Normorphone	12,500
Hydromorphone	3,750	Oxycodone	6,250
Levorphanol	6,250	Oxymorphone	6,250
6-Monoacetylmorphine	750	Procaine	12,500
Morphine 3- $\square$ -D-glucuronide	500	Thebaine	6,250
MEPERIDINE (MPRD 100)			
Normeperidine	100	Meperidine	100
PHENCYCLIDINE (PCP 50)			
Phencyclidine	50	4-Hydroxyphencyclidine	25,000
PHENCYCLIDINE (PCP 25)			
Phencyclidine	25	4-Hydroxyphencyclidine	12,500
PROPOXYPHENE (PPX 300)			
D-Propoxyphene	300	D-Norpropoxyphene	300
TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS (TCA 1,000)			
Nortriptyline	1,000	Imipramine	400
Nordoxepine	500	Clomipramine	50,000
Trimipramine	3,000	Doxepine	2,000
Amitriptyline	1,500	Maprotiline	2,000
Promazine	3,000	Promethazine	50,000
Desipramine	200	Perphenazine	50,000
Cyclobenzaprine	2,000	Dithiaden	10,000
TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS (TCA 500)			
Nortriptyline	300	Imipramine	120
Nordoxepine	150	Clomipramine	15,000
Trimipramine	900	Doxepine	600
Amitriptyline	450	Maprotiline	600
Promazine	900	Promethazine	15,000
Desipramine	60	Perphenazine	15,000
Cyclobenzaprine	600	Dithiaden	3,000
TRAMADOL (TML/TRA 100)			
n-Desmethyl-cis-tramadol	200	o-Desmethyl-cis-tramadol	10,000
Cis-tramadol	100	Phencyclidine	100,000
Procyclidine	100,000	d,l,O-Desmethyl venlafaxine	50,000
TRAMADOL (TML/TRA 200)			
n-Desmethyl-cis-tramadol	400	o-Desmethyl-cis-tramadol	20,000
Cis-tramadol	200	Phencyclidine	200,000
Procyclidine	200,000	d,l,O-Desmethyl venlafaxine	100,000
TRAMADOL (TML/TRA 300)			
n-Desmethyl-cis-tramadol	600	o-Desmethyl-cis-tramadol	30,000
Cis-tramadol	300	Phencyclidine	300,000
Procyclidine	300,000	d,l,O-Desmethyl venlafaxine	150,000
TRAMADOL (TML/TRA 500)			
n-Desmethyl-cis-tramadol	10,00	o-Desmethyl-cis-tramadol	50,000
Cis-tramadol	500	Phencyclidine	500,000
Procyclidine	500,000	d,l,O-Desmethyl venlafaxine	250,000
KETAMINE (KET 1, 000)			
Ketamine	1,000	Benzphetamine	25,000
Dextromethorphan	2,000	(+) Chlorpheniramine	25,000
Methoxyphenamine	25,000	Clonidine	100,000
d-Norpropoxyphene	25,000	EDDP	50,000
Promazine	25,000	4-Hydroxyphencyclidine	50,000
Promethazine	25,000	Levorphanol	50,000
Pentazocine	25,000	MDE	50,000
Phencyclidine	25,000	Meperidine	25,000
Tetrahydrozoline	500	d-Methamphetamine	50,000
Mephentermine	25,000	l-Methamphetamine	50,000
(1R, 2S) - (-)-Ephedrine	100,000	3,4-Methylenedioxy metham-phetamine (MDMA)	100,000
Disopyramide	25,000	Thioridazine	50,000
KETAMINE (KET 500)			
Ketamine	500	Benzphetamine	12,500
Dextromethorphan	1,000	(+) Chlorpheniramine	12,500
Methoxyphenamine	12,500	Clonidine	50,000
d-Norpropoxyphene	12,500	EDDP	25,000
Promazine	12,500	4-Hydroxyphencyclidine	25,000
Promethazine	12,500	Levorphanol	25,000
Pentazocine	12,500	MDE	25,000
Phencyclidine	12,500	Meperidine	12,500
Tetrahydrozoline	250	d-Methamphetamine	25,000
Mephentermine	12,500	l-Methamphetamine	25,000
(1R, 2S) - (-)-Ephedrine	50,000	3,4-Methylenedioxy metham-phetamine (MDMA)	50,000
Disopyramide	12,500	Thioridazine	25,000
KETAMINE (KET 300)			

Ketamine	300	Benzphetamine	6,250
Dextromethorphan	600	(+) Chlorpheniramine	6,250
Methoxyphenamine	6,250	Clonidine	30,000
d-Norpropoxyphene	6,250	EDDP	15,000
Promazine	6,250	4-Hydroxyphencyclidine	15,000
Promethazine	6,250	Levorphanol	15,000
Pentazocine	6,250	MDE	15,000
Phencyclidine	6,250	Meperidine	6,250
Tetrahydrozoline	150	d-Methamphetamine	15,000
Mephentermine	6,250	l-Methamphetamine	15,000
(1R, 2S) - (-)-Ephedrine	30,000	3,4-Methylenedioxy metham-phetamine (MDMA)	30,000
Disopyramide	6,250	Thioridazine	15,000
KETAMINE (KET 200)			
Ketamine	200	Benzphetamine	4,000
Dextromethorphan	400	(+) Chlorpheniramine	4,000
Methoxyphenamine	4,000	Clonidine	20,000
d-Norpropoxyphene	4,000	EDDP	10,000
Promazine	4,000	4-Hydroxyphencyclidine	10,000
Promethazine	4,000	Levorphanol	10,000
Pentazocine	4,000	MDE	10,000
Phencyclidine	4,000	Meperidine	4,000
Tetrahydrozoline	100	d-Methamphetamine	10,000
Mephentermine	4,000	l-Methamphetamine	10,000
(1R, 2S) - (-)-Ephedrine	20,000	Thioridazine	10,000
Disopyramide	4,000	3,4-Methylenedioxy metham-phetamine (MDMA)	20,000
KETAMINE (KET 100)			
Ketamine	100	Benzphetamine	2,000
Dextromethorphan	200	(+) Chlorpheniramine	2,000
Methoxyphenamine	2,000	Clonidine	10,000
d-Norpropoxyphene	2,000	EDDP	5,000
Promazine	2,000	4-Hydroxyphencyclidine	5,000
Promethazine	2,000	Levorphanol	5,000
Pentazocine	2,000	MDE	5,000
Phencyclidine	2,000	Meperidine	2,000
Tetrahydrozoline	50	d-Methamphetamine	5,000
Mephentermine	2,000	l-Methamphetamine	5,000
(1R, 2S) - (-)-Ephedrine	10,000	Thioridazine	5,000
Disopyramide	2,000	3,4-Methylenedioxy metham-phetamine (MDMA)	10,000
OXYCODONE (OXY 300)			
Oxycodone	300	Hydromorphone	150,000
Oxymorphone	900	Naloxone	75,000
Levorphanol	15,000	Naltrexone	75,000
Hydrocodone	75,000		
OXYCODONE (OXY 100)			
Oxycodone	100	Hydromorphone	50,000
Oxymorphone	300	Naloxone	25,000
Levorphanol	50,000	Naltrexone	25,000
Hydrocodone	25,000		
COTININE (COT 300)			
(-)-Cotinine	300	(-)-Nicotine	7,500
COTININE (COT 200)			
(-)-Cotinine	200	(-)-Nicotine	5,000
COTININE (COT 100)			
(-)-Cotinine	100	(-)-Nicotine	2,500
COTININE (COT 500)			
(-)-Cotinine	500	(-)-Nicotine	12,500
COTININE (COT 50)			
(-)-Cotinine	50	(-)-Nicotine	1,250
COTININE (COT 10)			
(-)-Cotinine	10	(-)-Nicotine	250
2-ETHYLIDENE-1,5-DIMETHYL-3,3-DIPHENYLPYRROLIDINE (EDDP 300)			
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP)			300
2-ETHYLIDENE-1,5-DIMETHYL-3,3-DIPHENYLPYRROLIDINE (EDDP 100)			
2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP)			100
FENTANYL (FYL 3000)			
Alfentanyl	>600,000	Buspirone	80,000
Norfentanyl	60	Fentanyl	300
Fenfluramine	150,000	Sufentanyl	150,000
FENTANYL (FYL 200)			
Alfentanyl	>600,000	Buspirone	30,000
Fenfluramine	100,000	Fentanyl	200
Norfentanyl	40	Sufentanyl	100,000
FENTANYL (FYL 100)			
Alfentanyl	600,000	Buspirone	15,000
Fenfluramine	50,000	Fentanyl	100
Norfentanyl	20	Sufentanyl	50,000
FENTANYL (FYL 20)			
Alfentanyl	600,000	Buspirone	15,000
Fenfluramine	50,000	Fentanyl	100
Norfentanyl	20	Sufentanyl	50,000
paliperidone	1,250	Risperidone	5,000
FENTANYL (FYL 10)			
Alfentanyl	300,000	Buspirone	8,000
Fenfluramine	25,000	Fentanyl	50
Norfentanyl	10	Sufentanyl	25,000
paliperidone	500	Risperidone	2,500
SYNTHETIC MARIJUANA (K2-50)			
JWH-018 5-Pentanoic acid	50	JWH-073 4-butanoic acid	50
JWH-018 4-Hydroxypentyl	400	JWH-018 5-Hydroxypentyl	500
JWH-073 4-Hydroxybuty	500		
SYNTHETIC MARIJUANA (K2-30)			
JWH-018 5-Pentanoic acid	30	JWH-073 4-butanoic acid	30
JWH-018 4-Hydroxypentyl	250	JWH-018 5-Hydroxypentyl	300
JWH-073 4-Hydroxybuty	300		

SYNTHETIC MARIJUANA (K2-25)			
JWH-018 5-Pentanoic acid	25	JWH-073 4-butanoic acid	25
JWH-018 4-Hydroxypentyl	200	JWH-018 5-Hydroxypentyl	250
JWH-073 4-Hydroxybuty	250		
6-MONOACETYLMORPHINE (6-MAM 10)			
6-Monoacethylmorphine	10	Morphine	100,000
(±) 3, 4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE (MDA 500)			
(±) 3,4-Methylenedioxy amphetamine	500	Methoxyphenamine	6,000
		D-Amphetamine	2,000
D,L-Amphetamine sulfate	300	Phentermine	1,000
L-Amphetamine	25,000	Maprotiline	50,000
ETHYL-β-D-GLUCURONIDE (ETG 300)			
Ethyl- β -D-Glucuronide	300	Propyl β-D-glucuronide	30,000
Morphine 3β-glucuronide	60,000	Morphine 6β-glucuronide	60,000
Glucuronic Acid	60,000	Ethanol	>100,000
Methanol	>100,000		
ETHYL-β-D-GLUCURONIDE (ETG 500)			
Ethyl- β -D-Glucuronide	500	Propyl β-D-glucuronide	50,000
Morphine 3β-glucuronide	100,000	Morphine 6β-glucuronide	100,000
Glucuronic Acid	100,000	Ethanol	>100,000
Methanol	>100,000		
ETHYL-β-D-GLUCURONIDE (ETG 1,000)			
Ethyl- β -D-Glucuronide	1,000	Propyl β-D-glucuronide	100,000
Morphine 3β-glucuronide	>100,000	Morphine 6β-glucuronide	>100,000
Glucuronic Acid	>100,000	Ethanol	>100,000
Methanol	>100,000		
ETHYL-β-D-GLUCURONIDE (ETG 1,500)			
Ethyl- β -D-Glucuronide	1,500	Propyl β-D-glucuronide	150,000
Morphine 3β-glucuronide	>100,000	Morphine 6β-glucuronide	>100,000
Glucuronic Acid	>100,000	Ethanol	>100,000
Methanol	>100,000		
CLONAZEPAM (CLO 400)			
Clonazepam	400	Flunitrazepam	300
Alprazolam	200	(□) Lorazepam	1,250
a-hydroxylalprazolam	2,000	RS-Lorazepamglucuronide	250
Bromazepam	1,000	Midazolam	5,000
Chlordiazepoxide	1,000	Nitrazepam	200
Clobazam	250	Norchlordiazepoxide	200
Clorazepatedipotassium	600	Nordiazepam	1,000
Delorazepam	1,000	Oxazepam	350
Desalkylflurazepam	250	Temazepam	150
Diazepam	300	Triazolam	5,000
Estazolam	1,250		
CLONAZEPAM (CLO 150)			
Clonazepam	150	Flunitrazepam	120
Alprazolam	75	(□) Lorazepam	500
a-hydroxylalprazolam	750	RS-Lorazepamglucuronide	100
Bromazepam	400	Midazolam	2,000
Chlordiazepoxide	400	Nitrazepam	75
Clobazam	100	Norchlordiazepoxide	75
Clorazepatedipotassium	250	Nordiazepam	400
Delorazepam	400	Oxazepam	130
Desalkylflurazepam	100	Temazepam	60
Diazepam	120	Triazolam	2,000
Estazolam	500		
LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE (LSD 10)			
Lysergic Acid Diethylamide	10		
LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE (LSD 20)			
Lysergic Acid Diethylamide	20		
LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE (LSD 50)			
Lysergic Acid Diethylamide	50		
METHYLPHENIDATE (MPD 300)			
Methylphenidate (Ritalin)	300	Ritalinic Acid	1,000
METHYLPHENIDATE (MPD 150)			
Methylphenidate (Ritalin)	150	Ritalinic Acid	500
METHYLPHENIDATE (MPD 1,000)			
Methylphenidate (Ritalin)	350	Ritalinic Acid	1,000
ZOLPIDEM (ZOL 50)			
Zolpidem	50		
ZOLPIDEM (ZOL 25)			
Zolpidem	25		
MEPHEDRONE (MEP 500)			
Mephedrone HCl	500	R(+)-Methcathinone HCl	7,500
S(-)-Methcathinone HCl	2,500	3-Fluoromethcathinone HCl	7,500
4-Fluoromethcathinone HCl	1,500	Methoxyphenamine	100,000
MEPHEDRONE (MEP 100)			
Mephedrone HCl	100	R(+)-Methcathinone HCl	1,500
S(-)-Methcathinone HCl	500	3-Fluoromethcathinone HCl	1,500
4-Fluoromethcathinone HCl	300	Methoxyphenamine	100,000
3, 4-METHYLENEDIOXYPYROVALERONE (MDPV 1,000)			
3, 4-methylenedioxypropyrolvalerone	1,000		
3, 4-METHYLENEDIOXYPYROVALERONE (MDPV 500)			
3, 4-methylenedioxypropyrolvalerone	500		
3, 4-METHYLENEDIOXYPYROVALERONE (MDPV 300)			
3, 4-methylenedioxypropyrolvalerone	300		
DIAZEPAM (DIA 300)			
Diazepam	300	Midazolam	6,000
Clobazam	200	Nitrazepam	200
Clonazepam	500	Norchlordiazepoxide	100
Clorazepate dipotassium	500	Nordiazepam	900
Alprazolam	100	Flunitrazepam	200
a-hydroxylalprazolam	1,500	(□) Lorazepam	3,000
Bromazepam	900	RS-Lorazepam glucuronide	200
Chlordiazepoxide	900	Triazolam	3,000

ESPAÑOL

Panel de prueba rápida de drogas multidrogas X (2-20) con/sin Adulteración (Orina) Prospecto

Hoja de instrucciones para la prueba de cualquier combinación de las siguientes drogas:

ACE/AMP/BAR/BZO/ BUP/CO C/THC/MTD/MET/MDMA/MOP/MQL/OPI/PCP/PPX/TCA/TML(TRA)/KET/OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6-MAM/MDA/ETG/CLO/LSD/MPD/ZOL/MEP/MDPV/DIA/ZOP/MCAT/7-ACL/CAF/CFYL/CAT/TRO/ALP/PGB/ZAL/MPRD/CNB/GAB/TZD/CAR/ABP(K3)/QTP/FLX/UR-144(K4)/KRA/TL-D/α-PVP/MES/PAP/CIT/ FKET/OZP/RPD/TAP/NND/SCOP/MTZ/HMO/ETO/ALC

Incluye pruebas de validez de muestras (S.V.T) para:

Oxidantes/PCC, Gravedad específica, pH, Nitrito, Glutaraldehído, Creatinina y Lejía

Una prueba rápida para la detección simultánea, cualitativa de múltiples drogas y metabolitos de drogas en orina humana.Para profesionales sanitarios, incluidos los profesionales que trabajan en centros de atención médica.Inmunoensayo sólo para uso diagnóstico in vitro.

USO PREVISTO

El panel de prueba rápida multidrogas es un inmunoensayo rápido cromatográfico para la detección cualita-tiva de múltiples drogas y metabolitos de drogas en orina humana en las siguientes concentraciones límite:

Las configuraciones del panel de prueba rápida multidrogas incluyen cualquier combinación de los analitos de droga mencionados arriba con o sin S.V.T.Esta prueba proporciona sólo un resultado de prueba preliminar.Se puede utilizar un método alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado.El método de confirmación preferido es la Cromatografía de gases/Espectrometría de masas (GC/MS).Se debe aplicar el criterio clínico y el juicio profesional a cualquier resultado de pruebas de detección de drogas, especialmente cuando se indican resultados preliminares positivos.

RESUMEN DE ADULTERACIÓN

La adulteración es la manipulación de una muestra de orina para alterar los resultados de la prueba.El uso de adulterantes puede generar resultados falsos negativos en las pruebas de detección de drogas ya sea interfiriendo en la prueba de detección y/o destruyendo las drogas presentes en la orina.La dilución también se puede utilizar para intentar producir resultados de falso negativo en la prueba de detección de drogas.

Una de las mejoras formas de probar la adulteración o dilución es determinar ciertas características de la orina como el pH, la gravedad específica y la creatinina, y detectar la presencia de oxidantes/PCC, nitritos o glutaraldehído en la orina.

PRINCIPIO (PARA PRUEBAS DOA EXCLUIDO EL ALCOHOL)

Durante la prueba, una muestra de orina migra hacia arriba por acción capilar. Una droga, si está presente en la muestra de orina por debajo de su concentración límite, no saturará los sitios de unión de su anticuerpo específico.A continuación, el anticuerpo reaccionará con el conjugado droga-proteína y aparecerá una línea de color visible en la zona de prueba de la tira reactiva específica para esa droga.La presencia de la droga mencionada en su concentración límite saturará los sitios de unión del anticuerpo.Por lo tanto, no se formará la línea de color en la zona de prueba.

Una muestra de orina positiva para drogas no generará una línea de color en la zona específica de prueba de la tira reactiva debido a la competencia de la droga, mientras que una muestra de orina negativa para drogas generará una línea en la zona de prueba debido a la ausencia de la competencia de la droga.

Como control del procedimiento, la línea de color siempre aparecerá en la zona de control, lo que indica que se ha añadido el volumen adecuado de muestra y que se ha producido la absorción de la membrana.

PRINCIPIO DE ADULTERACIÓN

Pruebas de Oxidantes/PCC (Clorocromato de piridinio) para detectar la presencia de agentes oxidantes como la lejía y el peróxido de hidrógeno.El clorocromato de Piridinio (comercializado bajo la marca Urine Luck) es un adulterante de uso común.2 La orina humana normal no debe contener oxidantes de PCC.

Pruebas de gravedad específica para detectar la dilución de muestras.El rango normal está comprendido entre 1.003 y 1.030.Los valores fuera de este rango pueden ser el resultado de una dilución o adulteración de la muestra.

Pruebas de pH para detectar la presencia de adulterantes ácidos o alcalinos en la orina.Los niveles de pH normales deben estar comprendidos entre 4.0 y 9.0.Los valores fuera de este rango pueden indicar que la muestra ha sido alterada.

Pruebas de Nitrito para detectar los adulterantes comerciales de uso común como Klear y Whizzies.Trabajan oxidando el principal metabolito de cannabinoide THC-COOH.3 La orina normal no debe contener trazas de nitrito.Los resultados positivos generalmente indican la presencia de un adulterante.

Pruebas de Glutaraldehído para detectar la presencia de un aldeído.Los adulterantes como Urin Aid y Clea-r Choice contienen glutaraldehído, que puede producir resultados falsos negativos mediante la alteración de la enzima que se utiliza en algunas pruebas de inmunoensayo.3 El Glutaraldehído normalmente no se encuentra en la orina; por lo tanto la detección de Glutaraldehído en una muestra de orina es generalmente un indicador de adulteración.

La Creatinina es un producto de desecho de la creatina; un aminoácido contenido en el tejido muscular y que se encuentra en la orina .1 Una persona puede intentar sabotear la prueba bebiendo cantidades excesi-vas de agua o diuréticos como infusiones para "purificar" su sistema.La creatinina y la gravedad específi-ca son dos formas para comprobar la dilución y la purificación, que son los mecanismos más comunes utilizados para intentar eludir las pruebas de detección de drogas.Niveles bajos de creatinina y gravedad específica pueden indicar orina diluida.La ausencia de Creatinina (<5 mg/dL) es indicativa de un muestra no es compatible con la orina humana.

Pruebas deLejía para detectar la presencia de lejía.Con el término lejía se hace referencia a una serie de productos químicos que eliminan el color, blanquean o desinfectan, a menudo mediante oxidación; Las lejías se utilizan como productos químicos domésticos para blanquear la ropa, eliminar manchas, y como desinfectantes.La orina humana normal no debe contener lejía.

PRINCIPIO (PARA EL ALCOHOL)

El panel de prueba rápida de alcohol en orina consiste en una tira de plástico con una almohadilla reactiva adherida en la punta.En contacto con el alcohol, la almohadilla reactiva cambiará de color dependiendo de la concentración de alcohol presente.Esto se basa en la alta especificidad del alcohol oxidasa para el alcohol etílico en presencia del sustrato de peroxidasa y enzima como TMB.

REACTIVOS (PARA PRUEBAS DOA EXCLUIDO EL ALCOHOL)

Cada línea de prueba contiene un anticuerpo monoclonal de ratón anti-drogas y los conjugados droga-pro-teína correspondientes.La línea de control contiene anticuerpos policlonaes de cabra IgG anti-conejo e IgG de conejo.

REACTIVOS (PARA ALCOHOL)

Tetrametilbenzidina, Alcohol oxidasa, Peroxidasa

REACTIVOS S.V.T

Adulteration Pad	Reactive indicator	Buffers and non-reactive ingredients
Creatinine	0.04%	99.96%
Nitrite	0.07%	99.93%
Bleach	0.39%	99.61%
Glutaraldehyde	0.02%	99.98%
pH	0.06%	99.94%
Specific Gravity	0.25%	99.75%
Oxidants/PCC	0.36%	99.64%

PRECAUCIONES

- Para profesionales sanitarios, incluidos los profesionales que trabajan en centro de atención médica.
- Inmunoensayo sólo para uso diagnóstico in vitro.La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso.
- Todas las muestras deben considerarse potencialmente peligrosas y manipularse de la misma manera que un agente infeccioso.
- La prueba utilizada debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar en el envase original dentro de la bolsa sellada a 2-30°C. La prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada.La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso.NO CONGELAR.No utilizar después de la fecha de caducidad.

RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Prueba de orina

La muestra de orina debe recogerse en un recipiente limpio y seco.Puede utilizarse la orina recogida en

cualquier momento del día.Las muestras de orina que muestran precipitados visibles deben centrifugarse, filtrarse o permitir que sedimenten para obtener una muestra clara para la prueba.

Almacenamiento de muestras

Las muestras de orina deben almacenarse a 2-8°C hasta 48 horas antes de la prueba.Para un almace-namiento prolongado, las muestras pueden congelarse y almacenarse a -20°C. Las muestras congeladas deben descongelarse y mezclar bien antes de realizar la prueba.Al probar las tarjetas con S.V.T. o alcohol, el tiempo de almacenamiento de las muestras de orina no debe superar las 2 horas a temperatura ambiente, o 4 horas refrigeradas antes de la prueba.

MATERIALES

Materiales suministrados

• Paneles de prueba

• Prospecto

• Tabla de colores de adulteración (cuando proceda)

Materiales necesarios no suministrados

• Temporizador

• Recipientes de recogida de muestras

INSTRUCCIONES DE USO

Dejar que la prueba, la muestra de orina y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba.

1.Dejar la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla.Retirar el panel de prueba de la bolsa sellada y usarlo en una hora.

2.Retirar la tapa.

3.Con la flecha apuntando hacia la muestra de orina, sumergir verticalmente el panel de prueba en la mue-stra de orina durante al menos 10-15 segundos.Sumergir la tira reactiva al menos hasta el nivel de las líneas onduladas, pero sin sobrepasar la flecha del panel de prueba.

4.Sustituir la tapa y colocar el panel de prueba en una superficie plana no absorbente.

5.Iniciar el temporizador y esperar a que aparezca la línea(o líneas) de color.

6.Leer las tiras de adulteración y la tira de alcohol a los 3-5 minutos de acuerdo con la tabla de colores suministrada por separado/en la bolsa de aluminio.Consultar su Política sobre drogas para obtener di-rectrices sobre las muestras adulteradas.En caso de que el resultado sea positivo en cualquier prueba de adulteración, recomendamos no interpretar los resultados de la prueba de drogas y volver a analizar la orina o recoger otra muestra.

7.La tira de detección de drogas se debe leer a los 5 minutos.No interpretar los resultados después de 10 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (Consultar la ilustración)

NEGATIVO:* Una línea de color aparece en la zona de control (C) y otra línea de control aparece en la zona de prueba (T).Este resultado negativo significa que las concentraciones en la muestra de orina están por debajo de los niveles límite establecidos para una droga específica analizada.

*NOTA:El tono de la línea (o líneas) de color en la zona de prueba (T) pueden variar.El resultado debe considerarse negativo siempre que aparezca una línea, aunque sea muy tenue.

POSITIVO:Aparece una línea de color en la zona de control (C) y no aparece ninguna línea en la zona de prueba (T).El resultado positivo significa que la concentración de droga en la muestra de orina es superior al valor límite establecido para esa droga específica.

NO VÁLIDO:No aparece ninguna línea en la zona de control (C).Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables del fallo de la línea de control.Volver a leer las instrucciones y repetir la prueba utilizando una nueva prueba.Si el resultado sigue siendo inválido, póngase en contacto con el fabricante.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS (S.V.T/ADULTERACIÓN)

(Consultar la tabla de colores)


Los resultados semicuantitativos se obtienen comparando visualmente los bloques de color reaccionados en la tira con los bloques de color impresos en la tabla de colores.No se requiere instrumentación.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (TIRAS DE ALCOHOL)

Negativo:Casi no hay cambio de color al compararlo con el fondo.El resultado negativo indica que el nivel de alcohol en la orina es inferior al 0.02%.

Positivo:Se desarrolló un color distinto en toda la almohadilla.El resultado positivo indica que la concentra-ción de alcohol en la orina es de 0.02% o superior.

Inválido:La prueba debe considerarse inválida cuando sólo el borde de la almohadilla reactiva cambia de co-lor, lo que podría deberse una muestra insuficiente.El sujeto debe volver a someterse a la prueba.Además, si la almohadilla de color tiene un color azul antes de aplicar la muestra de orina, no utilice la prueba.



CONTROL DE CALIDAD

En la prueba se incluye un procedimiento de control.Una línea que aparece en la zona de control (C) se considera un control interno de procedimiento.Lo que confirma que el volumen de la muestra es suficiente, la absorción de la membrana es adecuada y que la técnica de procedimiento es correcta.

Los estándares de control no se suministran con este kit.Sin embargo, se recomienda que los controles positivos y negativos deben ser analizados como buena práctica de laboratorio para confirmar el procedi-miento de prueba y comprobar el correcto rendimiento de la prueba.

LIMITACIONES

- El panel de prueba rápida multidrogas proporciona un resultado cualitativo preliminar.Debe utilizarse un método analítico secundario para poder confirmar el resultado.El método de confirmación preferido es la Cromatografía de gases/Espectrometría de masas (GC/MS).4,5
- Existe la posibilidad de que errores técnicos o de procedimiento, así como sustancias interferentes en la muestra de orina puedan producir resultados incorrectos.
- Los adulterantes, como la lejía y/o el alumbre, en las muestras de orina pueden producir resultados in-correctos, independientemente del método analítico utilizado.Si se sospecha adulteración, la prueba debe repetirse con otra muestra de orina.
- Un resultado positivo no indica el nivel o la intoxicación, la vía de administración o la concentración en la orina.
- Un resultado negativo no indica necesariamente que la orina no contenga drogas.Se pueden obtener resultados negativos cuando la droga está presente, pero por debajo del nivel límite de la prueba.
- Esta prueba no distingue entre drogas de abuso y ciertos medicamentos.

7.Se puede obtener un resultado positivo por el consumo de ciertos alimentos o suplementos alimenticios.

S.V.T/LIMITACIONES DE ADULTERACIÓN

1.Las pruebas de adulteración incluidas con el producto están concebidas para ayudar en la determinación de muestras anormales.Estas pruebas, aunque son exhaustivas, no pretenden ser una representación com-pleta de los posibles adulterantes.

2.Oxidantes/PCC:La orina humana normal no debe contener oxidantes ni PCC.La presencia de altos niveles de antioxidantes en la muestra, como el ácido ascórbico, puede producir resultados negativos falsos para la almohadilla de oxidantes/PCC.

3.Gravedad específica:Altos niveles de proteínas en la orina pueden causar valor de gravedad específica anormalmente altos.

4.Nitrito:El Nitrito no es un componente normal de la orina humana.Sin embargo, la presencia de nitrito en la orina puede indicar infecciones del tracto urinario o infecciones bacterianas.Niveles de nitrito de >20 mg/ dL pueden producir resultados falsos positivos para glutaraldehído.

5.Glutaraldehído: no se encuentra normalmente en la orina.Sin embargo, ciertas anomalías metabólicas, como la cetoacidosis (ayuno, diabetes no controlada o dietas ricas en proteínas) pueden interferir en los resultados de la prueba.

6.Creatinina:Los niveles normales de creatinina están comprendidos entre 20 y 350 mg/dL.En raras condi-ciones, algunas enfermedades renales pueden presentar orina diluida.

7.Lejía:La orina humana normal no debe contener lejía.La presencia de altos niveles de lejía en la muestra pueden producir resultados de falsos negativos para la almohadilla de lejía.

8. pH: Los niveles de pH normales están comprendidos entre 4.0 y 9.0.

Compuestos sin reactividad cruzada			
Acetofeneditina	Cortisona	Zomepirac	Quinidina
N-Acetilprocainamida	Creatinina	Ketoprofeno	Quinina
Ácido acetilsalicílico	Desoxicorticosterona	Labeltol	Ácido salicílico
Aminopirina	Dextrometorfano	Loperamida	Serotonina
Amoxicilina	Diclofenaco	Meprobamato	Sulfametazina
Ampicilina	Diffunisal	Isoxuprina	Sulindac
Ácido L-ascórbico	Digoxina	d,l-Propanol	Tetraciclina
Apomorfina	Difenhidramina	Ácido nalidixico	Tetrahidrocortisona,
Aspartamo	Etil-p-aminobenzoato	Naproxeno	3-acetato
Atropina	□-Estradiol	Niamidica	Tetrahidrocortisona
Ácido bencilico	Estrona-3-sulfato	Nifedipina	Tetrahidrozolina
Ácido benzoico	Eritromicina	Noretindrona	Tiamina
Bilirrubina	Fenoprofeno	Noscapina	Tioridazina
d,l-Bromfeniramina	Furosemida	d,l-Octapamina	d,l-Tirosina
Cannabidiol	Ácido gentísico	Ácido oxálico	Tolbutamida
Hidrato de cloral	Hemoglobina	Ácido oxalónico	Triamtereno
Cloranfenicol	Hidralazina	Oximetazolina	Trifluoperazina
Clorotiazida	Hidrocortisizida	Penicilina-G	Triamtoprima
d,l-Clorfeniramina	Hidrocortisona	Perfenazina	d,l-Triptófano
Clorpromazina	ácido o-Hidroxihipúrico	Fenelzina	Ácido úrico
Colesterol	3-Hidroxitiramina	Prednisona	Verapamilo
Clonidine	d,l-Isoproterenol		

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE ALCOHOL

El límite de detección de la prueba rápida de alcohol en orina es de 0.02% a 0.30% para el nivel relativo aproximado de alcohol en sangre.El nivel límite de la prueba rápida de alcohol en orina puede variar en función de las normativas y leyes locales.Los resultados de la prueba se pueden comparar con los niveles de referencia utilizando la tabla de colores que se incluye en el envase de aluminio.

ESPECIFICIDAD DEL ENSAYO PARA ALCOHOL

La prueba rápida de alcohol en orina reaccionará con el metilo, el etilo y los alcoholes alílicos.

SUSTANCIAS QUE INTERFIEREN CON EL ALCOHOL

Las siguientes sustancias pueden interferir con la prueba rápida de alcohol en orina cuando se utilizan mue-stras distintas a la orina.Las sustancias mencionadas no aparecen normalmente en cantidades suficientes en la orina como para interferir en la prueba.

• Agentes que potencian el desarrollo del color

• Peroxidadas

• Oxidantes fuertes

• Agentes que inhiben el desarrollo del color

• Agentes reductores:Ácido ascórbico, Ácido tánico, Pirogalol, Mercaptanos y tosilitos,

Ácido oxálico, ácido úrico

• Bilirrubina

• L-metildopa

• L-dopa

• Metampirona

BIBLIOGRAFÍA

1.Tietz NW.Textbook of Clinical Chemistry.W.B.Saunders Company.1986; 1735.

2.B. Cody, J.T., "Specimen Adulteration in drug urinalysis.Forensic Sci.Rev., 1990, 2:63.

3.C. Tsai, S.C. et.al., J. Anal.Toxicol.1998; 22 (6):474

4.Hawks RL, CN Chiang.Urine Testing for Drugs of Abuse.National Institute for Drug Abuse (NIDA),Research Monograph 73, 1986.

5.Baselt RC.Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man.6th Ed.Biomedical Publ., Foster City,CA.2002.

Índice de símbolos			
	Consulte las instrucciones de uso o consulte las instrucciones electrónicas de uso		Contiene cantidad suficiente para <n> pruebas
	Producto sanitario para uso diagnóstico in vitro		Código de lote
	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea		Fecha de caducidad
	No utilizar si el paquete está dañado y consultar las instrucciones de uso		Fabricante
	Limites de temperatura		Número de catálogo
	No reutilizar		Precaución

	Hangzhou AII Test Biotech Co.,Ltd. #550 Yinhai Street Hangzhou Economic & Technological Development Area Hangzhou, 310018 P.R. China Web: www.aalltests.com.cn Email: info@aalltests.com.cn		
			MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany

PORTUGUÊS

Teste de painel rápido de despistagem de drogas, múltiplas drogas X(2-20) com/sem adulteração (Urina)

Folheto informativo

Folha de instruções para o teste de qualquer combinação das seguintes drogas:

ACE/AMP/BAR/BZO/ BUP/CO C/THC/MTD/MET/MDMA/MOP/MOL/OPI/PCP/PPX/TCA/TML(TRA)/KET/OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6-MAM/MDA/ETG/CLO/LSD/MPD/ZOL/MEP/MDPV/DIA/ZOP/MCAT/7-ACL/CAF/CFYL/CAT/TRO/ALP/PGB/ZAL/MPRD/CNB/GAB/TZD/CAR/ABP(K3)/QTP/FLX/UR-144(K4)/KRA/TL-D/α-PVP/MES/PAP/CIT/ FKET/OZP/RPD/TAP/NNB/SCOP/MTZ/HMO/ETO/ALC

Incluindo teste da validade das amostras (S.V.T.) para:

Oxidantes/PCC, gravidade específica, pH, nitrito, glutaraldeído, creatinina e lixívia

Um teste rápido para a deteção simultânea e qualitativa de múltiplas drogas e metabólitos de drogas na urina humana.Para profissionais de saúde, incluindo profissionais nos locais do ponto de cuidados.Imuno-ensaio apenas para utilização em diagnóstico in vitro.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Teste de Painel Rápido de Despistagem de Múltiplas Drogas consiste num imunoensaio cromatográfico rápido para a deteção qualitativa de múltiplas drogas e metabólitos de drogas na urina humana, às concen-trações-limite seguintes:

As configurações do Teste de Painel Rápido de Despistagem de Múltiplas Drogas traz qualquer combinação dos analitos das drogas listadas acima com ou sem S.V.T.Este ensaio fornece apenas um resultado de teste preliminar.Deve ser usado um método químico alternativo mais específico com vista à obtenção de um resultado analítico confirmado.A cromatografia gasosa/espectroscopia de massa (CG/EM) é o método de confirmação preferido.Deve aplicar-se a consideração clínica e o juízo profissional a qualquer resultado de teste de droga recreativa, em particular, quando forem indicados resultados positivos preliminares.

RESUMO DA ADULTERAÇÃO

A adulteração consiste na manipulação de uma amostra de urina com a intenção de alterar os resultados de um teste.A utilização de adulterantes pode originar resultados falsos negativos nos testes de despistagem de drogas ao interferirem com o teste de rastreio e/ou ao destruírem a droga presente na urina.Também pode ser empregue diluição numa tentativa de produzir resultados de teste de despistagem de drogas falsos negativos.

Uma das melhores formas de testar a adulteração ou a diluição é determinar certas características da urina tais como o pH, a gravidade específica e a creatinina, e detetar a presença de oxidantes/PCC, nitritos ou glutaraldeído na urina.

PRINCÍPIO (PARA TESTES DE DROGAS RECREATIVAS À EXCEÇÃO DE ÁLCOOL)

Durante o teste, a amostra de urina migra para cima por ação capilar.Uma droga, se presente na amostra de urina abaixo da concentração-limite, não irá saturar os locais de ligação do anticorpo específico.O anticorpo irá então reagir com o conjugado droga-proteína e surgirá uma linha colorida visível na região de teste da tira da droga específica.A presença da droga acima da concentração-limite irá saturar os locais de ligação do anticorpo.Por conseguinte, a linha colorida não se irá formar na região de teste.

Uma amostra de urina positiva para droga não irá gerar uma linha colorida na região de teste específica da tira devido à competição da droga, enquanto uma amostra de urina negativa para droga irá gerar uma linha na região de teste devido à ausência de competição da droga.

Para servir como um controlo do procedimento, uma linha colorida irá sempre aparecer na região de contro-lo, a indicar que foi adicionado um volume de amostra adequado e que ocorreu a absorção da membrana.

PRINCÍPIO DE ADULTERAÇÃO

Oxidantes/PCC (Clorocromato de piridínio) testa a presença de agentes oxidantes tais como lixívia e peróxido de hidrógeno.O clorocromato de piridínio (vendido sob o nome comercial Urine Luck) consiste num adulterante commumente utilizado.2 A urina humana normal não deverá conter oxidantes de PCC.

A gravidade específica testa a diluição da amostra.O intervalo normal é de 1,003 a 1,030.Os valores fora deste intervalo podem ser o resultado da diluição ou da adulteração da amostra.

O pH testa a presença de adulterantes ácidos ou alcalinos na urina.Os níveis de pH normais devem estar no intervalo de 4,0 a 9,0.Os valores fora deste intervalo podem indicar que a amostra foi alterada.

O nitrito testa quanto a adulterantes comerciais commumente utilizados tais como Klear e Whizzies.Funcio-nam oxidando o principal metabólito canabinoide THC-COOH.3 A urina normal não deverá conter vestígios de nitrito.Resultados positivos geralmente indicam a presença de um adulterante.

O glutaraldeído testa a presença de um aldeído.Adulterantes tais como Urin Aid e Clear Choice cont

- * Teste de painéis
- * Folheto informativo
- * Gráfico de cores de adulteração (quando aplicável)
- Materiais necessários mas não fornecidos
- * Temporizador
- * Recipientes de colheita de amostras

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Permitir que o teste, a amostra de urina *e*/ou os controlos atinjam a temperatura ambiente (15-30°C) antes de testar.

1.Coloque a bolsa à temperatura ambiente antes de a abrir.Remova o teste de painel da bolsa selada e use-o dentro de uma hora.

2.Remova a tampa.

3.Com a seta a apontar para a amostra de urina, submerja o teste de painel na vertical na amostra de urina durante pelo menos 10 a 15 segundos.Submerja a vareta a pelo menos o nível das linhas onduladas, mas não acima da seta no teste de painel.

4.Substitua a tampa e coloque o teste de painel numa superfície plana não absorvente.

5.Ative o temporizador e aguarde que a linha(s) colorida apareça.

6.Leia as tiras de adulteração e a tira de álcool entre 3 a 5 minutos de acordo com o gráfico de cores forneci-do em separado/na bolsa de alumínio.Para orientações sobre amostras adulteradas, consulte a sua Política Livre de Drogas.Recomenda-se não interpretar os resultados do teste de despistagem de drogas e repetir o teste de urina ou colher outra amostra em caso de resultado positivo para qualquer teste de adulteração.

7.O resultado da tira de droga deve ser lido aos 5 minutos.Não interprete o resultado após 10 minutos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

(Consulte a ilustração)

NEGATIVO:* Uma linha colorida aparece na região de controlo (C) e outra linha colorida aparece na região de teste (T).Este resultado negativo significa que as concentrações na amostra de urina estão abaixo dos níveis mínimos para uma droga particular testada.

*NOTA:A tonalidade da linha(s) colorida na região de teste (T) pode variar.O resultado deve ser considerado negativo sempre que haja uma linha nem que seja ténue.

POSITIVO:Uma linha colorida aparece na região de controlo (C) e nenhuma linha aparece na região de teste (T).O resultado positivo significa que a concentração da droga na amostra de urina é superior ao limite mínimo designado para uma droga específica.

INVÁLIDO:Nenhuma linha aparece na região de controlo (C).Um volume de amostra insuficiente ou técnic-as procedimentais incorretas são as razões mais prováveis para o não aparecimento da linha de controlo. Leia novamente as instruções e repita o teste com um novo teste.Se o resultado continuar a ser inválido, contacte o fabricante.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS (S.V.T/ADULTERAÇÃO)

(Consulte o gráfico de cores)


Os resultados semiquantitativos são obtidos pela comparação visual dos blocos de cores da reação na tira com os blocos de cores impressos no gráfico de cores.Não são necessários instrumentos.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS (TIRA DE ALCÓOL)

Negativo:Quase não há alteração da cor ao comparar com o fundo.O resultado negativo indica que o nível de álcool na urina é superior a 0,02%.

Positivo:Uma cor distinta revelada em toda a almofada.O resultado positivo indica que a concentração do álcool na urina é de 0,02% ou superior.

Inválido:O teste deve ser considerado inválido se só a margem da almofada de reação ficar colorida, inválido isto dever-se a amostragem insuficiente.O indivíduo deverá repetir o teste.Além disso, se a almofada de cor apresentar cor azul antes de aplicar a amostra de urina, não use o teste.



CONTROLO DE QUALIDADE

Um controlo do procedimento vem incluído no teste.A linha que aparece na região de controlo (C) é considerada um controlo interno do procedimento.Confirma volume de amostra suficiente, absorção adequada da membrana e técnica de procedimento correta.Os standards de controlo não são fornecidos com este kit.No entanto, recomenda-se que os controlos positivos e negativos sejam testados segundo as boas práticas laboratoriais para confirmar o procedimento de teste e verificar o desempenho adequado do mesmo.

LIMITAÇÕES

1.O Teste de Painel Rápido de Despistagem de Múltiplas Drogas fornece apenas u m resultado preliminar, qualitativo. Deve ser usado um método analítico secundário para obtenção de um resultado confirmado.A cromatografia gasosa/ espectroscopia de massa (CG/EM) é o método de confirmação de eleição.4,5

2.Existe a possibilidade que erros técnicos ou de procedimento, bem como substâncias interferentes na amostra de urina causem resultados erróneos.

3.Adulterantes, tais como lixívia e/ou alu,m, em amostras de urina, podem produzir resultados erróneos independentemente do método analítico usado.Em caso se suspeita de adulteração, o teste deve ser repetido com outra amostra de urina.

4.Um resultado positivo não indica o nível de intoxicação, a via de administração ou a concentração na urina.

5.Um resultado negativo não indica necessariamente uma urina livre de drogas.Podem ser obtidos resultados negati-vos quando a droga está presente abaixo do nível de limite mínimo do teste.

6.Este teste não distingue entre drogas recreativas e certos medicamentos.

7.Um teste positivo pode ser obtido através de certos alimentos ou suplementos alimentares.

LIMITAÇÕES DE S.V.T/ADULTERAÇÃO

1.Os testes de adulteração incluídos com o produto destinam-se a servir de auxílio para a determinação de amostras anómalas.Embora abrangentes, estes testes não se destinam a ser uma representação completa dos possíveis adul-terantes.

2.Oxidantes/PCC:A urina humana normal não deve conter oxidantes ou PCC.A presença de níveis altos de antioxidan-tes na amostra, tais como ácido ascórbico, pode originar resultados falsos negativos para a almofada de oxidantes/ PCC.

3.Gravidade específica:Níveis elevados de proteína na urina podem originar valores de gravidade específica anor-malmente elevados.

4.Nitrito:O nitrito não é um componente normal da urina humana.No entanto, a deteção de nitrito na urina pode indicar infeções do trato urinário ou bacterianas.Níveis de nitrito <20 mg/dL podem produzir resultados de glutaraldeído falsos positivos.

5.Glutaraldeído: não é normalmente encontrado na urina.No entanto, certas anomalias metabólicas tais como ce-tuocidose (jejum, diabetes não controlada ou dietas ricas em proteína) podem interferir com os resultados do teste.

6.Creatinina:Os níveis de creatinina normais são entre 20 e 350 mg/dL.Em condições raras, certas doenças renais podem apresentar urina diluída.

7.Lixívia:A urina humana normal não deve conter lixívia.A presença de altos níveis de lixívia na amostra pode resultar em resultados falsos negativos para a almofada de lixívia.

8. pH: Os níveis de pH normais são entre 4,0 e 9,0.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Precisão

% Concordância com CG/EM

Concordância positiva

Concordância negativa

Resultados totais

% Concordância com o kit comercial

Precisão

Um estudo foi realizado em três hospitais usando três lotes diferentes de produto para demonstrar a precisão dentro da execução, entre execuções e entre operadores.Um cartão idêntico de amostras codificadas, contendo drogas a concentrações negativas, de 50% E 25% do limite mínimo foi etiquetado, ocultado e testado em cada centro.Os re-sultados apresentaram □75% de precisão na amostra com limite mínimo de ±25% e 100% de precisão nas amostras negativas e com nível de limite mínimo de ±50%.

Sensibilidade analítica

Um conjunto de urina isenta de drogas foi reforçado com drogas às concentrações listadas.Os resultados estão re-sumidos em seguida.

Intervalo de limite mínimo de concentração da droga

Limite mínimo

Especificidade analítica

A tabela seguinte lista as concentrações dos compostos (ng/mL) que são detetados como positivos na urina pelo Teste Rápido de Despistagem de Múltiplas Drogas aos 5 minutos

Análitos

conc. (ng/mL)

Efeito da gravidade específica urinária

Quinze (15) amostras de urina a intervalos de gravidade específica normais, altos e baixos (1,005-1,045) foram re-forçadas com drogas a 50% abaixo e 50% acima dos níveis-limite, respetivamente.O Teste Rápido de Despistagem de Múltiplas Drogas foi testado em duplicado usando quinze amostras de urina isentas de drogas e de urina reforçada. Os resultados demonstram que intervalos variáveis de gravidade específica urinária não afetam os resultados do teste.

Efeito do pH urinário O pH de um conjunto de urina negativo alíquotado foi ajustado para um intervalo de pH de 5 a 9 em incrementos de 1 unidade de pH e reforçado com drogas a 50% abaixo e 50% acima dos níveis-limite.A urina reforçada, ajustada para o PH foi testada com o Teste Rápido de Despistagem de Múltiplas Drogas.Os resultados demonstram que intervalos variáveis de pH não interferem com o desempenho do teste.

Reatividade cruzada

Foi realizado um estudo para determinar a reatividade cruzada do teste com compostos de urina isenta de drogas ou urina positiva para drogas contendo as substâncias calibradoras relacionadas.Os compostos seguintes não mostra-ram reatividade cruzada quando testados com o Teste Rápido de Despistagem de Múltiplas Drogas a uma concen-tração de 100 µg/mL

Compostos sem reatividade cruzada		
Acetofenetidina	Cortisona	Zomepirac
N-acetilprocainamida	Creatinina	Ketoprofeno
Ácido acetilsalicílico	Desoxicorticosterona	Labeltolol
Aminopirina	Dextrometorfano	Loperamida
Amoxicilina	Diclofenaco	Meprobamate
Ampicilina	Diffunisal	Isoxsuprina
I-Ácido ascórbico	Digoxina	d,l-Propanolol
Apomorfina	Difenidramina	Ácido nalidixico
Aspartame	Etil-p-aminobenzoato	Naproxeno
Atropina	□-Estradiol	Niacinamida
Ácido benzílico	Ácido benzílico	Estrone-3-sulfato
Ácido benzoico	Entromicina	Norelindrona
Bilirrubina	Fenoprofen	Noscapina
d,l-bromfeniramina	Furosemida	d,l-Octopamina
Canabidiol	Ácido gentísico	Ácido oxálico
Hidrato de cloral	Hemoglobina	Ácido oxalínico
Cloramfenicol	Hidralazina	Oximetazolina
Clorotiazida	Hidroclorotiazida	Penicilina-G
d,l-clorfeniramina	Hidrocortisona	Perfenazina
CLorpromazina	Ácido o-hidroxiipúrico	Fenelzina
Colecterol	3-hidroxitiramina	Prednisona
Clonidine	d,l-Isoproterenol	

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO ALCÓOL

O limite de deteção no Teste Rápido de Despistagem de Álcool na Urina é de 0,02% a 0,30% para o nível de álcool no sangue relativo aproximado.O nível-limite do Teste Rápido de Despistagem de Álcool na Urina pode variar consoante as leis e os regulamentos locais.Os resultados do teste podem ser comparados com os níveis de referência no gráfico de cores no folheto informativo.

ESPECIFICIDADE DO ENSAIO DE ALCÓOL

O Teste Rápido de Despistagem de Álcool na Urina irá reagir com os álcoois metílico, etílico e alílico.

SUBSTÂNCIAS INTERFERENTES COM O ALCÓOL

As seguintes substâncias podem interferir com o Teste Rápido de Despistagem de Álcool na Urina quando forem usadas amostras que não de urina.As substâncias designadas normalmente não estão presentes em quantidade suficiente na urina para interferir com o teste.

A. Agentes que potenciam a revelação da cor

- Peroxidases

- Oxidantes fortes

B. Agentes que inibem a revelação da cor

- Agentes redutores:Ácido ascórbico, ácido tânico, pirogalol, mercaptanos e tosilatos,

Ácido oxálico, ácido úrico

- Bilirrubina

- L-metildopa

- L-dopa

- Metanfriona

BIBLIOGRAFIA

1.Tietz NW.Textbook of Clinical Chemistry.W.B.Saunders Company.1986-1735.

2.B. Cody, J.T., “Specimen Adulteration in drug urinalysis.Forensic Sci.Rev., 1990, 2:63.

3.C. Tsai, S.C. et.al., J. Anal.Toxicol.1998; 22 (6):474

4.Hawks RL, CN Chiang.Urine Testing for Drugs of Abuse.National Institute for Drug Abuse (NIDA),Resear- ch Monograph 73, 1986. 5.Baselt RC.Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man.6th Ed.Biomedical Publ., Foster City,CA 2002.

	Consulte as instruções de utilização ou consulte as instruções de utilização eletrónicas		Contém suficiente para <n> testes
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro		Código do lote
	Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia		Data de validade
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização		Fabricante
	Limite de temperatura		Número de catálogo
	Não reutilizar		Cuidado

	Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd. #550 Yinhai Street Hangzhou Economic & Technological Development Area Hangzhou, 311018 P.R. China Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn		
			MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

DEUTSCH

Multi-Drogen-Schnelltest-Panel X(2,20) mit/ohne Verfälschungserkennung (Urin) Verpackungsinhalt

Anleitungen zum Testen aller Kombinationen der folgenden Drogen:

ACE/AMP/BAR/BZO/BUP/COC/THC/MTD/MET/MDMA/MOP/MQL/OPI/PCP/PPX/TCA/TML(TRA)/KET/OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6-MAM/MDA/ETG/CLO/LSD/MPD/ZOL/MEP/MDPV/DIA/ZOP/MCA/IT7-ACL/CAF/CFYL/CAT/TRO/ALP/GB/ZAL/MPRD/CNB/GAB/TZD/CAR/ABP(K3)/QTP/FLX/UR-144(K4)(K)KRA/TLD/g-PVP/MES/PAP/CIT/FKET/OZP/RPD/TAP/IND/SCOP/MTZ/HMO/ETO/ALC

Einschließlich Testvaliditätstests (S.V.T.) für:

Oxidationsmittel/PCC, relative Dichte, pH-Wert, Nitrit, Glutaraldehyd, Kreatinin und Bleichmittel

Ein Schnelltest zum gleichzeitigen qualitativen Nachweis mehrerer Drogen und Drogenmetaboliten im menschlichen Urin.Für medizinisches Fachpersonal, einschließlich Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen.Immuntest nur für die In-vi-tro-Diagnostik.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Multi-Drogen-Schnelltest-Panel ist ein chromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis verschiede-ner Drogen und Drogenmetaboliten im menschlichen Urin bei folgenden Cut-off-Konzentrationen:

Die Konfigurationen des Multi-Drogen-Schnelltest-Panels umfassen beliebige Kombinationen der oben aufgeführten Drogenanalytiken, mit oder ohne S.V.T.Dieser Test liefert nur eine vorläufiges Testergebnis.Um ein bestätigtes Analy-seergebnis zu erhalten, muss eine spezifischere alternative chemische Methode angewendet werden.Die bevorzug-te Bestätigungsmethode ist die Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC/MS).Bei allen Drogentests sollten klinische Überlegungen und professionelles Urteilsvermögen zum Tragen kommen, insbesondere wenn vorläufige positive Ergebnisse angezeigt werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER VERFÄLSCHUNGEN

Eine Verfälschung ist die Manipulation einer Urinprobe, mit der Absicht die Testergebnisse zu verändern.Die Verwen-dung von Mitteln zur Verfälschung kann zu falschen negativen Drogentestergebnissen führen und/oder die im Urin vorhandenen Drogen zerstören.Es kann auch eine Verdünnung genutzt werden, um falsche negative Drogente-stergebnisse zu erhalten. Eine der besten Methoden zur Feststellung einer Verfälschung oder Verdünnung, ist die Bestimmung bestimmter Urineigenschaften, wie pH-Wert, relative Dichte und Kreatinin, sowie der Nachweis von Oxidationsmitteln/PCC, Nitriten oder Glutaraldehyd im Urin.

PRINZIP (FÜR DOA-TESTS OHNE ALKOHOL)

Während des Tests steigt eine Urinprobe durch Kapillarwirkung nach oben.Eine Urinprobe in der die Drogenkonzen-tration unterhalb der Nachweisgrenze liegt, blockiert nicht die Bindestellen des jeweiligen spezifischen Antikörpers. Der Antikörper reagiert dann mit dem Drogen-Protein-Komplex und erzeugt eine sichtbare farbige Linie im Testbereich des spezifischen Drogentests.Bei Vorhandensein einer Droge oberhalb der Nachweisgrenze werden alle Bindestellen der Antikörper saturiert.Aus diesem Grund bildet sich keine farbige Linie im Testbereich. Bei einer drogenpositiven Urinprobe, ist aufgrund der kompetitiven Drogenbindung keine farbige Linie im spezifischen Testbereich des Teststrei-fens zu sehen, während eine drogennegative Urinprobe, im Testbereich eine farbige Linie erzeugt, da die kompetitive Drogenbindung fehlt. Als Verfahrenskontrolle erscheint stets eine farbige Linie im Kontrollbereich, die anzeigt, dass die hinzugefügte Probenmenge ausreichend war und die Membran die vorgesehene Kapillarwirkung entfaltet hat.

PRINZIP DER VERFÄLSCHUNG

Oxidationsmittel/PCC (Pyridiniumchlorochromat) -Tests dienen zum Nachweis von Oxidationsmitteln, wie Bleichmit-tel oder Wasserstoffperoxid.Pyridiniumchlorochromat (unter dem Markennamen Urine Luck verkauft) ist ein häufig verwendetes Verfälschungsmittel.2 Normaler menschlicher Urin sollte keine PCC-Oxidanten enthalten. Tests der spez-ifischen Dichte zur Feststellung einer Verdünnung der Probe.Der normale Bereich liegt zwischen 1,003 und 1 ,030. Werte außerhalb dieses Bereichs können auf eine Verdünnung oder Verfälschung der Probe hindeuten. pH -Tests zum Nachweis von sauren oder alkalischen Verfälschungsmitteln im Urin.Der normale pH-Wert sollte zwischen 4,0 und 9,0 liegen.Werte außerhalb dieses Bereichs können darauf hindeuten, dass die Probe verfälscht wurde. Nitrittests für häufig verwendete handelsübliche Verfälschungsmittel, wie Klear und Whizzies.Sie wirken durch Oxidation des wichtigsten Cannabinoid-Metaboliten THC-COOH.3. Normaler Urin sollte keine Spuren von Nitrit enthalten.Positive Ergebnisse deuten in der Regel auf das Vorhandensein eines Verfälschungsmittels hin. Glutaraldehyd -Tests, testen auf Vorhandensein eines Aldehyds.Verfälschungsmittel wie Urin Aid und Clear Choice enthalten Glutaraldehyd, das durch Störung des in einigen Immunoassay-Tests verwendeten Enzyms zu falsch negativen Ergebnissen führen kann.3 Glutaraldehyd kommt normalerweise nicht im Urin vor, daher ist der Nachweis von Glutaraldehyd in einer Urinprobe in der Regel ein Hinweis auf eine Verfälschung. Kreatinin ist ein Abfallprodukt von Kreatin, einer Amino-säure, die im Muskelgewebe enthalten ist und im Urin vorkommt.1 Eine Person kann versuchen, einen Test zu verfälschen, indem sie sehr viel Wasser oder Diuretika, wie Kräutertees trinkt, um ihr System "zu spülen".Kreatinin und das spezifische Gewicht sind zwei Möglichkeiten, um zu prüfen, ob Verdünnungen oder Spülungen vorhanden sind, bei denen es sich um die häufigsten Mechanismen handelt, mit denen man versucht, Drogentests zu verfälschen. Niedrige Kreatinin- und spezifische Gewichtswerte können auf verdünnten Urin hinweisen.Das Fehlen von Kreatinin (<5 mg/dL) deutet darauf hin, dass die Probe nicht mit menschlichem Urin übereinstimmt. Bleichmittelltests zum Na-chweisen von Bleichmitteln.Bei Bleichmitteln handelt es sich um eine Reihe von Chemikalien, die Farben entfernen, aufhellen oder desinfizieren, häufig durch Oxidation. Bleichmittel werden als Haushaltschemikalien zum Aufhellen von Kleidung und zum Entfernen von Flecken, sowie als Desinfektionsmittel verwendet.Normaler menschlicher Urin sollte keine Bleichmittel enthalten.

PRINZIP (FÜR ALKOHOL)

Der Urin-Alkohol-Schnelltest-Panel besteht aus einem Kunststoffstreifen, mit einem Reaktions-Pad an der Spitze.Bei Kontakt mit Alkohol verändert das Reaktions-Pad seine Farbe, abhängig von der Alkoholkonzentration.Dies basiert auf der hohen Spezifität der Alkoholoxidase für Ethylalkohol in Gegenwart von Peroxidase und Enzymsubstrat wie TMB.

REAGENZIEN (FÜR DOA-TESTS OHNE ALKOHOL)

Jede Testlinie enthält an einen monoklonalen Maus-Antikörper gekoppelte Partikel und entsprechende Drogen-Pro-teinkonjugate.Die Kontrolllinie enthält polyklonale Ziegen-Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper und Kaninchen-IgG.

REAGENZIEN (FÜR ALKOHOL)

Tetramethylbenzidin, Alkoholoxidase, Peroxidase

Adulteration pad	Reactive indicator	Buffers and non-reactive ingredients
Creatinine	0.04%	99.96%
Nitrite	0.07%	99.93%
Bleach	0.39%	99.61%
Glutaraldehyde	0.02%	99.98%
pH	0.06%	99.94%
Specific Gravity	0.25%	99.75%
Oxidants/PCC	0.36%	99.64%

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Für medizinisches Fachpersonal, einschließlich Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen.

- Immunoassay nur für die In-vitro-Diagnostik.Der Test sollte bis zur Verwendung in der versiegelten Verpackung verbleiben.

- Alle Proben sind als potenziell gefährlich einzustufen und wie Infektionserreger zu behandeln.

- Der gebrauchte Test sollte gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

In der versiegelten Verpackung bei Temperaturen zwischen 2-30°C lagern. Der Test ist bis zum Ablaufdatum, das auf der versiegelten Verpackung gedruckt ist, stabil.Der Test muss bis zur Verwendung in der versiegelten Verpackung verbleiben.NICHT EINFRIEREN.Nicht nach dem Fallsdatum verwenden.

PROBENAHME UND VORBEREITUNG

Urintest

Die Urinprobe sollte in einem sauberen und trockenen Behälter aufgefangen werden.Es kann zu jeder Uhrzeit gesam-melter Urin verwendet werden.Urinproben, die sichtbare Niederschläge aufweisen, sollten zentrifugiert oder gefiltert werden oder man wartet auf die Absetzung, um für die Untersuchung eine klare Probe zu erhalten.

Lagerung der Probe

Urinproben können vor der Untersuchung bis zu 48 Stunden bei 2-8°C gelagert werden.Für längere Lagerungen können die Proben eingefroren und bei unter -20°C gelagert werden. Gefrorene Proben sollten vor der Untersuchung aufgetaut und gut gemischt werden.Bei der Untersuchung mit S.V.T.-Karten oder Alkohol sollten Urinproben vor der Untersuchung nicht länger als 2 Stunden bei Raumtemperatur oder 4 Stunden im Kühlschrank gelagert werden.

MATERIALIEN

Mitgeliefertes Material

- Test-Panels

- Beipackzettel

- Farbkarte für Verfälschungen (falls zutreffend)

Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien

- Timer

- Probenentnahmebehälter

GeBRAUCHSANWEISUNGEN

Lassen Sie den Test, die Urinprobe und/oder Kontrollen vor der Durchführung des Tests Raumtemperatur (15-30°C) erreichen.

1.Bringen Sie den Beutel vor dem Öffnen auf Raumtemperatur.Nehmen Sie den Test-Panel aus dem versiegelten Beutel und verwenden Sie ihn innerhalb einer Stunde.

2.Die Kappe entfernen.

3.Halten Sie den Pfeil in Richtung der Urinprobe und tauchen Sie den Test-Panel mindestens 10 bis 15 Sekunden senkrecht in die Urinprobe ein.Tauchen Sie den Teststreifen mindestens bis zur Höhe der Wellenlinien ein, nicht aber über den Pfeil auf dem Test-Panel hinaus.

4.Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie den Test-Panel auf eine saugfähige, ebene Oberfläche.

5.Starten Sie den Timer und warten Sie, bis die farbige Linie(n) erscheint/en.

6.Lesen Sie nach 3-5 Minuten die Streifen für Verfälschungen und den Alkoholstreifen gemäß der separat gelieferten/ auf dem Folienbeutel dargestellten Farbtabelle ab.Richtlinien zu verfälschten Proben finden Sie in Ihrer Richtlinie zur Drogenfreiheit.Falls ein bei einem Verfälschungstest ein positives Ergebnis vorliegen sollte, empfehlen wir, die Ergebnisse des Drogentests nicht zu interpretieren und entweder den Urin erneut zu testen oder eine weitere Urin-probe zu nehmen.

7.Das Ergebnis des Teststreifens sollte nach 5 Minuten abgelesen werden.Das Ergebnis nicht nach 10 Minuten in-terpretieren.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

(siehe Abbildung)

Dołączone materiały

- * Testy panelowe
- * Ulotka dołączona do opakowania

* Tabela kolorów do wykrywania zafalszowania (tam gdzie zostało to przewidziane)

Materiały wymagane, lecz nie dołączone

* Timer

* Pojemniki do zebrania próbki

SPÓSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do badania poczekać aż test, próbka moczu i/lub próbki kontrolne osiągną tempera-turę pokojową (15-30°C).

1. Przed otwarciem, poczekać aż szaszelka osiągnie temperaturę pokojową. Wyjąć panel testowy za-pieczątowanego opakowania i przeprowadzić test w przeciągu jednej godziny.

2. Usunąć pokrywkę.

3. Zwracając strzałkę w stronę próbki moczu, zanurzyć panel testowy pionowo w próbce moczu na co najmniej 10 do 15 sekund. Zanurzyć pasek testowy co najmniej do poziomu falistych linii, lecz nie powyżej strzałki na panelu testowym.

4. Ponownie złożyć pokrywkę i umieścić panel testowy na płaskiej niechłonnej powierzchni.

5. Włączyć timer i poczekać na pojawienie się kolorowej(ych) linii.

6. Paski do wykrywania zafalszowania i pasek na obecność alkoholu odczytać w przeciągu 3-5 minut w odniesieniu do tabeli kolorów dostarczanej oddzielnie/wskazanej na foliowej szaszelce. Zapoznać się z obowiązującą polityką antynarkotykową w celu uzyskania wytycznych dotyczących zafalszowania próbek. Zaleca się, aby nie interpretować wyników testu na obecność narkotyków i, w przypadku jakiegokolwiek dodatkowego wyniku testu na zafalszowanie, ponownie przebadac mocz lub pobrać nową próbkę.

7. Wynik paska na obecność narkotyków należy odczytać w przeciągu 5 minut. Nie interpretować wyniku po upływie 10 minut.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

(Odnieść się do ilustracji)

UJEMNY:* Jedna kolorowa linia pojawia się w strefie kontrolnej (C) i jedna kolorowa linia pojawia się w strefie testowej (T). Taki ujemny wynik oznacza, że stężenia w próbce moczu są niższe od wartości granicznych dla określonego narkotyku.

*UWAGA: Odcień kolorowej(ych) linii w strefie testowej (T) może się różnić. Wynik należy uznać za ujemny także jeżeli linia jest słabo widoczna.

DODATNI: W strefie kontrolnej (C) pojawia się kolorowa linia, natomiast w strefie testowej (T) nie pojawia się żadna linia. Wynik dodatni oznacza, że stężenie narkotyku w próbce moczu jest wyższe niż wartość graniczna ustalona dla określonego narkotyku.

NIEWAŻNY: W strefie kontrolnej (C) nie pojawia się żadna linia. Najczęstszymi przyczynami niepojawienia się linii kontrolnej jest niewystarczająca objętość próbki lub nieprawidłowa technika wykonania badania. Ponownie przeczytać wskazania i powtórzyć badanie używając nowego testu. Jeżeli powtórzony test jest nadal nieważny, skontaktować się z producentem.

INTERPRETACJA WYNIKÓW (S.V.T./ZAFALSZOWANIE)

(Odnieść się do tabeli kolorów)


Wyniki półlościowe uzyskuje się poprzez wizualne porównanie zabarwionych pól odczynnikowych na pasku z drukowanymi blokami kolorów dostępnymi w tabeli. Nie jest wymagane użycie jakichkolwiek narzędzi.

INTERPRETACJA WYNIKÓW (PASEK NA OBECNOŚĆ ALKOHOLU)

Ujemny: Niemalże brak zmiany koloru w porównaniu do tła. Ujemny wynik wskazuje, że stężenie alkoholu w moczu jest niższe niż 0,02%.

Dodatni: Pasek zabarwił się wyraźnym kolorem. Wynik dodatni wskazuje, że stężenie alkoholu w moczu wynosi 0,02% lub więcej.

Nieważny: Test należy uznać za nieważny, jeżeli także tylko krawędź pola odczynnikowego zmieniła kolor, co może wynikać z niewystarczającej ilości próbki. Test należy wykonać ponownie. Ponadto, jeżeli kolor pola jest niebieski przed naniesieniem próbki moczu, testu nie należy używać.



KONTROLA JAKOŚCI

W teście przewidziana została kontrola proceduralna. Kolorowa linia występująca w obszarze kontrolnym (C) jest wewnętrzną kontrolą proceduralną. Potwierdza ona wystarczającą objętość próbki, prawidłowe nasączenie membrany i zastosowanie techniki wykonania testu. Zestaw nie zawiera standardów kontrolnych. Zaleca się jednak, aby w ramach dobrej praktyki laboratoryjnej przeprowadzić testy kontroli dodatnich i ujemnych, aby potwierdzić procedurę testową i upewnić się, że test działa prawidłowo.

OGRANICZENIA

1. Szybki test panelowy, wielonarkotykowy zapewnia jedynie jakościowy, wstępny wynik. W celu uzyskania potwierdzonego wyniku należy zastosować dodatkową metodę analityczną. Preferowaną metodą potwierdzającą jest chroma-tografia gazowa ze spektrometrią mas (GC/MS).4,5

2. Błędy techniczne lub proceduralne, a także substancje zakłócające obecne w próbce moczu mogą spowodować błędne wyniki.

3. Środki zafalszowujące, takie jak wybielacz i/lub alun, w próbkach moczu mogą powodować błędne wyniki niezależnie od zastosowanej metody analitycznej. Jeżeli podejrzenia się zafalszowanie, test należy powtórzyć z użyciem innej próbki moczu.

4. Wynik dodatni nie wskazuje poziomu lub stanu nietrzeźwości, drogi podania lub stężenia w moczu.

5. Wynik ujemny niekoniecznie musi wskazywać na próbkę niezawierającą narkotyku. Wyniki ujemne mogą być uzyskane, kiedy ilość narkotyk obecna w próbce jest niższa od poziomu granicznego.

6. Test nie zapewnia rozróżnienia między nadużyciem narkotyków a niektórymi lekami.

7. Wynik dodatni może się pojawić także w wyniku spożycia niektórych pokarmów lub suplementów diety.

OGRANICZENIA S.V.T./ZAFALSZOWANIA

1. Testy na zafalszowanie dołączone do produktu pomagają w wyznaczeniu nieprawidłowości w próbkach. Pomimo tego, że testy są wszechstronne, nie stanowią one „pełnego” zestawienia wszystkich możliwych substancji zafalsz-owujących.

2. Utleniaacze/PCC: U zdrowego człowieka mocz nie powinien zawierać śladów utleniaczy lub PCC. Obecność wy-sokiego stężenia przeciwtleniaczy w próbce, takich jak kwas askorbinowy, może prowadzić do uzyskania fałszywie ujemnych wyników na polu utleniaczy/PCC.

3. Ciężar właściwy: Podwyższone stężenie białka w moczu może powodować niepoprawnie wysokie wartości gęs-tości względnej.

4. Azotyn: U zdrowego człowieka mocz nie zawiera śladów azotynu. Jednakże, obecność azotynów w moczu może wskazywać na infekcje dróg moczowych lub zakażenia bakteryjne. Poziomy azotynu >20 mg/dL mogą powodować fałszywie dodatnie wyniki dla glutaardehydu.

5. Glutaaldehyd: normalnie nie występuje w moczu. Jednakże, niektóre zaburzenia metaboliczne, takie jak kwasica ketonowa (stosowanie postu, niekontrolowana cukrzyca lub diety wysokobiałkowe), mogą wpływać na wyniki testu.

6. Kreatynina: Normalny poziom kreatynyni mieści się w przedziale od 20 do 350 mg/dL. W rzadkich przypadkach

niektóre choroby nerek mogą powodować rozcieńczenie moczu.

7. Wybielacz: U zdrowego człowieka mocz nie powinien zawierać śladów wybielacza. Obecność wysokiego stężenia wybielacza w próbce może spowodować fałszywie ujemne wyniki w polu wybielacza.

8. pH: Normalny poziom pH wynosi od 4.0 do 9.0.

CHARAKTERYSTYKA SKUTECZNOŚCI

Dokładność

% zgodności z GC/MS

Zgodność pozytywna

Zgodność negatywna

Wyniki łączne

% zgodności z komercyjnym zestawem testowym

Precyzja

Badanie przeprowadzono w trzech szpitalach, wykorzystując trzy różne partie produktu, w celu wykazania precyzyj wewnątrzseryjnej, międzyseryjnej oraz na poziomie operacyjnym. W każdej z placówek wykorzystana została taka sama karta z zakodowanymi próbkami, zawierająca narkotyki w stężeniu ujemnym, 50% i 25% poziomu granicznego, która została opatrzona etykietą, zablindowana i przetestowana. Uzyskane wyniki wykazały □75% dokładności w próbkach o stężeniu ±25% wartości granicznej oraz 100% dokładności w próbkach ujemnych i o stężeniu ±50% wartości granicznej.

Czułość analityczna

Do próbki moczu wolnego od narkotyków dodano narkotyki w podanych stężeniach. Wyniki zostały streszczone po-niej. Zakres stężeń granicznych narkotyków Graniczne Swoistość analityczna Poniższa tabela przedstawia stężenia związków (ng/mL) które są wykrywane jako dodatnie w moczu za pomocą szybkiego testu wielonarkotykowego po 5 minutach Stęż. analitów(ng/mL)Wpływ gęstości względnej moczu Do piętnastu (15) próbek moczu o normalnym, wysokim i niskim zakresie gęstości względnej (1.005-1.045) dodano narkotyki w ilości odpowiednio 50% poniżej i 50% powyżej poziomów granicznych. Szybki test wielonarkotykowy został przetestowany w podwojnym powtórzeniu, z zastosowaniem piętnastu próbek moczu wolnego od narkotyków i z zawartością narkotyków. Wyniki wskazują, że różne zakresy gęstości względnej moczu nie wpływają na wyniki testu.

Wpływ pH moczu

pH ujemnej próbki moczu o odpowiedniej objętości zostało wyregulowane do pH w zakresie od 5 do 9, w odstępach co 1 jednostkę pH, i następnie dodano do niej narkotyki w ilości 50% poniżej i 50% powyżej poziomów granicznych. Mocz z dodatkim narkotyku o wyregulowanym pH został zbadany za pomocą szybkiego testu wielonarkotykowego. Wyniki wskazują, że zmiany zakresów pH nie zakłócają skuteczności testu.

Reaktywność krzyżowa

Przeprowadzono badanie w celu określenia reaktywności krzyżowej testu ze związkami obecnymi w moczu wolnym od narkotyków lub w moczu dodatnim na narkotyki zawierającym wszystkie wskazane substancje wzorcowe. Wskazane związki nie wykazują reaktywności krzyżowej podczas testowania z użyciem szybkiego testu wielonarkotykowego przy stężeniu 100 µg/mL

	Związki nie powodujące reaktywności krzyżowej		
Acetofenetydyna	Kortyzon	Zomepirak	Chinidyna
N-acetylopokainamid	Kreatynina	Ketoprofen	Chinina
Kwas acetylosalicylowy	Deoksykortykosteron	Labelalol	Kwas salicylowy
Aminopiryna	Dekstrometorfan	Loperamid	Serotonina
Amoksylicyna	Diklofenak	Meprobamat	Sulfametazyna
Ampicylina	Diflunizal	Izoksupryna	Sulindac
Kwas L-askorbinowy	Digoksyna	D, L-propanolol	Tetracyklina
Apomorfina	Difenhydramina	Kwas nalidiksowy	Tetrahydrokortyzon,
Aspartam	Ethyl-p-aminobenzoesan	Naprosken	3-octan
Atropina	□-Estradiol	Niacynamid	Tetrahydrokortyzon
Kwas benzylowy	Estron-3-siarczan	Nifedypina	Tetrahydrozolina
Kwas benzenowsy	Erytromycyna	Noretyn-dron	Tiamina
Bilirubina	Fenoprofen	Noskapina	Tioridazyna
D,L-bromfeniramina	Furosemid	D, L-Oktopamina	L-Tyrozy-na
Kanabidol	Kwas gentyzynowy	Kwas szczawio-owy	Tolbutamid
Wodzian chlorału	Hemoglobina	Kwas askolinowy	Triamteren
Chloramfenikol	Hydralazyna	Oksymetazolina	Trifluoperazyna
Chlorotiazyd	Hydrochlortalazyd	Penicylina-G	Trimetoprim
D, L-chlorfeniramina	Hydrokortyzon	Perfenazyna	D, L-Tryptofan
Chlorpromazyna	Kwas o-hydroksyhippurowy	Fenelazyna	Kwas moczowy
Cholesterol	3-Hydroksy Tyramina	Prednizon	Werpamil
Clonidine	d-Isoproterenol		

CHARAKTERYSTYKA SKUTECZNOŚCI DLA ALKOHOLU

Granica wykrywalności w Szybkim teście na obecność alkoholu w moczu wynosi od 0,02% do 0,30% dla przybliżonego względnego stężenia alkoholu we krwi. Poziom graniczny w Szybkim teście na obecność alkoholu w moczu może się różnić w zależności od przepisów i regulacji lokalnych. Wyniki testu można porównać z wartościami referencyjnymi przy użyciu tabeli kolorów na foliowym opakowaniu.

SWOISTOŚĆ TESTU NA OBECNOŚĆ ALHOHOLU

Szybki test na obecność alkoholu w moczu reaguje z alkoholem metylowym, etylowym i alililowym.

SUBSTANCJE ZAKŁÓCAJĄCE TEST NA OBECNOŚĆ ALKOHOLU

Poniższe substancje mogą zakłócać działanie Szybkiego testu na obecność alkoholu w moczu gdy stosuje się próbki inne niż mocz. Wymienione substancje zazwyczaj nie występują w moczu w ilościach wystarczających, aby zakłócać wynik testu.

A. Czynniki wzmacniające rozwój koloru

• Peroksydzysy

• Silne utleniacze

B. Czynniki hamujące rozwój koloru

• Czynniki redukujące: Kwas askorbinowy, kwas taninowy, pirogallol, merkaptany i tosylany, kwas szczawio-owy, kwas moczowy

• Bilirubina

• L-metodylopa

• L-dopa

• Metamprion

BIBLIOGRAFIA

- Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735.
- B. Cody, J.T., "Specimen Adulteration in drug urinalysis. Forensic Sci. Rev., 1990, 2:63.
- C. Tsai, S.C. et.al., J. Anal. Toxicol. 1998; 22 (6): 474
- Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA),Research Monograph 73, 1986.
- Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Ed. Biomedical Publ., Foster City,CA 2002.

Indeks symboli			
	Zapoznać się z instrukcją używania lub z elektroniczną instrukcją używania		Zawiera ilość wystarczającą dla <na> testów
IVD	Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro	LOT	Codecie di lotto
EC REP	Upoważniony przedstawiciel w Wspólnocie Europejskiej/Unii Europejskiej		Termin przydatności
	Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone i przeczytać instrukcje używania		Producent
	Limit temperatury	REF	Numer katalogowy
	Nie używać ponownie		Przeostroga

	Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd. #550, Yinhai Street Hangzhou Economic & Technological Development Area Hangzhou, 310018 P.R. China Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn		
			MedNet EC-REP GmbH Bokstrasse 10, 48163 Münster, Germany

ROMÂNĂ

Test rapid multi-drog X(2-20) pentru medicamente cu/fără contaminare

(urină)

Prospect

Fișă de instrucțiuni pentru testarea oricărei combinații a următoarelor medicamente:

ACE/AMP/BAR/BZO/BUP/COG/THC/MTD/MET/MDMA/MOP/MQL/OPI/PCP/PPX/TCA/TML(TRA)/KET/OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6-MAM/MDA/ETG/CLO/LSD/MPD/ZOL/MEP/MDPV/DIA/ZOP/MCAT/7-ACL/CAF/CFYL/CAT/TRO/ALP/PGB/ZAL/MPRD/CNB/GAB/TZD/CAR/ABP(K3)QTP/FLX/UR-144(K4)/KRA/TL-D/a-PVP/MES/PAP/CIT/FKET/OZP/RPD/PAN/IND/SCOP/MTZ/HMO/ETO/ALC

Inclusiv teste de validitate a specimenului (S.V.T.) pentru:

Oxidantî/PCC, Greutate specifică, pH, Nitriți, Glutaraldehidă, Creatinină și Înlăbitor

Un test rapid pentru detectarea simultană și calitativă a mai multor medicamente și metaboliți ai medica-mentelor în urina umană. Pentru profesioniștii din domeniul sănătății, inclusiv profesioniștii din centrele de îngrijire medicală. Imunotest doar pentru uz diagnostic in vitro.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Panelul de testare rapidă Multi-drog este un imunotest cromatografic rapid pentru detectarea calitativă a mai multor medicamente și metaboliți ai medicamentelor în urina umană la următoarele concentrații limită: Configurațiile panelului de testare rapidă Multi-drog sunt disponibile cu orice combinație a analitelor de medi-camente enumeratei mai sus, cu sau fără S.V.T. Această analiză oferă doar un rezultat preliminar al testului. Pentru a obține un rezultat analitic confirmat, este necesară utilizarea unei metode chimice alternative mai specifice. Cromatografia de gaze/spectrometria de masă (GC/MS) este metoda de confirmare preferată. Orice rezultat al testului pentru abuz de medicamente trebuie să fie supus unei analize clinice și judecății profesionale, în special atunci când sunt indicate rezultate preliminare pozitive.

REZUMATUL CONTAMINĂRII

Contaminarea este manipularea unei probe de urină cu intenția de a altera rezultatele testului. Utilizarea contaminanților poate duce la rezultate fals negative în testele antidrog, fie prin interferența cu testul de screening, fie prin distrugerea medicamentelor prezente în urină. De asemenea, o altă metodă care poate fi utilizată în încercarea de a produce rezultate fals negative la testele antidrog este diluarea.

Una dintre cele mai bune modalități de a testa contaminarea sau diluarea este determinarea anumitor ca-racteristici urinare, cum ar fi pH-ul, greutatea specifică și creatinina, precum și detectarea prezenței oxidanți-lor/PCC, nitriților sau a glutaaldehidel în urină.

PRINCIPIU (PENTRU TESTE DOA CARE EXCLUD ALCOOLUL)

În timpul testării, o probă de urină migrează în sus prin acțiune capilară. Un medicament, dacă este prezent în proba de urină sub concentrația sa limită, nu va satura locurile de legare ale anticorpului său specific. Anticorpul va reacționa apoi cu conjugatul medicament-proteină și o linie colorată vizibilă va apărea în regiunea de testare a benzii medicamentului specific. Prezența medicamentului peste concentrația limită va satura toate locurile de legare ale anticorpului. Prin urmare, linia colorată nu se va forma în regiunea de testare. Un eșantion de urină pozitiv nu va genera o linie colorată în regiunea specifică de testare a benzii din cauza competiției medicamentoaase, în timp ce un eșantion de urină negativă va genera o linie în regiunea de testare din cauza absenței competiției medicamentoaase.

Pentru a servi drept control procedural, în regiunea de control va apărea întotdeauna o linie colorată, indi-când că s-a adăugat volumul corespunzător de probă și că a avut loc transferul membranei.

PRINCIPIUL CONTAMINĂRII

Testele pentru oxidanți/PCC (clorocromat de piridinii) pentru observarea prezenței agenților oxidanți, cum ar fi înălbitorul și peroxidul de hidrogen. Clorocromatul de piridinii (comercializat sub denumirea comercială de Urine Luck) este un contaminant utilizat în mod obișnuit.2 Urina umană normală nu trebuie să conțină oxidanți ai PCC.

Teste de gravitate specifică pentru diluarea probei. Intervalul normal este de la 1,003 la 1,030. Valorile în afara acestui interval pot fi rezultatul diluției sau contaminării probei.

Teste de pH pentru prezența contaminanților acizi sau alcalini în urină. Nivelurile normale ale pH-ului ar tre-bui să fie în intervalul 4,0 - 9,0. Valorile în afara acestui interval pot indica faptul că proba a fost contaminată. Teste de nitriți pentru contaminanții comerciali utilizați în mod obișnuit, cum ar fi Klear și Whizzies. Acestea funcționează prin oxidarea metabolitului canabinoid principal THC-COOH.3 Urina normală nu trebuie să conțină urme de nitriți. Rezultatele pozitive indică, în general, prezența unui contaminant.

Teste de glutaaldehidă pentru prezența unei aldehide. Contaminanții precum Urin Aid și Clear Choice conțin glutaaldehidă, care poate provoca rezultate fals negative prin perturbarea enzimelor utilizate în unele teste imunologice.3 Glutaaldehida nu se găsește în mod normal în urină; prin urmare, detectarea glutaaldehidel într-o probă de urină este, în general, un indicator al contaminării.

Creatinina este un produs rezidual al creatinei; un aminoacid conținut în țesutul muscular și care se găsește în urină.1 O persoană ar putea încerca să păcălească rezultatele la un test consumând cantități excesive de apă sau diuretice, cum ar fi ceaiurile din plante, pentru a-și „curăța” sistemul. Creatinina și greutatea specifi-că sunt două modalități pentru verificarea diluției și a curățării organismului, care sunt cele mai frecvente mecanisme utilizate în încercarea de a păcăli testarea antidrog. Nivelurile scăzute de creatinină și greutatea specifică pot indica o urină diluată. Absența creatininei (<5 mg/dL) indică o probă care nu este compatibilă cu urina umană.

Teste pentru înălbitor pentru verificarea prezenței înălbitorului. Înălbitorul se referă la o serie de substanțe chimice care îndepărtează culoarea, albesc sau dezinfectează, adesea prin oxidare. Înălbitorii sunt utilizați ca substanțe chimice de uz casnic pentru a albi hainele și pentru a îndepărta petele, precum și ca dezin-fectanți. Urina umană normală nu trebuie să conțină înălbitor.

PRINCIPIU (PENTRU ALCOOL)

Panelul de testare rapidă pentru alcool în urină constă într-o bandă de plastic cu un tampon de reacție atașat în vârf. La contactul cu alcoolul, tamponul de reacție își va schimba culoarea în funcție de concentrația de alcool prezentă. Acest lucru se bazează pe specificitatea ridicată a alcool oxidazei pentru alcoolul etilic în prezența peroxidazei și a substratului enzimatic, cum ar fi TMB.

REACTIVI (PENTRU TESTE DOA CARE EXCLUD ALCOOLUL)

Fiecare linie de test conține anticorp monoclonal de soarece anti-drog și medicament-proteină conjugat corespunzător. Linia de control conține anticorpi policlonali IgG anti-iepure de capră și IgG de iepure.

REACTIVI (PENTRU ALCOOL)

Tetrametilbenzidină, Alcool oxidază, Peroxidază

REACTIVI S.V.T

Adulteration Pad	Reactive indicator	Buffers and non-reactive ingredients
Creatinine	0.04%	99.96%
Nitrite	0.07%	99.93%
Bleach	0.39%	99.61%
Glutaraldehyde	0.02%	99.98%
pH	0.06%	99.94%
Specific Gravity	0.25%	99.75%
Oxidants/PCC	0.36%	99.64%

PRECAUȚII

* Pentru profesioniștii din domeniul sănătății, inclusiv profesioniștii din centrele de îngrijire medicală.

* Imunotest doar pentru uz diagnostic in vitro. Testul trebuie să rămână în punga sigilată până la utilizare.

* Toate probele trebuie considerate potențial periculoase și manipulate în același mod ca un agent infecțios.

* Testul utilizat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

DEPOZITARE ȘI STABILITATE

A se păstra astfel cum este ambalat în punga sigilată la 2-30°C. Testul este stabil până la data de expirare imprimată pe punga sigilată. Testul trebuie să rămână în punga sigilată până la utilizare. NU CONGELAȚI. Nu utilizați după data de expirare.

RECOLTAREA ȘI PREGĂTIREA PROBEI

Analiza urinei

Proba de urină trebuie colectată într-un recipient curat și uscat. Se poate utiliza urina colectată în orice moment al zilei. Probele de urină care prezintă precipitate vizibile trebuie centrifugate, filtrate sau lăsate să se așeze pentru a obține o probă limpede pentru testare.

Depozitarea probei

Probele de urină pot fi păstrate la 2-8°C timp de până la 48 ore înainte de testare. Pentru depozitare prelungită, probele pot fi congelate și depozitate sub -20°C. Probele congelate trebuie decongelate și amestecate bine înainte de testare. La testarea cardurilor cu S.V.T. sau alcool, depozitarea probelor de urină nu trebuie să depășească 2 ore la temperatura camerei sau 4 ore la frigider înainte de testare.

% Acord cu GC/MS

Acord Pozitiv

Acord Negativ

Rezultate Totale

% Acord cu Kit-ul Comercial

Precizie

Un studiu a fost efectuat în cadrul a trei spitale folosind trei loturi diferite de produs pentru a demonstra precizia în cadrul experimentului, între experimente și între operatori. Un card identic cu probe codificate, conținând medicamente în concentrații negative, 50% și 25% nivel limită, a fost etichetat, mascat și testat în fiecare locație. Rezultatele au avut o precizie □75% în cazul probelor cu nivel prag de ±25% și o precizie de 100% în cazul probelor cu nivel de prag negativ și ±50%. Sensibilitate analitică

O mostră de urină fără medicamente a fost îmbogățită cu medicamente la concentrațiile enumerate. Rezultatele sunt rezumate mai jos.

Interval limită de concentrație a medicamentului

Specificitate analitică

Următorul tabel prezintă concentrațiile de compuși (ng/mL) detectate ca pozitive în urină prin testul rapid multi-drog la 5 minute

Concentrația

analiților (ng/mL)

Efectul densității specifice urinare

Cincisprezece (15) probe de urină cu densități urinare normale, mari și mici (1,005-1,045) au fost încorporate cu medicamente sub 50% și respectiv peste 50% nivelurile limită. Testul rapid multi-drog a fost încercat în duplicat, folosind cincisprezece probe de urină fără medicamente și probe de urină încorporate. Rezultatele demonstrează că intervalele de pH nu interferează cu performanța testului.

Efectul pH-ului urinar

pH-ul unei probe de urină negative a fost ajustat la un interval de pH de la 5 la 9, în trepte de 1 unitate de pH și i-s-au adăugat medicamente cu niveluri limită sub 50% și respectiv peste 50%. Urina cu pH ajustat și substanțe chimice modificate a fost testată cu ajutorul Testului rapid Multi-Drog. Rezultatele demonstrează că intervalele variabile de pH nu interferează cu performanța testului.

Reactivitate Încrucișată

A fost efectuat un studiu pentru determinarea reactivității încrucișate a testului cu compuși fie în urină fără medicament, fie în urină pozitivă la medicament, care conțin substanțele de calibrare menționate mai sus. Următorii compuși nu prezintă reactivitate încrucișată atunci când sunt testați cu Testul rapid Multi-Drog la o concentrație de 100 µg/mL

Compuși fără reacție încrucișată		
Acetofenetidină	Cortizon	Chinidină
N-acetilprocainamidă	Creatinină	Chinină
Acid acetilsalicilic	Deoxicorticosteron	Acid salicilic
Aminopirină	Dextrometorfan	Serotonină
Amoxicilină	Diclofenac	Sulfametazină
Ampicilină	Diffunisal	Sulindac
Acid L-ascorbic	Digoxin	d,l-Propanolol
Apomorfina	Difenhidramină	Acid nalidixic
Aspartam	Etil-p-aminobenzoat	Naproxen
Atropină	β-Estradiol	Niacinamidă
Acid benzoic	Estron-3-sulfat	Nifedipină
Acid benzoic	Entitromicină	Noretindronă
Bilirubină	Fenoprofen	Noscapină
d,l-Brompeniramină	Furosemid	d,l-Octopamină
Cansibidol	Acid gentisic	d,l-Tirozină
Hidrat de clor	Hemoglobină	Acid oxalic
Cloramfenicol	Hidralazină	Oximetazolină
Clorotiazidă	Hidroclorotiazidă	Penicilină-G
d,l-Clorfeniramină	Hidrocortizon	Perfenazină
Clorpromazină	Acid o-hidroxihipuric	Fenelzină
Colesterol	3-Hidroxitiramină	Prednison
Clonidine	d,l-Isoproterenol	Acid uric
		Verapamil

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ ALE ALCOOLULUI

Limita de detecție a Testului rapid pentru alcool în urină este de la 0,02% la 0,30% pentru nivelul relativ aproximativ de alcool în sânge. Limita de detecție a Testului rapid pentru alcool în urină poate varia în funcție de reglementările și legile locale. Rezultatele testelor pot fi comparate cu nivelurile de referință cu ajutorul tabelului de culori de pe ambalajul în folie.

SPECIFICITATE PENTRU TESTUL DE ALCOOL

Testul rapid pentru alcool în urină va reacționa cu alcoolii metilici, etilici și alilici.

SUBȘTANȚE CARE INTERFEREAZĂ CU ALCOOLUL

Următoarele substanțe pot interfera cu Testul rapid pentru alcool în urină atunci când se utilizează alte probe decât urina. Substanțele menționate nu apar în mod normal într-o cantitate suficientă în urină pentru a interfera cu testul.

A. Agenți care intensifică dezvoltarea culorii

• Peroxidaze

• Oxidanți puternici

B. Agenți care inhibă dezvoltarea culorii

• Agenți reductori: Acid ascorbic, acid tanic, pirogalol, mercaptani și tosiilați, acid oxalic, acid uric

• Bilirubină

• L-metildopa

• L-dopa

• Metampironă

BIBLIOGRAFIE


1. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735.

2. B. Cody, J.T., „Specimen Adulteration in drug urinalysis. Forensic Sci.” Rev., 1990, 2:63.

3. C. Tsai, S.C. et.al., J. Anal. Toxicol. 1998; 22 (6): 474

4. Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse (NIDA), Research Monograph 73, 1986.

5. Baselt RC. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man. 6th Ed. Biomedical Publ., Foster City,CA 2002.

Indexul simbolurilor			
	Consultați instrucțiunile de utilizare sau instrucțiunile electronice de utilizare		Conține o cantitate suficientă pentru <n> teste
	Dispozitiv medical de diagnostic in vitro		Codul lotului
	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană		Data expirării
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat; consultați instrucțiunile de utilizare		Producător
	Limită de temperatură		Număr de catalog
	A nu se reutiliza		Precauție

Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd. #550, Yinhai Street Hangzhou Economic & Technological Development Area Hangzhou, 310018 P.R. China Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn	 EC REP MedNet EC-REP GmbH Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Germany
--	---

SVENSKA

Multi-Drug X(2-20) Drugs Rapid testpanel med/utan utspädning

(Urin)

Bipacksedel

Instruktionsblad för testning av valfri kombination av följande droger:

ACE/AMP/BAR/BZO/BUP/COC/THC/MTD/MET/MDMA/MOP/MQL/OPI/PCP/PPX/TCA/TML(TRA))/KET/ OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6-MAM/MDA/ETG/CLO/LSD/MPD/ZOL/MEP/MDPV/DIA/ZOP/MCAT/7-ACL/ CAF/CFYL/CAT/TRO/ALP/PGB/ZAL/MPRD/CZD/GAB/ABP(K3)/QTP/FLX/UR-144(K4))/KRA/TLD/α-PVP/ MES/PAP/CIT/FKET/OZP/RPD/TAP/NNDS/SCOP/MTZ/HMO/ETO/ALC

Inklusive provets validitetstester (S.V.T.) för:

Oxidanter/PCC, specifik vikt, pH-värde, nitrit, glutaraldehyd, kreatinin och blekmedel

Ett snabbtest för samtidig, kvalitativ detektering av flera droger och drogmetaboliter i mänsklig urin. För sjuk-vårdspersonal, inklusive personal på patientnära anläggningar. Immunanalys avsedd att användas endast för in vitro-diagnostik.

AVSEDD ANVÄNDNING

Multi-Drug Rapid Test Panel är en snabb kromatografisk immunanalys för kvalitativ detektering av flera droger och drogmetaboliter i mänsklig urin med följande gränsvärden för koncentration:

Konfigurationer av Multi-Drug Rapid Test Panel levereras med valfri kombination av ovanstående droga-lytler med eller utan S.V.T. Denna analys ger endast ett preliminärt testresultat. Man måste användas sig av en mer specifik alternativt kemisk metod för att få ett bekräftat analysresultat. Gaskromatografi/mas-spektrometri (GC/MS) är att föredra som bekräftelsemetod. Klinisk översågning och professionell bedömning bör utföras för alla resultat av drogmissbrukstester, särskilt då preliminära positiva resultat indikeras.

SAMMANFATTNING AV UTSPÄDNING

Utspädning innebär manipulering av ett urinprov i avsikt att ändra testresultaten. Användning av utspädnings-medel kan leda till falskt negativa resultat i drogtesterna genom att antingen interferera med screeningtestet och/eller förstöra de droger som finns i urinen. Utspädning kan också användas i försök att producera falskt negativa drogtester.

Ett av de bästa sätten att testa förvanskning eller utspädning är att bestämma vissa urinegenskaper såsom pH, specifik vikt och kreatinin, och att detektera förekomsten av oxidanter/PCC, nitriter eller glutaraldehyd i urinen.

PRINCIP (FÖR DOA-TESTER UTOM ALKOHOL)

Under testning migrerar ett urinprov uppåt genom kapillärverkan. En drog kommer inte att mätta bindnings-ställena för dess specifika antikropp om det förekommer i urinprovet under dess gränskoncentration. Anti-kroppen kommer då att reagera med drogers-proteinkonjugatet och en synlig färgad linje kommer att synas i testområdet på den specifika drogstickan. Förekomsten av en drog över gränskoncentrationen kommer att mätta alla bindningsställena för antikroppen. Därför kommer den färgade linjen inte att bildas i testområdet.

Ett drogpositivt urinprov kommer inte att leda till en färgad linje i det specifika testområdet på stickan på grund av konkurrerande droger, medan ett drognegativt urinprov kommer att generera en linje i testområdet på grund av avsaknaden av konkurrens mellan droger.

För att fungera som procedurkontroll kommer en färgad linje alltid att synas i kontrollområdet, för att indikera att rätt volym av provet har tillsatts och att membranuppsugning har ägt rum.

PRINCIPEN FÖR UTSPÄDNING

Oxidanter/PCC (Pyridiniumklorokromat) testar förekomsten av oxidationsmedel såsom blekmedel och väteperoxid. Pyridiniumklorokromat (säljs under varumärket Urine Luck) är ett vanligt förekommande ut-spädningsmedel.2 Normal mänsklig urin bör inte innehålla oxidanter av PCC.

Specifika vikttester för utspädning av provet. Det normala intervallet är mellan 1 003 och 1 030. Värden utanför detta intervall kan vara resultatet av provutspädning eller utspädning.

pH-tester för förekomst av sura eller alkaliska utspädningsmedel i urinen. Normala pH-nivåer bör ligga i intervallet från 4,0 till 9,0. Värden utanför detta intervall kan indikera att provet har förändrats.

Nitrittester för vanligt förekommande kommersiella utspädningsmedel som Klear och Whizzies. De fungerar genom att oxidera den huvudsakliga cannabinoida metaboliten THC-COOH.3 Normal urin ska inte innehålla några spår av nitrit. Positiva resultat indikerar generellt förekomst av ett utspädningsmedel.

Glutaraldehydtester för förekomst av en aldehyd. Utspädningsmedel som Urin Aid och Clear Choice in-nehåller glutaraldehyd som kan ge upphov till falskt negativa resultat genom att störa enzymet som används i vissa immunoanalys tester.3 Glutaraldehyd förekommer normalt inte i urin; Därför är förekomsten av gluta-raldehyd i ett urinprov i allmänhet en indikator på utspädning.

Kreatinin är en avfallsprodukt från kreatin; en aminosyra som finns i muskelvävnad och i urin.1 En person kan försöka påverka ett test genom att dricka stora mängder vatten eller diuretika, såsom örterteer, för att ”spola” rent systemet. Kreatinin och specifik vikt är två sätt att kontrollera utspädning och spolning, vilka är de vanligaste mekanismerna som används i försök att kringgå drogtester. Låga kreatinin- och specifik viktnivåer kan tyda på utspädd urin. Avsaknaden av kreatinin (<5 mg/dl) indikerar att ett prov inte är mänsklig urin.

Blekmedelstest för att spåra förekomsten av blekmedel. Blekmedel avser ett antal kemikalier som tar bort färg, bleker eller desinficerar, ofta genom oxidation. Blekmedel används som hushållskemikalie för att bleka kläder och ta bort fläckar och som desinfektionsmedel. Normal mänsklig urin bör inte innehålla blekmedel.

PRINCIP (FÖR ALKOHOL)

Alcohol Rapid Test Panel för urin består av en plastremsa med en reaktionsplatta fastsatt vid spetsen. Vid kontakt med alkohol ändrar reaktionsplattan färg beroende på alkoholconcentrationen. Effekten baseras på den höga specificiteten hos alkoholoxidas för etylalkohol i närvaro av peroxidas och enzymsubstrat såsom TMB.

REAGENSER (FÖR DOA-TESTER UTOM ALKOHOL)

Varje testlinje innehåller monoklonala antikroppar mot droger från mus och motsvarande drogproteinkonjugat. Kontrollinjen innehåller polyklonala antikroppar mot get-anti-kanin-IgG och kanin-IgG.

REAGENSER (FÖR ALKOHOL)

Tetrametylbensidin, alkoholoxidas, peroxidas

S.V.T-REAGENSER

Adulteration Pad	Reactive indicator	Buffers and non-reactive ingredients
Creatinine	0.04%	99.96%
Nitrite	0.07%	99.93%
Bleach	0.39%	99.61%
Glutaraldehyde	0.02%	99.98%
pH	0.06%	99.94%
Specific Gravity	0.25%	99.75%
Oxidants/PCC	0.36%	99.64%

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

* För sjukvårdspersonal, inklusive personal på patientnära anläggningar.

* Immunanalys avsedd att användas endast för in vitro-diagnostik. Testet ska förvaras i den förseglade påsen tills det ska användas.

* Alla prover ska betraktas som potentiellt farliga och hanteras på samma sätt som smittämnen.

* Det använda testet ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

FÖRVARING OCH STABILITET

Förvaras förpackat i den förseglade påsen vid 2-30 °C. Testet är stabilt fram till utgångsdatumet som är tryckt på den förseglade påsen. Testet måste förvaras i den förseglade påsen tills det ska användas. FAR INTE FRYSAS. Använd inte produkten efter utgångsdatumet.

PROVTAGNING OCH FÖRBEREDELSE

Urinanalys

Urinprovet ska samlas upp i en ren och torr behållare. Man kan använda urin som samlats in när som helst på dagen. Urinprover som uppvisar synliga partiklar bör centrifugeras, filtreras eller så ska partiklarna sjunka till botten för att man ska få fram ett klart prov för testning.

Provförvaring

Urinprover kan förvaras vid 2-8 °C i upp till 48 timmar innan testning ska äga rum. För längre förvaring kan proverna frysas och förvaras under -20 °C. Frysta prover bör tinas och blandas väl innan testet genomförs. Vid testning av kort med S.V.T. eller alkohol bör förvaring av urinprover inte överstiga 2 timmar i rumstempe-ratur eller 4 timmar i kylskåp innan testet genomförs.

MATERIAL

Material som medföljer

* Testpaneler

* Bipacksedel

* Färgkarta gällande utspädning (i förekommande fall)

Material som behövs men inte ingår

* Timer

* Provtagningsbehållare

ANVISINGAR FÖR ANVÄNDNING

Låt testet, urinprovet och/eller kontrollerna nå rumstemperaturen (15-30 °C) innan testet utförs.

1. Låt påsen nå rumstemperatur innan du öppnar den. Ta ut testpanelen ur den förseglade påsen och an-vänd den inom en timme.

2. Ta bort locket.

3. Med pilen pekande mot urinprovet, sänk ner testpanelen vertikalt i urinprovet i minst 10-15 sekunder. Sänk ner mätstickan till minst nivån för de vägiga linjerna, men inte ovanför pilen på testpanelen.

4. Sätt tillbaka locket och placera testpanelen på en plan yta som inte är absorberande.

5. Starta timern och vänta tills den/de färgade linjen/linjerna visas.

6. Läs av utspädningsremsorna och alkoholremsan i mellan 3 och 5 minuter i enlighet med färgkartan som medföljer separat/är tryckt på foliepåsen. Se din policy om droger för riktlinjer om förfalskade prover. Vi rekommenderar att du inte tolkar drogtestresultaten och antingen testar om urinen eller tar ett nytt prov om resultatet för utspädningsstestet är positivt.

7. Resultatet från drogtestremsan bör avläsas efter 5 minuter. Tolka inte resultatet efter 10 minuter.

TOLKNING AV RESULTATEN

(Se illustrationen)

NEGATIV* En färgad linje visas i kontrollområdet (C) och en annan färgad linje visas i testområdet (T). Detta negativa resultat innebär att koncentrationerna i urinprovet ligger under de angivna gränsvärdena för en viss testad drog.

* OBS: Nyansen på den/de färgade linjen/linjerna i testområdet (T) kan variera. Resultatet bör betraktas som negativt även om det finns en svag linje.

POSITIV: En färgad linje visas i kontrollområdet (C) medan det inte visas någon linje i testområdet (T). Det positiva resultatet innebär att drogkoncentrationen i urinprovet är högre än det angivna gränsvärdet för en specifik drog.

OGILTIG: Ingen linje visas i kontrollområdet (C). Otillräcklig provvolym eller felaktiga procedurtekniker är de mest sannolika orsakerna till att kontrollinjen saknas. Läs anvisningarna igen och upprepa testet med ett nytt prov. Om resultatet fortfarande är ogiltigt, kontakta tillverkaren.

TOLKNING AV RESULTATEN (S.V.T/UTSPÄDNING)

(Se färgkartan)

Semikvantitativa resultat får man genom att visuellt jämföra de resulterande färgblocken på remsan med de tryckta färgblocken på färgkartan. Inga instrument krävs.

TOLKNING AV RESULTAT (ALKOHOLREMSA)

Negativ: Nästan ingen färgförändring jämfört med bakgrunden. Det negativa resultatet indikerar att uri-nalkoholhalten är lägre än 0,02 %.

Positiv: En distinkt färg utvecklas över hela dynan. Det positiva resultatet indikerar att urinalkoholkoncen-trationen är 0,02 % eller högre.

Ogiltig: Testet bör anses ogiltigt om endast kanten på den reaktiva dynan ändrade färg, vilket kan tillskrivas otillräcklig provtagning. Personen i fråga bör testas igen. Om färgdynan dessutom har en blå färg innan urinprovet appliceras, ska man inte använda testet.

