

5 Operating Guide

- 5.1 Insert the two batteries properly to the direction, and then replace the cover.
- 5.2 Open the clip as shown in Figure 5.



Figure 5. Put finger in position

- 5.3 Let the patient's finger put into the rubber cushions of the clip (make sure the finger is in the right position), and then clip the finger.
- 5.4 Press the button once on front panel.

- 5.5 Do not shake the finger and keep the patient at ease during the

process. Meanwhile, human body is not recommended in movement status.

- 5.6 Get the information directly from screen display.
- 5.7 In boot-strap state, press button, and the device is reset.
- 5.8 Under non-measurement state, it will enter standby mode automatically when there is no operation within 5s.



Fingernails and the luminescent tube should be on the same side.

6 Maintain, Transport and Storage

6.1 Cleaning

- A. Before cleaning, ensure good room ventilation, remove the inflammable and combustible materials around it, and avoid open flame and electrical power source, etc.
- B. Remove the internal battery, then wipe the enclosure and finger clip cushions respectively with a medical gauze dipped in isopropanol (70%) (note: isopropanol produced by any formal company can be used.) for at least 1 minute. Dry them naturally or clean them with a clean and dry cloth.
- C. Determine whether the cleaning is adequate by visual inspection. If stains are found, please repeat the above steps.

6.2 Maintenance

- A. Check the main unit and all accessories periodically to make sure that there is no visible damage that may affect patient's safety and monitoring performance. It is recommended that the device should be inspected weekly at least. When there is obvious damage, stop using it.
- B. Please clean the device before/after using it according to the User Manual (6.1).
- C. Please replace the batteries in time when low-battery appears.
- D. Please take out the batteries if the device is not used for a long time.
- E. The device need not to be calibrated during maintenance.

6.3 Transport and Storage

- A. The packed device can be transported by ordinary conveyance or according to transport contract. During transportation, avoid strong shock, vibration and splashing with rain or snow, and it can not be transported mixed with toxic, harmful, corrosive material.
- B. The packed device should be stored in room with no corrosive gases and good ventilation. Temperature: -40°C~+60°C; Relative humidity: ≤95%.

7 Troubleshooting

Trouble	Possible Reason	Solution
The values can not be displayed normally or stably.	The finger is not properly inserted. The finger is shaking or the patient is moving. The device is not used in environment required by the manual. The device works abnormally.	Please insert the finger properly and measure again. Let the patient keep calm. Please use the device in normal environment. Please contact the after-sales.
The device can not be turned on	1) The battery is drained away or almost drained away. 2) The battery is assembled incorrectly. 3) The device's malfunction.	1) Please change batteries. 2) Please assemble the battery again. 3) Please contact the local service center.
The display disappears suddenly.	The device enters into the energy saving mode. Low battery. The device works abnormally.	Normal. Please change batteries. Please contact the after-sales.

8 Key of Symbols

Symbol	Description
	Type BF applied part
	Follow instructions for use
%SpO ₂	The pulse oxygen saturation(%)
PRbpm	Pulse rate (bpm)

	The battery voltage indication is deficient (change the battery in time avoiding the inexact measure)
	1. No finger inserted 2. Signal inadequacy indicator
	Battery positive electrode
	Battery cathode
	1. Exit standby mode. 2. Reset
	Serial number
	Alarm inhibit
	WEEE disposal
IP22	Covering Protection rate
	Temperature limit
	Humidity limit
	Atmospheric pressure limit
	This way up
	Fragile, handle with care
	Keep away from rain
	Recyclable
	Manufacturer
	Manufacture Date
	Authorized representative in the European Union
	Medical Device compliant with Directive 93/42/EEC
P/N	Material code
	Lot number
	Medical device
	Keep away from sunlight
	Imported by
	Unique device identifier

Note : Your device may not contain all the following symbols.

9 Function Specification

SpO ₂ [see note 1]	
Display range	0% ~ 99%
Measured range	0% ~ 100%
Accuracy [see note 2]	70%~100%: ±2%; 0%~69%: unspecified.
Resolution	1%
PR	
Display range	30 bpm ~ 250 bpm
Measured range	30 bpm ~ 250 bpm
Accuracy [see note 3]	±2 bpm during the pulse rate range of 30 bpm ~ 99 bpm and ±2% during the pulse rate range of 100 bpm ~ 250 bpm.
Resolution	1 bpm
Accuracy under low perfusion [see note 4]	Low perfusion 0.4%: SpO ₂ : ±4%; PR: ±2 bpm during the pulse rate range of 30 bpm ~ 99 bpm and ±2% during the pulse rate range of 100 bpm ~ 250 bpm.
Light interference	Under normal and ambient light conditions, the SpO ₂ deviation ≤ 1%
Pulse intensity	Continuous bar graph display, the higher display indicates the stronger pulse.

Optical sensor [see note 5]	
Red light	Wavelength: about 660 nm, optical output power: < 6.65 mW
Infrared light	Wavelength: about 905 nm, optical output power: < 6.75 mW
Safety class	Internally powered equipment, type BF applied part
International Protection	IP22
Working voltage	DC 2.6 V—3.6 V
Working current	≤ 25 mA
Power supply	1.5V (AAA size) alkaline batteries × 2 or rechargeable battery
Battery life	The device can continuously work for 20 hours when it was powered by two new batteries within the warranty period.
Dimension and Weight	
Dimension	57 mm(L) × 31 mm(W) × 32 mm(H)
Weight	About 50 g (with the batteries)

Note 1: the claims of SpO₂ accuracy shall be supported by clinical study measurements taken over the full range. By artificial inducing, get the stable oxygen level to the range of 70 % to 100 % SpO₂, compare the SpO₂ values collected by the secondary standard pulse oximeter equipment and the tested equipment at the same time, to form paired data, which are used for the accuracy analysis.

There are 12 healthy volunteers (male: 6, female: 6; age: 18~50; skin color: dark black: 3, medium dark: 1, light: 7, white: 1) data in the clinical report.

Note 2: because pulse oximeter equipment measurements are statistically distributed, only about two-thirds of pulse oximeter equipment measurements can be expected to fall within ±Arms of the value measured by a CO-OXIMETER.

Note 3: Patient simulator has been used to verify the pulse rate accuracy, it is stated as the root-mean-square difference between the PR measurement value and the value set by simulator.

Note 4: percentage modulation of infrared signal as the indication of pulsating signal strength, patient simulator has been used to verify its accuracy under conditions of low perfusion. SpO₂ and PR values are different due to low signal conditions, compare them with the known SpO₂ and PR values of input signal.

Note 5: optical sensors as the light-emitting components, will affect other medical devices applied the wavelength range. The information may be useful for the clinicians who carry out the optical treatment. For example, photodynamic therapy operated by clinician.

EMC

This equipmen is suitable for professional healthcare facility environments and home healthcare environments

Warning :

- Don't near active HF SURGICAL EQUIPMENT and the RF shielded room of an ME SYSTEM for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM DISTURBANCES is high.
- Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the this equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Note :

- This equipment needs special precautions regarding EMC and needs to put into service according to the EMC information provided below.
- The basic performance: SpO₂ measured range: 70% ~ 100%, absolute error: ±2%; PR measured range: 30 bpm ~ 250 bpm, accuracy: ±2 bpm or ±2%, whichever is greater.
- When the device is disturbed, the data measured may fluctuate, please measure repeatedly or in another environment to ensure its accuracy.
- Other devices may affect this device even though they meet the requirements of CISPR.

Table 1:

Guidance and Declaration - Electromagnetic Emissions	
Emission test	Compliance
Radiated RF emissions CISPR 11	Group 1
Radiated RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonic distortion IEC 61000-3-2	Not applicable
Voltage fluctuations and flicker IEC 61000-3-3	Not applicable

Table 2:

Guidance and Declaration - Electromagnetic Immunity		
Immunity test	IEC60601 test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV air	±8 kV contact ±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for power supply lines ±1 kV for input/	Not Applicable

output lines		
Surge IEC 61000-4-5:	±1 kV line(s) to line(s) ±2 kV line(s) to earth 0 % UT;	Not Applicable
Voltage dips and Voltage interruptions IEC 61000-4-11	0,5 .cycle .At0°,45°,90°,135°,180°, 225°,270°and315°. 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT ; 25/30 cycles /Single phase:at 0°. 0 % UT; 250/300 cycle	Not Applicable
Power frequency (50/60Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	3 V 0,15MHz - 80 MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0,15MHz to 80 MHz 80%AM at 1kHz	Not Applicable
Radiated RF IEC61000-4-3	10V/m 80 MHz-2,7GHz 80%AM at 1kHz	10V/m 80 MHz-2,7GHz 80%AM at 1kHz
OTE UT is the a.c.mains voltage prior to application of the test level		

Table 3:

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity						
	Test Frequency (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulation	IEC60601 1-1-2 Test level (V/m)	Compliance level (V/m)
Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	385	380 – 390	TETRA 400	Pulse modulation on b) 18 Hz	27	27
	450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz deviation 1 kHz sine	28	28
	710	704 – 745	LTE Band 13,17	Pulse modulation on b) 217 Hz	9	9
	810	800 – 870	GSM 800/900, CDMA 900, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulse modulation on b) 18 Hz	28	28
	1720	1700 – 1845	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulse modulation on b) 217 Hz	28	28
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Pulse modulation on b) 217 Hz	28	28
	5240	5100 – 5500	WLAN 802.11 a/n	Pulse modulation on b) 217 Hz	9	9
	5785	5800				



Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies

M35070-DK-Rev.3.12.25

5 Betjeningsvejledning

- 5.1 Sæt de to batterier korrekt i apparatet, og sæt derefter dækslet på igen.
- 5.2 Åbn klemmen som vist i figur 5.



Figur 5. Sæt fingeren på plads

- 5.3 Lad patienten sætte fingeren ind i klemmens gummipud (sørg for, at fingeren er i den rigtige position), og clips derefter fingeren.
- 5.4 Tryk en gang på knappen på frontpanelet.
- 5.5 Ryst ikke fingeren, og lad patienten sidde i ro under processen. Patienten bør sidde helt stille under målingen.
- 5.6 Oplysninger om målingen vises på skærmen.
- 5.7 Tryk på knappen i opstartstilstand, og enheden nulstilles.
- 5.8 I ikke-målingstilstand går den automatisk i standbytilstand, når der ikke foretages nogen betjening inden for 5 sek.



Fingernegle og luminescensrør skal være på samme side.

6 Vedligeholdelse, transport og opbevaring

6.1 Rengøring

- A. Før rengøring skal du sikre god rumventilation, fjerne brandfarlige og brændbare materialer i nærheden og undgå åben ild og elektriske strømkilder osv.
- B. Fjern det indvendige batteri, og tør derefter kabinettet og fingerklipspuderne af med medicinsk gaze dyppet i isopropanol (70 %) (bemærk: isopropanol produceret af et hvilket som helst anerkendt firma kan bruges) i mindst 1 minut. Tør dem naturligt eller rengør dem med en ren og tør klud.
- C. Kontroller ved visuel inspektion, om rengøringen er tilstrækkelig. Hvis der er pletter, skal ovenstående trin gentages.

6.2 Vedligeholdelse

- A. Kontroller hovedenheden og alt tilbehør regelmæssigt for at sikre, at der ikke er synlige skader, der kan påvirke patientens sikkerhed og overvågningsdyevnen. Det anbefales, at enheden efterseres mindst én gang om ugen. Hvis der er tydelige skader, skal du stoppe med at bruge enheden.
- B. Rengør enheden før/efter brug i henhold til brugsvejledningen (6.1).
- C. Udskift batterierne i tide, når batteriniveauet er lavt.
- D. Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
- E. E. Enheden behøver ikke at blive kalibreret under vedligeholdelse.

6.3 Transport og opbevaring

- A. Den pakkede enhed kan transporteres med almindeligt transportmiddel eller i henhold til transportkontrakt. Under transporten skal man undgå kraftige stød, vibrationer og stænk af regn eller sne, og den må ikke transporteres sammen med giftigt, skadeligt eller ætsende materiale.
- B. Den pakkede enhed skal opbevares i et rum uden ætsende gasser og med god ventilation. Temperatur: -40°C~+60°C; Relativ luftfugtighed: ≤95%.

7 Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Værdierne kan ikke vises normalt eller stabilt.	1) Fingeren er ikke indsat korrekt.	1) Indsæt fingeren korrekt, og mål igen.
	2) Fingeren ryster, eller patienten bevæger sig.	2) Få patienten til at sidde roligt.
	3) Enheden bruges ikke i et miljø, der kræves i vejledningen.	3) Brug enheden i normale omgivelser.
	4) Enheden fungerer unormalt.	4) Kontakt eftersalgssafdelingen.
Enheden kan ikke tændes	1) Batteriet er afladet eller næsten afladet.	1) Udskift batterierne.
	2) Batteriet er monteret forkert.	2) Monter batteriet igen.
	3) Der er en funktionsfejl i enheden.	3) Kontakt det lokale servicecenter.
Displayet forsvinder pludseligt.	1) Enheden skifter til energisparetilstand.	1) Normal.
	2) Lavt batteriniveau.	2) Udskift batterierne.
	3) Enheden fungerer unormalt.	3) Kontakt eftersalgssafdelingen.

8 Symbolforklaring

Bemærk: Din enhed indeholder muligvis ikke alle de følgende symboler.

Symbol	Beskrivelse
	Anvendt del type BF
	Følg brugsvejledningen
%SpO ₂	Puls-iltmætning (%)
PRbpm	Pulsfrekvens (bpm)
	Indikationen for batterispænding er mangelfuld (skift batteriet i tide og undgå upræcise målinger)

	1. Der er ikke indsat en finger 2. Indikator for utilstrækkeligt signal		
	Batteriets positive elektrode		
	Batteriets katode		
	1. Afslut standbytilstand. 2. Nulstil		
	Serienummer		
	Alarmspærring		
	Bortskaffelse af WEEE		
	Beskyttelsesgrad		
	Temperaturgrænse		
	Grænse for luftfugtighed		
	Grænse for atmosfærisk tryk		
	Denne side op		
	Skrøbelig, skal håndteres med forsigtighed		
	Opbevares køligt og tørt		
	Kan genbruges		
	Fabrikant		
	Fabrikationsdato		
	Autoriseret repræsentant i Den Europæiske Union		
	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF		
	Materialekode		
	Batchnummer		Produktkode
	Medicinsk udstyr		
	Må ikke udsættes for sollys		
	Importeret af		
	Unik identifikator for enheden		
	Forsigtig: Læs instruktioner (advarsler) omhyggeligt		

9 Funktionsspecifikation

SpO ₂ [se bemærkning 1]	
Visningsområde	0% ~ 99%
Målt område	0% ~ 100%
Nøjagtighed [Se bemærkning 2]	70%~100%: ±2%; 0%~69%: uspecificeret.
Opløsning	1%
PR	
Visningsområde	30 bpm ~ 250 bpm
Målt område	30 bpm ~ 250 bpm
Nøjagtighed [Se bemærkning 3]	±2 bpm i pulsfrekvensområdet 30 bpm ~ 99 bpm og ±2% i pulsfrekvensområdet 100 bpm ~ 250 bpm.
Opløsning	1 bpm
Nøjagtighed ved lav perfusion [Se bemærkning 4]	Lav perfusion 0,4%: SpO ₂ : ±4%; PR: ±2 bpm i pulsfrekvensområdet 30 bpm ~ 99 bpm og ±2% i pulsfrekvensområdet 100 bpm ~ 250 bpm.
Lysinterferens	Under normale og omgivende lysforhold er SpO ₂ -afvigelsen

	≤ 1%
Pulsintensitet	Kontinuerlig grafisk visning, jo højere graf, jo højere puls.
Optisk sensor [se bemærkning 5]	
Rødt lys	Bølgelængde: ca. 660 nm, optisk udgangseffekt: < 6,65 mW
Infrarødt lys	Bølgelængde: ca. 905 nm, optisk udgangseffekt: < 6,75 mW
Sikkerhedsklasse	Internt drevet udstyr, type BF anvendt del
International beskyttelse	IP22
Arbejdsspænding	DC 2,6 V—3,6 V
Arbejdsstrøm	≤ 25 mA
Strømforsyning	1,5 V (AAA-størrelse) alkalinebatterier × 2 eller genopladeligt batteri
Batterilevetid	Enheden kan arbejde kontinuerligt i 20 timer, når den får strøm fra to nye batterier inden for garantiperioden.
Mål og vægt	
Dimension	57 mm(L) × 31 mm(B) × 32 mm(H)
Vægt	Ca. 50 g (med batterier)

Bemærkning 1: Påstandene om SpO₂-nøjagtighed skal understøttes af målinger fra kliniske undersøgelser, der er taget over hele spektret. Ved kunstig induktion opnås et stabilt iltniveau i området 70 % til 100 % SpO₂, sammenlign SpO₂-værdierne indsamlet af det sekundære standard pulsoximeterudstyr og det testede udstyr sammenlignes på samme tid for at danne parrede data, som bruges til nøjagtighedsanalysen.

Der er 12 raske frivillige (mand: 6. kvinde: 6; alder: 18~50; hudfarve: mørk sort: 3, medium mørk: 1, lys: 7, hvid: 1) data i den kliniske rapport.

Bemærkning 2: Da målinger med pulsoximeterudstyr er statistisk fordelt, kan kun ca. to tredjedele af målingerne med pulsoximeterudstyr forventes at falde inden for tværdiområdet, der måles med et CO-OXIMETER.

Bemærkning 3: Patientsimulator er blevet brugt til at verificere dens pulsfrekvensens nøjagtighed, den er angivet som den gennemsnitlige kvadratiske forskel mellem PR-måleværdien og den værdi, der er indstillet af simulatoren.

Bemærkning 4: Procentvis modulering af infrarødt signal som indikation af pulserende signalstyrke, patientsimulator er blevet brugt til at verificere dens nøjagtighed under forhold med lav perfusion. SpO₂- og PR-værdier er forskellige på grund af lave signalforhold, sammenlign dem med de kendte SpO₂- og PR-værdier for indgangssignalet.

Bemærkning 5: Optiske sensorer som lysemitterende komponenter vil påvirke andet medicinsk udstyr, der anvendes i bølglængdeområdet. Oplysningerne kan være nyttige for de klinikere, der udfører den optiske behandling. F.eks. fotodynamisk terapi, der udføres af klinikerne.

EMC

Dette udstyr er egnet til professionelle sundhedsfaciliteter og hjemmeplejemiljøer

Advarsler :

- ❖ Må ikke anvendes i nærheden af aktivt HF-KIRURGISK UDS TYR og det RF-afskærmede rum i et ME-SYSTEM til magnetisk resonansbilledannelse, hvor intensiteten af EM-FORSTYRRELSER er høj.
- ❖ Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i ukorrekt drift. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr observeres for at kontrollere, at de fungerer normalt.
- ❖ Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem, der er angivet eller leveret af producenten af dette udstyr, kan resultere i øget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i ukorrekt drift.
- ❖ Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive ydre enheder såsom antennekabler og eksterne antenner) bør ikke bruges tættere end 30 cm (12 tommer) fra nogen del af udstyret, inklusive kabler specificeret af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af dette udstyrs ydelse.

Bemærk:

- ⚠ Dette udstyr kræver særlige forholdsregler vedrørende EMC og tages i brug i henhold til nedenstående EMC-information.
- ⚠ Den grundlæggende ydeevne: SpO₂ målt område: 70% ~ 100%, absolut fejl: ±2%; PR målt område: 30 bpm ~ 250 bpm, nøjagtighed: ±2 bpm eller ±2%, alt efter hvad der er størst.
- ⚠ Når enheden forstyrres, kan de målte data svinge. Mål gentagne gange eller i et andet miljø for at sikre nøjagtighed.
- ⚠ Andre enheder kan påvirke denne enhed, selv om de opfylder kravene i CISPR.

Tabel 1:

Vejledning og erklæring - elektromagnetiske emissioner		
Emissionstest	Overensstemmelse	
Udstrålede RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	
Udstrålede RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	
Harmonisk forvrængning IEC 61000-3-2	Ikke relevant	
Spændingsudsving og flimmer IEC 61000-3-3	Ikke relevant	

Tabel 2:

Vejledning og erklæring - Elektromagnetisk immunitet		
Immunitetstest	IEC60601 testniveau	Overensstemmelse sniveau
Elektrostatisk afladning (ESD)	±8kV kontakt ±15 kV luft	±8kV kontakt ±15 kV luft

IEC 61000-4-2		
Elektrisk hurtig transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for strøm-forsyningsledninger ±1 kV for indgangs-/udgangsledninger	Ikke relevant
Overspænding IEC 61000-4-5:	±1 kV ledning(er) til ledning(er) ±2 kV ledning(er) til jord	Ikke relevant
Spændingsfald og Spændingsafbryd elser IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklus .Ved0°,45°,90°,135°,180°,22 5°,270° og 315°. 0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT ; 25/30 cyklusser ;Enkeltfase: ved 0°. 0 % UT ; 250/300 cyklus	Ikke relevant
Strømfrekvens (50/60Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Ledende RF IEC61000-4-6	3 V 0,15MHz - 80 MHz 6 V i ISM og amatørradiobånd mellem 0,15 MHz til 80 MHz 80%AM ved 1kHz	Ikke relevant
Udstrålet RF IEC61000-4-3	10V/m 80 MHz-2,7GHz 80%AM ved 1kHz	10V/m 80 MHz-2,7GHz 80%AM ved 1kHz
Bemærk UT er vekselstrømsnetsspændingen før anvendelse af testniveauet		

Tabel 3:

Vejledning og producentens erklæring - Elektromagnetisk immunitet						
Udstrålet RF IEC61000-4-3 (Testspecifikatio ner for KABINETPORTE NS IMMUNITET over for trådløst RF- kommunikation sudstyr)	Test Frekvens (MHz)	Bånd (MHz)	Service	Modulation	IEC60601 1-1-2 Testnive au (V/m)	Overens stemmel sesnivea u (V/m)
	385	380 – 390	TETRA 400	Puls modulation b) 18 Hz	27	27
	450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz afvigelse 1 kHz sine	28	28
	710 745	704 – 745	LTE Bånd 13,17	Puls modulation b) 217 Hz	9	9
	780	787				
	810 870	800 – 870				
	930	960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Bånd 5	Puls modulation b) 18 Hz	28	28
	1720 1845	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Puls modulation b) 217 Hz	28	28
	1970					
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Bånd 7	Puls modulation b) 217 Hz	28	28
	5240 5500	5100	WLAN 802,11 a/n	Puls modulation b) 217 Hz	9	9
	5785	5800				

Bortskaffelse: Produktet må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Brugene skal bortskaffe dette udstyr ved at bringe det til et særligt genbrugssted for elektrisk og elektronisk udstyr. The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gimas standard B2B 12 måneders garanti gælder.

B. Accessoires: één gebruikershandleiding, één ophangkoord.

 Controleer het apparaat en de accessoires volgens de lijst, om een onjuiste werking van het apparaat te voorkomen.

C. Beschrijving software
Versie: V2

5 Bedieningshandleiding

5.1 Plaats de twee batterijen goed in de juiste richting en plaats dan het deksel terug.

5.2 Open de clip zoals weergegeven op afbeelding 5.



Afbeelding 5. Plaats de vinger op zijn plaats

5.3 Laat de patiënt zijn vinger in de rubberen kussens van de clip steken (zorg ervoor dat de vinger goed geplaatst wordt) en kleem de vinger dan vast.

5.4 Druk eenmaal op de knop op het voerpaneel.

5.5 Laat de vinger niet schudden en houd de patiënt op zijn gemak tijdens het proces. Ook bewegingen van het lichaam worden afgeraden.

5.6 Raadpleeg de informatie rechtstreeks op het display.

5.7 Druk in de steekproefmodus op de knop en het apparaat wordt gereset.

5.8 In de status niet-meting gaat het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus wanneer er gedurende 5 seconden geen handelingen worden verricht.

 De vingernagels en het lichtgevende buisje moeten zich aan dezelfde kant bevinden.

6 Onderhoud, transport en opslag

6.1 Reiniging

A. Zorg, voorafgaand aan de reiniging, voor een goede ventilatie van de ruimte, verwijder de aanwezige ontvlambare en brandbare materialen, vermijd open vuur en elektrische stroombronnen, enz.

B. Verwijder de interne batterij en veeg de behuizing en de kussentjes van de vingerclip dan gedurende ten minste 1 minuut af met een medisch gaasje gedrenkt in isopropanol (70%) (opgelet: isopropanol geproduceerd door een officieel bedrijf kan worden gebruikt). Laat ze aan de lucht drogen of reinig ze met een schone, droge doek.

C. Bepaal met een visuele inspectie of de reiniging voldoende is. Als er vlekken worden vastgesteld, herhaal dan de bovenstaande stappen.

6.2 Onderhoud

A. Controleer de hoofdeenheid en alle accessoires regelmatig om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van zichtbare schade is die van invloed kan zijn op de veiligheid van de patiënt en de controleprestaties. Aanbevolen wordt om het apparaat ten minste wekelijks te inspecteren. In geval van duidelijke schade moet het gebruik ervan gestaakt worden.

B. Reinig het apparaat voor/na gebruik volgens de gebruikershandleiding (hoofdstuk 6.1).

C. Vervang de batterijen wanneer het symbool van de lage batterijspanning verschijnt.

D. Verwijder de batterijen als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt zal worden.

E. Het apparaat hoeft tijdens het onderhoud niet gekalibreerd te worden.

6.3 Transport en opslag

A. Het verpakte apparaat kan per normaal transport verzonden worden, in overeenstemming met de contractuele voorwaarden. Vermijd tijdens het transport sterke schokken, trillingen en spatten met regen of sneeuw; verder mag het apparaat niet samen met giftig, schadelijk of corrosief materiaal vervoerd worden.

B. Het verpakte apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder corrosieve gassen en met een goede ventilatie. Temperatuur: -40°C~+60°C; Relatieve vochtigheid: ≤95%.

7. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De waarden kunnen niet normaal of stabiel worden weergegeven.	1) De vinger is niet goed geplaatst.	1) Gelieve de vinger goed te plaatsen en opnieuw te meten.
	2) De vinger trilt of de patiënt beweegt.	2) Laat de patiënt kalm blijven.
	3) Het apparaat wordt niet gebruikt in een omgeving die voldoet aan de beschrijvingen van de handleiding.	3) Gebruik het apparaat in een normale omgeving.
	4) Het apparaat werkt abnormaal.	4) Neem contact op met de aftersales.
Het toestel kan niet worden ingeschakeld	1) De batterij is leeg of bijna leeg.	1) Vervang de batterijen.
	2) De batterij is onjuist geplaatst.	2) Herhaal de plaatsing van de batterij.
	3) Storing van het apparaat.	3) Neem contact op met het plaatselijke servicecentrum.
De weergave verdwijnt plotseling.	1) Het apparaat gaat over naar de energiebesparingsmodus.	1) Normaal.
	2) De batterij is bijna leeg.	2) Vervang de batterijen.
	3) Het apparaat werkt abnormaal.	3) Neem contact op met de aftersales.

8 Verklaring van symbolen

Opmerking: Uw apparaat vertoont mogelijk niet alle onderstaande symbolen.

Symbol	Beschrijving
	Toegepast onderdeel type BF

	Volg de gebruiksaanwijzing
%SpO ₂	De op de pols gemeten zuurstofverzadiging (%)
Polsslag (spm)	Polsslag (bpm)
	Aanduiding dat de batterijspanning ontoereikend is (vervang de batterij op tijd om onnauwkeurige metingen te vermijden)
	1. Geen vinger ingebracht 2. Aanduiding ongeschikt signaal
	Pluspool batterij
	Minpool batterij
	1. Verlaat de stand-bymodus. 2. Reset
	Serienummer
	Deactivering alarm
	Verwijdering AEEA
IP22	Beschermingsklasse van de verpakking
	Drempelwaarde temperatuur
	Drempelwaarde vochtigheid
	Drempelwaarde atmosferische druk
	Deze zijde naar boven gericht
	Kwetsbaar, voorzichtig behandelen
	Koel en droog opslaan
	Recycleerbaar
	Fabrikant
	Productiedatum
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie
CE ₀₁₂₃	Medisch apparaat dat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG
P/N	Code materiaal
	Partijnummer
	Medisch hulpmiddel
	Afgeschermd van zonlicht opslaan
	Geïmporteerd door
	Unieke identificatie van het apparaat
	Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)

9 Specificatie functies

SpO ₂ [zie opmerking 1]	
Weergeavebereik	0% ~ 99%
Meetbereik	0% ~ 100%
Nauwkeurigheid [zie opmerking 2]	70%~100%: ±2%; 0%~69%: niet gespecificeerd.
Resolutie	1%
PR	
Weergeavebereik	30 bpm ~ 250 bpm
Meetbereik	30 bpm ~ 250 bpm
Nauwkeurigheid [zie opmerking 3]	±2 bpm tijdens het pulsslagbereik van 30 bpm ~ 99 bpm en ±2% tijdens het pulsslagbereik van 100 bpm ~ 250

	bpm.
Resolutie	1 bpm
Nauwkeurigheid bij lage perfusie [zie opmerking 4]	Lage perfusie 0,4%: SpO ₂ : ±4%; PR: ±2 bpm tijdens het pulsslagbereik van 30 bpm ~ 99 bpm en ±2% tijdens het pulsslagbereik van 100 bpm ~ 250 bpm.
Lichtinterferentie	Onder normale lichtomstandigheden en bij omgevingslicht bedraagt de SpO ₂ -afwijking ≤ 1%
Intensiteit pols	Continue weergave van staafdiagram, hoe hoogste aanduiding geeft de sterkste polsslag aan.
Optische sensor [zie opmerking 5]	
Rood lampje	Golflengte: ongeveer 660 nm, optisch uitgangsvermogen: < 6,65 mW
Infrarood licht	Golflengte: ongeveer 905 nm, optisch uitgangsvermogen: < 6,75 mW
Beschermingsklasse internationale bescherming	IP22
Bedrijfsspanning	DC 2,6 V—3,6 V
Bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Voeding	1.5V (AAA) alkaline batterijen × 2 of oplaadbare batterij
Levensduur batterij	Het apparaat kan gedurende 20 uur continu functioneren wanneer het wordt gevoed door twee nieuwe batterijen en binnen de garantieperiode.
Afmeting en Gewicht	
Afmetingen	57 mm(L) × 31 mm(B) × 32 mm(H)
Gewicht	Ongeveer 50 g (inclusief batterijen)

Opmerking 1: de claims inzake de nauwkeurigheid van SpO₂ moeten worden ondersteund door metingen van klinische studies, over het volledige bereik. Verkrijg door middel van kunstmatige inductie het stabiele zuurstofgehalte binnen het bereik van 70 % tot 100 % SpO₂. Vergelijk de SpO₂-waarden die tegelijkertijd zijn verzameld met de secundaire standaard pulsometer en de geteste apparatuur, om gepaarde gegevens te vormen die worden gebruikt voor de nauwkeurigheidanalyse.

Er zijn 12 gezonde vrijwilligers (mannen: 6; vrouwen: 6; leeftijd: 18~50; huidskleur: donker: 3, gemiddeld: 1, licht: 7, blank: 1) gegevens opgenomen in het klinische rapport).

Opmerking 2: omdat metingen van pulsometer statistisch verdeeld zijn, kan worden verwacht dat slechts ongeveer twee derde van de metingen met de pulsometer binnen de door een CO-OXIMETER gemeten waardeintervallen vallen.

Opmerking 3: De simulator van de patiënt is gebruikt om de nauwkeurigheid van de polsslag te controleren, die wordt aangeduid het verschil kwadratisch gemiddelde tussen de PR-meetwaarde en de waarde ingesteld door de simulator.

Opmerking 4: de simulator van de patiënt is gebruik om de het percentage van nauwkeurigheid van het infraroodsignaal te controleren als aanduiding van het polssignaal bij lage perfusie. De waarden voor SpO₂ en PR verschillen door de slechte omstandigheden van het signaal ten opzichte van de bekende SpO₂- en PR-waarden van het ingangssignaal. Opmerking 5: optische sensoren als de lichtgevende componenten, zullen van invloed zijn op andere medische apparaten die binnen het golflengtebereik worden toegepast. De informatie kan nuttig zijn voor arts die de optische behandeling uitvoeren. Bijvoorbeeld, fotodynamische therapie die wordt uitgevoerd door een arts.

EMC
Deze apparatuur is geschikt voor professionele zorginstellingen en thuiszorgomgevingen

Waarschuwing:

- Benader geen actieve HF-CHIRURGISCHE APPARATUUR en de RF-afgeschermd kamer van een ME-SYSTEEM voor magnetische resonantiebeeldvorming, waar de intensiteit van EM-STORINGEN hoog is.
- Gebruik van deze apparatuur naast of in combinatie met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit de werking kan verstoren. Als een dergelijke toepassing noodzakelijk is, moet u deze en de andere apparatuur controleren op hun normale werking.
- Het gebruik van accessoires, transducers en andere dan de door de fabrikant van deze apparatuur aangegeven of geleverde kabels kan resulteren in een hogere elektromagnetische emissies of de vermindering van de elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur en daardoor in een onjuiste werking.
- Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet op minder dan 30 cm (12 inch) tot enig onderdeel van deze apparatuur worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn aangegeven. Anders zou dat een versterking van de prestaties van deze apparatuur tot gevolg kunnen hebben.

Opmerking:

- Deze apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC en moet in gebruik worden genomen volgens de onderstaande EMC-informatie.
- De basisprestaties: Meetbereik SpO₂: 70% ~ 100%, absolute fout: ±2%; Meetbereik PR: 30 bpm ~ 250 bpm, nauwkeurigheid: ±2 bpm of ±2%, afhankelijk van wat het hoogste is.
- Wanneer het apparaat wordt gestoord, kunnen de gemeten gegevens schommelen. Meet herhaaldelijk of in een andere omgeving om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.
- Andere apparaten kunnen dit apparaat beïnvloeden, ook al voldoen ze aan de vereisten van CISPR.

Tabel 1:

Richtlijn en verklaring - Elektromagnetische emissies	
Emissietest	Conformiteit
Uitgestraalde RF-emissies CISPR 11	Groep 1
Uitgestraalde RF-emissies CISPR 11	Klasse B
Harmonische vervorming IEC 61000-3-2	Niet van toepassing

Spanningsschommelingen en flikkering IEC 61000-3-3		Niet van toepassing
Tabel 2:		
Richtlijn en verklaring - Elektromagnetische immuniteit		
Immuniteitstest	Testniveau IEC60601	Conformiteitsniveau
Elektrostatische ontlading (ESO) IEC 61000-4-2	±8kV contact ±15kV lucht	±8kV contact ±15kV lucht
Snelle elektrische transiënten/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV voor voedingslijnen ±1 kV voor ingangs-/uitgangslijnen	Niet van toepassing
Piek IEC 61000-4-5:	±1 kV kabel(s) naar kabel(s) ± 2 kV kabel(s) naar aarde	Niet van toepassing
Spanningsdalingen en Spanningsonderbrekingen IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyclus 40°, 45°, 90°, 135°, 180°, 25°, 270° en 315°. 0 % UT; 1 cyclus en 70 % UT; 25/30 cycli; Enkele fase: bij 0°. 0 % UT; 250/300 cycli	Niet van toepassing
Voedingsfrequentie (50/60Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Geleide RF IEC61000-4-6	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V in ISM- en amateurradiobanden tussen 0,15 MHz tot 80 MHz 80%AM bij 1 kHz	Niet van toepassing
Uitgestraalde RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz-2,7GHz 80%AM bij 1 kHz	10 V/m 80 MHz-2,7GHz 80%AM bij 1 kHz
OTE UT is de netspanning vóór de toepassing van het testniveau		

Tabel 3:

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit						
	Test frequentie (MHz)	Band (MHz)	Service	Modulatie	IEC60601-1-2 Testniveau (V/m)	Conformiteits niveau (V/m)
Uitgestraalde RF IEC61000-4-3 (Testspecificaties voor de IMMUNITIEIT POORT BEHUUZING TEGEN RF draadloze communicatieapparatuur)	385	380 – 390	TETRA 400	Puls-modulatie b) 18 Hz	27	27
	450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz afwijking 1 kHz sinus	28	28
	710	704 – 704	LTE Band 13,17	Puls-modulatie b) 217 Hz	9	9
	745	780				
	810	800 – 810	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Puls-modulatie b) 18 Hz	28	28
	930	960				
	1720	1700 – 1720	GSM 1800; GSM 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Puls-modulatie b) 217 Hz	28	28
	1845	1990				
	1970					
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Puls-modulatie b) 217 Hz	28	28
	5240	5100				
	5500	5800	WLAN 802,11 a/n	Puls-modulatie b) 217 Hz	9	9
	5785					



Verwijdering: Het product mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Gebruikers moeten de afgedankte apparatuur afvoeren door deze naar het aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen. The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast



Εικόνα 4. Τοποθέτηση του κορδονιού.

4.4 Δομή, αξεσουάρ και περιγραφή λογισμικού

- A. Δομή: κύρια μονάδα.
- B. Αξεσουάρ: ένα Εγχειρίδιο Χρήσης, ένα κορδόνι.

- Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ σύμφωνα με τη λίστα για να αποφύγετε τυχόν μη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- C. Περιγραφή λογισμικού

5 Οδηγίες Λειτουργίας

5.1 Εισάγετε τις δύο μπαταρίες με τη σωστή κατεύθυνση και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

5.2 Ανοίξτε το κλιπ όπως υποδεικνύεται στην Εικόνα 5.



Εικόνα 5. Τοποθετήστε το δάκτυλο στη σωστή θέση

- 5.3 Τοποθετήστε το δάκτυλο του ασθενή ανάμεσα στα ελαστικά μαζιλαράκια του κλιπ (βεβαιωθείτε ότι το δάκτυλο βρίσκεται στη σωστή θέση) και έπειτα πιάστε το δάκτυλο με το κλιπ.
- 5.4 Πατήστε μία φορά το κουμπί στο μπροστινό μέρος.
- 5.5 Το δάκτυλο πρέπει να παραμένει σταθερό και ο ασθενής ήρεμος κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Ταυτόχρονα, το σώμα πρέπει να είναι ακίνητο.
- 5.6 Δείτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5.7 Σε ενεργοποιημένη κατάσταση, πατήστε το κουμπί για να γίνει επαναφορά της συσκευής.
- 5.8 Όταν δεν είναι σε λειτουργία μέτρησης, εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εφόσον δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 5 δευτ.

- Τα νύχια των χεριών και ο φωτομετρικός σωλήνας θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά.

6 Συντήρηση, Μεταφορά και Αποθήκευση

6.1 Καθαρισμός

- A. Πριν τον καθαρισμό, εξασφαλίστε καλό αερισμό στο δωμάτιο, αφαιρέστε τα εύφλετα υλικά γύρω από τη συσκευή και αποφύγετε γυμνές φλόγες, πηγές ηλεκτρικής ισχύος, κτλ.
- B. Αφαιρέστε την εσωτερική μπαταρία και έπειτα ακουπίστε το περίβλημα και τα μαξιλαράκια του κλιπ δακτύλου με μια ιατρική γάζα εμποτισμένη με ισοπροπανόλη (70%) (σημείωση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ισοπροπανόλη που παράγεται από οποιαδήποτε επίσημη εταιρεία) για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αφήστε τα να στεγνώσουν ή ακουπίστε τα με ένα καθαρό και στεγνό πανί.
- Γ. Ελέγξτε οπτικά εάν ο καθαρισμός είναι αποτελεσματικός. Εάν εντοπίσετε λεκέδες, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

6.2 Συντήρηση

- A. Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα την κύρια μονάδα και όλα τα αξεσουάρ για να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει ορατή ζημιά που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του ασθενούς και την απόδοση της μέτρησης. Συνιστάται να εκτελείτε έλεγχο της συσκευής τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Εάν εντοπίσετε εμφανή ζημιά, σταματήστε τη χρήση της.
- B. Καθαρίστε τη συσκευή πριν/μετά από τη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του Εγχειριδίου Χρήσης (6.1).
- Γ. Αντικαταστήστε γέφυρα τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.

- A. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
- E. Δεν απαιτείται βαθμονόμηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

6.3 Μεταφορά και Αποθήκευση

- A. Η μεταφορά της συσκευασμένης συσκευής μπορεί να γίνει με κανονική αποστολή ή σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση. Κατά τη μεταφορά, αποφύγετε να ισχυρά τραντάγματα, τούς κραδασμούς και την επαφή με νερό ή χιόνι, και δεν πρέπει να μεταφέρεται μαζί με τοξικά, επιβλαβή ή διαβρωτικά υλικά.
- B. Η συσκευασμένη συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο δίχως διαβρωτικά αέρια και με καλό εξερισμό. Θερμοκρασία: -40°C~+60°C, Σχετική υγρασία: ≤95%.

7 Εκτύπωση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Οι τιμές δεν εμφανίζονται κανονικά ή σταθερά.	1) Το δάκτυλο δεν είναι σωστά τοποθετημένο. 2) Το δάκτυλο τρέμει ή ο ασθενής κινείται. 3) Η συσκευή δεν χρησιμοποιείται στο περιβάλλον που προβλέπεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο.	1) Τοποθετήστε το δάκτυλο σωστά και ξαναμετρήστε. 2) Αφήστε τον ασθενή να χαλαρώσει. 3) Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

	4) Η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά.	4) Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί	1) Η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή σχεδόν εξαντληθεί. 2) Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. 3) Η συσκευή έχει κάποια βλάβη λειτουργία.	1) Αλλάξτε μπαταρίες. 2) Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες. 3) Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Οι ενδείξεις της οθόνης εξαφανίζονται.	1) Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 2) Χαμηλή μπαταρία. 3) Η συσκευή δεν λειτουργεί φυσιολογικά.	1) Φυσιολογικό. 2) Αλλάξτε μπαταρίες. 3) Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

8 Πίνακας Συμβόλων

Σημείωση: Η συσκευή σας ενδέχεται να μην έχει όλα τα ακόλουθα σύμβολα.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Συσκευή τύπου BF
	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
%SpO ₂	Κορεσμός οξυγόνου (%)
PRbpm	Συχνότητα παλμού (bpm)
	Ενδειξη ανεπαρκούς τάσης μπαταρίας (αλλάξτε τη μπαταρία έγκαιρα για να αποφύγετε τυχόν ανακρίβειες μετρήσεις)
---	1. Δεν τοποθετήθηκε δάκτυλο 2. Ενδειξη ανεπαρκούς σήματος
+	Θετικό ηλεκτρόδιο μπαταρίας
—	Κάθοδος μπαταρίας
	1. Έξοδος από λειτουργία αναμονής. 2. Επαναφορά
SN	Σειριακός αριθμός
	Αναστολή προειδοποίησης
	Διάθεση WEEE
IP22	Δείκτης στεγανότητας
	Όριο θερμοκρασίας
	Όριο υγρασίας
	Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης
	Προς τα πάνω
	Εύθραστο, χειρίζεστε με προσοχή
	Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Ανακυκλώσιμο
	Παραγωγός
	Ημερομηνία Παραγωγής
EU REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
CE 0123	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE
P/N	Κωδικός υλικού
LOT	Αριθμός παρτίδας
REF	Κωδικός προϊόντος
MD	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
	Εισαγωγή από
UDI	

9 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργίας		
SpO ₂ [βλ. σημείωση 1]		
Εύρος προβολής	0% ~ 99%	
Εύρος μέτρησης	0% ~ 100%	
Ακρίβεια [βλ. σημείωση 2]	70%-100%: ±2% 0%-69%: δεν προσδιορίζεται.	
Ανάλυση	1%	
Καρδιακός ρυθμός		
Εύρος προβολής	30 bpm ~ 250 bpm	
Εύρος μέτρησης	30 bpm ~ 250 bpm	
Ακρίβεια [βλ. σημείωση 3]	±2 bpm κατά τη διάρκεια του εύρους παλμών 30 bpm ~ 99 bpm και ±2% κατά τη διάρκεια του εύρους παλμών 100 bpm ~ 250 bpm.	
Ανάλυση	1 bpm	
Ακρίβεια υπό χαμηλή αμάτωση [βλ. σημείωση 4]	Χαμηλή αμάτωση 0,4%: SpO ₂ : ±4% PR: ±2 bpm κατά τη διάρκεια του εύρους παλμών 30 bpm ~ 99 bpm και ±2% κατά τη διάρκεια του εύρους παλμών 100 bpm ~ 250 bpm.	
Παραεμβολή φωτός	Υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος και φωτισμού, η απόκλιση SpO ₂ ≤ 1%	
Ένταση παλμού	Συνεχής προβολή ραδιογράμματος, η υψηλότερη ένδειξη σημαίνει ισχυρότερος παλμός.	
Οπτικός αισθητήρας [βλ. σημείωση 5]		
Κόκκινο φως	Μήκος κύματος: περίπου 660 nm, οπτική ισχύς εξόδου: < 6.65 mW	
Υπέρυθρο φως	Μήκος κύματος: περίπου 905 nm, οπτική ισχύς εξόδου: < 6.75 mW	
Κατηγορία ασφαλείας	Εσωτερικά τροφοδοτούμενος εξοπλισμός, εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF	
Διεθνής προσασία	IP22	
Τάση λειτουργίας	DC 2.6 V—3.6 V	
Ρεύμα λειτουργίας	≤ 25 mA	
Τροφοδοσία	Αλκαλικές μπαταρίες 1.5 V (μέγεθος AAA) × 2 ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία	
Ζωή Μπαταρίας	Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει συνεχόμενα για 20 ώρες όταν τροφοδοτείται από δύο νέες μπαταρίες εντός της περιόδου εγγύησης.	
Διαστάσεις και Βάρος		
Διαστάσεις	57 mm(M) × 31 mm(P) × 32 mm(Y)	
Βάρος	Περίπου 50g (με τις μπαταρίες)	

Σημείωση 1: οι ισχυρισμοί της ακρίβειας του SpO₂ πρέπει να υποστηρίζονται από μετρήσεις κλινικής μελέτης που καταλαμβάνουν ολόκληρο το εύρος. Μέσω τεχνητής πρόκλησης, επιτεύχθηκε σταθερό επίπεδο οξυγόνου στο εύρος 70 % έως 100 % του SpO₂. Συγκρίθηκαν οι τιμές του SpO₂ που συλλέχθηκαν ταυτόχρονα από τη δευτερεύουσα τυπική συσκευή παλμικού οξυμέτρου και από την υπο δοκιμή συσκευή, για να δημιουργηθούν συσχετισμένα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της ακρίβειας. Λαμβάνοντας δεδομένα από 12 υγιείς εθελοντές (άντρες: 6, γυναίκες: 6, ηλικία: 18~50, χρώμα δέρματος: σκούρο μαύρο: 3, μέτριο μαύρο: 1, ανοχτό: 7, λευκό: 1) δεδομένα στην κλινική έκθεση.

Σημείωση 2: δεδομένου ότι οι μετρήσεις του παλμικού οξυμέτρου κατανέμονται στατιστικά, μόνο περίπου τα δύο τρίτα των μετρήσεων του παλμικού οξυμέτρου αναμένεται να εμπίπτουν στο 3σrms της μετρούμενης τιμής από ένα CO-OSYMETRO.

Σημείωση 3: Χρησιμοποιήθηκε προσομοίωση ασθενούς για την επαλήθευση της ακρίβειας του καρδιακού ρυθμού. Αναφέρεται ως η διαφορά ρίζας-μέσου-τετραγώνου μεταξύ της τιμής μέτρησης του καρδιακού ρυθμού και της τιμής που ορίζεται από τον προσομοιωτή.

Σημείωση 4: ποσοστά διαμόρφωση υπέρυθρου σήματος ως ένδειξη της ισχύος του παλμικού σήματος. Χρησιμοποιήθηκε προσομοιωτής ασθενούς για την επαλήθευση της ακρίβειας υπό συνθήκες χαμηλής αμάτωσης. Οι τιμές του SpO₂ και του καρδιακού ρυθμού διαφέρουν λόγω συνθηκών χαμηλού σήματος, συγκρίνετε τις με τις γνωστές τιμές του SpO₂ και του καρδιακού ρυθμού του σήματος εισόδου.

Σημείωση 5: οι οπτικοί αισθητήρες, όπως τα εξαρτήματα που εκπέμπουν φως, θα επηρεάσουν άλλες ιατρικές συσκευές που εφαρμόζονται στο εύρος του μήκους κύματος. Οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες για τους γιατρούς που εκτελούν οπτική θεραπεία. Για παράδειγμα, η φωτοδυναμική θεραπεία που εκτελείται από τον γιατρό.

EMC

Αυτός ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για χρήση σε περιβάλλον επαγγελματικής υγειονομικής περιβάλλης και σε περιβάλλον οικιακής υγειονομικής περιβάλλης

Προειδοποίηση:

- Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε ενεργό ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΨΗΛΩΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ διότι στον δωμάτιο με θωράκιση RF ενός ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ για μαγνητική τομογραφία, όπου η ένταση των ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ είναι υψηλή.
- Η χρήση του παρόντος εξοπλισμού δίπλα ή επάνω σε άλλες συσκευές πρέπει να αποφεύγεται διότι μπορεί να επηρεαστεί η σωστή λειτουργία. Εάν η χρήση αυτή δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε ο παρόν εξοπλισμός και οι άλλες συσκευές θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να διαπιστώνεται η σωστή τους λειτουργία.
- Η χρήση αξεσουάρ, μετατροπών και καλωδίων διαφορετικών από εκείνα που αναφέρει ή που παρέχει ο κατασκευαστής του παρόντος εξοπλισμού μπορεί να συνεπάγεται αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του παρόντος εξοπλισμού και να οδηγήσει σε μη σωστή λειτουργία.
- Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας RF (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη των 30 cm (12 ίντσες) από οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που αναφέρει ο κατασκευαστής. Διαφορετικά, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η απόδοση του εξοπλισμού.

Σημείωση:

- Ο εξοπλισμός αυτός απαιτεί ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ΗΜΣ και πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες ΗΜΣ που παρέχονται παρακάτω.

- Η βασική απόδοση: Εύρος μέτρησης SpO₂: 70% ~ 100%, απόλυτο σφάλμα: ±2%, εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού: 30 bpm ~ 250 bpm, ακρίβεια: ±2 bpm ή ±2%, όπου είναι μεγαλύτερο.
- Όταν η συσκευή διαταράσσεται, τα δεδομένα των μετρήσεων ενδέχεται να αυξομειωνονται, εκτελέστε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ή σε διαφορετικό περιβάλλον για να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να επηρεαστεί από άλλες συσκευές, ακόμη και αν αυτές πληρούν τις απαιτήσεις του CISPR.

Πίνακας 1:

Οδηγός και Δίληση - Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές	
Δοκιμή εκπομπών	Συμμόρφωση
Ακτινοβολούμενες εκπομπές RF CISPR 11	Ομάδα 1
Ακτινοβολούμενες εκπομπές RF CISPR 11	Κατηγορία B
Αρμονική παραμόρφωση IEC 61000-3-2	Δεν εφαρμόζεται
Διακυμάνσεις τάσης και τρεμόσβημα IEC 61000-3-3	Δεν εφαρμόζεται

Πίνακας 2:

Οδηγός και Δίληση - Ηλεκτρομαγνητική Ατρωσία		
Δοκιμή ατρωσίας	IEC60601-1 επίπεδο δοκιμής	Επίπεδο συμμόρφωσης
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV επαφή ±15 kV αέρας	±8 kV επαφή ±15 kV αέρας
Ταχεία μεταβατικά φαινόμενα/ρυτίες IEC 61000-4-4	±2 kV για γραμμές τροφοδοσίας ±1 kV για γραμμές εισόδου/εξόδου	Δεν ισχύει
Υπέρταση IEC 61000-4-5:	±1 kV γραμμή(ές) προς γραμμή(ές) ±2 kV γραμμή(ές) προς γη	Δεν ισχύει
Βυθισίες τάσεις και Διακοπές τάσης IEC 61000-4-11	0 % UT, 0,5 κύκλος σε 0°,45°,90°,135°,180°,225°,270°και 315". 0 % UT, για 1 κύκλο και 70 % UT, 25/30 κύκλοι. Μονοφασικό: σε 0°. 0 % UT, 250/300 κύκλοι	Δεν ισχύει
Συχνότητα ισχύος (50/60 Hz) μαγνητικό πεδίο IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
Αγνιγμές RF IEC61000-4-6	3 V 0,15MHz - 80 MHz 6 V σε ISM και ερασιτεχνικές ζώνες ραδιοσυχνότητας μεταξύ 0,15 MHz έως 80 MHz 80%AM στο 1kHz	Δεν ισχύει
Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες IEC61000-4-3	10 V/m 80MHz-2,7GHz 80%AM στο 1kHz	10 V/m 80MHz-2,7GHz 80%AM στο 1kHz
OTE UT είναι η τάση τροφοδοσίας a.c. πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής		

Πίνακας 3:

Οδηγός και δόληση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία						
Δοκιμή Συχνότητα (MHz)	Ζώνη (MHz)	Υπηρεσία	Διαμόρφωση	IEC60601-1-2 Επίπεδο δοκιμής (V/m)	Επίπεδο συμμόρφωσης (V/m)	
Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες IEC51000-4-3 (Προδιαγραφές δοκιμής για ΑΤΡΩΣΙΑ ΘΥΡΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ σε ασύρματο εξοπλισμό επικοινωνίας RF)	385	380 – 390	TETRA 400	Παλμική διαμόρφωση b) 18 Hz	27	27
	450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz από κλίση 1 kHz ημίσινο	28	28
	710	704 – 745	LTE Band 13, 17	Παλμική διαμόρφωση b) 217 Hz	9	9
	780	787 – 800				
	810	800 – 870	GSM 800/900, TETRA 800, GSM 820, CDMA 850, LTE Band 5	Παλμική διαμόρφωση b) 18 Hz	28	28
	930	960 – 1700	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE Band 1, 3, 4, 25, UMTS			
	1720	1700 – 1845	28	28		
	1845	1970 – 2400 – 2570				
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Παλμική διαμόρφωση b) 217 Hz	28	28
	5240	5100 – 5500	WLAN 802,11 a/n	Παλμική διαμόρφωση b) 217 Hz	9	9
5785	5800					



ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τις σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών



CMS2.782.028(CE)(MDR)ESS/1.1 1.4.01.51.348 2025.04

Instruções para o utilizador

Caros utilizadores, muito obrigado por terem adquirido o Oxímetro de Pulso (doravante referido como dispositivo).

Este manual foi redigido e compilado de acordo com a diretiva do conselho RDM (2017/745/EU) para dispositivos médicos e normas harmonizadas. Em caso de modificações ou atualizações de software, as informações contidas neste documento encontram-se sujeitas a alterações sem aviso prévio.

É um dispositivo médico que pode ser utilizado repetidamente. O Manual descreve, de acordo com as características e os requisitos do dispositivo, a estrutura principal, as funções, as especificações, os métodos corretos de transporte, montagem, utilização, operação, reparação, manutenção e armazenamento etc., bem como os procedimentos de segurança para proteger o utilizador e o dispositivo. Consulte os respetivos capítulos para obter detalhes.

Leia atentamente o Manual do utilizador antes de utilizar este dispositivo. O Manual do utilizador que descreve os procedimentos operacionais deve ser rigorosamente seguido. O incumprimento do Manual do utilizador pode causar anormalidades na medição, danos no dispositivo e ferimentos pessoais. O fabricante NÃO é responsável por problemas de segurança, fiabilidade e desempenho nem por nenhuma anomalia de monitorização, ferimentos humanos e danos do dispositivo devido à negligência por parte do utilizador das instruções de funcionamento. O serviço de garantia do fabricante não cobre tais falhas.

Devido a uma renovação futura, os produtos específicos que recebeu podem não estar totalmente de acordo com a descrição deste manual do utilizador. Lamentamos imenso o mesmo.

A nossa empresa tem a interpretação final deste manual. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Avios

Lembre-se de que pode causar consequências graves para o testador, o utilizador ou o ambiente.

- Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.
- Perigo de explosão - NÃO utilize o dispositivo num ambiente com gás inflamável, como o anestésico.
- NÃO utilize o dispositivo durante a realização de exames de RM (ressonância magnética) ou TAC (tomografia computadorizada), uma vez que a corrente induzida pode provocar queimaduras.
- Não tome as informações apresentadas no dispositivo como a única base para o diagnóstico clínico. O dispositivo é utilizado apenas como um meio auxiliar de diagnóstico. Deve ser utilizado em conjunto com os conselhos do médico, as manifestações clínicas e os sintomas.
- A manutenção do dispositivo só pode ser efetuada por pessoal de assistência qualificado e indicado pelo fabricante. Os utilizadores não estão autorizados a fazer a manutenção ou a reequipar o dispositivo por si próprios. A modificação não autorizada do dispositivo pode resultar em riscos inaceitáveis.
- Se utilizar o dispositivo incessantemente podem aparecer sensações desconfortáveis ou dolorosas, especialmente nos utilizadores com perturbações da microcirculação. Não se recomenda a utilização do sensor no mesmo dedo por mais de 2 horas.
- Para alguns utilizadores especiais que necessitem de uma inspeção mais cuidadosa no local de teste, não coloque o dispositivo sobre o edema ou tecido sensível.
- Não ohe fixamente para o emissor de luz vermelha e infravermelha (a luz infravermelha é invisível) depois de ligar o dispositivo, incluindo o pessoal de manutenção, pois pode ser prejudicial para os olhos.
- Cada parte do dispositivo está firmemente fixada, se uma queda acidental fizer com que as peças pequenas, como um botão, caiam, evite engolir estas peças, pois pode provocar asfixia.
- O dispositivo contém materiais de silicone, PVC, TPU, TPE e ABS, cuja biocompatibilidade foi testada em conformidade com os requisitos da norma ISO 10993-1 e foi aprovado no teste de biocompatibilidade recomendado. A pessoa alérgica a silicone, PVC, TPU, TPE ou ABS não pode utilizar este dispositivo.
- NÃO deixe o cordão solto para evitar que o dispositivo caia e se danifique. A cordão

é feito de material não sensível. Não o utilize se alguém for alérgico ao cordão. Não enrole o cordão à volta do pescoço para evitar acidentes.

- A eliminação do dispositivo para a sucata, dos seus acessórios e da embalagem deve respeitar a legislação e os regulamentos locais, para evitar poluir o ambiente local. E os materiais de embalagem devem ser colocados numa zona que não esteja ao alcance das crianças.
- O dispositivo não pode ser utilizado com equipamento não especificado no Manual. Só podem ser utilizados os acessórios indicados ou recomendados pelo fabricante; caso contrário, pode causar lesões no testador e no operador ou danos no dispositivo.
- Verifique o dispositivo antes de o utilizar para se certificar de que não existem danos visíveis que possam afetar a segurança do utilizador e o desempenho do dispositivo. Se existirem danos visíveis, substitua as peças danificadas antes de as utilizar.
- Os testadores funcionais não podem ser utilizados para avaliar a precisão do Pulsóximetro.
- Alguns testadores funcionais ou simuladores de doentes podem ser usados para verificar se o dispositivo funciona normalmente, por exemplo, o simulador INDEX-ZLFE (versão de software: 3.00), consulte o Manual para obter os passos de funcionamento detalhados.
- Alguns testadores funcionais ou simuladores de doentes podem medir a precisão da curva de calibração copiada do dispositivo, mas não podem ser utilizados para avaliar a precisão do dispositivo.
- Quando utilizar o dispositivo, mantenha-o afastado de equipamentos que possam gerar um forte campo elétrico ou um forte campo magnético. A utilização do dispositivo num ambiente inadequado pode causar interferências no equipamento de rádio circundante ou afetar o seu funcionamento.
- Quando guardar o dispositivo, mantenha-o afastado de crianças, animais domésticos e insetos para evitar afetar o seu desempenho.
- Não coloque o dispositivo em locais expostos à luz solar direta, à temperatura elevada, à humidade, ao pó, ao algodão ou fáceis de salpicar água, para evitar afetar o seu desempenho.
- A precisão da medição será afetada pela interferência do equipamento eletrocirúrgico.
- Quando são utilizados vários produtos no mesmo doente em simultâneo, pode ocorrer perigo devido à sobreposição da corrente de fuga.
- O envenenamento por CO (monóxido de carbono) irá aparecer numa estimativa excessiva, pelo que não se recomenda a utilização do dispositivo.
- Este dispositivo não se destina a tratamentos.
- O operador previsto do dispositivo pode ser um doente.
- Evite a manutenção do dispositivo durante a utilização.
- Os utilizadores devem ler atentamente o manual do produto antes de utilizar e operar de acordo com os requisitos

1 Visão geral

A saturação de oxigénio é a percentagem de HbO₂ no total de Hb no sangue, a chamada de concentração de O₂ no sangue, é um parâmetro fisiológico importante para o sistema respiratório e circulatório. Uma série de doenças relacionadas com o sistema respiratório podem causar a diminuição de SpO₂ no sangue, além disso, algumas outras causas, como o mau funcionamento do autoajuste do corpo humano, danos durante a cirurgia e os ferimentos causados por algum exame médico também levariam à dificuldade de fornecimento de oxigénio no corpo humano, e os sintomas correspondentes apareceriam como consequência, como vertigem, impotência, vômito etc. Sintomas graves podem trazer perigo à vida humana. Portanto, a informação de aviso de SpO₂ dos pacientes é de grande ajuda para o médico descobrir o perigo potencial e é de grande importância no campo clínico médico. Introduza o dedo durante a medição, o dispositivo exibirá diretamente o valor de SpO₂ medido, tem uma precisão e repetibilidade mais altas.

1.1 Características

- A. Fácil de utilizar.
- B. Pequeno em volume, leve em peso, fácil de transportar.
- C. Baixo consumo de energia.

1.2 Finalidade prevista

O pulsóximetro pode ser utilizado para medir a saturação de oxigénio do pulso e a frequência cardíaca para verificação de rotina.

Ambiente previsto

Hospitais, instalações do tipo hospitalar e cuidados no domicílio.

Utilizadores previstos

Profissionais de saúde ou pessoas leigas que possam compreender completamente o conteúdo dos rótulos e das instruções.

População de doentes

Doentes adultos.

Indicação

O pulsóximetro é particularmente indicado para doentes de risco, como pessoas com doenças cardíacas ou asma, mas também para atletas e pessoas saudáveis que praticam exercício a elevada altitude (por ex., alpinistas, esquiadores ou pilotos amadores). O pulsóximetro é também adequado para pessoas sem condições pré-existent que desejam medir a sua saturação de oxigénio ou que apresentam sintomas de baixa saturação de oxigénio.

Benefícios clínicos

Os utilizadores podem determinar de forma rápida e fácil o seu valor de saturação de oxigénio através do dispositivo e detetar esse valor diminuído. As pessoas com baixa saturação de oxigénio sentem frequentemente os seguintes sintomas: falta de ar, aumento do ritmo cardíaco, fraqueza, nervosismo e hiperidrose. Se a saturação de oxigénio for conhecida por ser cronicamente diminuída, requer ser monitorizada utilizando o pulsóximetro sob supervisão médica. Uma saturação de oxigénio extremamente baixa (com ou sem sintomas associados) deve ser avaliada imediatamente por um médico. Esta pode ser uma situação de risco de vida.

1.3 Requisitos ambientais

- Ambiente de armazenamento
- a) Temperatura: -40 °C ~ +60 °C

- b) Humidade relativa: ≤ 95%
- c) Pressão atmosférica: 500 hPa ~ 1060 hPa
- Ambiente de funcionamento
- a) Temperatura: +10 °C ~ +40 °C
- b) Humidade relativa: ≤ 75%
- c) Pressão atmosférica: 700 hPa ~ 1060 hPa

1.4 Precauções

1.4.1 Atenções

Indique as condições ou práticas que podem causar danos no dispositivo ou noutros bens.

Antes de utilizar o dispositivo, certifique-se de que se encontra no estado de funcionamento e no ambiente de operação normais.

Para obter uma medição mais exata, o dispositivo deve ser utilizado num ambiente calmo e confortável.

Quando o dispositivo é transportado de um ambiente frio ou quente para um ambiente morno ou húmido, não o utilize imediatamente, recomenda-se que aguarde pelo menos quatro horas.

Se o dispositivo for salpicado ou coagulado por água, interrompa o funcionamento.

NÃO opere o dispositivo com objetos afiados.

Não é permitida a esterilização do dispositivo a alta temperatura, alta pressão, gás. Consulte o Manual do utilizador no respetivo capítulo (6.1) para limpeza. Retire a pilha interna antes da limpeza.

O dispositivo pode não ser adequado para todos os utilizadores; se não conseguir obter um resultado satisfatório, deixe de o utilizar.

O cálculo da média dos dados e o processamento do sinal têm um atraso na atualização dos valores dos dados de SpO₂. Quando o período de atualização dos dados for inferior a 30 segundos, o tempo para obter valores médios dinâmicos aumentará, o que se deve à degradação do sinal, à baixa perfusão ou a outra interferência, dependendo do valor de FC.

O dispositivo tem uma vida útil de 3 anos, data de fabrico: veja na etiqueta.

O dispositivo não tem função de alarme de baixa tensão, só mostra a baixa tensão, troque as pilhas quando a tensão das pilhas estiver esgotada.

O dispositivo não dispõe de uma função de alarme de excesso de limite para a SpO₂ e para a FC, pelo que não pode ser aplicado em locais que necessitem dessa função.

A temperatura máxima na sonda SpO₂ - interface do tecido deve ser inferior a 41 °C, que é medida pelo testador de temperatura.

Durante a medição, quando aparecerem condições anormais no ecrã, retire o dedo e volte a inseri-lo para medir novamente.

Se aparecer algum erro desconhecido durante a medição, remova as pilhas para terminar a operação.

Não contorça ou arraste o fio do dispositivo.

O gráfico de barras, como um indicador de inadequação do sinal, quando se move de forma instável, a precisão do valor medido pode degradar. Quando tende a ser estável, o valor medido lido é o ideal.

Se o dispositivo ou o componente se destinar a uma utilização única, a utilização repetida destas peças colocará riscos para os parâmetros e para os parâmetros técnicos do dispositivo conhecidos pelo fabricante.

Se necessário, a nossa empresa pode fornecer algumas informações (tais como diagramas de circuitos, listas de componentes, ilustrações etc.), para que o pessoal técnico qualificado do utilizador possa reparar os componentes do dispositivo designados pela nossa empresa.

Os resultados medidos serão influenciados pelo agente corante externo (como verniz das unhas, agente corante ou produtos de cuidados da pele coloridos etc.), por isso não os utilize no local de teste.

Como os dedos demasiado frios ou demasiado finos ou cuja unha seja demasiado comprida podem afetar os resultados da medição, por isso deve introduzir o dedo mais grosso, como o polegar ou o dedo médio, suficientemente fundo na sonda durante a medição.

O dedo deve ser colocado corretamente (veja a figura 5 em anexo), uma vez que uma montagem inadequada ou uma posição de contacto inadequada do sensor influenciará a medição.

A luz entre o tubo rector fotoelétrico e o tubo emissor de luz do dispositivo tem de passar através da artéria do indivíduo. Certifique-se que a trajetória ótica está desimpedida de quaisquer obstáculos óticos, como o tecido com borrracha, para evitar medições imprecisas.

O excesso de luz ambiente pode afetar os resultados medidos, como luz cirúrgica (especialmente fontes de luz de xénon), lâmpada de bilirrubina, lâmpada fluorescente, aquecedor de infravermelhos e luz solar direta etc. Para evitar a interferência a partir da luz ambiente, certifique-se de que coloca o sensor apropriadamente e cobre o sensor com material opaco.

O movimento frequente (ativo ou passivo) do indivíduo ou a atividade intensa podem afetar a precisão da medição.

O Pulsóximetro não deve ser colocado num membro com uma braçadeira de tensão arterial, o canal arterial ou o tubo intraluminal.

O valor medido pode ser impreciso durante a desfibrilação e num curto período após a desfibrilação, uma vez que não tem função de desfibrilação.

O dispositivo foi calibrado antes de sair da fábrica.

O dispositivo é calibrado para visualizar a saturação funcional de oxigénio.

O equipamento ligado à interface do Oxímetro deve cumprir os requisitos da norma CEI 60601-1.

1.4.2 Restrição clínica

A. Como a medição é feita na base da pulsação da artéria, é necessário um fluxo sanguíneo pulsante substancial no indivíduo. Para indivíduos com pulsações fracas devido a choque, temperatura ambiente / corporal baixa, hemorragia grave ou à utilização de medicamentos de contração vascular, a forma da onda de SpO₂ (pletismografia) irá diminuir. Neste caso, a medição será mais sensível às interferências.

B. A medição será influenciada por agentes de coloração intravascular (como o verde de

indocianina ou o azul de metileno) e pela pigmentação da pele.

C. O valor medido pode ser aparentemente normal para o testador que tenha anemia ou hemoglobina disfuncional (como a carboxiemoglobina (COHb), a meta-hemoglobina (MetHb) e a sulfemoglobina (SuHb)), mas o testador pode aparentar hipoxia, pelo que se recomenda a realização de uma avaliação suplementar de acordo com as situações clínicas e os sintomas.

D. O oxigénio do pulso só tem um significado de referência para a anemia e a hipoxia tóxica, uma vez que alguns pacientes com anemia grave continuam a apresentar um valor de medição do oxigénio de pulso melhor.

E. Contraindicação:

- a. A pessoa que é alérgica ao silicone, PVC, TPU, TPE ou ABS.
- b. O tecido cutâneo danificado.
- c. Durante a reanimação cardiopulmonar.
- d. Quando o doente está hipovolémico.
- e. Para avaliar a adequação do suporte ventilatório.
- f. Para detetar o agravamento da função pulmonar em doentes com uma concentração elevada de oxigénio.

1.5 Indicações clínicas

O Oxímetro de pulso pode ser utilizado para medir a saturação de oxigénio do pulso e a frequência cardíaca através do dedo.

2 Princípio




Figura 1 Princípio de funcionamento

É estabelecida uma fórmula experimental de processamento de dados utilizando a lei de Lambert Beer de acordo com as Características de absorção do espectro da Hemoglobina redutora (Hb) e da oxiemoglobina (HbO₂) nas zonas de luz vermelha e de infravermelha próxima. Com base no princípio da Tecnologia de inspeção fotoelétrica da oxiemoglobina e da Tecnologia de fotopletismografia, utiliza dois feixes de luz de diferentes comprimentos de onda para irradiar a ponta do dedo humano para obter a informação de medição do elemento fotossensível, depois de processada pelos circuitos eletrônicos e pelo microprocessador, exibe os resultados medidos no ecrã.

3 Funções

- A. Exibição do valor de SpO₂
- B. Exibição do valor e do gráfico de barras da FC
- C. Indicação de pilhas fracas: a indicação de pilhas fracas aparece quando a tensão das pilhas é demasiado baixa para funcionar
- D. Função de espera automático

4 Apresentação do produto

4.1 Vista do painel frontal




Figura 2. Vista Frontal

4.2 Pilhas

Passo 1. Consulte a figura 3 e insira as duas pilhas de tamanho AAA adequadamente na direção certa.

Passo 2. Substitua a tampa.

Tenha cuidado ao introduzir as pilhas pois uma inserção inadequada pode danificar o dispositivo.




Figura 3. Montagem das pilhas

4.3 Montagem do cordão de suspensão

Passo 1. Coloque a extremidade do cordão através do orifício.

Passo 2. Atravesse a outra extremidade do cordão pelo primeiro e, em seguida, aperte-o.




Figura 4. Montagem do cordão de suspensão.

4.4 Estrutura, acessórios e descrição do software

- A. Estrutura: unidade principal.
B. Acessórios: um Manual do utilizador, um cordão de suspensão.

Verifique o dispositivo e os acessórios de acordo com a lista para evitar que o dispositivo não funcione normalmente.

- C. Descrição do software
Versão de lançamento: V2

5 Guia de Operação

- 5.1 Insira as duas pilhas corretamente na direção e, em seguida, reponha a tampa.
5.2 Abra o clipe conforme o mostrado na Figura 5.



Figura 5. Coloque o dedo na posição

- 5.3 Coloque o dedo do paciente nas almofadas de borracha do clipe (certifique-se de que o dedo está na posição correta) e, em seguida, prenda o dedo no clipe.
5.4 Pressione o botão uma vez no painel frontal.
5.5 Não mexa o dedo e mantenha o paciente relaxado durante o processo. Entretanto, não é recomendável o corpo humano estar no estado em movimento.
5.6 Obtenha as informações diretamente da exibição do ecrã.
5.7 No estado de programa de arranque, prima o botão e o dispositivo é redefinido.
5.8 Em estado de não medição, entrará automaticamente no modo de espera quando não houver funcionamento durante 5s.

As unhas e o tubo luminescente devem estar do mesmo lado.

6 Manutenção, transporte e armazenamento

6.1 Limpeza

- A. Antes de limpar, garanta uma boa ventilação do ambiente, remova materiais inflamáveis e combustíveis circundantes e evite chamas abertas e fontes de energia elétrica etc.
B. Remova a pilha interna e, em seguida, limpe a caixa e as almofadas do clipe de dedo, respetivamente, com uma gaze médica embebida em álcool isopropílico (70%) (nota: pode ser utilizado álcool isopropílico de qualquer empresa reconhecida) durante pelo menos 1 minuto. Deixe-os secar naturalmente ou limpe-os com um pano limpo e seco.
C. Determine se a limpeza é adequada através de uma inspeção visual. Se forem encontradas manchas, repita os passos acima.

6.2 Manutenção

- A. Verifique periodicamente a unidade principal e todos os acessórios para se certificar de que não existem danos visíveis que possam afetar a segurança do doente e o desempenho da monitorização. Recomenda-se que o dispositivo seja inspecionado, pelo menos, semanalmente. Se existirem danos evidentes, pare de o utilizar.
B. Limpe o dispositivo antes e após a utilização, de acordo com o Manual do utilizador (6.1).
C. Substitua as pilhas atempadamente quando aparecer pilhas fracas.
D. Retire as pilhas se o dispositivo não for utilizado durante um longo período.
E. O dispositivo não precisa de ser calibrado durante a manutenção.

6.3 Transporte e armazenamento

- A. O dispositivo embalado pode ser transportado por meios de transporte normais ou de acordo com o contrato de transporte. Durante o transporte, evite choques fortes, vibrações e salpicar com chuva ou neve, e não pode ser transportado misturado com material tóxico, nocivo e corrosivo.
B. O dispositivo embalado deve ser armazenado num local sem gases corrosivos e com boa ventilação. Temperatura: -40 °C a +60 °C; Humidade relativa: ≤ 95%.

7 Resolução de problemas

Problemas	Motivo possível	Solução
Os valores não podem ser visualizados de forma normal ou estável.	1) O dedo não está inserido corretamente.	1) Introduza o dedo corretamente e volte a medir.
	2) O dedo treme ou o paciente movimenta-se.	2) Permita que o paciente se acalme.
	3) O dispositivo não é utilizado no ambiente exigido pelo manual.	3) Utilize o dispositivo num ambiente normal.
	4) O dispositivo funciona de forma anómala.	4) Contacte o serviço pós-venda.
O dispositivo não pode ser ligado	1) As pilhas estão gastas ou quase gastas.	1) Troque as pilhas.
	2) As pilhas estão montadas incorretamente.	2) Monte as pilhas outra vez.
	3) Mau funcionamento do dispositivo.	3) Contacte o centro de assistência técnica local.

O ecrã desaparece subitamente.	1) O dispositivo entra no modo de poupança de energia.	1) Normal.
	2) Pilhas fracas.	2) Troque as pilhas.
	3) O dispositivo funciona de forma anómala.	3) Contacte o serviço pós-venda.
	4)	4)

8 Tecla dos símbolos

Nota: O seu dispositivo pode não conter todos os símbolos seguintes.

Símbolo	Descrição
	Aparelho de tipo BF
	Siga as instruções de uso
	Saturação do oxigénio do pulso (%)
	Frequência cardíaca (bpm)
	A indicação da tensão das pilhas é deficiente (substitua as pilhas a tempo para evitar medições inexatas)
	1. Nenhum dedo inserido 2. Indicador de sinal inadequado
	Elétrodo positivo da pilha
	Cátodo das pilhas
	1. Sair do modo de espera. 2. Redefinir
	Número de série
	Inibir alarme
	Disposição REEE
	Grau de proteção do invólucro
	Limite de temperatura
	Limite de humidade
	Limite da pressão atmosférica
	Este lado para cima
	Frágil, manusear com cuidado
	Armazenar em local fresco e seco
	Reciclável
	Fabricante
	Data de fabrico
	Representante autorizado na União Europeia
	Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE
	Código do material
	Número de lote
	Código produto
	Dispositivo médico
	Guardar ao abrigo da luz solar
	Importado por
	Identificador exclusivo do dispositivo

9 Especificação de funções

SpO2 [veja a nota 1]	
Faixa de exibição	0% a 99%
Faixa de medição	0% a 100%
Precisão [veja a nota 2]	70% a 100%: ±2%; 0% a 69%: não especificado.
Resolução	1%
FC	

Faixa de exibição	30 bpm a 250 bpm
Faixa de medição	30 bpm a 250 bpm
Precisão [veja a nota 3]	±2 bpm durante a faixa de frequência cardíaca de 30 bpm a 99 bpm e ±2% durante a faixa de frequência cardíaca de 100 bpm a 250 bpm.
Resolução	1 bpm
Baixa perfusão 0,4%: SpO2: ±4%; FC: ±2 bpm durante a faixa de frequência cardíaca de 30 bpm a 99 bpm e ±2% durante a faixa de frequência cardíaca de 100 bpm a 250 bpm.	
Interferência da luz	Em condições normais e de luz ambiente, o desvio da SpO2 é ≤ 1%
Intensidade do pulso	Ecrã de gráfico de barras contínuo, o ecrã mais elevado indica um impulso mais forte.
Sensor ótico [veja a nota 5]	
Luz vermelha	Comprimento de onda: cerca de 660 nm, potência ótica de saída: < 6,65 mW
Luz infravermelha	Comprimento de onda: cerca de 905 nm, potência ótica de saída: < 6,75 mW
Classe de segurança	Equipamento alimentado internamente, tipo de peça aplicada BF
Proteção internacional	IP22
Tensão de funcionamento	CC de 2,6 V a 3,6 V
Corrente de trabalho	≤ 25 mA
Fonte de alimentação	Pilhas alcalinas de 1,5 V (tamanho AAA) × 2 ou pilhas recarregáveis
Vida útil das pilhas	O dispositivo pode funcionar continuamente durante 20 horas, se for alimentado por duas pilhas novas dentro do período de garantia.
Dimensão e peso	
Dimensões	57 mm (C) × 31 mm (L) × 32 mm (A)
Peso	Cerca de 50 g (com as pilhas)

Nota 1: as alegações de precisão de SpO2 devem ser apoiadas por medições de estudo clínico realizadas em toda a gama. Por indução artificial, obtenha o nível de oxigénio estável na faixa de 70 % a 100 % de SpO2, compare os valores de SpO2 recolhidos pelo equipamento de oxímetro de pulso padrão secundário e o equipamento testado ao mesmo tempo, para formar dados emparelhados, que são utilizados para a análise da precisão.
Há 12 voluntários saudáveis (homens: 6, mulheres: 6; idade: 18 a 50; cor da pele: preto escuro: 3, meio escuro: 1, claro: 7, branco: 1) dados do relatório clínico.

Nota 2: como as medições do equipamento de oxímetro de pulso estão estatisticamente distribuídas, apenas cerca de dois terços das medições do equipamento de oxímetro de pulso podem ser esperadas dentro de ±Arms do valor medido por um COOXÍMETRO.

Nota 3: O simulador do paciente foi utilizado para verificar a precisão da frequência cardíaca, que é declarada como a diferença da raiz quadrada média entre o valor da medição de PR e o valor definido pelo simulador.

Nota 4: a modulação da percentagem do sinal de infravermelho como a indicação da intensidade do sinal pulsante, o simulador de paciente tem sido utilizado para verificar a sua precisão em condições de baixa perfusão. Os valores de SpO2 e FC são diferentes devido às condições de baixo sinal; compare-os com os valores conhecidos de SpO2 e FC do sinal de entrada.

Nota 5: os sensores óticos, como os componentes emissores de luz, afetarão outros dispositivos médicos aplicados na faixa de comprimento de onda. As informações podem ser úteis para os médicos que efetuam o tratamento ótico, por exemplo, a terapia fotodinâmica operada pelo médico.

CEM

Este equipamento é adequado para ambientes de instalações de cuidados de saúde profissionais e ambientes de cuidados de saúde ao domicílio

Aviso:

- Não se aproxime do equipamento cirúrgico de AF ativo e da sala de RF protegida por um SISTEMA EM de ressonância Magnética, onde a Intensidade de perturbações EM é elevada.
- A utilização deste equipamento adjacente a, ou empilhado com, outro equipamento deve ser evitada, uma vez que pode resultar num funcionamento inapropriado. Se essa utilização for necessária, este equipamento e os demais equipamentos devem ser observados para verificar se estão a funcionar normalmente.
- A utilização de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento poderia resultar num aumento das emissões eletromagnéticas ou numa diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar num funcionamento inapropriado.
- O equipamento portátil de comunicações de RF (incluindo os periféricos como os cabos de antena e as antenas externas) não deve ser utilizado a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte deste equipamento, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, poderá resultar numa degradação do desempenho deste equipamento.

Notas:

- Este equipamento necessita de precauções especiais relativamente à CEM e necessita de ser colocado em serviço de acordo com as informações sobre a CEM fornecidas abaixo.
- O desempenho básico: Faixa de medição de SpO2: 70% a 100%, erro absoluto: ±2%; Faixa de medição de FC: 30 bpm ~ 250 bpm, precisão: ± 2 bpm ou ± 2%, o que for maior.
- Quando o dispositivo for perturbado, os dados medidos podem variar, meça repetidamente ou noutro ambiente para garantir a sua precisão.
- Outros dispositivos podem afetar este dispositivo, mesmo que cumpram os requisitos da norma CISPR.

Tabela 1:

Orientações e declarações - Emissões eletromagnéticas	
Teste de emissões	Conformidade

Emissões de RF radiada CISPR 11	Grupo 1
Emissões de RF radiada CISPR 11	Classe B
Distorção harmónica CEI 61000-3-2	Não aplicável
Flutuações e tremulação da tensão CEI 61000-3-3	Não aplicável

Tabela 2:

Guia e Declaração - Imunidade eletromagnética		
Ensaio de imunidade	CEI 60601 nível de ensaio	Nível de conformidade
Descarga eletrostática (ESD) CEI 61000-4-2	± 8 kV pelo contacto ± 15kV ar	± 8 kV pelo contacto ± 15kV ar
Transitórios rápidos elétricos / salvas CEI 61000-4-4	±2kV para energia linhas de alimentação ± 1 kV para linhas de entrada / saída	Não aplicável
Tensão de choque CEI 61000-4-5:	± 1 kV linha(s) para linha(s) ± 2 kV linha(s) para terra	Não aplicável
Cavas de tensão e Interrupções de tensão CEI 61000-4-11	0 % UT; 0,5 ciclo a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°. 0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 25/30 ciclos; Monofásico: a 0°. 0% UT; 250/300 ciclo	Não aplicável
Frequência de potência (50/60 Hz) campo magnético CEI 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
RF conduzida CEI 61000-4-6	3 V 0,15 MHz a 80 MHz 6 V nas bandas ISM e de radioamador entre 0,15 MHz até 80 MHz 80% AM a 1 kHz	Não aplicável
RF radiada CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
OTE UT é a tensão de rede de CA antes da aplicação do nível de ensaio		

Tabela 3:

Orientações e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética					
	Ensaio Frequência (MHz)	Banda (MHz)	Serviço	Modulação	CEI 60601-1-2 Nível de ensaio (V/m)
RF radiada CEI 61000-4-3 (Especificações de ensaio para a IMUNIDADE DA PORTA DE INVÓLUCRO para Equipamento de comunicação de RF sem fios)	385	380 – 390	TETRA 400	Pulso modulação b) 18 Hz	27
	450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) Desvio de ± 5 kHz 1 kHz seno	28
	710	704 – 745	Banda LTE 13,17	Pulso modulação b) 217 Hz	9
	810	800 – 870	GSM 800/900, TETRA 800, GSM 850, CDMA 850, Banda LTE 5	Pulso modulação b) 18 Hz	28
	1845	1700 – 1990	GSM 1900; CDMA 1800; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulso modulação b) 217 Hz	28
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Pulso modulação b) 217 Hz	28
	5240	5100 – 5500	WLAN 802.11 a/n	Pulso modulação b) 217 Hz	9
	5785	5800			

Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha iniciados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Si Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.



Manual de utilizare și întreținere

ATENȚIE: Operatorii trebuie să atenționeze și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

GIMA 35070

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD No.112
Chinhuang West Street, Economic & Technical
Development Zone, Chinghuangao, Hebei Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

MD

CE 0123

IP22

80%
0%

1000Pa
500Pa

40°C

REF CMS50DL
ProInx GmbH, Brehmstr. 56, 40239
Düsseldorf Germany

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20090 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CMS2.782.028(CE)(MDR)ES/1.1 1.4.01.51.348 2025.04

Indicații pentru Utilizator

Stimați utilizatori, vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea pulsioximetrului (denumit în continuare dispozitiv).

Acest manual este redactat și compilat în conformitate cu Directiva MDR (2017/745/UE) privind dispozitivele medicale și cu standardele armonizate. În cazul modificărilor și actualizărilor de software, informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără notificare.

Acesta este un dispozitiv medical care poate fi utilizat în mod repetat.

Manualul descrie, în conformitate cu caracteristicile și cerințele dispozitivului, structura principală, funcțiile, specificațiile, metodele corecte de transport, asamblare, utilizare, funcționare, reparație, întreținere și depozitare etc., precum și procedurile de siguranță pentru a proteja atât utilizatorul cât și dispozitivul. Consultați capetele respective pentru detalii.

Vă rugăm să citiți cu atenție Manualul de utilizare înainte de a folosi acest dispozitiv. Manualul de Utilizare descrie procedurile de folosire și trebuie urmat cu strictețe. Nerespectarea Manualului de utilizare poate provoca funcționări anormale, daune asupra dispozitivului și vătămare corporală. Producătorul NU este responsabil pentru problemele de siguranță, fiabilitate și performanță, precum și pentru orice anomalie de monitorizare, vătămare corporală și deteriorare a dispozitivului din cauza neglijenței utilizatorului ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare. Garanția producătorului nu acoperă astfel de defecțiuni.

Datorită recondiționării viitoare, produsele specifice pe care le-ați primit nu sunt în totalitate în conformitate cu descrierea din acest Manual de utilizare. Ne pare sincer rău sincer pentru această situație.

Compania noastră deține interpretarea finală a acestui manual. Conținutul acestui manual poate fi modificat fără vreo notificare prealabilă.

Avertizări

Amintiți-vă că acesta poate să producă consecințe grave persoanei care testează dispozitivul, utilizatorul sau mediului.

- Orice Incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.
- Pericol de explozie —NU utilizați acest dispozitiv în medii cu substanțe inflamabile cum ar fi anestezicele.
- NU utilizați dispozitivul în timpul examinării RMN sau CT, deoarece curentul indus poate provoca arsuri.
- Nu luați informațiile afișate pe dispozitiv ca unică bază pentru diagnosticul clinic. Dispozitivul este folosit doar ca mijloc auxiliar în diagnosticare. Prin urmare, trebuie utilizat împreună cu sfatul medicului, cu manifestările clinice și simptomele.
- Întreținerea dispozitivului poate fi efectuată numai de către personalul de service calificat, specificat de producător. Utilizatorilor nu le este permis să întrețină sau să remonteze dispozitivul singuri. Modificarea neautorizată a dispozitivului ar putea avea ca rezultat un risc inacceptabil.
- În cazul în care utilizați fără oprire dispozitivul, ar putea apărea o senzație incomfortabilă sau dureroasă, în special pentru utilizatorii cu tulburări de microcirculație. Nu este recomandat ca senzorul să fie folosit pe același deget mai mult de 2 ore.
- Pentru unii utilizatori speciali care au nevoie de o inspecție mai atentă a locului de testare, vă rugăm să nu așezați dispozitivul pe edem sau pe țesut sensibil.
- Vă rugăm să nu vă uitați direct la emițătorul de lumină roșie și infraroșu (lumina infraroșie este invizibilă) după ce ați pornit dispozitivul. Această interdicție se aplică și în cazul personalului de întreținere, deoarece emițătorul poate fi dăunător pentru ochi.
- Fiecare parte a dispozitivului este bine fixată. În cazul în care căderea accidentală duce la desprinderea unor părți mici, cum ar fi un buton, evitați înghițirea acestor piese deoarece poate duce la sufocare.
- Dispozitivul conține materiale siliconice, PVC, TPU, TPE și ABS, a căror biocompatibilitate a fost testată în conformitate cu cerințele standardului ISO 10993-1 și a trecut testul de biocompatibilitate recomandat. Persoana care este alergică la silicon, PVC, TPU, TPE sau ABS nu poate folosi acest dispozitiv.
- NU puneți nimic pe șnur pentru a evita căderea și deteriorarea dispozitivului. Șnurul nu este realizat dintr-un material sensibil. Vă rugăm să nu utilizați dispozitivul dacă vreuna dintre persoane este alergică la șnur. Nu înfășurați șnurul în jurul gâtului

- pentru a evita producerea de accidente.
- Eliminarea dispozitivului vechi, accesoriile și ambalajul acestuia trebuie să respecte legile și reglementările locale, pentru a evita poluarea mediului. Iar materialele de ambalare trebuie amplasate într-o zonă care nu se află la îndemâna copiilor.
- Dispozitivul nu poate fi utilizat cu echipamente care nu sunt specificate în manual. Pot fi utilizate numai accesoriile desemnate sau recomandate de către producător, în caz contrar, persoana care testează dispozitivul și operatorul pot suferi vătămări sau dispozitivul poate fi deteriorat.
- Verificați dispozitivul înainte de utilizare pentru a vă asigura că nu există daune vizibile care ar putea afecta siguranța utilizatorului și performanța dispozitivului. Când există daune evidente, vă rugăm să înlocuiți piesele deteriorate înainte de utilizare.
- Testerele funcționale nu pot fi folosite pentru a evalua acuratețea pulsioximetrului.
- Unele testere funcționale sau simulatoare de pacienți pot fi utilizate pentru a verifica dacă dispozitivul funcționează normal, de exemplu, Simulatorul INDEX-2LFE (versiunea software: 3.00); vă rugăm să consultați Manualul pentru etapele de operare detaliate.
- Unele testere funcționale sau simulatoare de pacienți pot măsura acuratețea curbei de calibrare copiate de dispozitiv, dar nu pot fi utilizate pentru a evalua acuratețea dispozitivului.
- Când utilizați dispozitivul, vă rugăm să-l țineți departe de echipament, întrucât acesta poate genera un câmp electric puternic sau un câmp magnetic puternic. Utilizarea dispozitivului într-un mediu neadecvat poate cauza interferențe cu echipamentul radio din jur sau poate afecta funcționarea acestuia.
- Când depozitați dispozitivul, țineți-l la distanță de copii, animale de companie și insecte pentru a nu afecta performanța acestuia.
- Nu așezați dispozitivul în locuri expuse la lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate, umiditate, praf, vată sau stropi de apă, pentru a evita afectarea performanței acestuia.
- Precizia măsurată va fi afectată de interferența echipamentului electrochirurgical.
- Când mai multe produse sunt utilizate simultan pe același pacient, poate apărea pericolul care apare din suprapunerea curentului de scurgere.
- Otrăvirea cu CO va apărea ca o estimare excesivă, prin urmare, nu este recomandată utilizarea dispozitivului.
- Acest dispozitiv nu este destinat tratamentului.
- Operatorul vizat al dispozitivului poate fi un pacient.
- Evitați întreținerea dispozitivului în timpul utilizării.
- Utilizatorii trebuie să citească cu atenție manualul produsului înainte de utilizare și să folosească dispozitivul conform cerințelor

1 Prezentare generală

Saturația de oxigen este procentul de HbO₂ din Hb total din sânge, așa-numita concentrație de O₂ în sânge; este un parametru fiziologic important pentru sistemul respirator și circulator. O serie de boli legate de sistemul respirator pot determina scăderea SpO₂ în sânge, în plus, unele alte cauze, cum ar fi funcționarea defectuoasă a autoajustării corpului uman, vătămarea în timpul intervenției chirurgicale și leziunile cauzate de un control medical ar duce, de asemenea, la dificultatea alimentării cu oxigen în corpul uman și simptomele corespunzătoare ar apărea ca o consecință, cum ar fi vertij, impotență, vărsături etc. Simptomele grave pot reprezenta un pericol pentru viața omului. Prin urmare, informarea promptă a pacienților cu privire la SpO₂ este de mare ajutor pentru medic pentru a descoperi pericolul potențial și are o mare importanță în domeniul medical clinic.

Introduceți degetul în timpul măsurării; dispozitivul va afișa direct valoarea SpO₂ măsurată, având o precizie și o repetabilitate mai mari.

- 1.1 Caracteristici**
- A. Ușor de utilizat.
 - B. Mic ca volum, ușor în greutate, convenabil de transportat.
 - C. Consum redus de energie.
- 1.2 Utilizare prevăzută**
- Pulsioximetrul poate fi utilizat pentru măsurarea saturației de oxigen din sânge și a ritmului pulsului în verificările de rutină.
- Mediu de utilizare recomandat
- Spitale, facilități de tip spital și îngrijire la domiciliu.
- Utilizatori prevăzuți
- Profesioniști din domeniul sănătății sau persoane fără pregătire medicală care pot înțelege pe deplin conținutul etichetelor și al instrucțiunilor.
- Populația de pacienți
- Pacienți adulți.
- Indicație
- Pulsioximetrul este deosebit de potrivit pentru pacienții cu risc, cum ar fi persoanele cu boli cardiace sau astm, dar și pentru sportivi și persoane sănătoase care fac exerciții la altitudine mare (de ex. alpinști, schiori sau piloți amatori). Pulsioximetrul este, de asemenea, potrivit pentru persoane fără afecțiuni preexistente care doresc să își măsoare saturația de oxigen sau care prezintă simptome ale unei saturații scăzute.
- Beneficii clinice
- Utilizatorii își pot determina rapid și ușor valoarea saturației de oxigen prin intermediul dispozitivului și pot identifica o scădere a acesteia. Persoanele cu o saturație scăzută de oxigen prezintă frecvent următoarele simptome: dificultăți de respirație, creșterea ritmului cardiac, slăbiciune, nervozitate și episoade de transpirație. Dacă saturația de oxigen este cunoscută ca fiind scăzută în mod cronic, este necesară monitorizarea acesteia cu pulsioximetrul sub supraveghere medicală. O scădere acută a saturației de oxigen (cu sau fără simptome asociate) trebuie investigată imediat de un medic. Aceasta poate reprezenta o situație care pune viața în pericol.
- 1.3 Cerințe de mediu**
- Mediu de depozitare
- a) Temperatură: -40 °C ~ +60 °C
 - b) Umiditate relativă: ≤ 95%
 - c) Presiune atmosferică: 500 hPa ~ 1060 hPa
- Mediu de lucru
- a) Temperatură: +10 °C ~ +40 °C

- b) Umiditate relativă: ≤ 75%
 - c) Presiune atmosferică: 700 hPa ~ 1060 hPa
- 1.4 Precauții**
- 1.4.1 Atenție**
- Subliniați condițiile sau practicile care pot cauza deteriorarea dispozitivului sau a altor proprietăți.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că acesta se află într-o stare normală de lucru și în cadrul mediului de operare.
 - Pentru a obține o măsurare mai precisă, ar trebui să fie utilizat într-un mediu liniștit și confortabil.
 - Când dispozitivul este transportat dintr-un mediu rece sau cald într-un mediu cald sau umed, vă rugăm să nu-l utilizați imediat; se recomandă să așteptați cel puțin patru ore. Dacă dispozitivul este stropit sau umplut cu apă, vă rugăm să opriți funcționarea.
 - NU operați dispozitivul cu obiecte ascuțite.
 - Temperatura ridicată, presiunea ridicată sau sterilizarea cu gaz nu sunt permise pentru acest dispozitiv. Consultați capitolul corespunzător (6.1) din Manualul de utilizare pentru instrucțiuni de curățare. Vă rugăm să scoateți bateria internă înainte de curățare.
 - Este posibil ca dispozitivul să nu fie potrivit pentru toți utilizatorii; dacă nu puteți obține un rezultat satisfăcător, vă rugăm să nu îl mai utilizați.
 - Media datelor și procesarea semnalului au o întârziere în actualizarea valorilor datelor SpO₂. Când perioada de actualizare a datelor este mai mică de 30 secunde, timpul de obținere a valorilor medii dinamice va crește, ceea ce rezultă din degradarea semnalului, perfuzie scăzută sau alte interferențe; depinde de valoarea PR.
 - Dispozitivul are o durată de viață de 3 ani. Pentru data de fabricație, consultați eticheta.
 - Dispozitivul nu are funcție de avertizare pentru tensiune scăzută; afișează doar tensiunea scăzută. Vă rugăm să schimbați bateria când aceasta este descărcată.
 - Dispozitivul nu include funcție de alarmă pentru depășirea limitei pentru SpO₂ și PR, prin urmare, nu se aplică pentru utilizarea în locurile în care este nevoie de o astfel de funcție.
 - Temperatura maximă la interfața sondei-țesut SpO₂ ar trebui să fie mai mică de 41 °C, măsurată de testul de temperatură.
 - În timpul măsurării, când pe ecran apar condiții anormale, scoateți degetul și reintroduceți-l pentru a măsura din nou.
 - Dacă apare o eroare necunoscută în timpul măsurării, scoateți bateria pentru a opri funcționarea.
 - Nu răsuștiți și nu trageți de firul dispozitivului.
 - Graficul cu bare, ca indicator al insuficienței semnalului, atunci când se mișcă instabil, poate afecta precizia valorii măsurate. Când tinde să fie constant, valoarea măsurată citită este optimă.
 - Dacă dispozitivul sau componenta este destinată ca fiind de unică folosință, atunci utilizarea repetată a acestor piese va prezenta riscuri asupra parametrilor și a parametrilor tehnici ai echipamentului cunoscuți de către producător.
 - Dacă este necesar, compania noastră poate furniza unele informații (cum ar fi scheme de circuit, liste de componente, ilustrații etc.), astfel încât personalul tehnic calificat al utilizatorului să poată repara componentele dispozitivului desemnat de compania noastră.
 - Rezultatele măsurate vor fi influențate de agentul de colorare extern (cum ar fi lacul de unghii, agentul de colorare sau produsele colorante de îngrijire a pielii etc.), prin urmare, nu le utilizați pe locul de testare.
 - În ceea ce privește degetele prea reci sau prea subțiri sau a căror unghie este prea lungă, aceste caracteristici pot afecta rezultatele măsurate, prin urmare, vă rugăm să introduceți degetul mai gros, cum ar fi degetul mare sau mijlociu, suficient de adânc în sondă atunci când efectuați măsurarea.
 - Degetul trebuie așezat corect (vezi figura 5 atașată), deoarece montarea incorectă sau poziționarea incorectă a degetului în contact cu senzorul va influența măsurarea.
 - Lumina dintre tubul fotoelectric de recepție și tubul emițător de lumină al dispozitivului trebuie să treacă prin arteria persoanei. Asigurați-vă că traseul optic este liber de orice obstacole optice, cum ar fi material cauciac, pentru a evita rezultatele inexacte.
 - Lumina ambientală excesivă poate afecta rezultatele măsurate, cum ar fi lumina chirurgicală (în special, surse de lumină cu xenon), lampa cu bilirubină, lampa fluorescentă, încălzitorul cu infraroșu și lumina directă a soarelui etc. Pentru a preveni interferențele cauzate de lumina ambientală, asigurați-vă că poziționați corect senzorul și l-a acoperiți cu material opac.
 - Miscarea frecventă (activă sau pasivă) a subiectului sau activitatea severă poate afecta acuratețea măsurării.
 - Pulsioximetrul nu trebuie plasat pe un membru cu manșeta pentru tensiunea arterială, canalul arterial sau sonda intraluminală.
 - Valoarea măsurată poate fi inexactă în timpul defibrilației și o perioadă scurtă de timp după defibrilare, deoarece nu include funcție de defibrilare.
 - Dispozitivul a fost calibrat înainte de a ieși din fabrică.
 - Dispozitivul este conceput pentru a afișa saturația funcțională a oxigenului.
 - Echipamentul conectat la interfața oximetrului trebuie să respecte cerințele standardului IEC 60601-1.

1.4.2 Restricții clinice

A. Deoarece măsura este luată pe baza pulsului arterial, este necesar un flux substanțial pulsatoriu de sânge al subiectului. Pentru un subiect cu puls slab din cauza șocului, a temperaturii scăzute a mediului ambiant/corpului, a sângerărilor masive sau a consumului de medicamente vasculare contractante, forma de undă SpO₂ (PLETH) va scădea. În acest caz, măsurarea va fi mai sensibilă la interferențe.

B. Măsurarea va fi influențată de agenții de colorare intravasculară (cum ar fi verdelde de indocianină sau albastrul de metilen), pigmentarea pielii.

C. Valoarea măsurată poate fi normală aparent pentru testatorul care are anemie sau hemoglobină disfuncțională (cum ar fi carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina (MetHb) și sulhemoglobina (SuHb)), dar testul poate suferi de hipoxie. În acest caz, se recomandă efectuarea unei evaluări ulterioare în funcție de situațiile și simptomele clinice.

D. Pulsometria are doar o semnificație de referință pentru anemie și hipoxie toxică, deoarece, în cazul unor pacienți cu anemie severă, dispozitivul indică în continuare o valoare mai bună

a saturației de oxigen măsurat.

E. Contraindicații:

- a. Persoana care este alergică la silicon, PVC, TPU TPE sau ABS.
- b. Țesut de piele deteriorat.
- c. În timpul resuscitării cardiopulmonare.
- d. Când pacientul este hipovolemic.
- e. Pentru evaluarea caracterului adecvat al suportului ventilator.
- f. Pentru detectarea agravării funcției pulmonare la pacienții cu o concentrație mare de oxigen.

1.5 Indicații clinice

Pulsioximetrul poate fi folosit pentru a măsura saturația de oxigen și frecvența pulsului cu ajutorul degetului.

2 Principiu




Figura 1 Principiul de funcționare

O formulă experimentală de prelucrare a datelor este stabilită utilizând Legea berii Lambert în conformitate cu caracteristicile de absorbție a spectrului de hemoglobină reductivă (Hb) și de oxihemoglobină (HbO₂) în zonele de lumină roșie și infraroșu apropiate. Pe baza principiilor tehnologiei de inspecție fotoelectrică a oxihemoglobinei și a tehnologiei fotopletiografiei, utilizează două fascicule de lumină de lungimi de undă diferite pentru a radia vârf degetului uman și pentru a obține informațiile de măsurare din elementul fotosensibil. După procesarea de către circuitele electronice și microprocesor, afișează rezultatele măsurate pe ecran.

- 3 Funcții**
- A. Afișarea valorii SpO₂.
 - B. Afișarea valorii PR și a graficului cu bare
 - C. Indicația de baterie scăzută: indicația de baterie scăzută apare atunci când tensiunea bateriei este prea scăzută pentru a funcționa
 - D. Funcția de standby automată
- 4 Prezentarea produsului**
- 4.1 Vedere a panoului frontal**




Figura 2. Vedere din față

4.2 Baterie

Pasul 1. Consultați Figura 3 și introduceți cele două baterii de dimensiune AAA în direcția corectă.

Pasul 2. Înlocuiți capacul.

⚠ Vă rugăm să aveți grijă atunci când introduceți bateriile, deoarece o introducere incorectă poate deteriora dispozitivul.




Figura 3. Montarea bateriilor

4.3 Montarea cablului de agățare

Pasul 1. Treceți capătul cablului prin orificiu.

Pasul 2. Treceți celălalt capăt al cablului prin primul și apoi strângeți-l.



Figura 4. Montarea cablului de agățare.

4.4 Descrierea structurii, accesoriilor și a software-ului

A. Structură: unitate principală.

B. Accesorii: un Manual de utilizare, un cablu de agățare.

 **Vă rugăm să verificați dispozitivul și accesoriile conform listei pentru a evita funcționarea anormală a dispozitivului.**

C. Descriere Software

Versiunea de lansare: V2

5 Ghid de utilizare

5.1 Introduceți cele două baterii în direcția corectă, apoi puneți la loc capacul.

5.2 Deschideți clema astfel cum se indică în Figura 5.



Figura 5. Puneți degetul în poziție

- 5.3 Introduceți degetul pacientului în pernele de cauciu ale clemei (asigurați-vă că degetul este în poziția corectă), apoi fixați degetul.
- 5.4 Apăsați o dată butonul de pe panoul frontal.
- 5.5 Nu mișcați degetul și mențineți pacientul în repaus în timpul procesului. Între timp, nu se recomandă mișcarea corpului pacientului.
- 5.6 Obțineți informațiile direct de pe ecran.
- 5.7 În starea de încărcare, apăsați butonul, iar dispozitivul se va reseta.
- 5.8 În starea fără măsurare, acesta va intra automat în modul standby dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 5 secunde.

 **Unghiile și tubul luminiscent ar trebui să fie pe aceeași parte.**

6 Întreținere, Transport și Depozitare

6.1 Curățare

- A. Înainte de curățare, asigurați o bună ventilație a încăperii, îndepărtați materialele inflamabile și combustibile din jur și evitați flăcările deschise și sursele de curent electric etc.
- B. Scoateți bateria internă, apoi ștergeți carcasa și pernele clemei pentru deget cu o compresă medicală îmbibată în izopropanol (70%) (observație: se poate folosi izopropanol produs de orice companie autorizată) timp de cel puțin 1 minut. Lăsați-le să se usuce natural sau curățați-le cu o cârpă curată și uscată.
- C. Verificați vizual dacă curățarea este adecvată. Dacă se observă pete, repetați pașii de mai sus.

6.2 Întreținere

- A. Verificați periodic unitatea principală și toate accesoriile pentru a vă asigura că nu există daune vizibile care ar putea afecta siguranța pacientului și performanța de monitorizare. Se recomandă ca dispozitivul să fie inspectat cel puțin săptămânal. Dacă sesizați daune evidente, întrerupeți folosirea acestuia.
- B. Vă rugăm să curățați dispozitivul înainte și după utilizare, conform instrucțiunilor din Manualul de utilizare (6.1).
- C. Vă rugăm să înlocuiți bateriile la timp când apare mesajul de baterie descărcată.
- D. Vă rugăm să scoateți bateriile dacă dispozitivul nu este folosit o perioadă lungă de timp.
- E. Dispozitivul nu trebuie calibrat în timpul întreținerii.

6.3 Transport și depozitare

- A. Dispozitivul ambalat poate fi transportat cu mijloace de transport obișnuite, sau conform contractului de transport. În timpul transportului, evitați socurile puternice, vibrațiile și expunerea la ploaie sau zăpadă. De asemenea, dispozitivul nu poate fi transportat împreună cu materiale toxice, dăunătoare, corozive.
- B. Dispozitivul ambalat trebuie depozitat într-o cameră fără gaze corozive și cu o bună ventilație. Temperatură: -40 °C~+60 °C; umiditate relativă: ≤95%.

7 Depanare

Problemă	Motivul Posibil	Soluție
Valorile nu pot fi afișate normal sau stabil.	1) Degetul nu este introdus corect.	1) Vă rugăm să introduceți degetul corect și să măsurați din nou.
	2) Degetul tremură sau pacientul se mișcă.	2) Lăsați pacientul să se liniștească.
	3) Dispozitivul nu este utilizat în mediul indicat de manual.	3) Vă rugăm să utilizați dispozitivul într-un mediu normal.
	4) Dispozitivul funcționează anormal.	4) Vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.
Dispozitivul nu poate fi pornit	1) Bateria este descărcată sau aproape descărcată.	1) Vă rugăm să schimbați bateriile.
	2) Bateria este introdusă incorect.	2) Vă rugăm să introduceți bateria din nou.
	3) Dispozitivul este defect.	3) Contactați centrul de service local.
Afișajul dispare brusc.	1) Dispozitivul intră în modul de economisire a energiei.	1) Normal. Vă rugăm să schimbați bateriile.
	2) Bateria descărcată.	2) Vă rugăm să schimbați bateriile.
	3) Dispozitivul funcționează anormal.	3) Vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare.

8 Cheia simbolurilor

Observație: dispozitivul dumneavoastră ar putea să nu conțină următoarele simboluri.

Simbol	Descriere
	Componentă aplicată de tip BF
	Respectați instrucțiunile de utilizare

%SpO ₂	Saturația de oxigen din puls (%)
PRbpm	Frecvența pulsului (bpm)
	Indicația de tensiune a bateriei este deficitară (schimbați bateria la timp, evitând măsurarea inexactă)
	1. Nu s-a introdus niciun deget 2. Indicator de semnal inadecvat
	Anod baterie
	Catod baterie
	1. Ieșiți din modul standby. 2. Resetare
	Număr de serie
	Alarmă de inhibare
	Simbol care indică colectarea separată pentru EEE
IP22	Grad de protecție asigurat prin carcasă
	Limită de temperatură
	Limită de umiditate
	Limită de presiune atmosferică
	Cu această parte în sus
	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare (warnings) carefully
	A se păstra ferit de razele soarelui
	A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Reciclabil
	Producător
	Data de fabricație
	Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană
	Dispozitiv medical conform Directivei 93/42/CEE
P/N	Codul materialului
	Număr de lot
	Product code
	Dispozitiv medical
	A se păstra ferit de razele soarelui
	Importat de
	Identificatorul unic al dispozitivului

9 Specificații funcție

SpO ₂ [a se vedea observația 1]	
Interval de afișare	0% ~ 99%
Interval de măsurare	0% ~ 100%
Acuratețe	70% ~ 100%; ±2%;
[a se vedea observația 2]	0%~69%: nespecificat.
Rezoluție	1%
FP	
Interval de afișare	30 bpm ~ 250 bpm
Interval de măsurare	30 bpm ~ 250 bpm
Acuratețe	±2 bpm într-un interval de rată a pulsului de 30 bpm ~
[a se vedea observația 3]	99 bpm și ±2% într-un interval de rată a pulsului de 100 bpm ~ 250 bpm.
Rezoluție	1 bpm
Precizie la perfuzie scăzută	Perfuzie scăzută 0,4%: SpO ₂ : ±4%; FP: ±2 bpm într-un interval de rată a pulsului de 30 bpm ~
[a se vedea observația 4]	99 bpm și ±2% într-un interval de rată a pulsului de 100 bpm ~ 250 bpm.
Interferență ușoară	În condiții normale și de lumină ambientală, abaterea SpO ₂ : ≤ 1%
Intensitate puls	Afișaj continuu bară; afișajul superior indică un puls mai

	puternic.
Senzor optic [a se vedea observația 5]	
Lumină roșie	Lungime de undă: aproximativ 660 nm, putere optică de ieșire: < 6,65 mW
Lumină infraroșie	Lungime de undă: aproximativ 905 nm, putere optică de ieșire: < 6,75 mW
Clasă de siguranță	Echipament alimentat intern, piesă aplicată tip BF
Protecția internațională	IP22
Tensiunea de lucru	DC 2,6 V— 3,6 V
Curent de lucru	≤ 25 mA
Alimentare electrică	Baterii alcaline de 1,5 V (mărimea AAA) × 2 sau baterie reincărcabilă
Durată baterie	Dispozitivul poate funcționa continuu timp de 20 ore când a fost alimentat cu două baterii noi în perioada de garanție.
Dimensiuni și Greutate	
fizică	57 mm(L) × 31 mm(l) × 32 mm(İ)
Greutate	Aproximativ 50g (cu bateriile)

Observația 1: afirmațiile privind acuratețea SpO₂ trebuie să fie susținute de măsurătorile rezultate din studiile clinice efectuate pe întregul interval. Prin inducere artificială, obțineți nivelul de oxigen stabil în intervalul de 70% până la 100% de SpO₂, comparați valorile SpO₂ colectate de echipamentul pulsoximetruului standard secundar și echipamentul testat în același timp, pentru a forma perechi de date care sunt utilizate pentru analiza acurateței. Există 12 voluntari sănătoși (bărbați: 6, femei: 6; vârstă: 18~50; culoarea pielii: negru foarte închis: 3; închis mediu: 1, deschis la culoare: 7, albă: 1) datele din raportul clinic.

Observația 2: deoarece măsurătorile echipamentelor pulsoximetruului sunt distribuite statistic, este de așteptat ca doar aproximativ două treimi din măsurătorile echipamentului pulsoximetruului să se încadreze în ±Arms față de valoarea măsurată de un CO-OXIMETRU.

Observația 3: Simulatorul de pacient a fost folosit pentru a verifica acuratețea frecvenței pulsului; aceasta este indicată ca diferență pătratică medie între valoarea măsurată PR și valoarea setată de simulator.

Observația 4: modularea procentuală a semnalului infraroșu ca indicație a puterii semnalului pulsatoriu; simulatorul de pacient a fost utilizat pentru a verifica acuratețea acestuia în condiții de perfuzie scăzută. Valorile SpO₂ și PR sunt diferite ca urmare a condițiilor de semnal scăzut; comparați-le cu valorile cunoscute ale SpO₂ și PR ale semnalului de intrare.

Observația 5: senzorii optici ca și componente care emit lumină vor afecta alte dispozitive medicale aplicate în intervalul de lungimi de undă. Informațiile pot fi utile pentru clinicienii care efectuează tratamentul optic. De exemplu, terapia fotodinamică operată de clinician.

EMC

Acest echipament este potrivit pentru mediile de îngrijire medicală profesională și mediile de îngrijire medicală la domiciliu

Avertisment:

- Nu vă apropiați de ECHIPAMENTUL CHIRURGICAL HF activ și de camera ecranată RF a unui SISTEM ME pentru imagistică prin rezonanță magnetică, unde intensitatea PERTURBĂRILOREM este mare.
- Utilizarea acestui echipament adiacent sau împreună cu alte echipamente trebuie evitată deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare. Dacă este necesară o astfel de utilizare, acest echipament, precum și celelalte trebuie respectate pentru a verifica dacă acestea funcționează normal.
- Utilizarea accesoriilor, a traductoarelor și a cablurilor, altele decât cele specificate sau furnizate de producătorul acestui echipament, poate duce la creșterea emisiilor electromagnetice sau la scăderea imunității electromagnetice a acestui echipament și la o funcționare necorespunzătoare.
- Echipamentele portabile de comunicații RF (inclusiv perifericele, cum ar fi cablurile antenei și antenele externe) nu trebuie utilizate la o distanță mai mică de 30 cm (12 inch) de orice parte a acestui echipament, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz contrar, ar putea rezulta slăbirea performanței acestui echipament.

Observație:

- Acest echipament necesită precauții speciale în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică (EMC) și trebuie pus în funcțiune în conformitate cu informațiile EMC furnizate mai jos.
- Performanță de bază: interval măsurat SpO₂: 70% ~ 100%, eroare absolută: ±2%; interval măsurat PR: 30 bpm ~ 250 bpm, acuratețe: ±2 bpm sau ±2%, oricare este mai mare.
- Când dispozitivul este deranjat, datele măsurate pot fluctua. Vă rugăm să măsurați în mod repetat sau într-un alt mediu pentru a garanta acuratețea acestora.
- Alte dispozitive pot afecta acest dispozitiv, chiar dacă îndeplinesc cerințele CISPR.

Tabl 1:

Ghid și Declarație - Emisii electromagnetice	
Test de emisie	Conformitate
Emisii RF radiate CISPR 11	Grupa 1
Emisii RF radiate CISPR 11	Clasa B
Distorsiune armonică IEC 61000-3-2	Nu se aplică
Fluctuații de tensiune și pălpăire IEC 61000-3-3	Nu se aplică

Tabl 2:

Ghid și Declarație - Imunitate electromagnetică		
Testul de imunitate	Nivel de testare IEC60601	Nivel de conformitate
Descărcare	±8kV contact	±8kV contact

electrostatică (ESD) IEC 61000-4-2	±15kV aer	±15kV aer
Tranzitoriu electric rapid/explozie IEC 61000-4-4	±2kV pentru puterea de alimentare liniile de alimentare	Nu se aplică
Supracurent IEC 61000-4-5:	±1 kV linie (linii) la linie (linii) ±2kV linie (linii) la pământ	Nu se aplică
Scurgeri de tensiune și Întreruperi de tensiune IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 ciclu. La 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° și 315°. 0% UT; 1 ciclu și 70% UT; 25/30 cicluri; monofazat: la 0°. 0% UT; 250/300 cicluri	Nu se aplică
Frecvența puterilor (50/60Hz) câmp magnetic IEC 61000-4-8	30A/m 50 Hz/60 Hz	30A/m 50 Hz/60 Hz
Conduc RF IEC61000-4-6	3 V 0,15MHz - 80 MHz 6 V în ISM și benzile radio de amatori în tre 0,15 MHz - 80 MHz 80%AM - 1kHz	Nu se aplică
Radiații RF IEC61000-4-3	10V/m 80MHz-2,7GHz 80%AM - 1kHz	10V/m 80MHz-2,7GHz 80%AM - 1kHz
OBSERVAȚIE: UT reprezintă tensiunea rețelei de curent alternativ înainte de aplicarea nivelului de testare		

Tabl 3:

Ghidul și declarația producătorului - Imunitate electromagnetică					
Radiatii RF IEC61000-4-3 (Specificații de testare pentru IMUNITATE PORT CARCASĂ la echipamentele de comunicații fără fir RF)	Test Frecvență (MHz)	Bandă (MHz)	Funcție	Modulare	Nivel de testare (V/m)
	385	380 – 390	TETRA 400	Puls modular b) 18Hz	27
	450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ± 5 kHz deviere 1 kHz dimensiune	28
	710	704 – 745	Bandă LTE 13,17	Puls modular b) 217Hz	9
	780	787			
	810				
	870	800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, Bandă LTE 5	Puls modular b) 18Hz	28
	930				
	1720				
	1845	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Bandă LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Puls modular b) 217Hz	28
	1970				
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802,11 b/g/n, RFID 2450, Bandă LTE 7	Puls modular b) 217Hz	28
	5240	5100 – 5500			
	5785	5800	WLAN 802,11 a/n	Puls modular b) 217Hz	9

 **Eliminare:** Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice

CONDIIȚI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni