



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIAK PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
402 of 4th. Block, #3 of Keyuan Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από / Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Uso previsto:

- Questo prodotto funziona in base alla regolazione della posizione della fibbia sulla cintura per fissare il trasduttore fetale.

Introduzione al prodotto:

- Nome del prodotto: Cintura riutilizzabile con trasduttore fetale
- Struttura del prodotto: È composto da una cintura elastica e da una fibbia.

Gamma di prodotti:

- Viene utilizzato con il trasduttore fetale in gravidanza nel monitoraggio fetale, per fissare il trasduttore fetale.

Condizione d'uso:

- Temperatura: 0°C~40°C
- Umidità relativa: 15%~95%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

Confezione e conservazione:

- La cintura fetale deve essere confezionata in un unico imballaggio; il prodotto confezionato deve essere conservato in un locale non corrosivo e con una buona ventilazione.

Conservare l'ambiente come indicato di seguito:

- Temperatura: -10°C~+40°C
- Umidità relativa: ≤80%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

Installazione/utilizzo:

- Fissare un'estremità della cintura al trasduttore inserendo uno dei fori della cintura sul pulsante in cima al trasduttore.
- Mantenendo il trasduttore in posizione, tendere l'altra estremità della cintura e agganciarla al

pulsante, assicurando una tensione sufficiente a mantenere il trasduttore in contatto con l'addome.

- Evitare di stringere eccessivamente per non creare inutili disagi al paziente.

Prodotto pulito:

- Lavare la cintura in acqua tiepida, non strofinare il bordo della cintura fetale per evitare la rimozione, non esporla.

Periodo di validità:

- Periodo di validità: 2 anni.

Sostituire e abbandonare:


- Sostituire: In queste situazioni, come fratture, danni elastici, data di scadenza, sostituire la cintura fetale con una nuova.
- Abbandono: Il nastro abbandonato può essere trattato come un normale rifiuto.

Controindicazioni, precauzioni, avvertenze e consigli di prudenza:

- Controindicazioni: Le cinture non devono essere fissate nel punto della lesione.
- Allergie allo spandex da smettere di usare.
- Leggere le istruzioni prima dell'uso.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.



Intended use:

- This product works according to adjust buckle's place on the belt to fix the fetal transducer.

Product introduction:

- Product name: Reusable fetal transducer belt
- Product structure: It's made up of elastic belt and buckle.

Product range:

- It used with fetal transducer when pregnant in fetal monitoring, to fix the fetal transducer.

Use condition:

- Temperature: 0°C~40°C
- Relative humidity: 15%~95%
- Atmospheric pressure: 70kpa~106kpa

Package and storage:

- This fetal belt should be single packaged, packaged product should be stored in a non-corrosive gas, good ventilation room.

Store environment as below:

- Temperature: -10°C~+40°C
- Relative humidity: ≤80%
- Atmospheric pressure: 70kpa~106kpa

Installation/use:

- Attach one end of the belt to the transducer by engaging one of the holes in the belt over the button on the top of the transducer.
- Keeping the transducer in position, tension the other end of the belt and engage the belt over the button, ensuring sufficient tension to keep the transducer in firm contact with the abdomen.
- Avoid over-tightening as this will cause unnecessary discomfort to the patient.

Product clean:

- Wash belt in warm water, do not rub the edge fetal belt to avoid removal, do not exposure.

Validity period:

- Validity period: 2 years.

Replace and abandon:


- Replace: Under these situations such as fracture, elastic damage, expiry date, please change new fetal belt to use.
- Abandon: Abandoned belt can be processed as normal waste.

Contraindications, precautions, warnings and cautionary statements:

- Contraindications: The belts must not be fixed at the injury site.
- Spandex allergies to stop using.
- Cautionary statements: Please read the instructions before use.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.



Utilisation prévue :

- Ce produit permet d'ajuster la position de la boucle sur la ceinture afin de fixer le capteur foetal.

Présentation du produit:

- Nom du produit: Ceinture transductrice foetale réutilisable.
- Structure du produit: Il est composé d'une ceinture élastique et d'une boucle.

Gamme de produits:

- Il est utilisé pour fixer un capteur foetal pendant la surveillance foetale.

Condition d'utilisation:

- Température: 0°C ~ 40°C
- Humidité relative: 15% ~ 95%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Emballage et stockage:

- La ceinture foetale doit être emballée individuellement, le produit emballé doit être stocké dans un gaz non corrosif et dans un lieu bien ventilé.

Conditions de stockage :

- Température: -10°C ~ 40°C
- Humidité relative: ≤80%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Installation/utilisation:

- Fixez une extrémité de la ceinture au capteur en engageant l'un des trous de la ceinture sur le bouton situé au-dessus du capteur.
- Maintenez le capteur en position, tendez l'autre extrémité de la ceinture et engagez la ceinture sur le bouton, en veillant à une tension suffisante pour maintenir le capteur en contact ferme avec l'abdomen.

- Évitez de trop serrer car cela causera un inconfort inutile au patient.

Propreté du produit :

- Lavez la ceinture à l'eau tiède, ne pas frotter le bord de la ceinture foetale pour éviter son retrait et ne pas l'exposer.

Période de validité:

- Période de validité: 2 ans.

Remplacer / jeter:


- Dans les situations telles que la casse ou les dommages liés à l'élasticité, veuillez changer la ceinture foetale.
- La ceinture peut être traitée comme un déchet normal.

Contre-indications, précautions, avertissements et mises en garde:

- Contre-indications: Les ceintures ne doivent pas être fixées sur une blessure.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au spandex.
- Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Uso previsto:

- Este producto funciona de acuerdo con el ajuste de la hebilla en el cinturón para fijar el transductor fetal.

Instrucciones del producto:

- Nombre del producto: Cinturón transductor fetal reutilizable.
- Estructura del producto: Se compone de cinturón elástico y hebilla.

Gama del producto:

- Se utiliza el transductor fetal durante el embarazo en la monitorización fetal para fijar el transductor fetal.

Condiciones del uso:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Humedad relativa: 15% ~ 95%
- Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Paquete y almacenamiento:

- El cinturón fetal se debe empaquetar individualmente, y el producto empaquetado debe almacenarse en una sala de gas no corrosivo y con buena ventilación.

Entorno de tienda es siguiente:

- Temperatura: -10°C ~ 40°C
- Humedad relativa: ≤80%
- Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Instalaciones/uso:

- Fije un lado del cinturón al transductor engan-
chando uno de los agujeros del cinturón sobre el
botón en la
parte superior del
- Manteniendo el transductor en su posición,

tense el otro lado del cinturón y colóquelo sobre el botón, asegurándose de tener suficiente tensión para mantener el transductor de firme con el abdomen.

- Evite apretar demasiado ya que esto causará molestias innecesarias al paciente.

Limpio del producto:

- Lave el cinturón con agua tamlado, no frote el borde del cinturón fetal para evitar quitarlo, no lo esponga.

Período de validez:

- Período de validez: 2 años.

Reemplazo y abandono:


- Reemplazo: en estas situaciones como fractura, daño elástico, fecha de vencimiento, por favor cambie el nuevo cinturón fetal para usar.
- Abandono: El cinturón abandonado puede procesarse como un desecho normal.

Contraindicaciones, precauciones, advertencias y declaraciones de precaución:

- Contraindicaciones: Los cinturones no deben fijarse en el lugar de la lesión.
- Si tiene alergia a spandex, deje de usar.
- Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses



Utilização prevista:

- Este produto serve para ajustar o local da fivela no cinto para fixar o transdutor fetal.

Apresentação do produto:

- Nome do produto: Correia fetal transdutora reutilizável
- Estrutura do produto: É composto por correia elástica e fivela.

Gama do produto:

- É utilizado com transdutor fetal aquando da monitorização fetal da grávida, para fixar o transdutor fetal.

Condições de utilização:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Humidade relativa: 15% ~ 95%
- Pressão atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Embalagem e armazenamento:

- A correia fetal deve ser embalada individualmente, o produto embalado deve ser armazenado num ambiente sem gases corrosivos e com boa ventilação.

Ambiente de armazém conforme indicado abaixo:

- Temperatura: -10 °C ~ +40 °C
- Humidade relativa: ≤80%
- Pressão Atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

Instalação/utilização:

- Prenda uma extremidade da correia ao transdutor encaixando um dos orifícios da correia sobre o botão na parte superior do transdutor.
- Mantendo o transdutor na posição, estique a outra extremidade da correia e encaixe a correia sobre o botão, garantindo a tensão suficiente

para manter o transdutor firme em contacto com o abdómen.

- Evite esticar demais, pois isso causará desconforto desnecessário à paciente.

Limpeza do produto:

- Lave a correia em água morna, não esfregue a borda da correia fetal para evitar a deterioração, não exponha ao sol.

Período de validade:

- Período de validade: 2 anos.

Substituir e eliminar:


- Substituir: No caso de situações tais como, rotura, danificação do elástico, expiração da data de validade, para utilizar troque por uma correia nova.
- Eliminar: A eliminação da correia pode ser feita como o lixo normal.

Contraindicações, precauções, advertências e declarações de prudência:

- Contraindicações: As correias não devem ser fixadas no local de ferimento.
- Interrompa a utilização no caso de alergias ao elastano.
- Declarações de prudência: Leia as instruções antes de utilizar.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses



Προοριζόμενη χρήση:

- Το προϊόν αυτό λειτουργεί προσαρμόζοντας τη θέση της αγκράφας της ζώνης για τη στερέωση του μορφοτροπέα εμβρυϊκού ελέγχου.

Παρουσίαση προϊόντος:

- Όνομα προϊόντος: Επαναχρησιμοποιούμενη ζώνη μορφοτροπέα εμβρυϊκού ελέγχου.
- Δομή προϊόντος: Το προϊόν αποτελείται από την ελαστική ζώνη και από την αγκράφα.

Πεδίο εφαρμογής προϊόντος:

- Χρησιμοποιείται με τον μορφοτροπέα παρακολούθησης της εγκυμοσύνης, για τη στερέωση του μορφοτροπέα.

Συνθήκες χρήσης:

- Θερμοκρασία: 0°C ~ 40°C
- Σχετική υγρασία: 15% ~ 95%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 70kpa ~ 106kpa

Συσκευασία και αποθήκευση:

- Η ζώνη εμβρυϊκού ελέγχου πρέπει να είναι συσκευασμένη σε μεμονωμένη συσκευασία. Το συσκευασμένο προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαβρωτικά αέρια.

Οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι εξής:

- Θερμοκρασία: -10°C ~ +40°C
- Σχετική υγρασία: ≤80%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 70kpa ~ 106kpa

Τοποθέτηση/χρήση:

- Συνδέστε το ένα άκρο της ζώνης στον μορφοτροπέα εισάγοντας μία από τις οπές της ζώνης στο κουμπί στο επάνω μέρος του μορφοτροπέα.
- Κρατώντας τον μορφοτροπέα στη θέση του, τεντώστε το άλλο άκρο της ζώνης και συνδέστε το στο κουμπί, τεντώνοντας επαρκώς ώστε ο

μορφοτροπέας να παραμένει σε σταθερή επαφή με την κοιλιά.

- Αποφύγετε την υπερβολική σύσφιξη της ζώνης, διότι μπορεί να προκληθεί δυσφορία στον ασθενή.

Καθαρισμός προϊόντος:

- Πλύνετε τη ζώνη με χλιαρό νερό, μην τρίβετε την άκρη της ζώνης, μην την εκθέτετε.

Περίοδος ισχύος:

- Περίοδος ισχύος: 2 έτη.

Αντικατάσταση και απόρριψη:


- Αντικατάσταση: Σε περίπτωση που προκληθεί θραύση, ζημιά στο ελαστικό ή παρέλθει η ημερομηνία λήξης, αντικαταστήστε τη ζώνη εμβρυϊκού ελέγχου με μια καινούργια.
- Απόρριψη: Απορρίψτε τη ζώνη μαζί με τα κοινά απορρίμματα.

Αντενδείξεις, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και συμβουλές:

- Αντενδείξεις: Οι ζώνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που φέρουν τραύμα.
- Σε περίπτωση αλλεργίας στην ελαστάνη (Spandex) θα πρέπει να διακόπτεται η χρήση.
- Συμβουλές: Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών



Verwachte gebruiksmogelijkheden:

- Dit product is gebaseerd op de positie van de gesp op de riem om de foetale transducer te bevestigen.

Productintroductie:

- Productnaam: wegwerpbare foetale transducer riem.
- Productstructuur: bestaande uit elastische banden en gespen.

Productbereik:

- Het wordt gebruikt voor foetale monitoring met foetale transducers tijdens de zwangerschap om foetale transducers te fixeren.

Gebruiksvoorwaarden:

- Temperatuur: 0°C ~ 40°C
- Relatieve vochtigheid: 15% ~ 95%
- Atmosferische druk: 70 kPa ~ 106 kPa

Verpakkingen en opslag:

- De banden voor gebruik moeten afzonderlijk worden verpakt en de verpakte producten moeten worden opgeslagen in een niet-corrosieve, goed geventileerde ruimte.

De opslagomgeving is als volgt:

- Temperatuur: 10°C ~ 40°C
- Relatieve vochtigheid: < 80%
- Atmosferische druk: 70 kPa ~ 106 kPa

Installatie/gebruik:

- Een uiteinde van de riem is verbonden met de transducer door een gat in de riem aan de bovenste knop van de transducer te binden.
- Houd de transducer op zijn plaats, trek het andere uiteinde van de riem aan en bind de riem aan de knop om voldoende spanning te

garanderen om de transducer stevig in contact te brengen met de buik.

- Vermijd overmatige verkrapping omdat dit onnodig ongemak voor de patiënt kan veroorzaken.

Producten schoon:

- Spoel de riem met warm water, wrijf de rand van de band niet, om te voorkomen dat deze wordt verwijderd en niet wordt blootgesteld.

Geldigheidsduur:

- Geldigheidsperiode: 2 jaar.

Vervanging en stopzetting:


- Vervanging: vervang de nieuwe band in het geval van breuk, elastische schade, verval, enz.
- Afval: afgedankte riemen kunnen als normaal afval worden behandeld.

Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en waarschuwingsverklaringen:

- Contra-indicaties: de riem mag niet op de beschadigde plaats worden bevestigd.
- Spandex allergieën stoppen met gebruiken.
- Opmerking: dit product is een product voor eenmalig gebruik dat kruisbesmetting voorkomt. Lees de instructies voor gebruik

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast



Zamierzone zastosowanie:

- Produkt umożliwia regulację sprężeczki na pasku w celu poprawnego zamocowania przetwornika do monitorowania płodu.

Informacje o produkcie:

- Nazwa produktu: Pasek przetwornika płodu do wielokrotnego użytku.
- Struktura produktu: Składa się z elastycznego paska i sprężeczki.

Zakres zastosowania produktu:

- Umożliwia zamocowanie przetwornika płodu w celu monitorowania płodu.

Warunki używania:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Wilgotność względna: 15% ~ 95%
- Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

Opakowanie i przechowywanie:

- Pasek do przetwornika płodu użytku musi być zapakowany pojedynczo i przechowywany w pomieszczeniu bez gazów korozyjnych i dobrze wentylowanym.

Przechowywać w środowisku o następującej charakterystyce:

- Temperatura: -10°C ~ 40°C
- Wilgotność względna: ≤80%
- Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

Instalacja/używanie:

- Zamocować jedną końcówkę pasa do przetwornika poprzez wprowadzenie jednego z otworów paska na przycisk znajdujący się w górnej części przetwornika.
- Utrzymując przetwornik w pozycji, przytrzymać drugą końcówkę pasa i zaczepić ją na przycisku

tak, aby zapewnić napięcie wystarczające dla utrzymania przetwornika w kontakcie z brzuchem.

- Nie zaciskać nadmiernie paska, aby nie spowodować uczucia dyskomfortu u pacjenta.

Czyszczenie produktu:

- Pasek myć w ciepłej wodzie, nie trzeć krawędzi paska, aby uniknąć usunięcia, nie wystawiać na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Okres ważności:

- Okres ważności: 2 lata.

Wymiana i utylizacja:


- Wymiana: W przypadku pęknięcia, uszkodzenia, upływu terminu ważności, wymienić pasek do monitorowania płodu na nowy.
- Utylizacja: Pasek może być utylizowany jako odpad zwykły.

Przeciwwskazania, ostrzeżenia, wskazania i środki ostrożności:

- Przeciwwskazania: Nie stosować w miejscu urazu.
- Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia alergii na spandex.
- Opmmerking: Lees de instructies voor gebruik.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima



Utilizare prevăzută:

- Acest produs se utilizează pentru a fixa traductorul fetal, prin reglarea poziției cataramei pe centură.

Prezentare produs:

- Nume produs: Cureau abdominală pentru monitorizarea fetală, re folosibilă .
- Alcătuire produs: Este realizat dintr-o curea elastică și o cataramă.

Interval produs:

- Se utilizează cu traductorul fetal în timpul monitorizării fetale la femeile gravide, pentru a fixa traductorul fetal.

Condiții de utilizare:

- Temperatură: 0°C ~ 40°C
- Umiditate relativă: 15% ~ 95%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

Ambalare și depozitare:

- Cureaua abdominală pentru monitorizare fetală este ambalată individual. Produsul ambalat trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, fără gaze corozive.

Condiții mediu de depozitare:

- Temperatură: -10°C ~ +40°C
- Umiditate relativă: ≤80%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

Instalare/utilizare:

- Prindeți un capăt al curelei pe traductor, introducând butonul din partea de sus a traductorului într-una din găurile de pe curea.
- Menținând traductorul pe poziție, tensionați celălalt capăt al curelei și cuplați cureaua pe buton, asigurând un grad suficient de tensionare pentru a menține traductorul nemișcat, în contact cu

abdomenul.

- Evitați o strângere excesivă, care ar cauza un disconfort inutil pacientului.

Curățare produs:

- Spălați cureaua în apă caldă. Nu frecați marginea curelei pentru a evita desprinderea și nu o expuneți la radiații și la raze directe ale soarelui.

Perioadă de valabilitate:

- Perioadă de valabilitate: 2 ani.

Înlocuire și dezafectare:


- Înlocuire: În caz de fisurare, deteriorare a țesăturii elastice, depășire a termenului de valabilitate, schimbați cureaua de monitorizare fetală cu una nouă.
- Dezafectare: Curelele dezafectate pot fi aruncate la un loc cu deșeurile normale.

Contraindicații, precauții, avertismente și atenționări:

- Contraindicații: Nu fixați curelele pe o zonă lezionată.
- Întrerupeți utilizarea în caz de alergie la spandex.
- Atenționări: Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni



Avsedd användning:

- Denna produkt fungerar enligt justering av spännets plats på bältet för att fästa fostergivaren.

Produkt inledning:

- Produktnamn: Återanvändbart fostergivarebälte.
- Produktstruktur: Den består av ett elastiskt bälte och ett spänne.

Produktområde:

- Används med fostergivare vid fosterövervakning under graviditet, för att fästa fostergivaren.

Användningsvillkor:

- Temperatur: 0°C ~ 40°C
- Relativ fuktighet: 15% ~ 95%
- Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

Förpackning och lagring:

- Fosterbältet ska förpackas enskilt, den förpackade produkten ska lagras i en lokal utan frätande gas, med god ventilation.

Lagringsmiljö som nedan:

- Temperatur: -10°C ~ 40°C
- Relativ fuktighet: ≤80%
- Atmosfärtryck: 70kpa ~ 106kpa

Installation/användning:

- Fäst ena änden av bältet på givaren genom att fästa ett av hålen i bältet över knappen på givarens ovansida.
- Håll givaren på plats, spänn den andra änden av bältet och koppla in bältet över knappen, och säkerställ tillräcklig spänning för att hålla givaren i stadig kontakt med buken.
- Undvik att dra åt för hårt eftersom detta kommer att orsaka onödigt obehag för patienten.

Rengöring av produkten:

- Tvätta bältet i varmt vatten, gnid inte fosterbältets kanter för att undvika att det lossnar, utsätt inte.

Giltighetsdatum:

- Giltighetstid: 2 år.

Utbyte och bortskaffande:

- Utbyte: Vid situationer, som brott, elastisk skada, förfallodatum, var god byt fosterbälte att använda.
- Bortskaffande: Uttjänt bälte kan behandlas som vanligt avfall.

Kontraindikationer, försiktighetsåtgärder och varningar:

- Kontraindikationer: Bältet får inte fästas på skadat område.
- Avbryt användning i händelse av allergi mot Spandex.
- Varningar: Var god läs instruktionerna före användning.

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader

