



CANNULA GUEDEL



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Descrizione prodotto:

E' una cannula di materiale plastico dotata di un rinforzo nella zona dove, una volta posizionata in modo adeguato, si appoggeranno le arcate dentarie del paziente.

Serve a mantenere pervie le prime vie respiratorie tenendo ferma la lingua sulla base della bocca, impedendole di cadere all'indietro andando ad ostruire il passaggio dell'aria nella faringe. Sono flessibili, hanno forma anatomica per evitare traumi alle vie respiratorie.

Specifiche:

- Materiali: 100% polietilene (PE)
- Monouso
- Latex free
- Superficie liscia e punta arrotondata per garantire il confort al paziente
- Blocca morso rigido
- Sterilizzate a ossido di etilene

Istruzioni d'uso:

1. Scegliere la misura corretta (determinata dalla distanza tra l'angolo della bocca e il trago)
2. Lubrificare e inserire con la curvatura inizialmente posta all'insù, e poi rotata per metà in modo da seguire la curvatura della lingua.
3. In pazienti con edentulia, può essere inserita già all'inizio con la sua curvatura che segue quella della lingua.
4. Una volta inserita, è molto importante sostenere la mascella per mantenere le vie respiratorie libere.



Fabbricante e importatore:

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com