



ITALIANO

PORTUGUESE

KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI

Descrizione dettagliata dei dispositivi

Nome: Spingi cuticole e pulitore, 13 cm

Finitura: Specchio / Satinata / Sabbia

Istruzioni per l'uso: Gli spingi cuticole e i pulitori sono realizzati in acciaio inossidabile del tipo AISI-410 ai sensi dello standard ASTM F-899-84. Si utilizzano per spingere e pulire.

Nome: Lima per unghie con manico in plastica colorato, 10 cm

Finitura: Specchio / Satinata / Sabbia

Istruzioni per l'uso: La lima per unghie è realizzata in acciaio inossidabile del tipo AISI-410 ai sensi dello standard ASTM F-899-84. Si utilizza per strofinare e dare forma alle unghie.

Nome: Tronchese per unghie, 9,5 cm

Finitura: Specchio / Satinata / Sabbia

Istruzioni per l'uso: Le forbici per cuticole sono realizzate in acciaio inossidabile del tipo AISI-410 ai sensi dello standard ASTM F-899-84. Si utilizzano per tagliare le cuticole.

Nome: Tronchese per unghie, 10 cm

Finitura: Specchio / Satinata / Sabbia

Istruzioni per l'uso: Il tronchese per unghie è realizzato in acciaio inossidabile del tipo AISI-410 ai sensi dello standard ASTM F-899-84. Si utilizza per tagliare le unghie.

Nome: Forbici per unghie, 9,5 cm

Finitura: Specchio / Satinata / Sabbia

Istruzioni per l'uso: Le forbici per unghie sono realizzate in acciaio inossidabile del tipo AISI-410 ai sensi dello standard ASTM F-899-84. Si utilizzano per tagliare le unghie.

Nome: Pinzette, 9cm

Finitura: Specchio / Satinata / Sabbia

Istruzioni per l'uso: Le pinzette sono realizzate in acciaio inossidabile del tipo AISI-410 ai sensi dello standard ASTM F-899-84. Si usano per strappare e rimuovere i peli.

Nome: Spingi cuticole doppio, 12 cm

Finitura: Specchio / Satinata / Sabbia

Istruzioni per l'uso: Lo spingi cuticole è realizzato in acciaio inossidabile del tipo AISI-410 ai sensi dello standard ASTM F-899-84. Si utilizza per spingere.

Contenuti o Composizione

Standard ASTM F-899-84
Carbonio: 0,126% **Manganese:** 0,514% **Fosforo:** 0,021%

Zolfo: 0,015%

Silicio: 0,275% max. **Cromo:** 13,503% **Nichel:** 0,101%

Indicazioni d'uso

- Tenere lontano dalla portata di persone non sorvegliate.
- I dispositivi devono essere usati da una persona competente.
- Solo per uso professionale - disinfezione prima dell'uso.

Precauzioni, limitazioni, avvertenze, cure particolari

Metodi per una corretta pulizia

Una pulizia corretta l'uso di sapone liquido/detergente, acqua e l'uso di una spazzola pulita e disinfeccata, da usare per rimuovere tutti i depositi e residui visibili.

Tutti gli articoli dovranno essere strofinati con una spazzola pulita e disinfeccata sotto un getto di acqua corrente. La pulizia non è la disinfezione: la disinfezione è un passaggio del tutto a sé. Per articoli diversi si usano metodi di pulizia diversi. Spesso questo dipende dal materiale con cui l'articolo è realizzato e da come l'articolo è stato usato.

NOTA: la pulizia è un passaggio da effettuarsi accuratamente prima di poter procedere alla disinfezione dell'articolo. Tutti gli articoli devono essere sciacciati accuratamente e asciugati con un panno in tessuto pulito o di carta, prima di essere immersi in un disinfectante.

Metodi per una corretta disinfezione

Dopo aver eseguito una corretta pulizia, tutti gli attrezzi/strumenti dovranno essere disinfeccati immergendoli completamente in una soluzione disinfeccante appropriata (si veda sotto, Disinfettanti appropriati).

L'articolo dovrà essere immerso completamente, affinché tutte le superfici, inclusi i manici, restino nel liquido per il tempo richiesto, indicato sull'etichetta del produttore.

In generale, per i disinfettanti registrati presso l'Environmental Protection Agency (EPA) statunitense si prevede un tempo di immersione di 10 minuti; per l'alcol isopropilico ed etilico si prevedono 5 minuti.

Rimuovere gli articoli dopo il tempo richiesto, usando pinze pulite e disinfecciate o guanti per evitare il contatto della soluzione disinfeccante con la cute.

Se indicato sull'etichetta delle istruzioni, risciacquare accuratamente con acqua corrente.

Assicurarsi che gli articoli si asciughino completamente all'aria, collocandoli su un panno pulito e coprendoli con un altro panno pulito.

Premere i buffer imbottiti con uno strato di schiuma spesso, per consentire all'umidità di fuoriuscire. I prodotti di disinfezione sono concepiti per distruggere gli organismi patogeni sulle superfici non viventi, come quelle descritte nel presente documento.

Non sono adatti all'uso sulla cute. Evitare il contatto con la cute.

I disinfettanti adatti all'uso in salone includono i seguenti:

(a) Disinfettanti per l'uso ospedaliero registrati EPA con indicazioni sull'etichetta relative all'azione battericida, fungicida e virucida.

(b) soluzione di candeggina al 10% (1 parte di candeggina ogni 9 parti di acqua)

(c) alcol isopropilico, soluzione al 70%-90%

(d) alcol etilico, soluzione al 70%-90%

Pacchetti clienti singoli

Gli attrezzi/strumenti conservati in pacchetti singoli devono essere puliti accuratamente e disinfeccati dopo ogni uso. Quando un cliente fornisce i propri attrezzi/strumenti, questi dovranno essere accuratamente puliti e disinfeccati prima dell'uso. Le norme statali richiedono che tutti gli strumenti e le attrezzature siano disinfeccati prima del riuso, anche laddove usate per lo stesso cliente! Dategli attrezzi puliti e disinfeccati in maniera scorretta possono causare lo sviluppo di organismi responsabili di infezioni/patologie prima che il cliente torni per la visita successiva, aumentando così il rischio di infezione. Non usare mai borse o contenitori ermetici per l'immagazzinaggio, poiché possono favorire lo sviluppo di batteri.

Metodi per conservare correttamente gli strumenti e l'attrezzatura

Tutti gli attrezzi/strumenti correttamente puliti, disinfeccati e asciugati devono essere conservati in maniera igienica. Generalmente, si considera adeguato l'uso di un cassetto rivestito, a patte che sia pulito, contiene solo articoli puliti e sia adeguatamente etichettato. Conservare gli articoli sporchi o usati in un contenitore coperto, adeguatamente etichettato e separatamente rispetto agli articoli puliti. Non usare mai contenitori ermetici o borse con cerniere - possono favorire lo sviluppo di batteri! Lime abrasive, buffer e puntelli della fresa elettrica. Dopo ciascun utilizzo, le lime abrasive, i buffer, i blocchi o le punte dovranno essere puliti accuratamente spazzolandoli manualmente con una spazzola pulita e disinfeccata o con altri metodi adeguati per la rimozione di tutti i depositi visibili. Anche i lati dei buffer imbottiti di schiuma, dei blocchi o degli altri articoli abrasivi dovranno essere spazzolati dopo ciascun utilizzo. Dopo un'adeguata pulizia, le lime abrasive, i buffer e i blocchi si disinfeccano in modo ottimale tramite immersione (o saturazione) in alcol isopropilico o etilico al 70%-90%, per 5 minuti. Dopo aver pulito accuratamente le punte della fresa elettrica, le stesse dovranno essere disinfeccate immergendo completamente in un disinfeccante EPA registrato appropriato, come descritto nella prossima sezione. Eventuali lime, buffer, blocchi, fasce, ecc. (assorbenti), abrasive, che entrano in contatto con cute lesa, danneggiata, infetta o non sana dovranno essere immediatamente smaltite.

Contatto con sangue, fluidi corporei o condizioni insalubri

Se del sangue o del fluido corporeo entrano in contatto con una superficie del salone, l'unico tecnico indosserà un paio di guanti protettivi monouso puliti e userà un liquido disinfeccante per l'uso in ospedale registrato EPA o una soluzione al 10% di candeggina per pulire tutto il sangue o fluido corporeo visibile. In caso di ferita da taglio accidentale, pulire con un antisettico e bendare il taglio. Gli articoli monouso, come i bastoncini di ovatta, dovranno essere immediatamente riposti in una busta doppia e smaltiti dopo l'uso, come descritto al termine della presente sezione. Eventuali strumenti o attrezzi non porosi che entrano in contatto con una condizione insalubre dell'unghia o della pelle, del sangue o di un fluido corporeo, dovranno essere immediatamente e adeguatamente puliti, poi disinfeccati con un disinfeccante ospedaliero registrato EPA, come indicato, o una soluzione al 10% di candeggina per 5 minuti. Eventuali strumenti porosi/assorbenti che entrano in contatto con una condizione insalubre dell'unghia o della pelle, del sangue o di un fluido corporeo dovranno essere immediatamente riposti in una busta doppia e smaltiti in un contenitore per rifiuti chiuso o in un contenitore per rifiuti a rischio biologico.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con VoI per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nei materiali che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizii causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.

La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.

PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES

Detailed Description of Devices

Name: Cuticle Pusher and cleaner, 13cm

Finish: Mirror / Satin / Sandblast.

Instructions of Use: Cuticle Pushers and Cleaners is made of stainless steel type AISI-410 under standard ASTM F-899-84. It is used for pushing and cleaning purpose.

Name: Nail File With White Plastic Handle, 10cm

Finish: Mirror / Satin / Sandblast.

Instructions of Use: Nail File is made of stainless steel type AISI-410 under standard ASTM F-899-84. It is used for rubbing and nail shaping purpose.

Name: Cuticle Scissors, 9,5cm

Finish: Mirror / Satin / Sandblast.

Instructions of Use: Cuticle Scissors is made of stainless steel type AISI-410 under standard ASTM F-899-84. It is used for cuticle cutting purpose.

Name: Nail Nipper, 10cm

Finish: Mirror / Satin / Sandblast.

Instructions of Use: Nail Nipper is made of stainless steel type AISI-410 under standard ASTM F-899-84. It is used for nail cutting purpose.

Name: Nail Scissors 9,5cm

Finish: Mirror / Satin / Sandblast.

Instructions of Use: Nail scissors are made of stainless steel type AISI-410 under standard ASTM F-899-84. It is used for nail cutting purpose.

Name: Tweezers, 9cm

Finish: Mirror / Satin / Sandblast.

Instructions of Use: Tweezers is made of stainless steel type AISI-410 under standard ASTM F-899-84. It is used for plucking and hair removal purpose.

Name: Cuticle Pusher Double Ended, 12cm

Finish: Mirror / Satin / Sandblast.

Instructions of Use: Cuticle Pusher is made of stainless steel type AISI-410 under standard ASTM F-899-84. It is used for pushing purpose.

Contents or Composition
ASTM Standard F-899-84
Carbon: 0,126% **Manganese:** 0,514% **Phosphorus:** 0,021% **Sulphur:** 0,015%

Silicon: 0,275% max. **Chromium:** 13,503% **Nickel:** 0,101%

Indication of Use

- Put away from the reach of uncontrolled person.
- A trained person shall use the devices.
- For professional use only - disinfect before use.

Precautions, restrictions, warnings, special cares

Methods of Proper Cleaning

Proper cleaning requires liquid soap/detergent, water and the use of a clean and disinfected scrub brush to remove all visible debris and residue.

All items should be scrubbed with a clean and disinfected scrub brush under running water.

Cleaning is not disinfection; disinfection is an entirely separate step. Different items

KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS**Description détaillée du dispositif**

Désignation : Repousse-cuticules et curette 13 cm
Finition : Miroir / Satinée / Sablée

Consignes d'utilisation : Les repousse-cuticules et curettes sont réalisés dans un acier inox AISI-410, conformément à la norme ASTM F-899-84. Ils sont utilisés pour repousser et nettoyer les cuticules

Désignation : Lime à ongles avec poignée blanche en plastique, 10 cm
Finition : Miroir / Satinée / Sablée

Consignes d'utilisation : La lime à ongles est réalisée dans un acier inox AISI-410, conformément à la norme ASTM F-899-84. Elle est utilisée pour frotter les ongles et leur donner forme.

Désignation : Ciseaux à cuticules 9,5 cm
Finition : Miroir / Satinée / Sablée

Consignes d'utilisation : Les ciseaux à cuticules sont réalisés dans un acier inox AISI-410, conformément à la norme ASTM F-899-84. Ils sont utilisés pour couper les cuticules.

Désignation : Pince à ongles 10 cm
Finition : Miroir / Satinée / Sablée

Consignes d'utilisation : La pince à ongles est réalisée dans un acier inox AISI-410, conformément à la norme ASTM F-899-84. Elle est utilisée pour couper les ongles.

Désignation : Ciseaux à ongles 9,5 cm
Finition : Miroir / Satinée / Sablée

Consignes d'utilisation : Les ciseaux à ongles sont réalisés dans un acier inox AISI-410, conformément à la norme ASTM F-899-84. Ils sont utilisés pour couper les ongles.

Désignation : Pince à épiler, 9cm
Finition : Miroir / Satinée / Sablée

Consignes d'utilisation : La pince à épiler est réalisée dans un acier inox AISI-410, conformément à la norme ASTM F-899-84. Elle est utilisée pour épiler ou retirer les poils.

Désignation : Repousse-cuticules, à deux extrémités, 12 cm
Finition : Miroir / Satinée / Sablée

Consignes d'utilisation : Le repousse-cuticules est réalisé dans un acier inox AISI-410, conformément à la norme ASTM F-899-84. Il est utilisé pour repousser les cuticules.

Contenu ou composition

Norme ASTM F-899-84
 Carbone : 0,126% Manganèse : 0,514% Phosphore : 0,021% Soufre : 0,015%
 Silicium : 0,275% max. Chrome : 13,503% Nickel : 0,101%

Consignes d'utilisation

- **Tenir hors de la portée de personnes sans surveillance.**
- **Les dispositifs doivent être utilisés par des personnes formées.**
- **Stricte réservé à un usage professionnel – désinfecter avant toute utilisation.**

Précautions, restrictions, avertissements, attentions particulières**Méthodes pour un nettoyage approprié**

Pour nettoyer correctement les ciseaux chirurgicaux, il faut utiliser du savon/détensif liquide, de l'eau ainsi qu'une brosse de lavage propre et désinfectée afin d'éliminer tous les débris et résidus visibles. Tous les articles doivent être nettoyés à fond avec une brosse de lavage propre et désinfectée, sous l'eau courante.

Nettoyer ne veut pas dire désinfecter ; la désinfection est une procédure complètement à part. Plusieurs articles sont nettoyés de manière différente. Cela dépend souvent du matériau dont ils sont constitués et la manière dont ils sont utilisés.

OBSERVATION : les articles doivent être correctement nettoyés avant de pouvoir être désinfectés. Tous les articles doivent être soigneusement rincés et essuyés avec un chiffon propre ou du papier essuie-tout avant de les plonger dans un désinfectant.

Méthodes pour une désinfection appropriée

Après avoir correctement nettoyé les instruments/outils, il faut les désinfecter par une immersion totale dans une solution désinfectante appropriée (voir ci-dessous Désinfectants appropriés).

L'article doit être complètement immergé de manière à ce que toutes les surfaces, y compris les poignées, soient trempées pendant la durée nécessaire indiquée sur l'étiquette du fabricant du désinfectant.

En règle générale, les désinfectants homologués par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) doivent être immergés pendant 10 minutes ; pour l'isopropanol et l'alcool éthylique, il faut compter 5 minutes.

Une fois le temps d'immersion écoulé, retirer les articles, à l'aide de pincettes ou gants propres et désinfectés pour éviter tout contact entre la peau et la solution désinfectante.

Si reporté sur l'étiquette des instructions, rincer abondamment à l'eau courante.

Faire sécher complètement les articles à l'air libre en les positionnant au-dessus d'une serviette propre et les recouvrir avec une autre serviette propre.

Les buffers à mousse épaisse doivent être essorés afin d'évacuer l'humidité alors que les désinfectants de niveau intermédiaire sont conçus pour détruire les micro-organismes à l'origine de maladies (pathogènes) sur les surfaces non vivantes, tel que décrit dans ce document.

Ils ne doivent pas être utilisés sur une peau vivante et tout contact avec la peau doit être évité.

Les désinfectants appropriés pour instituts comprennent ce qui suit :

- (A) désinfectants pour hôpitaux, homologués EPA dont l'étiquette reporte les déclarations bactéricides, fungicides et virucides.
- (b) 10 % de solution javellisante (1 % d'eau de Javel et 9 % d'eau)
- (c) alcool isopropylique, solution à 70 %-90 %
- (d) alcool éthylique, solution à 70 %-90 %

Emballages individuels clients

Les outils/instruments conservés dans des emballages individuels doivent être correctement nettoyés et désinfectés, après chaque utilisation. Si un client fournit ses propres instruments/outils, ces derniers doivent être correctement nettoyés et désinfectés, après chaque utilisation. La réglementation nationale exige que tous les outils et équipements doivent être désinfectés avant de pouvoir être réutilisés, même s'ils ont été utilisés par le même client ! Tout instrument qui n'aurait pas été nettoyé et désinfecté correctement risque de provoquer la prolifération d'organismes responsables d'infections/maladies ayant même que le client revienne pour la prochaine consultation, augmentant ainsi le risque d'infection. Pour le rangement des instruments, ne jamais utiliser de sacs ou conteneurs hermétiques, car ces derniers risquent de favoriser la croissance bactérienne.

Méthodes pour ranger correctement les outils et instruments

Après avoir été nettoyés, désinfectés et séchés, les instruments/outils doivent être rangés dans le respect des règles d'hygiène. En règle générale, il convient d'utiliser un tiroir, à condition que celui-ci soit propre, qu'il contienne uniquement des articles propres et qu'il soit correctement étiqueté. Ranger les instruments sales ou usagés dans un conteneur couvert et muni d'une étiquette, éloigné des articles propres. Ne jamais utiliser de conteneurs hermétiques ou de sacs à glissière, en ce qu'ils favorisent la croissance bactérienne ! Limes abrasives, buffers, blocs et embouts de lime électrique Après chaque utilisation, les limes abrasives, buffers, blocs et embouts doivent être soigneusement nettoyés par un brossage manuel, à l'aide d'une brosse propre et désinfectée ou par une autre méthode appropriée pour éliminer les débris visibles. Les cotés des buffers en mousse, des blocs ou d'autres abrasifs doivent également être brossés après chaque utilisation. Après avoir correctement nettoyé les limes abrasives, buffers et blocs, pour une désinfection optimale, il convient de les immerger (ou de les saturer) dans une solution à 70-90 % d'isopropanol ou d'alcool d'éthylène pendant 5 minutes. Après avoir complètement nettoyé les embouts, ces derniers doivent être désinfectés par une immersion totale dans un désinfectant homologué EPA, tel que décrit à la section suivante. Toute lame abrasive (absorbante), buffer, bloc, bande, etc. de nature poreuse qui entre en contact avec une peau ou des ongles cassés, endommagés, infectés ou malsains doit être immédiatement éliminé de manière appropriée, tel que décrit ci-dessous.

Contact avec du sang, du liquide organique ou des conditions malsaines

Si du sang ou du liquide organique entre en contact avec n'importe quelle surface de l'institut, le professionnel des ongles doit porter une paire de gants de protection propres et jetables et doit utiliser un désinfectant liquide pour hôpitaux homologué EPA ou une solution javellisante 10 % pour éliminer tout le sang ou liquide organique visible. En cas de coupure involontaire, nettoyer la coupure avec un antiseptique et appliquer un pansement. Les articles jetables, tels que les cotons-tiges à bâton en bois, doivent être immédiatement placés dans un double sac et éliminés après chaque utilisation, tel que décrit à la fin de cette section. Tout instrument ou équipement non poreux qui entre en contact avec une condition malsaine de l'ongle ou de la peau, avec du sang ou du liquide organique doit être immédiatement nettoyé de façon appropriée puis désinfecté à l'aide d'un désinfectant pour hôpitaux homologué EPA tel qu'indiqué, ou doit être immergé dans une solution javellisante 10 % pendant 5 minutes. Tout instrument ou équipement poreux/absorbant qui entre en contact avec une condition malsaine de l'ongle ou de la peau, avec du sang ou du liquide organique doit être immédiatement placé dans un double sac et jeté dans une poubelle fermée ou dans un conteneur pour matières contaminées.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir des standards qualitatifs élevés tant en ce qui concerne le matériel utilisé que la fabrication.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA.

Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties defectueuses pour causes de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d'œuvre ou d'un éventuel déplacement, ainsi que ceux relatifs au transport et à l'emballage sont exclus.

Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure. La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement de la durée de la garantie. La garantie n'est pas valable en cas de : réparation effectuée par un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange non d'origine, avaries ou vices causés par négligence, chocs ou usage impropre. GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l'action d'agents extérieurs tels que : sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences radio, etc. La garantie sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et uniquement au revendeur auprès duquel l'achat a été effectué. Les expéditions qui seront envoyées directement à GIMA seront repoussées.

SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE**Ausführliche Instrumentenbeschreibung**

Bezeichnung: Nagelhautschieber und Nagelreiniger, 13 cm
Finish: poliert / satiniert / sandgestrahlt.

Gebrauchsanweisung: Nagelhautschieber und Nagelreiniger, hergestellt aus Edelstahl vom Typ AISI-410 gemäß dem ASTM-Standard F-899-84. Er wird zum Zurückschieben und Reinigen der Nagelhaut eingesetzt.

Bezeichnung: Nagelfeile mit weißem Plastikhandgriff, 10 cm
Finish: poliert / satiniert / sandgestrahlt.

Gebrauchsanweisung: Nagelfeile, hergestellt aus Edelstahl vom Typ AISI-410 gemäß dem ASTM-Standard F-899-84. Sie wird zum Abfeilen und Formen der Nägel eingesetzt.

Bezeichnung: Nagelhautschere, 9,5 cm
Finish: poliert / satiniert / sandgestrahlt.

Gebrauchsanweisung: Nagelhautschere, hergestellt aus Edelstahl vom Typ AISI-410 gemäß dem ASTM-Standard F-899-84. Sie wird zum Schneiden der Nagelhaut eingesetzt.

Bezeichnung: Nagelknipser, 10 cm
Finish: poliert / satiniert / sandgestrahlt.

Gebrauchsanweisung: Nagelknipser, hergestellt aus Edelstahl vom Typ AISI-410 gemäß dem ASTM-Standard F-899-84. Er wird zum Schneiden der Nägel eingesetzt.

Bezeichnung: Nagelschere, 9,5 cm
Finish: poliert / satiniert / sandgestrahlt.

Gebrauchsanweisung: Nagelschere, hergestellt aus Edelstahl vom Typ AISI-410 gemäß dem ASTM-Standard F-899-84. Sie wird zum Zupfen und Entfernen von Haaren eingesetzt.

Bezeichnung: Pinzette, 9 cm
Finish: poliert / satiniert / sandgestrahlt.

Gebrauchsanweisung: Pinzette, hergestellt aus Edelstahl vom Typ AISI-410 gemäß dem ASTM-Standard F-899-84. Er wird zum Zurückschieben der Nagelhaut eingesetzt.

Bezeichnung: Nagelhautschieber Zweiteilig, 12 cm
Finish: poliert / satiniert / sandgestrahlt.

Gebrauchsanweisung: Nagelhautschieber, hergestellt aus Edelstahl vom Typ AISI-410 gemäß dem ASTM-Standard F-899-84. Er wird zum Zurückschieben der Nagelhaut eingesetzt.

Inhaltsstoffe oder Zusammensetzung

ASTM-Standard F-899-84
 Kohlenstoff: 0,126% Mangan: 0,514% Phosphor: 0,021% Schwefel: 0,015%
 Silizium: 0,275% max. Chrom: 13,503% Nickel: 0,101%

Hinweise zur Verwendung

- Außerhalb der Reichweite von unbefugten Personen aufbewahren.
- Das Instrument ist nur von eingewiesenen Personen zu verwenden.
- Nur für den professionellen Einsatz - muss vor Gebrauch desinfiziert werden.

Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen, Einschränkungen und besondere Behandlung**Ordnungsgemäße Reinigungsmethoden**

Eine ordnungsgemäße Reinigung erfordert Flüssigseife/Reinigungsmittel, Wasser und eine saubere und desinfizierte Scheuerbürste, um allen sichtbaren Schmutz und alle Rückstände zu entfernen. Alle Teile sollten mit einer sauberen und desinfizierten Scheuerbürste unter fließendem Wasser geschrubbt werden.

Die Reinigung ist keine Desinfektion; die Desinfektion ist ein völlig eigenständiger Schritt. Verschiedene Teile sind auf unterschiedliche Weise zu reinigen. Dies hängt oft davon ab, aus welchem Material das Teil besteht und wie es verwendet wurde.

HINWEIS: bevor ein Teil desinfiziert werden kann, muss die Reinigung ordnungsgemäß durchgeführt werden.

Ein Teil muss vollständig in das Desinfektionsmittel eingetaucht werden, so dass alle Oberflächen, einschließlich Griffe, für den auf dem Etikett des Desinfektionsmittels angegebenen Zeitraum eingetaucht sind.

Beim Einsatz von Desinfektionsmitteln, die von der Umweltbehörde der Vereinigten Staaten (EPA) anerkannt wurden, ist normalerweise ein 10 Minuten langes Eintauchen erforderlich; im Falle von Isopropl- und Ethylalkohol sind 5 Minuten erforderlich.

Nehmen Sie die Teile nach Ablauf des vorgeschriebenen Zeitraums mithilfe einer sauberen und desinfizierten Zange oder Handschuhen aus der Lösung heraus, um den Hautkontakt mit dem Desinfektionsmittel zu vermeiden.

Wenn es auf dem Anweisungsetikett vorgeschrieben wird, spülen Sie das Teil anschließend gründlich unter fließendem Wasser ab.

Lassen Sie die Teile vollständig an der Luft trocknen, indem Sie diese auf ein sauberes Tuch legen und mit einem weiteren sauberen Tuch abdecken.

Es sollte die Feuchtigkeit aus breiten Schaumstoff-polsterblöcken herausgedrückt werden. Auch wenn dies in dieser Anleitung beschriebenen Desinfektionsmittel zur Vernichtung von krankheitserregenden Mikroorganismen (Krankheitserreger) auf nichtlebenden Oberflächen entworfen wurden, sind sie nicht für die Anwendung auf lebender Haut geeignet und der Hautkontakt sollte vermieden werden.

Zu den für einen Salon geeigneten Desinfektionsmitteln gehören die folgenden:

(a) Bei der EPA eingetragene Desinfektionsmittel für die Krankenhaushygiene, mit auf dem Etikett angegebenen Bakteriziden, fungiziden und viruziden Eigenschaften.

(b) 10%ige Bleichmittellösung (1 Teil Bleichmittel auf 9 Teile Wasser)

(c) Isoproplalkohol, 70-90%ige Lösung

(d) Ethylalkohol, 70-90%ige Lösung

Individuelle Klienten-Sets

Werkzeuge/Instrumente, die in individuellen Sets aufbewahrt werden, müssen nach jeder Verwendung ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden. Wenn ein/e Klient/in seine/ihre eigenen Utensilien/Instrumente bereitstellt, müssen diese vor Gebrauch ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden. Es ist staatlichen