

Incidin™ Pro



Soluzione concentrata per una pulizia e disinfezione rapida ed efficace.

Liquido concentrato per la pulizia e la disinfezione.

Grazie alla sua formulazione SMART-BALANCED, Incidin™ Pro introduce un nuovo standard nella pulizia e disinfezione delle superfici.

- Il tuo prodotto professionale efficace
- Il tuo prodotto professionale veloce
- Il tuo prodotto professionale compatibile

EFFICACIA AD AMPIO SPETTRO

Efficace contro batteri, lieviti e vari virus (incluso il norovirus), Incidin™ Pro è adatto alle aree ad alto rischio e a un'ampia gamma di superfici, dai reparti di degenza alle aree pubbliche, fino alle sale operatorie e alle unità di terapia intensiva.

ECCELLENTE EFFICACIA DI PULIZIA E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI

È stato ampiamente testato su tutti i tipi di superfici comunemente presenti in ambito sanitario, dai metalli, linoleum e PVC alla ceramica, gomma e plastica, con risultati eccellenti.

FORMULAZIONE SENZA ALDEIDI, SENZA PROFUMO E COLORANTI

Il sistema di ingredienti non volatili, privi di coloranti e profumi garantisce un utilizzo pratico del prodotto.



Incidin™ Pro

Liquido concentrato per la pulizia e la disinfezione.



Incidin™ Pro
Bottiglia da 2 litri

Caratteristiche del prodotto

- limpido, incolore, giallo chiaro
- pH del prodotto puro a 20°C: circa 11,0
- pH del prodotto diluito con acqua di rubinetto (0,5%): circa 9,5
- pH del prodotto diluito con acqua di rubinetto (2,0%): circa 10,0
- Densità a 20°C: 1,01 g/ml
- Indice di rifrazione: 1,385

Proprietà microbiologiche

Claim/Condizioni	Concentrazione (%) / (ml/L)	Tempo di contatto
Battericida secondo EN 13727 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 minimo* 15 minimo*
Lieviticida secondo EN 13624 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 minimo* 15 minimo*
Tubercolicida e micobattericida secondo EN 14348	1,5% / 15	60 minimo*
Virucida a spettro limitato secondo EN 14476 (Adenovirus - Norovirus)	2,0% / 20 1,0% / 10	30 minimo* 60 minimo*
Efficace contro Norovirus secondo EN 14476	1,5% / 15	30 minimo*
Efficace contro i virus incapsulati secondo EN 14476	1,5% / 15 0,5% / 5	5 minimo* 30 minimo*

*condizioni di sporco

Informazioni su imballaggio e ordinazione

Prodotto	Unità di imballaggio	Codice ordine
Incidin™ Pro	Bottiglia da 3x2L	3148448

ECOLAB SRL
Via Trento, 26
20871 Vimercate
(MB) - Italia
www.ecolab.com



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



Indicazioni

Liquido concentrato per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici non invasivi.

Istruzioni per l'uso

6L: Diluire il concentrato con acqua (max. 60°C) fino alla concentrazione desiderata. Per diluire ad esempio fino a una concentrazione dello 0,5% (5 ml/l), aggiungere 40 ml per 8 litri di acqua. Applicare in quantità sufficiente (+/- 30 ml/m²) con azione meccanica (ad esempio strofinando, lavando). Rispettare il tempo di contatto consigliato per l'attività antimicrobica richiesta.

2L: Diluire il concentrato con acqua (max. 60°C) fino alla concentrazione desiderata. Per diluire, ad esempio, fino a una concentrazione dello 0,25% (2,5 ml/l) per 8 litri, girare la bottiglia una volta per aggiungere una dose da 20 ml, per lo 0,5% (5 ml/l) per 8 litri, aggiungere due volte la bottiglia per aggiungere due dosi da 20 ml (in totale 40 ml). Applicare in quantità sufficiente (+/- 30 ml/m²) con azione meccanica (ad esempio strofinando, lavando). Rispettare il tempo di contatto consigliato per l'attività antimicrobica richiesta.

Ingredienti

100 g contengono: 10,0 g di 2-fenossietanolo (CAS N° 122-99-6), 8,0 g di N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diammina (diammina) (CAS N° 2372-82-9) e 7,5 g di cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/ BKC (C12-C16)) (CAS N° 68424-85-1).

Stoccaggio

Tra 0°C e +25°C. Tenere al riparo dalla luce solare. Proteggere il contenuto dall'umidità.

Dispositivo medico - utilizzare in sicurezza

Si prega di leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



SOLO PER USO PROFESSIONALE.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™