

GARANZIA

Il tripode è garantito **2 ANNI** dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. **La garanzia non è applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato.** Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, inviare il tripode munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY

This tripod has **2-YEAR** warranty from purchase date which is certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge. **The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.** In the case you need to get your tripod repaired and you fulfil the conditions of warranty, send the tripod to the nearest retailer together with the purchase receipt.

PARTI DI RICAMBIO

• **RV7033** Puntale gomma morbida - paio

SPARE PARTS

• **RV7033** Rubber tip - pairs



CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product _____

Acquistato in data / Purchasing date _____

Rivenditore / Authorized dealer _____

Via / Street _____ Località / Place _____

Venduto a / Purchased by _____

Via / Street _____ Località / Place _____

MORETTI S.p.A.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

MOD. 26 / 02-2006



MOPEDIA



RP715



RP719



RP720



RP721



TRIPODE MANUALE D'ISTRUZIONE

TRIPOD INSTRUCTION MANUAL



Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RP715-719-720-721

Grazie per aver acquistato il tripode a base larga **MOPEDIA** by Moretti, per sostenere persone con difficoltà di movimento, realizzato in alluminio leggero anodizzato, manico anatomico fornito di puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm:

- **RP715** da 66 a 73 cm
- **RP719** da 76 a 98 cm
- **RP720** da 75 a 97 cm
- **RP721** da 74 a 97 cm

Regolazione dell'altezza:

Premere il fermo e sfilare la canna portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna e assicurarsi che il fermo sia penetrato completamente nel foro. Peso massimo sopportabile 130 kg.

Regolazione uso mano destra/sinistra:

(Nota: il lato stretto verso la gamba)

Premere il fermo e girare la canna di 180°. Assicurarsi che il fermo sia penetrato completamente nel foro.

ATTENZIONE: USARE CON PRUDENZA SU SUPERFICI BAGNATE E SCIVOLOSE.

Si raccomanda di evitare contatti prolungati con acqua e di controllare periodicamente la robustezza del tripode. Per evitare eventuali rischi tenere il tripode lontano dalla portata dei bambini e sostituire i puntali di appoggio a terra una volta usurati.



• RP715
Tripode bambino

• RP719
Tripode con appoggio
brachiale

• RP720
Tripode manico
aperto

• RP721
Tripode manico
chiuso

I class medical device
according to ECC directive 93/42

Code RP715-719-720-721

Thank you for purchasing tripod large base, **MOPEDIA** by Moretti tree-leg cane to support people with movement difficulty. It has anodized, light weight aluminium structure. It is supplied with non-slip soft rubber tips. It is height adjustable every 2.5 cm:

- **RP715** from 66 to 73 cm
- **RP719** from 76 to 98 cm
- **RP720** from 75 to 97 cm
- **RP721** from 74 to 97 cm

To adjust leg height:

To adjust the height, press the push button and slide the cane to the desired height. Be sure the push button is fully protruded through the desired hole when finished. Maximum endurable weight 130kg.

To adjust tripod for right or left hand use:

(Note: flat side of the base to outside of foot)

Press the push button and rotate handle by 180 degrees. Be sure the push button is fully protruded through the desired hole on the other side of the cane.

ATTENTION: USE EXTRA CAUTION ON WET AND SLIPPERY SURFACES.

Avoid to leave the tripod in contact with water for long periods of time and control its sturdiness periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Replace rubber tips every time they are worn out.



• RP715
Three-leg cane
child type

• RP719
Three-leg cane with
brachium rest

• RP720
Three-leg cane
open handle

• RP721
Three-leg cane
closed handle