

PRINCÍPIO E USO

A Solução de Controle de Glicose *On Call[®] Plus* contém uma concentração conhecida de glicose. Usa-se para confirmar que suas Tiras para Teste de Glicose no Sangue *On Call[®] Plus* e seu Medidor de Glicose no Sangue *On Call[®] Plus* ou *On Call[®] EZ* estão trabalhando apropriadamente juntos e que você está fazendo o teste corretamente.

Quando será necessário realizar um controle de qualidade:

- Antes de utilizar o seu medidor pela primeira vez, familiarize-se com as operações.
- Antes de usar uma nova caixa de tiras de teste.
- Quando houver suspeitas de que o equipamento ou tiras testes não estão funcionando adequadamente.
- Quando houver suspeitas de que os resultados não estão precisos.
- Quando há suspeita de que o equipamento está danificado.
- Pelo menos uma vez por semana.
- Após limpeza do equipamento.

Dois níveis de solução controle são etiquetados como solução de controle 1 e solução de controle 2. A solução de controle 1 é suficiente para realizar todos os auto testes do equipamento. Utilizar a solução de controle 2 quando houver dúvidas de que o equipamento não esteja funcionando corretamente.

COMPOSIÇÃO

A solução de controle 1 contém menos de 0,2% de glicose (ingrediente ativo) e a solução de controle 2 contém menos de 0,4% de glicose (ingrediente ativo), ambos com preservativos numa mistura baseada em água.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

- Estocar as soluções de controles à temperatura ambiente 15-30°C (59-86°F).
 - Não refrigerar ou colocar no congelador.
 - Se a solução de controle estiver gelada não deverá ser utilizada antes de atingir à temperatura ambiente.
 - Utilizar antes da data de expiração impressa no frasco.
- Nota: As datas de expiração são impressas no formato ano-mês, 2008-01 significa Janeiro, 2008.
- Cada frasco de solução de controle poderá ser utilizado por três meses após ser aberto. A solução de controle estará vencida após três meses da abertura do frasco. A data de expiração encontra-se no rótulo de cada frasco.

PRECAUÇÕES

- Apenas para diagnóstico *in vitro*. Não leve a boca, não inale. Utilizar apenas para testar o equipamento. Para auto-teste e uso profissional.
- Homogeneizar antes do uso.
- Os testes de solução de controle estão especificados para ser precisos só quando são testados entre 15 e 40°C.
- Os valores dos Controles impressos na tira do teste não são valores recomendados para níveis de glicose no sangue. Os valores (níveis) de glicose no sangue deveram ser indicados pelo profissional médico especializado.
- Não toque na extremidade da tira do teste com o frasco da solução de controle, para evitar que haja contaminação do conteúdo do frasco da solução de controle.
- Use só a solução de controle da marca *On Call[®] Plus* com seu medidor *On Call[®] Plus* ou *On Call[®] EZ* e as tiras para teste *On Call[®] Plus*.

MATERIAIS FORNECIDOS

- Solução de Controle
- Instrução de Uso

MATERIAS NECESSARIOS MAIS NAO FORNECIDOS

- Medidor
- Tiras Teste

INSTRUÇÕES DE USO

1. Ligue o equipamento, inserindo uma nova tira teste. Consulte ao Manual do Usuário para maiores informações referente ao manuseio do equipamento.
2. Agite o frasco da solução de controle antes do uso.
3. Aperte o frasco gentilmente da solução controle e despreze a primeira gota. Se houver alguma obstrução na ponta do frasco, limpe em uma superfície dura esteril, como por exemplo papel de filtro ou papel toalha limpo, agite e inicie o processo novamente.
4. Extraia uma segunda gota pequena sobre uma superfície limpa, não absorvente. Toque a ponta da amostra da tira para teste com uma gota da solução de controle. Se a opção de áudio estiver ligada, o medidor vai fazer um alarme sonoro para indicar que se aplicou uma amostra suficiente.
Notas: Não aplique solução de controle na tira para teste diretamente do frasco.
Se a solução de controle não preencher completamente a janela da amostra, não adicione a segunda gota. Descarte a tira teste e inicie o procedimento com uma nova tira teste.
5. Leia o resultado na tela do equipamento.

VALORES ESPERADOS

Os resultados da solução de controle devem estar dentro da faixa de valores esperado para os controles. Os valores para os Controles 1 e 2 estão impressos no frasco da solução controle. Os resultados das Soluções de Controles 1 e 2 devem encontrar-se dentro das faixas de valores fornecidos pelo fabricante, indicando que o equipamento está funcionando e o procedimento técnico está sendo realizado corretamente.

Quando os resultados da solução de controle não estejam dentro dos valores esperados:

- Verifique a data de validade das tira teste e solução de controle, certifique-se que o frasco da tira teste e/ou frasco do controle não estão abertos há mais de três meses. Descarte o produto que estiver com a data de validade expirada. Certifique-se que o frasco das tiras teste e da Solução de Controle estejam firmemente tampados.
- Confirme que a temperatura em que está fazendo o teste esteja entre 15 e 40°C.
- Tenha certeza de que os frascos de tiras para teste e da solução de controle tenham estado completamente tampados.
- Certifique-se que o número do código do frasco ou das tiras teste é o mesmo que está inserido no medidor.
- Confirme se está sendo usado a marca *On Call[®] Plus* para a solução de controle.
- Certifique-se que está realizando o procedimento técnico para o teste de forma correta.

Após checar todas condições listadas acima, repita a solução controle com uma nova tira teste. Caso os resultados ainda continuem fora da faixa de valores esperados, seu medidor pode não está funcionando adequadamente. NÃO USE o seu equipamento para medição. Entre em contato conosco imediatamente.

Para instruções completas, por favor, refira-se ao Manual de Usuário incluído com seu medidor. Para perguntas adicionais ou problemas com este produto, por favor, entre em contato com seu fornecedor para ajuda.

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	Atenção, ver instruções de uso		Validade		Alcance de Controle
	Somente para uso de diagnóstico <i>in vitro</i>		Número de lote		Nº de Catálogo
	Armazenar entre 15-30°C		Fabricante		Representante Autorizado

