

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘEKTIKA ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل ة داضم و بابض ل ل ة م واقم - X5-PRO تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)



Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت سا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Mode d'emploi

Modèle : Type ordinaire

Rév. A/1Émission : -4-2020

Description:

Les lunettes de protection isolantes médicales sont prévues pour créer une barrière physique entre les yeux et l'environnement immédiat. Ce dispositif empêche que les liquides ou les gouttes projetées n'entrent en contact avec l'utilisateur. Les lunettes de protection isolantes médicales sont prévues pour une utilisation unique.

Indications pour l'utilisation :

protection des muqueuses des yeux contre les éclaboussures, les pulvérisations et les projections de fluides corporels.

Contre-indications :

Aucune.

Effets secondaires du produit:

Ce produit ne provoque aucun effet secondaire.

Avertissements:

1. Ne pas utiliser si les composants présentent des signes de dommages.
2. Ne pas exposer les composants à des températures supérieures à celles indiquées sur l'étiquette de l'emballage.
3. Éliminer le produit comme déchet biologique dangereux conformément au protocole institutionnel.

Fonctionnement :

Retirer les lunettes de leur emballage, vérifier qu'elles sont en bon état, régler les branches télescopiques des lunettes à une position confortable et les ajuster sur les oreilles.

Stockage :

Stocker le produit dans un lieu sec à une température comprise entre 0 et 30 °C.

Conserver à l'abri de la lumière du soleil.1.

Légende des symboles :

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | Date d'échéance |  | Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser |
|  | Numéro de lot |  | Ne pas utiliser si le colis est endommagé |
|  | Date de fabrication |  | À conserver à l'abri de la lumière du soleil |
|  | Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2016/425 |  | À conserver dans un endroit frais et sec. |
|  | Fabricant |  | Représentant autorisé dans la Communauté européenne |
|  | Code produit | | |

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

CE EPI Cat.II délivrée par :

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
 Organisme notifié 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Allemagne
 conformément à l'annexe II du Règlement (UE)2016/425 - Norme harmonisée EN 166: 2001 Directive 2001/95/CE