

Istruzioni per il bracciale della pressione

Introduzione

Nome del prodotto: Bracciale della pressione

Vita utile: 3 anni

Modello e configurazione del prodotto:

Serie KM (bracciale riutilizzabile):

Serie KN (bracciale riutilizzabile):

Modello	Applicabile a	Sito di applicazione	Circonferenza dell'arto
KM-221	Bambino (1-3 anni)	Braccio	6cm - 11cm
KM-222	Bambino (1-3 anni)		8cm - 13cm
KM-232	Bambino		10cm - 19cm
KM-233	Bambino		18cm - 26cm
KM-241	Adulto		21cm - 35cm
KM-242	Adulto		27cm - 42cm
KM-243	Adulto		40cm - 48cm
KM-244	Adulto		Coscia
KM-333	Bambino	Braccio	18cm - 26cm
KM-341	Adulto		21cm - 35cm
KM-342	Adulto		27cm - 42cm
KM-343	Adulto		40cm - 48cm

Modello	Applicabile a	Sito di applicazione	Circonferenza dell'arto
KN-221	Bambino (1-3 anni)	Braccio	6cm - 11cm
KN-231	Bambino		10cm - 19cm
KN-233	Bambino		18cm - 26cm
KN-241	Adulto		25cm - 35cm
KN-243	Adulto		33cm - 47cm
KN-244	Adulto		Coscia

Utilizzo previsto: Il bracciale della pressione è indicato per l'uso nella misurazione manuale e nel monitoraggio automatico della pressione sanguigna in modo non invasivo. Deve essere utilizzato in combinazione con un monitor compatibile.

Istruzioni per l'uso

- ⚠ È necessario selezionare il bracciale appropriato in base all'età e alla circonferenza del braccio/della coscia del soggetto. La larghezza deve essere 2/3 della lunghezza della parte superiore del braccio/della coscia. La parte gonfiabile deve essere sufficientemente lunga per consentire di avvolgere circa l'80% dell'arto. Se le dimensioni dei bracciali si sovrappongono per una determinata circonferenza, scegliere la taglia più grande.
- ⚠ Controllare il bracciale prima dell'uso, sostituirlo quando si notano segni di deterioramento, strappi o chiusure cedevoli. Non utilizzare un bracciale danneggiato.
- ⚠ Selezionare il sito di misurazione della pressione sanguigna appropriato. Ispezionare l'arto del paziente prima dell'applicazione.
- ⚠ Quando viene applicato il bracciale, occorre aprirlo e avvolgerlo intorno alla parte superiore del braccio/della coscia in modo uniforme, fino a raggiungere la tenuta appropriata. Il bracciale deve essere stretto in modo tale da consentire il passaggio di un dito al suo interno
- ⚠ Posizionare il bracciale in modo tale che il simbolo dell'arteria "↓" si trovi nel luogo in cui sia possibile rilevare più chiaramente la pulsazione dell'arteria brachiale.
- ⚠ Ricordarsi di svuotare l'aria residua nel bracciale prima di iniziare la misurazione.

Condizioni ambientali di funzionamento

Variazione consentita nella temperatura ambiente: -10°C- 40°C; Umidità relativa: 10% - 85%;

Pressione atmosferica: 50kPa - 106,0kPa


Il bracciale deve essere conservato e utilizzato entro l'intervallo di temperatura e umidità specificato, altrimenti potrebbe causare danni al bracciale stesso o risultati di misurazione imprecisi.

Pulizia e Disinfezione

1. Preparare il detergente enzimatico o equivalente e l'acqua distillata e la soluzione di candeggina al 10% in flaconi spray separati.
2. Spruzzare abbondantemente il detergente sul bracciale, sui tubi e sul flessibile. Se la sporcizia si è seccata, lasciare che il detergente penetri nel bracciale per un minuto.
3. Pulire la superficie liscia con un panno morbido. Utilizzare una spazzola a setole morbide sulle aree visibilmente macchiate e sulle superfici irregolari. Nota: Prestare particolare attenzione quando pulisce il bulbo e la manopola della valvola di controllo su un sistema di gonfiaggio completo. Non permettere al fluido di entrare nella valvola posteriore o di saturare la manopola della valvola di controllo. Rimuovere i contaminanti visibili dalla parte periferica e dal lato inferiore della manopola della valvola di controllo.
4. Sciacquare con abbondante acqua distillata.
5. Per disinfettare, spruzzare una soluzione di candeggina al 10% sul bracciale fino a saturazione e lasciarlo in ammollo per cinque minuti.
6. Eliminare la soluzione in eccesso e risciacquarlo nuovamente con acqua distillata. Lasciare asciugare il bracciale all'aria.

Avvertenze e precauzioni

- ⚠ La misurazione della pressione sanguigna è vietata ai soggetti con gravi tendenze emorragiche o con malattia a cellule falciformi, in quanto potrebbe verificarsi un'emorragia parziale.
- ⚠ La misurazione continua può provocare porpora, nevralgia e mancanza di sangue.
- ⚠ Non avvolgere il bracciale sugli arti con tubi trasfusionali, intubazioni o lesioni cutanee nell'area, in quanto possono verificarsi danni a suddetti arti.
- ⚠ Evitare di comprimere o limitare i tubi di collegamento.
- ⚠ Ridurre al minimo i movimenti dell'arto e del bracciale durante la misurazione.
- ⚠ Controllare frequentemente il sito e l'arto, soprattutto quando il monitoraggio avviene a intervalli frequenti e/o per periodi di tempo prolungati.
- ⚠ Al termine della misurazione, togliere il bracciale dal paziente.
- ⚠ Usare il bracciale solo sotto la diretta supervisione di un operatore sanitario qualificato, qualora sia fissato a monitor automatici senza allarmi.
- ⚠ Prima dell'uso, svuotare il bracciale fino a eliminare l'aria residua all'interno. Non lasciare che il bracciale si attorcigli o si pieghi.
- ⚠ Non ruotare il tubo flessibile del bracciale o mettere oggetti pesanti su di esso.
- ⚠ Impugnare il tubo flessibile dal connettore quando lo si collega e lo scollega dal dispositivo.
- ⚠ Se si verifica un'aritmia o una fibrillazione auricolare, eseguire nuovamente la misurazione.
- ⚠ Qualsiasi grave incidente che si dovesse verificare in relazione all'uso del dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano l'utente e/o il paziente.

	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Conservare al riparo dalla luce solare
	Produttore		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Dispositivo medico		Attenzione
	Fare riferimento ai documenti di accompagnamento		Luogo di fabbricazione (CN sta per Made in China) e Data di fabbricazione
	Range di temperatura		Umidità relativa
	Pressione atmosferica		Conservare in luogo fresco ed asciutto



Manufacturer: Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

3502-1530038

V1.8

Floor 5, BLD 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street,

Nanshan District, 518110 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA - MADE IN CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany