

ITALIANO

CINTURA DI CONTENZIONE PER LETTO

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo. In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilizzato dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

DESCRIZIONE

Art 24/07: Cintura di contenzione per letto doppia in 100% cotone, composta da due fasce, la più interna va posizionata al girovita del paziente e fissata con bottone di fissaggio, la più esterna va fissata ai longheroni del letto con i nastri e i bottoni di fissaggio. Il sistema di chiusura è con bottoni di fissaggio, la chiave magnetica è utilizzata per l'apertura dei bottoni di fissaggio. 1 bottone di fissaggio è utilizzato per bloccare la fascia superiore al girovita del paziente, gli altri due bottoni di fissaggio sono utilizzati per ancorare i nastri ai longheroni del letto. Il dispositivo viene utilizzato per bloccare il paziente che non coopera e necessita di terapie. **La cintura consente al paziente la posizione supina e laterale.**

Art 24/07/01: Cintura di contenzione per letto singola in 100% cotone, composta da una fascia da posizionare al girovita del paziente e fissata con bottone di fissaggio, più due nastri da fissare ai longheroni del letto con chiusura a gancio.

Il sistema di chiusura è con bottone di fissaggio, la chiave magnetica è utilizzata per l'apertura del bottone di fissaggio.

Il bottone di fissaggio è utilizzato per bloccare la fascia superiore al girovita del paziente, i due nastri con gancio sono utilizzati per ancorare la cintura ai longheroni del letto.

Il dispositivo viene utilizzato per bloccare il paziente che non coopera e necessita di terapie.

La cintura consente al paziente la sola posizione supina.

INDICAZIONI

Dispositivi utilizzati per la contenzione dei pazienti allettati.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo può essere applicato esclusivamente da personale medico e paramedico. La cintura non va utilizzata sul bacino o sulla cassa toracica. **Dispositivi con sistema di chiusura magnetica, non utilizzare su pazienti ai quali è stato applicato uno stimolatore per il cuore, potrebbe andare incontro a tachicardia.** Adattare bene la cintura al paziente, deve passare una mano piana tra il paziente e la cintura. Controllare sempre che le chiusure siano ben agganciate, se ciò non avviene potrebbe essere compromessa la sicurezza del paziente. In caso non si dovessero aprire le chiusure, i nastri possono essere tagliati con taglierini o cesoie. Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona. Dispositivo non ignifugo.

COMPOSIZIONE

100% COTONE

MODALITÀ DI LAVAGGIO



Attenzione: rimuovere chiavi e bottoni di fissaggio prima del lavaggio, a contatto con i liquidi potrebbe essere compromessa la loro funzionalità. La ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche del dispositivo in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

REF	Codice prodotto	MD	Dispositivo medico
LOT	Numero di lotto		Fabbricante
CE	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione		Non prodotto con lattice di gomma naturale
UDI	Identificativo unico		

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF 24/07/01 L-XL (Gima 43185)
24/07 S-M (Gima 43186)
24/07 L-XL (Gima 43187)

 **Erregi S.a.s.**
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY

