


Manuale d'istruzioni
Euroseal[®] Infinity



Euronda[®]

Egregio Dottore,

*è nostra intenzione, innanzitutto, ringraziarLa per la fiducia che ci ha accordato acquistando la nostra termosigillatrice elettronica **Euroseal® Infinity**.*

La informiamo che la nostra Ditta rimane a sua completa disposizione per fornire notizie e delucidazioni in merito a tutto quanto concerne questa attrezzatura.

Le ricordiamo altresì che, per un corretto uso della macchina, è strettamente necessario che questo manuale venga letto attentamente prima dell'utilizzo della stessa. Infatti, le nostre apparecchiature rispondono alle norme generali vigenti relative alla sicurezza e non presentano pericolo per l'operatore, se utilizzate secondo le istruzioni prescritte. Tenga inoltre presente che Euronda S.p.A. declina ogni responsabilità per errate o carenti interpretazioni del testo delle traduzioni del presente manuale: in caso di contestazione farà fede solo il manuale in lingua italiana.

Nell'augurarLe un proficuo lavoro, Le ricordiamo che è vietata la riproduzione di questo manuale e che le caratteristiche tecniche dell'apparecchio potrebbero essere modificate senza preavviso, a seguito della continua ricerca tecnologica.

EURONDA S.p.A.

INDICE

INTRODUZIONE	3
NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA.....	3
AVVERTENZE GENERALI	3
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI.....	5
INDICAZIONI SULLA GARANZIA.....	7
CAPITOLO 1	8
1.1 - DIMENSIONI DI INGOMBRO DELLA MACCHINA E DELL'IMBALLO	8
1.2 DESCRIZIONE DEL CONTENUTO.....	9
CAPITOLO 2	10
2.1 - INSTALLAZIONE	10
2.2 - ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A PARETE (KIT OPZIONALE).....	10
CAPITOLO 3	12
3.1 - SICUREZZA.....	12
3.2 - COLLEGAMENTO ELETTRICO	13
CAPITOLO 4	14
4.1 - DESCRIZIONE TERMOSIGILLATRICE	14
CAPITOLO 5	16
5.1 - ISTRUZIONI PER L'USO	16
5.2 - FERMAROTOLO	18
CAPITOLO 6	19
6.1 - PULIZIA DELLA TERMOSIGILLATRICE.....	19
6.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AVVERTENZE	19
CAPITOLO 7	20
7.1 - SOLUZIONE PROBLEMI.....	20
CAPITOLO 8	21
8.1 - ISTRUZIONI PER LA ROTTAMAZIONE	21

INTRODUZIONE

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

Al ricevimento della macchina controllare che l'imballo sia integro (conservarlo per eventuali spedizioni).

Aprire l'imballo e controllare che:

- la fornitura corrisponda alle specifiche tecniche;
- non vi siano danni evidenti.

In caso di danni o parti mancanti, informare immediatamente e in modo dettagliato lo spedizioniere, il deposito dentale o l'Euronda S.p.A.

Tutte le dimensioni indicate nel manuale non sono vincolanti.

I disegni e qualsiasi altro documento consegnati assieme alla macchina sono di proprietà della Euronda S.p.A., che se ne riserva tutti i diritti e non possono essere messi a disposizione di terzi.

È vietata la riproduzione anche parziale del testo o delle illustrazioni.

AVVERTENZE GENERALI

Il presente manuale ha lo scopo di fornire istruzioni per:

- la corretta installazione;
- il funzionamento sicuro ed efficiente dell'apparecchio;
- la continua e regolare manutenzione.

L'apparecchio deve essere usato in ottemperanza alle procedure contenute nel manuale e mai per scopi diversi da quelli in esso previsti.

ATTENZIONE

- Qualora l'apparecchio venisse adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dall'apparecchio potrebbe essere compromessa.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione originale fornito con l'apparecchio.
- Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento 1907/2006 (REACH), si evidenzia come all'interno dell'oggetto complesso, l'articolo (elemento riscaldante) contiene Acido borico, CAS No. 10043-35-3. Questa sostanza non può entrare in contatto con l'utente o con gli strumenti sterilizzati in quanto è contenuta all'interno dell'elemento riscaldante, pertanto non vi sono rischi associati e / o precauzioni particolari da adottare nelle normali condizioni d'uso.

L'operatore è la persona che utilizza fisicamente l'apparecchio per lo scopo previsto. **L'autorità responsabile** è la persona o gruppo responsabile per l'uso, la manutenzione ordinaria dell'apparecchio e per l'addestramento dell'operatore. L'autorità responsabile è responsabile legalmente per quanto concerne gli adempimenti relativi all'installazione, al funzionamento e all'utilizzo dell'apparecchio.

Il fabbricante non può essere considerato responsabile di eventuali rotture, lesioni o del cattivo funzionamento della macchina stessa qualora l'apparecchio non sia fatto funzionare in modo corretto oppure non venga effettuata un'adeguata manutenzione.

Destinazione d'uso: Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere conservato presso l'apparecchio per una facile e rapida consultazione. L'apparecchio è adibito ad uso professionale e solo persone qualificate possono farne uso. Lo stesso è da destinarsi solo all'impiego per il quale è stato concepito.

EUROSEAL® Infinity: apparecchio destinato alla sigillatura di rotoli e buste in accoppiata

carta/polietilene per l'imballaggio degli strumenti di sterilizzazione utilizzati negli studi medici, veterinari, podologici e tatuatori.

Non può funzionare con rotoli di altro materiale.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI


Simboli di sicurezza presenti sull'apparecchiatura:

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA

Sull'etichetta dell'apparecchio sono riportati dei simboli il cui significato viene di seguito illustrato.

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

La targhetta di identificazione seguente elenca i dati principali e le caratteristiche dell'apparecchio, informazioni necessarie per l'identificazione dello stesso in caso di ordine di pezzi di ricambio e/o di richiesta informazioni. I dati riportati nell'immagine sottostante sono soggetti a modifiche.



SIMBOLO	DESCRIZIONE
SN	"NUMERO DI SERIE" Il simbolo deve essere accompagnato dal numero di serie del fabbricante. Il numero di serie deve essere adiacente al simbolo.
	"DATA DI FABBRICAZIONE" Il simbolo deve essere accompagnato dall'anno. L'anno deve essere espresso con quattro cifre.
	"ATTENZIONE, VEDERE LE ISTRUZIONI PER L'USO"
	Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".

Nel presente manuale inoltre si incontrano dei simboli a fianco di una descrizione, di una nota, ecc. Queste illustrazioni hanno lo scopo di attirare l'attenzione del lettore su un particolare nota o spiegazione. Il significato viene di seguito illustrato.

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	INFORMAZIONE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE AI FINI DELLA SICUREZZA. Questo simbolo serve ad attirare l'attenzione del lettore su particolari nozioni fondamentali ai fini della sicurezza dell'operatore.
	INFORMAZIONI E PRECAUZIONI Questo simbolo richiama a indicazioni e consigli di carattere generale.

INDICAZIONI SULLA GARANZIA

Euronda garantisce la qualità dei propri apparecchi, se utilizzati in accordo con le istruzioni fornite da questo manuale, secondo le condizioni riportate sul certificato di garanzia.


La garanzia ha inizio dalla data di registrazione su www.euronda.com/myeuronda, che deve avvenire a ridosso della vendita dell'apparecchio al cliente utilizzatore.

In caso di mancata registrazione, sarà ritenuta valida la data indicata sulla fattura di acquisto che deve riportare il numero di matricola dell'apparecchio.


NOTA: si raccomanda di conservare l'imballo originale e utilizzarlo per ogni trasporto dell'apparecchio. L'utilizzo di un imballo diverso potrebbe causare danni al prodotto durante la spedizione.

CAPITOLO 1

1.1 - DIMENSIONI DI INGOMBRO DELLA MACCHINA E DELL'IMBALLO



Dimensioni della termosigillatrice elettronica EUROSEAL® Infinity



Dimensioni di ingombro dell'imballo:

A = 510 mm
B = 470 mm
C = 240 mm

Peso totale dell'imballo: 8 kg

1.2 DESCRIZIONE DEL CONTENUTO

Descrizione	Quantità
Corpo macchina	1
Tubo portarotoli	1
Fermarotolo	2
Cavo alimentazione	1
Fusibile di scorta T5A 5x20 o F10A 5x20	1
Manuale di istruzioni e documenti	1
Silica gel	2

CAPITOLO 2

2.1 - INSTALLAZIONE



Togliere l'imballo e installare l'apparecchio rispettando le seguenti avvertenze:

1. Posizionare la termosigillatrice su di una superficie piana e con uno spazio attorno che sia ergonomicamente operativo.
2. Non installare la macchina accanto a lavelli o simili onde evitare contatti con acqua e conseguenti cortocircuiti dell'impianto elettrico.
3. Evitare la vicinanza a fonti di calore.
4. Installare la macchina in ambienti normalmente ventilati.
5. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato e che sia libero fino alla presa elettrica.
6. L'apparecchio deve essere sistemato in modo che la spina sia facilmente accessibile.
7. Inserire la spina; la macchina è pronta all'uso.

2.2 - ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A PARETE (KIT OPZIONALE)

Per il **fissaggio a parete** della termosigillatrice occorre acquistare l'apposito KIT opzionale e seguire le seguenti istruzioni.

- 1) Fissare a parete due tasselli, non forniti in dotazione, di diametro 6 (testa vite: diametro massimo 9,5 mm, corpo vite: diametro massimo 5 mm) con interasse di 212 mm.
Lasciare sporgere la testa della vite di 14 mm per potere infilare la termosigillatrice.




ATTENZIONE:

Acquistare ed utilizzare dei tasselli idonei in funzione del tipo di parete (cemento, mattoni, cartongesso, ecc.).

- 2) Fissare sulla macchina le due piastre con le viti in dotazione nel kit.
- 3) Appendere la termosigillatrice alle due viti fissate a parete.

Inserire gli appositi fori della termosigillatrice sulle teste delle viti **(1)** e spingerla verso il basso **(2)** per fissarla.



- 4) Inserire il tubo con i rotoli.



ATTENZIONE:

Infilare il tubo sul portarotoli della termosigillatrice verificando che il dente del portarotoli si innesti nella feritoia sul tubo, eseguendo eventualmente una piccola rotazione.

CAPITOLO 3

3.1 - SICUREZZA



Prima di usare la vostra termosigillatrice elettronica EUROSEAL® Infinity leggete attentamente queste informazioni di sicurezza. La loro inosservanza può causare incidenti o danni alla macchina.

- Prima di utilizzare l'apparecchio, l'operatore deve aver compreso perfettamente il significato di tutti i comandi e il loro funzionamento.
- L'operatore deve essere a conoscenza e saper applicare le norme di sicurezza per l'uso dell'apparecchio.
- L'operatore deve conoscere e interpretare correttamente tutte le indicazioni contenute nel presente manuale e quelle applicate sull'apparecchio.
- L'operatore non deve eseguire operazioni di propria iniziativa od operazioni che non siano di sua competenza.
- L'autorità responsabile deve provvedere alla divulgazione e all'addestramento professionale dell'operatore per l'utilizzo e la manutenzione dell'apparecchio in sicurezza; in modo particolare deve accertarsi che queste informazioni siano state comprese correttamente.



NON INSERIRE LE DITA NELLA ZONA DI SALDATURA, QUANDO LA MACCHINA È ACCESA.

NON INSERIRE LE DITA SOTTO IL CARTER DI PROTEZIONE DELLA ZONA DI SALDATURA, QUANDO SI ABBASSA LA LEVA DI PRESSIONE.

NON INSERIRE MAI LE DITA NEL VANO DI SCORRIMENTO DEL COLTELLO.

MANTENERE L'AMBIENTE VICINO ALLA TERMOSIGILLATRICE PULITO E ASCIUTTO.

NON SMONTATE MAI LA TERMOSIGILLATRICE EUROSEAL® Infinity. LE ALTE TENSIONI INTERNE SONO PERICOLOSE.

Qualora non sia possibile scollegare l'energia elettrica intervenire sull'interruttore di rete, e qualora sia lontano o non visibile da chi effettua la manutenzione, apporre il cartello "Lavori in corso" sull'interruttore dopo averlo posizionato su "OFF".



PULIRE LA MACCHINA CON UN PANNINO UMIDO, DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA STESSA SIA DISINSERITO (Prima di riutilizzare la macchina, rimuovere eventuali presenze di umidità). NON UTILIZZARE SOLVENTI SULL'ETICHETTA.

ASSICURARSI CHE L'IMPIANTO SIA PROVVISORIO DI MESSA A TERRA IN CONFORMITÀ' ALLE NORME VIGENTI NEL PAESE DI INSTALLAZIONE.

NON RIMUOVERE L'ETICHETTA APPOSTA SULLA MACCHINA.

ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO SIA ALIMENTATO CON LA CORRETTA TENSIONE.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I RICAMBI ORIGINALI

Se la macchina non funziona correttamente riferitevi al manuale consultando il paragrafo "Soluzioni dei problemi", per le possibili cause. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o per eventuali riparazioni, contattate il personale specializzato del vostro fornitore o direttamente l'ufficio tecnico della Euronda S.p.A.

AVVERTENZA

- La macchina è conforme ai requisiti di sicurezza elettrica previsti dagli Istituti Normativi ed è munita di una spina bipolare, che assicura la completa messa a terra dell'apparecchio.
- La resistenza è collegata a terra perché il restante apparecchio è in doppio isolamento.
- Fondamentale requisito di sicurezza è accertarsi che l'impianto elettrico abbia una efficace messa a terra e che la portata dell'impianto e delle prese di corrente siano adeguate alla potenza dell'apparecchio indicata nell'apposita etichetta. Far verificare l'impianto da personale qualificato.

**LA NON OSSERVANZA DI QUANTO SOPRA DESCRITTO FA DECADERE OGNI
RESPONSABILITÀ' DA PARTE DELLA EURONDA S.p.A.**

3.2 - COLLEGAMENTO ELETTRICO

Controllare che la tensione di alimentazione indicata sulla etichetta, posta sul fianco della macchina corrisponda a quella disponibile nel luogo di installazione.

L'apparecchio deve essere collegato tramite il cavo di alimentazione ad un impianto fornito di adeguata messa a terra, conforme alle norme vigenti nel paese di installazione.

L'apparecchio può rimanere alimentato 24h/24.

**ATTENZIONE:**

non provocare piegature sul cavo di alimentazione e non appoggiarvi sopra oggetti di qualsiasi natura.

CAPITOLO 4

4.1 - DESCRIZIONE TERMOSIGILLATRICE

Euroseal® Infinity è la nuova termosigillatrice elettronica di Euronda, a ciclo continuo e temperatura costante, la cui sigillatura di 12 mm. è garantita. Euroseal® Infinity è una macchina dal design moderno, innovativo ed ergonomico, facile da utilizzare e da pulire, con profili arrotondati e completa di portarotoli, il cui ingombro è contenuto nelle dimensioni di lunghezza minime della macchina. È possibile inserire rotoli di sterilizzazione in carta/polipropilene da 100 o da 200 metri. La nuova tecnologia di costruzione adottata consente di minimizzare il consumo energetico della macchina, di ottenere tempi molto rapidi di saldatura congiunti con l'assenza di tempi di raffreddamento tra sigillature consecutive e di aumentare notevolmente l'affidabilità della termosigillatrice, semplificando l'intervento di manutenzione della lama di taglio. EUROSEAL® Infinity viene completamente costruita nel rispetto della normativa CE e degli standards qualitativi da questa indicati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	200 - 240 V	100 - 120 V
Numero di fasi	1	
Frequenza di alimentazione	50 / 60 Hz	
Potenza	180 W	
Classe di protezione contro scosse elettriche	I	
Classe di isolamento	IPX0*	
Fusibili	Nr. 2 – 5x20mm T5A	Nr. 2 – 5x20mm F10A
Campo di condizioni ambientali per le quali l'apparecchio è stato progettato	- Uso interno - Altitudine fino a 2000 m - Temperatura: da 5 °C a 40 °C - Umidità relativa max 85% - Variazione Tensione max: $\pm 10\%$ - Categoria di sovratensione: II - Grado di inquinamento: 2 - Sovratensioni temporanee a breve termine 240 V + 1200 V fino a 5 s - Sovratensioni temporanee a lungo termine 240 V + 250 V per più di 5 s	
Interruttore	Unipolare	
Peso della macchina	7 kg.	
Saldatura	12 mm	
Tipo di saldatura	A temperatura costante, la temperatura è compresa tra 170°C e 200°C.	
Lunghezza zona saldatura	310 mm.	
Resistenza	Unica, che si autoregola, utilizzabile con ogni tensione, non soggetta a cortocircuiti e costruita secondo norme di sicurezza.	
Portarotoli	Due posizioni utilizzabili.	
Consumo energetico	Dal 30% al 50% in meno rispetto alle macchine a impulsi	
Tempo di raffreddamento	Nessun ritardo fra una sigillatura e l'altra, a macchina avviata	
Posizionamento del sacchetto in fase di saldatura	Indifferente (film sopra o sotto)	
Coltello	Pratico, protetto, funzionale e facilmente sostituibile	
Leva di saldatura	Impugnatura ergonomica con sforzo ridotto	
Design	Ergonomico e arrotondato	
Colore	RAL 9016, verniciatura a polveri epossidiche	
Manutenzione ordinaria	Assente	

*La prima cifra caratteristica indica che l'involucro fornisce la protezione delle persone contro l'accesso a parti pericolose, impedendo o limitando la penetrazione nell'involucro di una parte del corpo di un attrezzo impugnato da una persona;
e contemporaneamente

l'involucro fornisce la protezione dell'apparecchiatura contro la penetrazione di corpo solidi estranei. X – non dichiarato

La seconda cifra indica il grado di protezione dell'involucro contro gli effetti dannosi sull'apparecchiatura dovuti alla penetrazione di acqua nell'involucro. 0 – nessuna protezione.


CAPITOLO 5

5.1 - ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assicurarsi che sia stato effettuato il collegamento elettrico della macchina.

Premere l'interruttore laterale - **A** -, posto sul lato destro della macchina.


Il led luminoso - **B** - posizionato sul frontale della macchina, durante il preriscaldamento sarà di colore rosso lampeggiante e poi diventerà di colore verde quando la resistenza avrà raggiunto la temperatura di saldatura ottimale.



2. Inserire il rotolo di sterilizzazione - C - sotto il fermarotolo - D - .

Far scorrere il nastro in avanti finché esce della lunghezza desiderata.

Il rotolo può essere posizionato in maniera indifferente in modo che il nastro appaia con il film trasparente sopra o sotto.




3. Abbassare la leva di saldatura.

Fare scorrere il cursore del coltello per tagliare il nastro del rotolo per ottenere la busta (finché la leva resta abbassata).

Alla fine della sigillatura il led luminoso diventa rosso fisso ed interviene la suoneria continua.

A questo punto la sigillatura è avvenuta completamente.




4. Alzare la leva di saldatura.

Alzando la leva il led ritorna verde e si interrompe la suoneria.

Estrarre la busta.

La macchina è pronta per la saldatura successiva senza dover attendere il tempo di raffreddamento.



ATTENZIONE:

se l'utilizzatore non alza la leva dopo la saldatura, la resistenza si spegne automaticamente per non bruciare il sacchetto. In questo caso il led diventa rosso lampeggiante e la suoneria funziona ad intermittenza.



Appena si rialza la leva, la resistenza si riaccende automaticamente. Si dovranno attendere alcuni secondi, per ripristinare la temperatura ottimale di sigillatura e poter iniziare nuovamente a saldare.


5.2 - FERMAROTOLO

Utilizzo del fermarotolo


I fermarotolo in dotazione servono per evitare che la carta, durante lo svolgimento dal rotolo, cada ai lati in maniera irregolare.

Per usare il fermarotolo:

- 1) inserirlo sul tubo portarotoli facendo una leggera pressione per incastrarlo.



- 2) Avvicinarlo al rotolo in modo che la carta resti ferma.



CAPITOLO 6

6.1 - PULIZIA DELLA TERMOSIGILLATRICE

**ATTENZIONE:**

PRIMA DI OGNI INTERVENTO TOGLIERE LA TENSIONE.

La non osservanza di tale avvertenza può provocare gravi incidenti alle persone e danneggiare seriamente l'apparecchio.

**ATTENZIONE:**

prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza e soprattutto il cap. 3 "Sicurezza"

**ATTENZIONE:**

in caso di sostituzione di componenti aventi influenza diretta o indiretta sulla **sicurezza**, è essenziale utilizzare solamente **RICAMBI ORIGINALI**.

**PERICOLO:**

ALTE TENSIONI INTERNE.

**ATTENZIONE:**

Prima di iniziare la pulizia, verificare che la macchina sia fredda.

Fare attenzione alla lama del coltello durante la pulizia dell'apparecchio.

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DALL'AUTORITÀ RESPONSABILE O DA TECNICI DEL SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATI DA EURONDA S.p.A.

Pulire le parti esterne della macchina con un panno morbido inumidito (non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi), dopo essersi accertati che il cavo di alimentazione della stessa sia disinserito dalla tensione di rete.

**ATTENZIONE:**

Prima di cominciare a lavorare, verificare che la macchina sia asciutta.

6.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AVVERTENZE

La macchina non ha bisogno di manutenzione ordinaria.

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI DEL SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATI DA EURONDA S.p.A.

CAPITOLO 7

7.1 - SOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
Led lampeggiante rosso e segnale Acustico intermittente	Leva in posizione bassa	Alzare la leva di sigillatura
Il led della scheda non si accende dopo alcuni minuti che la macchina è stata accesa	Scheda guasta	Sostituire la scheda
	Led non funziona	Sostituire il led
	La resistenza non scalda	Sostituire la resistenza
	Manca tensione	Attendere e/o effettuare il ripristino
	Fusibili di protezione interrotti	Verificare eventuali cortocircuiti o guasti, quindi sostituirli con fusibili di pari valore
La saldatura avviene, ma il led rimane color verde	Micro interruttore guasto	Sostituire il micro interruttore
La resistenza scalda, ma la saldatura non è sufficiente	Pressione di saldatura non sufficiente	Verificare le viti di fissaggio del supporto gomma siliconata
	Gomma siliconata rovinata	Sostituire la gomma siliconata

ATTENZIONE: PRIMA DI OGNI INTERVENTO, TOGLIERE LA TENSIONE.

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI DEL SERVIZIO ASSISTENZA AUTORIZZATI DA EURONDA S.p.A.

PERICOLO: ALTE TENSIONI INTERNE

CAPITOLO 8

8.1 - ISTRUZIONI PER LA ROTTAMAZIONE

La termosigillatrice EUROSEAL® Infinity è costruita con materiali ferrosi, componenti elettronici e materie plastiche.

Quando l'apparecchio è demolito non vi sono particolari istruzioni da eseguire. Non abbandonare l'apparecchio in luoghi non custoditi, affidare la rottamazione ad imprese di smaltimento.

Per la rottamazione fare sempre riferimento alle leggi vigenti nel paese di utilizzo.



Il simbolo  riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".

Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente (solo per Unione Europea).

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.

