


Manual de instruções
Euroseal[®] Infinity



CE

Euronda[®]

Excelentíssimo Doutor,

*é nossa intenção, antes de mais, agradecê-lo pela confiança dispensada comprando o nosso aparelho electrónico de selagem térmica **Euroseal® Infinity**.*

Informamo-lhe que a nossa Empresa encontra-se à sua inteira disposição para fornecer-lhe notícias e esclarecimentos sobre tudo que concerne a este equipamento.

Lembramo-lhe, igualmente, que para uma correcta utilização do aparelho, é estritamente necessário que este manual seja lido atentamente antes da sua utilização. De facto, os nossos aparelhos respondem às normas gerais vigentes relativas à segurança e não apresentam perigo para o operador, se utilizados conforme as instruções prescritas. É preciso também lembrar que a Euronda S.p.A. não pode ser responsabilizada por interpretações incorretas ou insuficientes do texto das traduções deste manual: no caso de contestações, a única referência fidedigna é o manual em italiano.

Ao desejarmos-lhe um trabalho profícuo, lembramo-lhe que é proibida a reprodução deste manual e que as características técnicas do aparelho podem ser alteradas sem aviso prévio, na sequência de uma pesquisa tecnológica contínua.

EURONDA S.p.A.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
NOTAS GERAIS SOBRE A ENTREGA.....	3
ADVERTÊNCIAS GERAIS.....	3
SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS	5
INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA	7
CAPÍTULO 1	8
1.1 - DIMENSÕES DO APARELHO E DA EMBALAGEM	8
1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	9
CAPÍTULO 2	10
2.1 - INSTALAÇÃO	10
2.2 - INSTRUÇÕES PARA A FIXAÇÃO NA PAREDE (KIT OPCIONAL).....	10
CAPÍTULO 3	12
3.1 - SEGURANÇA	12
3.2 - LIGAÇÃO ELÉCTRICA.....	13
CAPÍTULO 4	14
4.1 - DESCRIÇÃO DO APARELHO DE SELAGEM TÉRMICA.....	14
CAPÍTULO 5	16
5.1 - INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO	16
5.2 - PORTA-ROLO	18
CAPÍTULO 6	19
6.1 - LIMPEZA DO APARELHO DE SELAGEM TÉRMICA.....	19
6.2 - MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA E ADVERTÊNCIAS	19
CAPÍTULO 7	20
7.1 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	20
CAPÍTULO 8	21
8.1 - INSTRUÇÕES PARA DESMANTELAMENTO	21

INTRODUÇÃO

NOTAS GERAIS SOBRE A ENTREGA

Ao receber o aparelho, controle que a embalagem esteja intacta (consERVE-a para expedições futuras).

Abra a embalagem e controle que:

- o fornecimento corresponDA às especificações técnicas;
- não existem danos evidentes.

Em casos de danos ou peças em falta, informe imediata e detalhadamente o despachante, o depósito dentário ou a Euronda S.p.A.

Todas as dimensões indicadas no manual não são vinculativas.

Os desenhos e qualquer outro documento entregue com o aparelho são propriedade da Euronda S.p.A., que se reserva todos os direitos, e não podem ser postos à disposição de terceiros.

É proibida a reprodução, ainda que parcial, do texto ou das ilustrações.

ADVERTÊNCIAS GERAIS

Este manual tem o objetivo de fornecer instruções para:

- a instalação correta;
- o funcionamento seguro e eficiente do aparelho;
- a manutenção contínua e regular.

O aparelho deve ser usado em obediência aos procedimentos contidos no manual e jamais para finalidades diversas daquelas nesse previstas.

ATENÇÃO

- Se o aparelho for utilizado de forma não especificada pelo fabricante, a proteção prevista do aparelho poderia ser prejudicada.
- Utilize exclusivamente o cabo de alimentação original fornecido com o aparelho.
- Nos termos do artigo 33 do regulamento 1907/2006 (REACH), destaca-se que no interior do objeto complexo, o artigo (elemento de aquecimento) contém Ácido bórico, CAS Nº 10043-35-3. Esta substância não pode entrar em contacto com o utilizador ou com os instrumentos esterilizados pois que se encontra no interior do elemento de aquecimento e, portanto, em condições normais de uso não há riscos associados e / ou precauções especiais a adotar.

O **operador** é a pessoa que utiliza fisicamente o aparelho para a finalidade prevista. A **autoridade responsável** é a pessoa ou grupo responsável pelo uso, a manutenção ordinária do aparelho e pela formação técnica do operador. A autoridade responsável, é responsável legalmente no respeitante aos cumprimentos relativos à instalação, ao funcionamento e à utilização do aparelho.

O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais roturas, lesões ou pelo mau funcionamento da máquina no caso em que o aparelho não seja feito funcionar corretamente ou não seja efetuada uma manutenção adequada.

Destino de utilização: Este manual constitui parte integrante do produto e deve ser conservado junto com o aparelho para consentir uma fácil e rápida consulta. O aparelho é destinado ao uso profissional e somente as pessoas qualificadas podem utilizá-lo. Este aparelho destina-se apenas ao objetivo para o qual foi concebido.

EUROSEAL® Infinity: aparelho concebido para a selagem de rolos e envelopes combinados com

papel/polipropileno para a embalagem dos instrumentos de esterilização utilizados nos consultórios médicos, veterinários, podológicos e tatuadores.

Não pode funcionar com rolos de outro material.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Símbolos de segurança presentes sobre a aparelhagem:


SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ATENÇÃO: SUPERFÍCIE QUENTE

A etiqueta do aparelho contém símbolos cujo significado é ilustrado a seguir:

CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO

A chapa de identificação a seguir contém os dados principais e as características do aparelho, informações necessárias para a identificação do mesmo e no caso de encomenda de peças sobressalentes e/ou de pedido de informações.

Os dados citados na imagem abaixo estão sujeitos a alterações.



SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
SN	"NÚMERO DE SÉRIE" O símbolo deve ser acompanhado pelo número de série do fabricante. O número de série deve estar ao lado do símbolo.
	"DATA DE FABRICO" O símbolo deve ser acompanhado pelo ano. O ano deve ser expresso com quatro algarismos.
	"ATENÇÃO, VER AS INSTRUÇÕES PARA O USO"
	O símbolo apostado no equipamento indica que o resíduo deve ser objeto de "recolha separada".

Neste manual encontram-se símbolos ao lado de uma descrição, nota, etc. Estas ilustrações têm o objectivo de chamar a atenção do leitor para uma nota ou explicação especial. O significado delas, está ilustrado a seguir.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	INFORMAÇÃO PARTICULARMENTE IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA. Este símbolo serve para chamar a atenção do leitor para particulares noções fundamentais para a segurança do operador.
	INFORMAÇÕES E PRECAUÇÕES Este símbolo refere-se a indicações e conselhos de carácter geral.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA

A Euronda garante os seus produtos contra defeitos de fabrico, se forem utilizados de acordo com as instruções fornecidas com o presente manual, consoante o estabelecido no certificado de garantia.


A garantia tem início a partir da data de registo no site www.euronda.com/myeuronda, que deve ocorrer logo depois da venda do aparelho ao cliente utilizador.

No caso de falta de registo, será considerada válida a data indicada na factura de compra que deve conter o número de série do aparelho.


NOTA: é recomendável conservar a embalagem original e utilizá-la todas as vezes que se transportar o aparelho. A utilização de uma embalagem diferente poderia provocar danos no produto durante a expedição.

CAPÍTULO 1

1.1 - DIMENSÕES DO APARELHO E DA EMBALAGEM



Dimensões do aparelho electrónico de selagem térmica EUROSEAL® Infinity



Dimensões máximas da embalagem:
A = 510 mm B = 470 mm C = 240 mm
Peso total da embalagem: 8 kg

1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Descrição	Quantidade
Corpo da máquina	1
Tubo porta-rolos	1
Porta-rola	2
Cabo de alimentação	1
Fusível de reserva T5A 5x20 ou F10A 5x20	1
Manual de instruções e documentos	1
Sílica gel	2

CAPÍTULO 2

2.1 - INSTALAÇÃO

Retire a embalagem e instale o aparelho respeitando as seguintes advertências:



1. Posicione o aparelho de selagem térmica sobre uma superfície plana e deixe um espaço à volta que seja ergonomicamente operativo.
2. Não instale a máquina ao lado de bancadas de cozinha ou afins, por forma a evitar contactos com a água e, por conseguinte, curtos-circuitos do sistema eléctrico.
3. Evite posicioná-lo próximo a fontes de calor.
4. Instale a máquina em ambientes normalmente ventilados.
5. Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja dobrado e que esteja solto até à tomada de corrente.
6. O aparelho deve ser instalado de maneira que a ficha seja facilmente acessível.
7. Insira a ficha; a máquina está pronta a ser utilizada.

2.2 - INSTRUÇÕES PARA A FIXAÇÃO NA PAREDE (KIT OPCIONAL)

Para a **fixação na parede** do aparelho de selagem térmica deve-se comprar o específico KIT opcional e seguir as seguintes instruções.

- 1) Fixe duas buchas na parede, não fornecidas com o equipamento, com um diâmetro 6 (cabeça parafuso: diâmetro máximo 9,5 mm, corpo parafuso: diâmetro máximo 5 mm) com entre-eixo de 212 mm.

Deixe sobressair a cabeça do parafuso de 14 mm para poder introduzir o aparelho de selagem térmica.




ATENÇÃO:

Compre e utilize buchas adequadas em função do tipo de parede (cimento, tijolos, gesso cartonado, etc.).

- 2) Fixe na máquina as duas placas com os parafusos fornecidos no kit.
- 3) Pendure o aparelho de selagem térmica nos dois parafusos fixos na parede.

Introduza os furos específicos do aparelho de selagem térmica nas cabeças dos parafusos **(1)** e empurre-o para baixo **(2)** para fixá-lo.



- 4) Introduza o tubo com os rolos.

**ATENÇÃO:**

Introduza o tubo no porta-rolos do aparelho de selagem térmica, verificando que o dente do porta-rolos se encaixe na abertura no tubo, realizando eventualmente uma pequena rotação.

CAPÍTULO 3

3.1 - SEGURANÇA



Antes de usar o seu aparelho electrónico de selagem térmica EUROSEAL® Infinity leia atentamente estas informações de segurança. A inobservância das mesmas pode provocar acidentes ou danos à máquina.

- Antes de utilizar o aparelho, o operador deve ter compreendido perfeitamente o significado de todos os comandos e o relativo funcionamento.
- O operador deve conhecer e saber aplicar as normas de segurança para o uso do aparelho.
- O operador deve conhecer e interpretar corretamente todas as indicações contidas neste manual e as aplicadas no aparelho.
- O operador não deve executar operações de sua iniciativa ou operações que não sejam de sua competência.
- A autoridade responsável, é responsável pela divulgação e pela formação profissional do operador para a utilização do aparelho em condições de segurança; especialmente, deve acertar-se de que estas informações sejam compreendidas corretamente.



NÃO INTRODUZA OS DEDOS NA ZONA DE SOLDADURA, QUANDO A MÁQUINA ESTIVER LIGADA.

NÃO INTRODUZA OS DEDOS DEBAIXO DO CÁRTER DE PROTECÇÃO DA ZONA DE SOLDADURA QUANDO DESCER A ALAVANCA DE PRESSÃO.

NUNCA INTRODUZA OS DEDOS NO COMPARTIMENTO DE DESLIZAMENTO DA FACÇA.

MANTENHA O AMBIENTE PRÓXIMO DO APARELHO DE SELAGEM TÉRMICA LIMPO E SECO.

NUNCA DESMONTE O APARELHO DE SELAGEM TÉRMICA EUROSEAL® Infinity. AS ALTAS TENSÕES INTERNAS SÃO PERIGOSAS.

Caso não seja possível desligar a corrente eléctrica, intervenha no interruptor de rede e caso este esteja longe ou não visível por parte de quem efectua a manutenção, coloque o cartaz “Trabalhos em curso” no interruptor após tê-lo posicionado em “OFF”.



LIMPE A MÁQUINA COM UM PANO HÚMIDO, DEPOIS DE SE TER CERTIFICADO DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MESMA ESTEJA DESLIGADO (Antes de utilizar novamente a máquina, remova eventuais resíduos de humidade). NÃO UTILIZE SOLVENTES SOBRE A ETIQUETA.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O SISTEMA ESTEJA EQUIPADO COM LIGAÇÃO À TERRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES NO PAÍS DE INSTALAÇÃO.

NÃO REMOVA A ETIQUETA COLOCADA NA MÁQUINA.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O APARELHO ESTEJA ALIMENTADO COM A TENSÃO CORRECTA.

UTILIZE EXCLUSIVAMENTE OS SOBRESSALENTES ORIGINAIS

Se a máquina não funcionar correctamente, consulte no manual o parágrafo “Soluções dos problemas” de modo a identificar as possíveis causas. Para ulteriores informações ou para eventuais reparações, contacte o pessoal especializado do seu revendedor ou directamente o serviço técnico do Euronda S.p.A.

ADVERTÊNCIA

- A máquina é conforme os requisitos de segurança eléctrica previstos pelos Institutos Normativos e está equipada com uma ficha bipolar que garante a completa ligação à terra do aparelho.
- A resistência está ligada à terra porque o restante aparelho tem isolamento duplo.
- Um requisito de segurança fundamental é a certificação de que o sistema eléctrico tenha uma eficaz ligação à terra e que a capacidade do sistema e das tomadas de corrente sejam adequadas à potência do aparelho indicado na respectiva etiqueta. Faça controlar a instalação por pessoal qualificado.

A INOBSERVÂNCIA DO SUPRAMENCIONADO CAUSA A PRESCRIÇÃO DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES POR PARTE DA EURONDA S.p.A.

3.2 - LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Verifique se a tensão de alimentação indicada na etiqueta, localizada na parte lateral da máquina, corresponde àquela disponível no local de instalação.

O aparelho deve ser ligado através do cabo de alimentação a um sistema equipado com adequada ligação à terra, conforme as normas vigentes no país de instalação.

O aparelho pode ficar alimentado por 24h.

**ATENÇÃO:**

não dobre o cabo de alimentação, nem apoie objectos de qualquer tipo.

CAPÍTULO 4

4.1 - DESCRIÇÃO DO APARELHO DE SELAGEM TÉRMICA

Euroseal® Infinity é o novo aparelho electrónico de selagem térmica de Euronda, com ciclo contínuo e temperatura constante, cuja selagem de 12 mm. é garantida. A Euroseal® Infinity é uma máquina de design moderno, inovador e ergonómico, fácil de utilizar e limpar, com perfil arredondado e com porta-rolos, cuja dimensão não supera o comprimento mínimo da máquina. É possível introduzir rolos de esterilização de papel/polipropileno, de 100 ou de 200 metros. A nova tecnologia de fabrico adoptada permite minimizar o consumo energético da máquina, de obter tempos muito rápidos de soldadura, juntamente com a ausência de tempos de arrefecimento entre selagens consecutivas e aumentar notoriamente a confiabilidade do aparelho de selagem térmica, simplificando a operação de manutenção da lâmina de corte. A EUROSEAL® Infinity é completamente produzida em conformidade com as normas CE e com os padrões de qualidade por estas indicados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	200 - 240 V	100 - 120 V
Número de fases	1	
Frequência de alimentação	50 / 60 Hz	
Potência	180 W	
Classe de protecção contra choques eléctricos	I	
Classe de isolamento	IPX0*	
Fusíveis	2 – 5x20mm T5A	2 – 5x20mm F10A
Campo de condições ambientais para as quais o aparelho foi projetado	<ul style="list-style-type: none"> - Uso interno - Altitude até 2000 m - Temperatura: de 5°C a 40°C - Humidade relativa máx 85% - Variação Tensão máx: ± 10 % - Categoria de sobretensão: II - Grau de poluição: 2 - Sobretensões provisórias de curto prazo 240 V + 1200 V até 5 s - Sobretensões provisórias de longo prazo 240 V + 250 V por mais de 5 s 	
Interruptor	Unipolar	
Peso do aparelho	7 kg.	
Soldadura	12 mm	
Tipo de soldadura	A temperatura constante, a temperatura está compreendida entre 170°C e 200°C.	
Comprimento da zona de soldadura	310 mm.	
Resistência	Única, auto-reguladora, utilizável com qualquer tensão, não sujeita a curto-circuitos e construída de acordo com as normas de segurança.	
Porta-rolos	Duas posições utilizáveis.	
Consumo energético	De 30% a 50% menos relativamente às máquinas a impulsos	
Tempo de arrefecimento	Nenhum atraso entre uma selagem e outra, com máquina a funcionar	
Posicionamento do saco em fase de soldadura	Indiferente (película em cima ou em baixo)	
Faca	Prática, protegida, funcional e facilmente substituível	
Alavanca de soldadura	Punho ergonómico com esforço reduzido	
Design	Ergonómico e arredondado	
Cor	RAL 9016, pintura com pós epóxicos	
Manutenção normal	Ausente	

*O primeiro dígito característico indica que o invólucro protege as pessoas contra o acesso a partes perigosas, impedindo ou limitando a penetração no invólucro de uma parte do corpo de um instrumento aferrado por uma pessoa;

e ao mesmo tempo

o invólucro protege o equipamento contra a penetração de corpos sólidos estranhos. X – não declarado

O segundo dígito indica o grau de proteção do invólucro contra os efeitos nocivos sobre o equipamento devidos à penetração de água no invólucro. 0 – nenhuma proteção.


CAPÍTULO 5

5.1 - INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO

1. Certifique-se de que tenha sido efectuada a ligação eléctrica da máquina.

Prima o interruptor lateral - **A** -, colocado no lado superior da máquina.


O led luminoso - **B** - colocado na parte da frente da máquina, durante o pré-aquecimento será vermelho intermitente e depois torna-se verde quando a resistência atinge a temperatura de soldadura ideal.



2. Introduza o rolo de esterilização - **C** - por baixo do porta-rolo -**D**-.

Faça deslizar a fita para frente até quando sair pelo comprimento desejado.

O rolo deve ser colocado indiferentemente com a fita que aparece com a película transparente em cima ou em baixo.




3. Abaixee a alavanca de soldadura.

Faça deslizar o cursor da faca para cortar a fita do rolo para obter o envelope (enquanto a alavanca fica abaixada).

No final da selagem, o led luminoso torna-se vermelho fixo e a campainha toca de modo contínuo.

A este ponto a selagem foi completada.




4. Levante a alavanca de soldadura.

Levantando a alavanca, o led volta a ficar verde e interrompe-se a campainha.

Extraia o envelope.

A máquina está pronta para a soldadura sucessiva sem ter de esperar o tempo de arrefecimento.



ATENÇÃO:

se o utilizador não levantar a alavanca depois da soldadura, a resistência desliga-se automaticamente, para não queimar o saco.

Neste caso, o led torna-se vermelho intermitente e a campainha funciona de modo intermitente.

Assim que se levantar a alavanca, a resistência reacende-se automaticamente.

Para restabelecer a temperatura ideal de selagem e poder iniciar novamente a soldar, é necessário esperar alguns segundos.




5.2 - PORTA-ROLO

Utilização do porta-rolo


Os porta-rolos fornecidos servem para evitar que o papel, durante o desenrolamento do rolo, caia lateralmente de forma irregular.

Para usar o porta-rolo:

- 1) introduza-o no tubo porta-rolos fazendo uma ligeira pressão para encaixá-lo.



- 2) Aproxime-o ao rolo de modo que o papel fique parado.



CAPÍTULO 6

6.1 - LIMPEZA DO APARELHO DE SELAGEM TÉRMICA



ATENÇÃO:
INTERROMPA A TENSÃO ANTES DE CADA INTERVENÇÃO.
A inobservância de tal indicação pode provocar graves acidentes às pessoas e danificar seriamente o aparelho.



ATENÇÃO:
Antes de executar qualquer operação de manutenção, leia com atenção as seguintes instruções de segurança e sobretudo o cap. 3 “Segurança”



ATENÇÃO:
no caso de substituição de componentes que tenham influência directa ou indirecta na segurança, é essencial utilizar exclusivamente **SOBRESSALENTES ORIGINAIS**.



PERIGO:
ALTAS TENSÕES INTERIORES.



ATENÇÃO:
Antes de iniciar a limpeza, verifique que a máquina esteja fria.
Preste atenção à lamina da faca durante a limpeza do aparelho.

TODAS AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE PELA AUTORIDADE RESPONSÁVEL OU POR TÉCNICOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADOS DA EURONDA S.p.A.

Limpe as partes externas da máquina com um pano macio humedecido (não utilize produtos corrosivos ou abrasivos), depois de ter verificado que o cabo de alimentação da mesma esteja desligado da tensão de rede.



ATENÇÃO:
Antes de iniciar a trabalhar, verifique que a máquina esteja enxuta.

6.2 - MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA E ADVERTÊNCIAS

A máquina não necessita de manutenção ordinária.

TODAS AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR TÉCNICOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADOS DA EURONDA S.p.A.

CAPÍTULO 7

7.1 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Led intermitente vermelho e sinal Sonoro intermitente	Alavanca na posição baixa	Levante a alavanca de selagem
O led da ficha não se acende após alguns minutos da máquina ter sido ligada	Ficha avariada	Substitua a ficha
	Led não funciona	Substitua o led
	A resistência não aquece	Substitua a resistência
	Falta tensão	Espere e/ou efectue o restabelecimento
A soldadura ocorre mas o led permanece verde	Fusíveis de protecção interrompidos	Verifique eventuais curtos-circuitos ou avarias; em seguida, substitua-os por fusíveis de valor igual
	Microinterruptor avariado	Substitua o microinterruptor
A resistência aquece, mas a soldadura não é suficiente	Pressão de soldadura não suficiente	Verifique os parafusos de fixação do suporte da borracha com silicone
	Borracha com silicone danificada	Substitua a borracha com silicone

ATENÇÃO: INTERROMPA A TENSÃO ANTES DE CADA INTERVENÇÃO

TODAS AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR TÉCNICOS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADOS DA EURONDA S.p.A.

PERIGO: ALTAS TENSÕES INTERIORES

CAPÍTULO 8

8.1 - INSTRUÇÕES PARA DESMANTELAMENTO

O aparelho de selagem térmica EUROSEAL® Infinity foi fabricado com materiais ferrosos, componentes electrónicos e materiais plásticos.

Quando o aparelho é demolido não há instruções especiais a respeitar. Não abandone o aparelho em lugares sem vigilância, dirija-se a um centro de recolha de resíduos.

Para o desmantelamento, consulte sempre as leis vigentes no país de utilização.



O símbolo  aposto no equipamento indica que o resíduo deve ser objeto de “recolha separada”.

Portanto, o utente deverá entregar (ou fazer entregar) os resíduos nos centros de recolha diferenciada previstos pelas administrações locais, ou entregá-los ao revendedor aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente (somente União Europeia).

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e eliminação favorecem a produção de equipamentos com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos, para o ambiente e para a saúde, eventualmente provocados por uma gestão imprópria do resíduo.

A eliminação abusiva do produto por parte do utente implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis vigentes.

Euronda[®]

EURONDA S.p.A.
Via dell'Artigianato, 7 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - ITALY
Tel. (+39) 0444 656111 - Fax (+39) 0444 656199 - www.euronda.com - info@euronda.com