

BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKLÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KEREKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATIŅKRĒSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Parámetros técnicos:

1. Tamaño (largo*ancho*alto): Tamaño sin plegar: 196*50*18 (cm) Tamaño plegado: 106*50*15 (cm)
2. Plegado en silla de ruedas: Altura del respaldo: 136cm Altura del asiento: 52cm
3. Peso neto:9kg Peso bruto:11kg
4. Presión de apoyo: 159 kg



Figure 1:
stretcher position

Figure 2:
insource buckle 2
buckle on the pipe 1

Figure 3:
wheelchair position

Figure 4:
foldable position

Modo de uso

1. Como se muestra en la Figura uno: Cuando la camilla de aluminio para sillas de ruedas está en configuración abierta, es aconsejable utilizar un cinturón de seguridad cuando el paciente está en la camilla.
2. Pliegue la camilla en la configuración de la silla de ruedas, como se muestra en la figura 2. Primero pliegue la camilla y luego levántela hacia arriba siguiendo la dirección de la flecha, de modo que alcance la posición que se muestra en la figura 3. Coloque el pestillo de seguridad (asegúrese de que el pestillo 2 encaje con el perno de seguridad 1).
3. La figura 3 muestra los pies de apoyo; también existe otro tipo con ruedas. Las prestaciones del producto, su uso, su finalidad, etc. son las mismas.
4. La camilla en la configuración plegada, como se muestra en la Figura 4, facilita el transporte dentro de espacios cerrados (cuando la camilla está en la configuración mostrada en la Figura 3, suelte el seguro, coloque el pie en la barra junto a las ruedas y levante la barra acolchada del respaldo hacia arriba para devolver la camilla a la configuración de la Figura 1; entonces se puede plegar la camilla).

Uso previsto:

El producto puede utilizarse en espacios reducidos de difícil acceso, como pasillos de entrada estrechos, vestíbulos sinuosos o escaleras de varios niveles.

Mantenimiento:

1. Mantener una limpieza periódica (incluida la desinfección)
2. Inspeccione con frecuencia si se han aflojado piezas.

Recordatorio especial

Asegúrese siempre de que el cinturón de seguridad esté en buen estado cuando se utilice y de que el pestillo esté bien sujeto al perno de seguridad cuando utilice la camilla en la configuración de silla de ruedas.

Almacenamiento y transporte:

1. Este producto debe almacenarse en un entorno no corrosivo y protegido de la humedad.
2. El producto puede transportarse con los medios de transporte normales.
3. Para el almacenamiento y el transporte, siga las ilustraciones del embalaje

Embalaje y accesorios:

1. Este producto está embalado en una caja de cartón.
2. Accesorios: Certificado de conformidad, manual del usuario.

	Fabricante		Conservar en un lugar fresco y seco		Importado por
	Código producto		No estéril		Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	Número de lote		Producto sanitario		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Consultar las instrucciones de uso.		Fecha de fabricación		
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745				

CONDICIONES DE LA GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía estándar B2B de 12 meses de Gima.