

Todos os acidentes graves envolvendo o dispositivo médico fornecido por nós devem ser reportados ao fabricante e à autoridade competente do estado-membro onde sua sede social está localizada.

Parâmetro técnico:

1. Tamanho (C*L*A): Tamanho desdobrado: 196*50*18 (cm) Tamanho dobrado: 106*50*15 (cm)
2. Dobrado em cadeira de rodas: Altura do encosto: 136 cm Altura do assento: 52 cm
3. Peso líquido: 9 kg Peso bruto: 11 kg
4. Pressão do rolamento: 159 kg



Método de operação:

1. Conforme mostrado na Figura 1: Devido à expansão da maca de cadeira de rodas de liga de alumínio, é bom usar o cinto de segurança depois que o paciente estiver na maca.
2. Dobre a maca para o tipo cadeira de rodas, conforme mostrado na Figura 2, dobre a primeira, levante-a na direção indicada pela seta, o que resultará na posição mostrada na Figura 3. Aperte a fivela de segurança (assegure a fivela 2 na fivela do parafuso de cisalhamento 1).
3. Veja o gráfico 3 para pés de apoio. Há também outro tipo de pés com rodas. O desempenho do produto, o uso, o escopo de aplicação e assim por diante são todos os mesmos.
4. Conforme mostrado na Figura quatro, após dobrar a maca, é vantajoso para o transporte para casa (Quando a maca está parada na Figura três, afrouxa a fivela de segurança, pisa em uma barra transversal ao lado da roda dos pés, levanta para cima o poste da almofada do encosto do assento, fazendo com que a maca retorne para a Figura um, e pode ser dobrada).

Âmbito de aplicação:

Este produto pode ser usado em Halls de entrada estreitos, corredores sinuosos ou halls de escadas com várias plataformas, entre outros, para entrar em áreas fechadas com dificuldade.

Manutenção:

1. Mantém-se frequentemente limpo (incluindo desinfecção)
2. Inspeccione frequentemente se as peças ficam menos aglomeradas.

Lembra especialmente

Deve garantir que o cinto de segurança esteja em boas condições quando utilizado e, certamente, garantir que a fivela esteja bem presa no parafuso de cisalhamento quando for utilizado o tipo de maca para cadeira de rodas.

Armazenamento e transporte:

1. Este produto deve ser armazenado em ambiente à prova de umidade e não corrosivo.
2. Este produto está disponível para transporte geral.
3. De acordo com a representação gráfica na caixa de embalagem, realiza o armazenamento e o transporte.

Embalagem e acessórios:

1. Este produto é embalado em caixa de papelão
2. Acessório: Certificado de competência, manual do usuário.

Aviso

Todos os acidentes graves envolvendo o dispositivo médico fornecido por nós devem ser reportados ao fabricante e à autoridade competente do estado-membro onde sua sede social está localizada.

	Fabricante		Manter em local fresco e seco		Importado por
	Código do produto		Não estéril		Atenção: leia atentamente as instruções (avisos)
	Número do lote		Dispositivo Médico		Representante autorizado na comunidade europeia
	Consulte as instruções de uso		Data de fabricação		
	Dispositivo médico em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745				

TERMOS DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão de 12 meses da Gima.