



LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

IT

COMPEX ®

AYRE

Stivali a compressione

Versione: A0 (6-6-2019)

SOMMARIO

| | |
|-----------------------------|----|
| Introduzione | 68 |
| Controindicazioni | 68 |
| Avvertenze | 68 |
| Precauzioni | 69 |
| Interpretazione dei simboli | 69 |
| Specifiche del prodotto | 74 |
| Informazioni tecniche | 74 |
| Installazione | 75 |
| Istruzioni per l'uso | 75 |
| Pulizia e manutenzione | 76 |
| Garanzia | 77 |
| Informazioni di contatto | 78 |

INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto Compex®. Compex Agre™ è un massaggiatore elettrico a batteria indicato per alleviare temporaneamente piccoli dolori e/o sofferenze muscolari e per aumentare temporaneamente la circolazione nelle zone trattate. Questo viene effettuato tramite una pompa controllata elettronicamente che eroga un determinato volume di aria ai manicotti applicati sulle gambe che, a loro volta, comprimono i polpacci o le cosce per facilitare il flusso sanguigno dagli arti inferiori.

- Per utilizzare correttamente questo prodotto, assicurarsi di leggere le istruzioni prima dell'uso.
- Per un uso sicuro e corretto di questo prodotto, leggere e comprendere appieno le "avvertenze di sicurezza" contenute in questo manuale.
- Si consiglia di conservare questo manuale nella custodia e con il prodotto, in questo modo sarà sempre a portata di mano e non andrà perso facilmente.
- Questo prodotto non è un dispositivo medico e non è da utilizzare per trattare condizioni mediche o in ambienti medici.

CONTROINDICAZIONI

QUESTO DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER TRATTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

Soggetti con trombosi venosa profonda sospetta, attiva o non trattata, malattia vascolare ischemica grave, aterosclerosi, edema polmonare, insufficienza cardiaca congestizia grave, tromboflebite o infezione attiva;

- Quando i manicotti potrebbero interferire con le seguenti condizioni delle gambe: legatura venosa, gangrena, dermatite, ferite aperte, recente innesto cutaneo, edema massivo o deformità estrema della gamba.
- Non per l'uso su qualsiasi neuropatia. Non utilizzare su estremità insensibili al dolore.
- Non utilizzare qualora sia da evitare un aumento del ritorno venoso o linfatico.



AVVERTENZE

- Non tentare di riparare il dispositivo.
- Non tentare di aprire o rimuovere le coperture.
- Non rimuovere l'unità pompa dal manicotto.
- Non tentare di modificare o cambiare il dispositivo.
- Non tentare mai alcuna manutenzione mentre il dispositivo è in uso.
- Non utilizzare in un ambiente umido.
- Non immergere il dispositivo in alcun liquido per nessun motivo.
- Non posizionare il dispositivo in autoclave per nessun motivo.
- Apparecchio non idoneo all'uso in presenza di una miscela di anestetico infiammabile con aria, ossigeno o protossido di azoto.
- Se esposto a temperature inferiori a 10 °C (50 °F), consentire al dispositivo di riscaldarsi a temperatura ambiente.
- Non sottoporre il dispositivo a urti estremi, come la caduta della pompa.
- Questo dispositivo può interferire con il funzionamento di apparecchiature di comunicazione a radiofrequenza portatili e mobili.
- Gli stivali sono destinati all'uso da parte di una sola persona.

PRECAUZIONI

- Interrompere l'utilizzo del dispositivo in caso di gonfiore, irritazione della cute o qualsiasi altra sensazione spiacevole o dolorosa e consultare un medico.
- Allentare immediatamente i manicotti se si avvertono pulsazioni o dolore, i manicotti potrebbero essere stati applicati troppo stretti.
- Le persone con diabete o malattie vascolari richiedono frequenti valutazioni della cute; consultare un medico.
- Le persone che utilizzano dispositivi di riscaldamento in combinazione con i manicotti richiedono frequenti valutazioni, poiché potrebbe verificarsi irritazione della cute; consultare un medico.
- Le persone che sono in posizione litotomica supina (con o senza manicotti) per un periodo di tempo prolungato richiedono un'attenzione particolare per evitare la sindrome compartimentale delle estremità; consultare un medico.

CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Temperatura ambiente operativa normale: 5~40 °C
- Umidità ambientale operativa normale: ≤ 80% RH
- Temperatura ambiente di conservazione e trasporto: -25~70 °C
- Umidità ambientale di conservazione e trasporto: ≤ 93% RH
- Pressione atmosferica di esercizio normale: 80 kPa - 110 kPa
- Pressione atmosferica di conservazione e trasporto: 70 kPa - 110 kPa

INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI

Le informazioni essenziali per un uso corretto saranno indicate usando i simboli corrispondenti. I seguenti simboli possono essere visualizzati sul dispositivo e sull'etichettatura.



Consultare le istruzioni per l'uso



Fabbricante

IP22

Codice IP del dispositivo



Parte applicata di tipo BF



Non riciclabile



ATTENZIONE, evitare lesioni. Leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare questo prodotto.



Alto



Simbolo per "RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO PER LA COMUNITÀ EUROPEA"



Data di fabbricazione



Fragile, maneggiare con cautela



Codice lotto



Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano da acqua e pioggia.



Numero di serie



La confezione del prodotto può essere riciclata

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA E CONFORMITÀ FCC

1. Questo prodotto richiede particolari precauzioni per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (CEM) e deve essere installato e reso operativo secondo le informazioni CEM fornite; questa unità può interferire con il funzionamento di apparecchiature di comunicazione a radio frequenza (RF) portatili e mobili.
2. Non utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi che emettono campi elettromagnetici in prossimità dell'unità. Ciò può comportare un funzionamento non corretto dell'unità.
3. Attenzione: questa unità è stata testata e ispezionata a fondo per garantire la correttezza delle prestazioni e del funzionamento!
4. Attenzione: questa macchina non dovrebbe essere utilizzata in posizione adiacente o sovrapposta ad altre apparecchiature. Qualora tale configurazione si renda necessaria, verificare che il funzionamento della macchina non presenti anomalie.

| RACCOMANDAZIONI E DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE | | |
|---|-------------------|---|
| Il dispositivo è indicato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l'utente deve garantire che il dispositivo venga usato in tali ambienti. | | |
| TEST DELLE EMISSIONI | CONFORMITÀ | AMBIENTE ELETTROMAGNETICO – LINEE GUID |
| Emissioni RF CISPR 11 | Gruppo 1 | Il dispositivo si avvale di energia RF solo per il proprio funzionamento interno. Pertanto le emissioni RF risultano molto basse e non in grado di provocare interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine. |
| Emissioni RF CISPR 11 | Classe B | Il dispositivo è adatto per essere utilizzato in ogni ambiente, inclusi abitazioni e ambienti direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione in uso negli edifici residenziali. |
| Emissioni armoniche IEC 61000-3-2 | Classe A | |
| Fluttuazioni della tensione/emissioni di sfarfallio IEC 61000-3-3 | Conforme | |

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE – IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo è indicato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l'utente deve assicurare che il dispositivo venga usato in tali ambienti.

| TEST DI IMMUNITÀ | LIVELLO DI TEST IEC 60601 | LIVELLO DI CONFORMITÀ | AMBIENTE ELETTROMAGNETICO |
|--|---|---|---|
| Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2 | ±8 kV a contatto ±15 kV scarica in aria | ±8 kV a contatto ±15 kV scarica in aria | È necessario che i pavimenti siano in legno, in cemento oppure rivestiti con mattonelle in ceramica. Se il pavimento è rivestito con materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30%. |
| Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4 | ±2 kV per linee di alimentazione ±1 kV per linee di ingresso/uscita | ±2kV per linee di alimentazione | La qualità dell'alimentazione di rete deve attestarsi sui livelli di un ambiente commerciale o ospedaliero tipico. |
| Sovratensione IEC 61000-4-5 | ±1 kV da linea/e a linea/e ±2 kV da linea/e a terra | ±1 kV modalità differenziale | La qualità dell'alimentazione di rete deve attestarsi sui livelli di un ambiente commerciale o ospedaliero tipico. |
| Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di alimentazione in ingresso IEC 61000-4-11 | < 5% UT (> 95% caduta in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60% caduta in UT) per 5 cicli 70% UT (30% caduta in UT) per 25 cicli < 5% UT (> 95% caduta in UT) per 5 secondi | < 5% UT (> 95% caduta in UT) per 0,5 cicli 40% UT (60% caduta in UT) per 5 cicli 70% UT (30% caduta in UT) per 25 cicli < 5% UT (> 95% caduta in UT) per 5 secondi | La qualità dell'alimentazione di rete deve attestarsi sui livelli di un ambiente commerciale o ospedaliero tipico. Se l'utente del dispositivo richiede un funzionamento continuo durante le interruzioni dell'alimentazione di rete, si consiglia di alimentare il dispositivo con un gruppo di continuità o con una batteria. |
| Campo elettromagnetico originato dalla frequenza di rete (50 Hz/60 Hz) IEC 61000-4-8 | 30 A/m | 30 A/m | Il livello dei campi magnetici a frequenza di rete deve essere quello di una tipica postazione in un ambiente commerciale o ospedaliero tipico. |

NOTA: UT è la tensione della rete in CA precedente all'applicazione del livello di test.

GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE – IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

Il dispositivo è indicato per l'uso negli ambienti elettromagnetici specificati di seguito. Il cliente o l'utente deve assicurare che il dispositivo venga usato in tali ambienti.

| TEST DI IMMUNITÀ | LIVELLO DI TEST IEC 60601 | LIVELLO DI CONFORMITÀ | AMBIENTE ELETTROMAGNETICO - LINEE GUIDA |
|--|----------------------------|-----------------------|--|
| Radiofrequenze condotte IEC61000-4-6 | 3 Vrms Da 150 kHz a 80 MHz | 3 Vrms | Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili non devono essere utilizzate in prossimità dei componenti del dispositivo, inclusi i cavi. Rispettare la distanza di separazione consigliata calcolata mediante la formula applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ da 80 MHz a 800 MHz $d = 2,3\sqrt{P}$ da 800 MHz a 2,5 GHz |
| Radiofrequenze irradiate IEC 61000-4-3 | 10 V/m Da 80 MHz a 2,5 GHz | 10 V/m | Dove P è l'indice di massima potenza in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il fabbricante del trasmettitore, e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m). Le forze di campo da trasmettitori a RF fissi, determinate da un sondaggio presso il sito elettromagnetico, devono essere inferiori al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenza. Potrebbero verificarsi interferenze nei pressi di apparecchi contrassegnati con il seguente simbolo:  |

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza più elevato.

NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. Sulla propagazione elettromagnetica influiscono l'assorbimento e la riflessione da strutture, oggetti e persone.

A. In linea teorica, non è possibile prevedere con accuratezza le intensità di campo provenienti da apparecchi trasmettenti fissi, quali stazioni base per telefoni radio (cellulari/telefoni senza fili) e radiomobili di terra, radioamatori, trasmissioni radiofoniche in AM e FM e trasmissioni televisive. Per valutare l'ambiente elettromagnetico per apparecchi trasmettenti RF fissi è necessario eseguire un esame elettromagnetico del sito. Se la forza di campo misurata nell'ubicazione in cui il dispositivo viene usato supera il livello di conformità RF applicabile indicato in precedenza, il dispositivo deve essere tenuto sotto osservazione per verificarne il normale funzionamento. Se si osserva un rendimento anomalo, possono rendersi necessarie misure aggiuntive, ad esempio il riorientamento o il riposizionamento del dispositivo.

B. Oltre l'intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m.

DISTANZA DI SEPARAZIONE CONSIGLIATA TRA APPARECCHI DI COMUNICAZIONE RF PORTATILI E MOBILI E IL DISPOSITIVO.

Il dispositivo è indicato per l'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi delle radiofrequenze irradiate sono controllati. Il cliente o l'utente del dispositivo può prevenire l'interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il dispositivo entro i limiti consigliati di seguito, in base alla massima potenza in uscita dalle apparecchiature di comunicazione.

| Massima potenza nominale in uscita dal trasmettitore (W) | Distanza di separazione calcolata in base alla frequenza dell'apparecchio trasmittente (m) | | |
|--|--|---------------------|----------------------|
| | DA 150 KHZ A 80 MHZ | DA 80 MHZ A 800 MHZ | DA 800 MHZ A 2,5 GHZ |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Per i trasmettitori la cui potenza nominale di uscita massima non sia riportata nell'elenco precedente, la distanza di separazione consigliata d espressa in metri (m) può essere calcolata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P corrisponde alla potenza nominale di uscita massima del trasmettitore espressa in watt (W) indicata dal produttore.

NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza più elevato.

NOTA 2: queste linee guida potrebbero non essere valide in tutte le situazioni. Sulla propagazione elettromagnetica influiscono l'assorbimento e la riflessione da strutture, oggetti e persone.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- A. Il dispositivo non può causare interferenze dannose e
- B. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Il dispositivo in oggetto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Il prodotto genera, utilizza e può irradiare frequenze radio. Se non installato e utilizzato conformemente alle istruzioni può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora questo prodotto dovesse causare interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo il prodotto, si invita l'utilizzatore a cercare di correggerle adottando una delle seguenti misure

- A. Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- B. Aumentare la distanza di separazione tra il prodotto e il ricevitore;
- C. Consultare il distributore o un tecnico radio/TV esperto per richiedere un intervento.
- D. Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso rispetto a quello a cui è collegato il ricevitore.

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad azionare l'apparecchiatura.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

1. Unità principale *2 pezzi
2. Adattatore *1 pezzo
3. Manuale *1 pezzo

INFORMAZIONI TECNICHE

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| Modello/Tipo | Stivale a compressione Compex | Peso | 2000g |
| Alimentazione | Batteria al litio da 4500 mAh | Dimensioni unità principale | 165 x 83 x 57 mm |
| Dimensioni manicotto | 820 x 290 mm | Grado di protezione da scosse elettriche | Parte applicata di tipo BF |
| Frequenza nominale | 3,7 V | Tipo di protezione dalle scosse elettriche | Apparecchiature alimentate internamente (non applicabile) |
| Corrente di esercizio | 600 mA- 2500 mA | Grado di impermeabilità | IP22 |
| Pressione dell'aria | 0-120 mmHg | Durata della garanzia | 2 anni |
| Modalità | 2 modalità | Versione software | A0 |
| Nota: non previsto per la sterilizzazione. | | | |
| Non destinato ad essere utilizzato in un AMBIENTE RICCO DI OSSIGENO | | | |

INSTALLAZIONE

Aprire la custodia, estrarre il prodotto e l'adattatore e caricare il dispositivo prima del primo utilizzo. Posizionare il piede nell'involucro, chiudere lo stivale con la cerniera e fissare il velcro per tenere la gamba in posizione. Verificare che sia aderente ma non troppo stretto.



ISTRUZIONI PER L'USO

ACCENDERE/SPEGNERE IL DISPOSITIVO

- Tenere premuto il pulsante On/Off per 1 secondo per accendere il dispositivo.
- Il dispositivo si avvierà nella funzione/modalità predefinita F1 fino a raggiungere l'impostazione della pressione predefinita. Per modificare la modalità e le impostazioni di pressione, leggere quanto segue.
- Tenere premuto il pulsante On/Off per 1 secondo per spegnere il dispositivo.

MODALITÀ F1

- Il dispositivo gonfierà automaticamente le quattro camere una per una. Il dispositivo gonfierà prima la Camera 1 (C1) alla pressione preimpostata, poi la Camera 2 (C2), la Camera 3 (C3) e la Camera 4 (C4). Il display di sinistra indica la camera (C1, C2, C3, C4), e il display di destra indica la pressione dell'aria di ciascuna camera, che va da 00 al valore preimpostato.
- Dopo il gonfiaggio al valore preimpostato, tutte e quattro le camere (C1, C2, C3 e C4) rimarranno gonfie per 10 secondi, quindi si sgonfieranno simultaneamente fino a raggiungere lo zero (il display di sinistra si modifica per mostrare il tempo di utilizzo totale e il display di destra passa dalla pressione preimpostata a 00).
- Dopo aver mantenuto la pressione a zero per 60 secondi (il

MODALITÀ F2

- Premere il pulsante ON/OFF per commutare la funzione/modalità da F1 a F2.
- F2 gonfia tutte e quattro le camere contemporaneamente: il display di sinistra mostra CH (per indicare tutte e 4 le camere), il display di destra passa da 00 al valore preimpostato, indicando la pressione dell'aria in tempo reale.
- Dopo il gonfiaggio al valore preimpostato, tutte e quattro le camere (C1, C2, C3 e C4) rimarranno gonfie per 10 secondi, quindi si sgonfieranno simultaneamente fino a raggiungere lo zero (il display di sinistra si modifica per mostrare il tempo di utilizzo totale e il display di destra passa dal valore preimpostato a 00).
- Dopo aver mantenuto la pressione a zero per 60 secondi (il display di sinistra mostra il tempo di utilizzo totale e il display di destra mostra 00), il ciclo sopra descritto si ripete.

MODIFICARE LA PRESSIONE

- La pressione predefinita di 50 mmHg può essere regolata premendo il pulsante SET: il display di sinistra mostra C1 (Camera 1) e il display di destra mostra una pressione dell'aria di 50 lampeggiante. Premere una volta il pulsante per aumentare la pressione a incrementi di 10 dall'impostazione predefinita di 50 mmHg fino a un massimo di 120 mmHg. Continuando a premere il pulsante oltre 120 si ripristina la pressione a 00 e si continua ad aumentarla con incrementi di 10. Quando si raggiunge la pressione desiderata, tenere premuto il pulsante SET per selezionarla. Ripetere i passaggi per regolare la pressione in ciascuna camera.

NOTA:

- La spia sopra il pulsante On/Off rimarrà accesa durante il gonfiaggio e lampeggerà durante lo sgonfiaggio.
- Quando il dispositivo è spento, tenendo premuto il pulsante On/Off per 5 secondi si ripristinano le impostazioni di fabbrica, il che significa che il tempo totale di utilizzo verrà cancellato e la pressione verrà ripristinata ai 50 mmHg predefiniti per tutte e quattro le camere.
- Il dispositivo ricorderà l'ultima pressione impostata e il tempo di utilizzo totale. Quando il dispositivo si accende, il tempo di utilizzo totale viene visualizzato sul display di sinistra.
- Il tempo cumulativo massimo è di 99 ore. Dopo 99 ore, verrà ripristinato a 0. Se il tempo di utilizzo totale è inferiore a 1 ora, verrà visualizzato 00.
- C1, C2, C3 e C4 rappresentano rispettivamente la Camera 1, 2, 3 e 4, mentre CH rappresenta tutte e 4 le camere contemporaneamente.
- L'icona della batteria lampeggerà durante la ricarica e smetterà di lampeggiare quando la carica è completa.
- Il dispositivo può essere utilizzato durante la ricarica

RIMOZIONE E CONSERVAZIONE

- Spegnerne il dispositivo prima di rimuoverlo dalla gamba.
- Quando non in uso, non conservare i prodotti alla luce solare diretta.
- Quando non viene utilizzato, suggeriamo di ricaricare il dispositivo ogni tre mesi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

NOTA: Ispezionare il dispositivo e attenersi alle procedure di pulizia e disinfezione prima di ogni utilizzo.

AVVERTENZA: Il dispositivo deve essere spento e scollegato dalla presa elettrica a parete prima e durante la pulizia o la disinfezione.

AVVERTENZA: Non immergere l'unità in alcun liquido per nessun motivo. Non mettere il dispositivo in autoclave.

- Pulire la superficie esterna della pompa con un panno morbido, imbevuto con acqua e sapone o alcool isopropilico al 70%. Lasciare asciugare esclusivamente all'aria.
- Pulire la superficie esterna dei manicotti con un panno morbido, imbevuto con acqua e sapone o alcool isopropilico al 70%. Lasciare asciugare all'aria.
- L'unità deve essere completamente asciutta prima dell'uso. Per assicurarsi di questo, lasciare il dispositivo in posizione OFF e scollegato dalla presa a muro per almeno 30 minuti (e per tutto il tempo necessario affinché l'unità si asciughi completamente) dopo la pulizia o la disinfezione.
- Non rimuovere l'unità pompa dal manicotto.
- Non porre i manicotti nell'asciugatrice o nel microonde.
- Non utilizzare l'asciugacapelli per accelerare l'asciugatura.
- Non posizionare il dispositivo sopra o davanti a radiatori portatili o fissi per accelerare l'asciugatura.
- Non utilizzare detergenti abrasivi.

MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

- Non contiene componenti riparabili.
- Ispezionare l'unità e tutti i componenti per individuare eventuali danni che si potrebbero verificare prima di ogni utilizzo (per esempio: cavo di ricarica logoro o tagliato, alloggiamenti in plastica crepati, manicotti strappati, ecc.). Fare riferimento a questo manuale per la descrizione di tutti i componenti.
- Non tentare di collegare il dispositivo alla presa elettrica a parete, se si notano danni. Non sottoporre l'unità a shock estremi, come la caduta della pompa.
- Non toccare i manicotti per le gambe con oggetti taglienti. Se un serbatoio è forato o se si nota una perdita, non tentare di riparare l'unità o i manicotti. Unità sostitutive sono disponibili attraverso l'assistenza clienti.
- Non piegare o pizzicare il serbatoio durante l'uso e il trasporto dell'unità. La batteria non è sostituibile; unità sostitutive sono disponibili attraverso l'assistenza clienti. Contattare il distributore/fabbricante per ricevere le istruzioni sulla sostituzione di un prodotto danneggiato.

GARANZIA

Questo dispositivo ha una garanzia limitata di due anni dalla data di acquisto. La garanzia si applica solo al dispositivo; gli accessori e la batteria non sono coperti da questa garanzia.

Durante il periodo di validità della garanzia, gli articoli difettosi verranno riparati o sostituiti gratuitamente.

Qualsiasi prova di uso improprio, abuso, alterazioni o danni causati esternamente può invalidare questa garanzia.

Per ulteriori informazioni, contattare il distributore/fabbricante.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Distribuito da
DJO France S.A.S
Centre Européen de Frêt, 3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
Francia www.compex.com

JKH Health Co., LTD.
Shajing, Baoan District, Shenzhen, Cina
Fabbricato in Cina

Copyright © 2020 by DJO, LLC
I singoli risultati possono variare. Né DJO, LLC né alcuna delle
sue sussidiarie forniscono pareri medici. Il contenuto del presente
documento non costituisce un parere medico. Piuttosto, consultare il
proprio medico per informazioni sui cicli di trattamento, se del caso, che
possono essere appropriati.

INTL-CX2021F05 Rev A