

REF **KDB-699 (GIMA 43202)** Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

NOMBRE**Silla Inodoro****Modelo:** KDB-699**Capacidad de peso:** 125 Kg.**USO PREVISTO:**

La Silla Inodoro se utiliza para que las personas que padecen una enfermedad, una lesión o una discapacidad puedan defecar, pudiendo utilizarse en el hogar o en el hospital.

OPERADOR

El dispositivo puede ser manejado por el propio usuario, el personal de enfermería o la persona encargada de los cuidados.

POBLACIONES DE PACIENTES

Personas con discapacidades, pacientes y ancianos.

CONTRAINDICACIONES

Supervisar a los niños cuando utilicen la Silla Inodoro.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Este producto es de estructura plegable, sólo tiene que desplegar el bastidor e instalar las piezas necesarias, como las ruedas, fijar el cubo y la placa del asiento antes de su uso.
2. Levante la placa del asiento, coloque el cubo correctamente en el bastidor del cubo y, a continuación, baje la placa del asiento para su uso.
3. Después del uso, cierre la tapa del cubo, retírela del bastidor del cubo.
4. La silla de inodoro se puede plegar cuando no se utiliza, lo que resulta conveniente para el almacenamiento ya que ocupa menos espacio.

MANTENIMIENTO

1. La superficie del producto no debe ser rayada o arañada por objetos duros con el fin de evitar daños materiales.
2. Para la limpieza y el mantenimiento diarios, aplique un detergente sintético neutro, limpie con un paño húmedo y luego limpie con un paño seco.
3. El personal médico o los usuarios deben limpiar y desinfectar rutinariamente una vez al día, y desinfectar a fondo el inodoro cuando se cambie a los pacientes.
4. Evite el contacto con ácidos y álcalis fuertes para evitar la corrosión.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

1. Por favor, coloque la silla inodoro en un lugar seco y ventilado, lejos de la luz solar directa, y evite los productos químicos corrosivos como el aceite, el ácido y el álcali.
2. Debe evitar que la silla inodoro esté expuesta al sol y a la lluvia, además, ésta debe secarse inmediatamente después de cada uso.
3. Se pueden añadir algunos lubricantes de alta calidad a las partes móviles para engrasarlas,

- lo que es mejor para su uso.
4. Compruebe regularmente la conexión de la silla inodoro para evitar accidentes causados por el aflojamiento y la caída.
 5. Compruebe con frecuencia si hay grietas por todas partes en la silla inodoro y otros defectos que afectarán al uso de la silla.
 6. Compruebe con frecuencia si el marco y la placa del asiento están firmes.
 7. El producto debe colocarse firmemente y no agitarse con fuerza para evitar daños estructurales. La silla inodoro con ruedas NO debe utilizarse como silla de ruedas manual, solo para la movilidad de corta distancia.
 8. No se pare sobre la silla con las patas desmontadas, de lo contrario el producto podría caerse.

ALMACENAMIENTO

Esta silla inodoro embalada debe almacenarse en un lugar ventilado y seco, sin gases corrosivos y en una sala bien ventilada y limpia. Evitar la humedad, la luz fuerte y mantenerla alejada de fuentes de calor durante el transporte.

ELIMINACIÓN

Las restricciones de eliminación dependen de la contaminación producida durante el uso y están sujetas a la legislación nacional o local.

Todos los incidentes graves relacionados con el dispositivo médico suministrado por nosotros deben notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro donde se encuentre su domicilio.

ETIQUETAS, EMBALAJES DISEÑO DE LOGOTIPOS:

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Dispositivo médico que cumple con el Reglamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico
	Fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fecha de fabricación		Almacenar lejos de la luz solar
	Número de lote		No estéril
	Advertencia: Lea y siga atentamente las instrucciones (advertencias) de uso.		Código de producto
	Lea las instrucciones de uso.		Conservar en un lugar fresco y seco.
	Importado de		

CONDICIONES DE LA GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía estándar B2B de 12 meses de Gima.