

REF KDB-699 (GIMA 43202)

 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

 SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands

 **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ITALIANO

NOME

Carrozzina da comoda

Modello: KDB-699

Portata: 125 Kg.

UTILIZZO PREVISTO:

La carrozzina da comoda viene utilizzata per favorire le funzioni di defecazione delle persone affette da patologie, infortuni o disabilità, e può essere utilizzata a casa o in ospedale.

OPERATORE

Il dispositivo può essere azionato dall'utente stesso, dal personale infermieristico o dal personale di assistenza.

GRUPPI DI PAZIENTI

Persone con disabilità, pazienti e anziani.

CONTROINDICAZIONI

Sorvegliare i bambini quando usano la carrozzina da comoda.

ISTRUZIONI D'USO

1. Il prodotto in oggetto ha una struttura pieghevole, è sufficiente dispiegare il telaio e installare le parti necessarie, come le ruote, fissare in posizione la bacinella WC e il piano del sedile prima dell'uso.
2. Sollevare il piano del sedile, posizionare la bacinella WC correttamente sull'apposito telaio, quindi abbassare il piano del sedile per utilizzarla.
3. Dopo l'uso, chiudere il coperchio della bacinella WC e rimuoverla dal relativo telaio.
4. La carrozzina da comoda può essere ripiegata quando non è in uso, in modo da essere riposta comodamente e occupare meno spazio.

MANUTENZIONE

1. Il prodotto in oggetto ha una struttura pieghevole, è sufficiente dispiegare il telaio e installare le parti necessarie, come le ruote, fissare in posizione la bacinella WC e il piano del sedile prima dell'uso.
2. Sollevare il piano del sedile, posizionare la bacinella WC correttamente sull'apposito telaio, quindi abbassare il piano del sedile per utilizzarla.
3. Dopo l'uso, chiudere il coperchio della bacinella WC e rimuoverla dal relativo telaio.
4. La carrozzina da comoda può essere ripiegata quando non è in uso, in modo da essere riposta comodamente e occupare meno spazio.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE:

1. Posizionare la carrozzina da comoda in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole, ed evitare l'uso di sostanze chimiche corrosive come olio, acidi e alcali.
2. Evitare l'esposizione della carrozzina da comoda al sole e alla pioggia e asciugarla immediatamente dopo ogni utilizzo.
3. È possibile applicare alle parti mobili lubrificanti di alta qualità, per una migliore lubrificazione.
4. Controllare regolarmente i collegamenti della carrozzina da comoda per evitare incidenti causati da allentamenti e cadute.
5. Controllare frequentemente se la carrozzina da comoda presenta crepe e altri difetti che ne compromettono l'uso.
6. Controllare frequentemente che il telaio e il piano del sedile siano ben saldi.
7. Il prodotto deve essere posizionato in modo stabile e non deve essere scosso con forza per evitare danni strutturali. La carrozzina da comoda NON deve essere utilizzata come sedia a rotelle manuale, ma solo per la mobilità su brevi distanze.
8. Non stare in piedi sulla sedia con i piedini smontati, il prodotto potrebbe cadere.

CONSERVAZIONE

La carrozzina da comoda imballata deve essere conservata in un ambiente pulito e asciutto, adeguatamente ventilato e privo di gas corrosivi. Evitare l'umidità, la luce troppo intensa e tenere lontano da fonti di calore durante il trasporto.

SMALTIMENTO

Le disposizioni sullo smaltimento dipendono dalla contaminazione subita durante l'uso e sono soggette alla legislazione nazionale o locale.

Tutti gli eventuali incidenti gravi relativi all'uso del dispositivo medico da noi fornito devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova la vostra sede legale.

ETICHETTE, IMBALLAGGIO DESIGN DEL LOGO:

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico
	Fabbricante		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Data di fabbricazione		Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto		Non sterile
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Codice prodotto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Importato da		

TERMINI DI GARANZIA DI GIMA

Si applica la garanzia Gima B2B standard di 12 mesi.