

REF **KDB-699 (GIMA 43202)** Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China **EC REP** SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands **Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

NOME

Cadeira sanitária

Modelo: KDB-699

Capacidade de peso: 125 Kg.

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

A Cadeira Sanitária é utilizada para a excreção das pessoas que sofrem de doença, lesão ou deficiência, pode ser utilizada em casa ou no hospital.

OPERADOR

O dispositivo pode ser operado pelo próprio utilizador, pela equipa de enfermagem ou pelo cuidador.

POPULAÇÕES DE DOENTES

Pessoas com deficiências, doentes e idosos.

CONTRAINDICAÇÕES

Supervisionar as crianças, quando utilizarem a cadeira Sanitária.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Este produto tem uma estrutura dobrável, basta desdobrar a estrutura e instalar as peças necessárias como as rodas, fixar o bacio e a tampa do assento antes de utilizar.
2. Levante a tampa do assento, coloque o bacio devidamente na estrutura do bacio, em seguida, coloque a tampa do assento para baixo para utilização.
3. Após a utilização, feche a tampa do bacio e retire-a da estrutura do bacio.
4. A cadeira sanitária pode ser dobrada quando não estiver em utilização, o que é conveniente para armazenamento e ocupa menos espaço.

MANUTENÇÃO

1. A superfície do produto não deve ser riscada ou arranhada por objetos duros para evitar danos materiais.
2. Para a limpeza e manutenção diária, aplique detergente sintético neutro, limpe com um pano húmido e, em seguida, limpe com um pano seco.
3. A cadeira sanitária deve ser limpa e desinfetada de forma rotineira, uma vez por dia, pela equipa técnica de saúde ou pelos utilizadores e desinfetada completamente aquando da troca de doentes.
4. Não a deixe entrar em contacto com ácidos fortes e álcalis para evitar a corrosão.

PRECAUÇÕES E AVISOS:

1. Por favor, coloque a cadeira sanitária num local seco e ventilado, longe da luz solar direta e evite os produtos químicos corrosivos, tais como o óleo, o ácido e o álcali.
2. Deve-se evitar a exposição da cadeira sanitária ao sol e à chuva e a cadeira sanitária deve ser limpada e secada imediatamente após cada utilização.
3. Alguns lubrificantes de alta qualidade podem ser adicionados às partes móveis para lubrificação, o que é melhor para a utilização.
4. Verifique regularmente a junção da cadeira sanitária para evitar acidentes causados por afrouxamento ou queda.
5. Verifique frequentemente em todas as partes da cadeira sanitária se há rachaduras e outros defeitos que venham a afetar a utilização da cadeira.
6. Verifique frequentemente se a estrutura do assento e a tampa do assento estão firmes.
7. O produto deve ser colocado de forma firme e não deve ser agitado fortemente para evitar danos estruturais. Cadeira sanitária com rodas NÃO deve ser utilizada como uma cadeira de rodas manual, apenas para a mobilidade de curta distância.
8. Não fique de pé na cadeira com os pés desmontados, caso contrário o produto pode tombar

ARMAZENAMENTO

A cadeira sanitária embalada deve ser armazenada num local ventilado e seco, sem gases corrosivos, bem ventilado e limpo. Deve evitar a humidade, a luz forte e manter longe das fontes de calor durante o transporte.

ELIMINAÇÃO

As restrições de eliminação dependem da contaminação ocorrida durante a utilização e estão sujeitas à legislação nacional ou local.

Todos os acidentes graves relacionados com o dispositivo médico fornecido por nós devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se situa a sua sede social.

ETIQUETAS, EMBALAGENS DESIGN DE LOGOTIPO:

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Dispositivo médico em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745		Dispositivo médico
	Fabricante		Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Data de fabricação		Armazene longe da luz solar
	Número do lote		Não estéril
	Aviso: Leia e siga as instruções (avisos) de uso com atenção		Código do produto
	Leia as instruções de uso		Armazene em local fresco e seco
	Importado de		

TERMOS DE GARANTIA DA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão de 12 meses da Gima