

# Paramedic CU-ER Series


## CU-ER Series Infant ◊ Child Reduced Energy Defibrillator Pads

### Step-1




- Tear open the packaging of the pads

### Step-2



- Remove the pads from the packaging

### Step-3




- Peel off the protective cover of the conducting gel of the pads

### Step-4

#### STICK TO BARE CHEST AND BACK

- Attach the pads to the patient. See the illustration at the back of the pads for proper placement



Paramedic CU-ER Series Infant / Child Reduced Energy Defibrillator Pads

Paramedic CU-ER Series 영아/소아용 저에너지 패드

Palettes de défibrillation à énergie réduite Nourisson/Enfant de la gamme Paramedic CU-ER

Defibrillatorelektroden mit verminderter Energie für Kleinkinder / Kinder der Paramedic CU-ER Serie

Piastre pediatriche ad energia ridotta per defibrillatore Paramedic CU-ER

Дефибрилляторные электроды с пониженной энергоотдачей для младенцев/детей серии Paramedic CU-ER

Parches de desfibrilador con reducción de energía para bebés y niños Serie Paramedic CU-ER

Placas de desfibrilador de energia reduzida para bebés /crianças da Série CU-ER para paramédicos

Paramedic CU-ER Serie baby / kind verminderde energie defibrillatorkussens

Paramedic CU-ER シリーズ 小児用省エネ除細動パッド

Paramedic CU-ER Series 嬰兒/兒童型低耗能去顫器 (電擊器) 貼片

وسائد مزيل الرجفان التي تحتزل الطاقة Paramedic CU-ER للرضع/الأطفال

## Parches de desfibrilador con reducción de energía para bebés y niños Serie Paramedic CU-ER


Estos pads se utilizan con desfibriladores Paramedic CU-ER Series que operan únicamente en modo AED (Desfibriladores externos automatizados).

Utilícelo con niños de hasta 8 años o hasta 25 kg.

No demore el tratamiento para determinar la edad exacta y el peso del niño.

Si el niño parece mayor o que tiene más peso, use los parches de desfibrilador adulto serie Paramedic CU-ER

- Los desfibriladores Paramedic CU-ER Series se utilizan sobre víctimas de un paro cardíaco repentino que tengan todos los síntomas descritos a continuación: carencia de sensibilidad, ausencia de respiración normal y sin pulso detectable. En caso de duda, aplique los pads.
- Los desfibriladores Paramedic CU-ER Series (modo AED) así como los pads de electrodos para la desfibrilación pediátrica CUA0711P han de ser utilizados por personas que hayan recibido formación para su funcionamiento. El usuario debe, del mismo modo, estar cualificado en la formación de Soporte Vital Básico o cualquier otro programa en respuesta a emergencias médicas autorizado por un médico.



- Ajuste los parches al paciente. Consulte la ilustración en la parte posterior de los parches para ver la colocación correcta.
- Si se desea utilizar la posición de los pads alternativa:  
Sujete el pad destinado para la espalda del paciente a la parte superior derecha del pecho del paciente.  
Sujete el pad destinado para el pecho del paciente al lado del torso del paciente.

### ► INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

- Encienda el desfibrilador.
- Quite las prendas de la parte superior del paciente.
- La parte de la piel debe estar limpia y seca.
- Abra la bolsa de electrodos.
- Ajuste el conector de los parches al desfibrilador.
- Aplíquelo al paciente como se muestra en el gráfico en la parte posterior de los parches.
- Presione los parches de electrodos en la piel del paciente.
- Échese atrás y presione el botón SHOCK cuando se le indique.

---

## ▶ ESTOS PARCHES SON


- Sólo para uso de desfibrilación externa. No sirven como marcapasos, cardioversión sincronizada o monitorización.
- Desechable y para uso de un solo paciente. No reutilizable.
- Autoadhesivo con un gel conductor hecho de polímero.
- Almacénese en un lugar fresco y seco (entre los -12 ° C y los 43 ° C)
- No estéril

## ▶ PRECAUCIÓN

- No abra el paquete hasta justo antes de utilizar los electrodos.
- No aplique ninguna sustancia a la superficie de la piel que deje un residuo, p. ej. aceites de loción, gel , agua, etc. La superficie de la piel debe estar seca; es decir, seque el agua, sudor, alcohol, etc.
- Aplique otro par de electrodos cuando note que no se adhieren correctamente.
- Para uso duradero, aplique un nuevo juego de electrodos cada 24 horas.
- El adhesivo de la espuma de refuerzo irrita un poco la piel.
- Los electrodos y su embalaje deben disponerse de acuerdo a las normas locales y nacionales.

## ▶ ADVERTENCIAS

- Utilícelo únicamente con Paramedic CU-ER Series cuando funcione en modo AED (la salida del desfibrilador es de 150 Julios, las salidas de los pads es de 50 Julios, nominal; )
- El rendimiento de los electrodos puede disminuir si los extrae de su embalaje y los expone al aire mucho tiempo, ya que pueden secarse un poco.
- No los utilice si el gel de polímero conductor se ha secado.
- Los desfibriladores así como sus accesorios contienen materiales ferromagnéticos. Estos no deberán ser utilizados en presencia de campos magnéticos altos que se hayan creado por un dispositivo de imágenes por resonancia magnética, MRI (por sus siglas en inglés). Dicho campo magnético alto atraería el equipo con una fuerza tal que podría causar la muerte o daños personales graves a las personas que se encuentren entre el equipo y el dispositivo MRI.
- La desfibrilación podría ocasionar el mal funcionamiento de los dispositivos eléctricos implantados. Si es posible, coloque los pads de electrodos lejos de los dispositivos implantados.
- Puesto que existe la posibilidad de riesgo de incendio o explosión, no utilice ningún desfibrilador ni estos pads de electrodos en presencia de oxígeno concentrado y anestésicos inflamables.
- La aplicación incorrecta de cualquier pad produciría quemaduras en el paciente.



## Asia

CU Medical Systems, Inc.  
Dongwha Medical Instrument Complex  
1647-1, Dongwha, Munmak, Wonju, Gangwon,  
Republic of Korea  
Tel: +82 33 747 7657  
Fax: +82 33 747 7659

## Europe

EU Authorized Representative of CU Medical Systems, Inc.  
Medical Device Safety Service  
Schiffgraben 41,  
30175 Hannover, Germany  
TEL : +49 511 6262 8630  
FAX : +49 511 6262 8633

Branch Office of CU Medical Systems, Inc. in Germany  
Kuester Strasse 6, 30519 Hannover, Germany  
TEL:+49 511 365 4353  
FAX:+49 511 848 6054