

QUICK SPLINT

SET

REF PNE244



I ISTRUZIONI PER L'USO

GB INSTRUCTIONS

F MODE DE EMPLOI

E MODO DE EMPLEO

P INSTRUÇÕES

 PVS SPA VIA LEONARDO DA VINCI 18 20051 CASSINA DE PECCHI (MI) ITALY

2021-7-30(A/1)
EU Regulation 2017/745(MDR)





FRANCAIS

INDICATIONS : Les attelles QUICK SPLINT peuvent être utilisées pour immobiliser les membres en cas de lésion évidente ou suspectée . Le système est utilisé surtout pour limiter les mouvements éventuels et donne au patient un confort durant le transport en exerçant une pression uniforme sur le membre blessé et en contrôlant aussi l'écoulement du sang. Le matériel des QUICK SPLINT est radio transparent. Il n'est donc pas nécessaire de le retirer avant une radiographie augmentant ainsi le confort du patient.

DESCRIPTIONS : les attelles QUICK SPLINT sont en PVC gonflables et sont positionner avec le support d'un fermoir éclair en PVC et d'une pompe qui sert pour gonfler les attelles.

La série des attelles QUICK SPLINT est composée de 4 dimensions :


1 - JAMBE

2 - CHEVILLE-PIED

3 - BRAS

4 - AVANT BRAS - MAIN

5 - POMPE



MODE DE EMPLOI : **Pour bloquer :** positionner l'attelle sous le membre blessé. L'envelopper et fermer le fermoir éclair. Gonfler l'attelle avec la pompe **Pour enlever l'attelle :** ouvrir le fermoir éclair , faire sortir l'air des attelles en coinçant avec les doigts la valve et enlever le membre blessé..



NOTICE IMPORTANT: doit être appliqué par du personnel spécialisée. veuillez cesser d'utiliser si des dommages matériels ou une fuite d'air sont constatés.

ENTRETIEN : après l'utilisation il est opportun de laver QUICK SPLINT soigneusement avec de l'eau et du savon. Peu aussi être désinfecté par une solution bactéricide mieux si conformément au nouveau MDR 745/2017.

CONSERVATION : garder dans un lieu sec, propre et loin d'une fonte de chaleur

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenant en relation avec le DM fourni par PVS SPA au Fabricant et aux autorités compétentes