



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

	IT Identificatore univoco del dispositivo EN Unique device identifier		IT Fragile, maneggiare con cautela GB Fragile, handle with care		
--	---	---	---	--	--

BONNET JETABLE AVEC ATTACHES
GORRO DESECHABLE CON LAZOS

ES
Nombre del producto Gorro desechable con lazos
Código del producto FGDCT-SM35
Modelo del producto Lazos del gorro, 62x14.5 cm
Estructura y composición El gorro está realizado con 35-40gSMS, con unos lazos para fijarlo.
Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc.
Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase.
Cómo utilizar el producto
1. Abra el paquete del producto, saque la tapa y apriete los extremos de la tapa con ambas manos.
2. Levante la mano, póngase el gorro en la cabeza y ajústelo para que todo el pelo quede dentro.
Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Advertencia
1. Este producto es de desecho, no lo reutilice.
2. Este producto es para un solo uso, no lo comparta nunca con otra persona.
3. Está prohibido utilizarlo cuando el paquete o las tapas estén dañadas.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.

Validez 3 años.
Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete
Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete

Table with 6 columns and 6 rows containing product information in French and Spanish, including codes, symbols, and descriptions.

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

REF FGDCT-SM35

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

