



PT

## ÓCULOS NASAIS PARA OXIGENOTERAPIA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### INDICAÇÕES:

Terapia de administração de oxigénio através do nariz.

NB: Produto de uso único – Não reutilizar.

A fonte de oxigénio deverá estar em conformidade com as regulamentações vigentes. Os dispositivos devem ser instalados e activados por pessoal qualificado.

### INSTRUÇÕES

Introduzir a ponta nasal em cada uma das narinas e proceder conforme descrito abaixo.

Mantenha as pontas nasais no local, passe o tubo em volta de cada orelha e depois coloque-o por baixo do maxilar inferior. Utilizar o anel plástico para ajustar o tubo.

Ligar a extremidade do tubo à fonte de oxigénio. Após instalar devidamente o dispositivo, inicie a administração de oxigénio e regule o fluxo conforme necessário.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

Não são descritas contra-indicações para a oxigenoterapia.

### AVISOS:

Caso o dispositivo seja reutilizado, desrespeitando estas instruções, estará a comprometer/causar o seguinte:

1. Alteração dos materiais.
2. A impureza do dispositivo e a possível presença de resíduos biológicos que poderão causar contaminações cruzadas.
3. Perda das funcionalidades iniciais do produto.

Antes de ligar à fonte de oxigénio, verifique o seu correcto funcionamento. O esmagamento ou a dobragem acidental do tubo impedirá a normal passagem do fluxo de oxigénio e poderá causar que este se solte da fonte de oxigénio. Por conseguinte, recomenda-se a máxima atenção por parte dos utilizadores. Deverá ser dada a mesma atenção aos modelos com tubo de segurança, nos quais também existe risco de se soltarem, embora com menor probabilidade.

### ARMAZENAMENTO

A embalagem deverá ser armazenada a uma temperatura entre 0°C e 50°C e a uma humidade relativa entre 20% e 80%.

### GARANTIA E LIMITAÇÕES

A FIAB garante que os produtos cumprem com os requisitos da Directiva 93/42/CE e que foram produzidos de acordo os procedimentos do Sistema de Qualidade FIAB, com certificação ISO 13485. Não poderão ser imputadas responsabilidades ao fabricante por gastos, danos directos ou indirectos originados por utilização imprópria ou negligente ou quando os produtos forem usados de modo contrário às suas instruções de utilização. Recomendamos que comunique oportunamente qualquer defeito ou mau funcionamento ao Serviço de Garantia de Qualidade da FIAB ou ao seu distribuidor local.

### ELIMINAÇÃO

Os resíduos provenientes de organizações de saúde (por exemplo, hospitais) devem ser destruídos de acordo com as regulamentações vigentes.