

Portapillole digitale con conto alla rovescia

Caratteristiche tecniche

Conto alla rovescia: 19 ore 59 minuti.
Conteggio dopo allarme: 19 minuti 59 secondi.
Risoluzione display: 1 secondo.
Batteria: 1.5 volt, tipo LR44 × 1 pezzo (inclusa).

Installazione

1. Inserire la batteria posizionandola con la polarità corretta.
2. Togliere la pellicola protettiva dal display.
3. L'apparecchio visualizzerà "0:00" e sarà pronto all'uso.

Funzionamento

1. Premere "HR" o "MIN" per impostare il tempo desiderato del conto alla rovescia.
2. Premere "START/STOP" per avviare il timer. Quando il conto alla rovescia raggiunge lo "0:00" scatterà il segnale sonoro. Il timer inizierà a contare per indicare il tempo passato.
3. Premere "START/STOP" per fermare il timer, verrà visualizzato il valore preimpostato.
4. Premere contemporaneamente "HR" e "MIN" per reimpostare a "0:00" il valore preimpostato.
5. Quando il timer raggiunge il valore "0:00" spegnere l'allarme premendo il tasto "START/STOP" una volta, lo schermo ritornerà sul valore preimpostato. Premere nuovamente "START/STOP" per riavviare il conteggio.

Digital pill holder with countdown

Specification

Count down range: 19 hours 59 minutes.
Count up range: 19 minutes 59 seconds.
Display resolution: 1 second.
Battery: 1.5 volt, size LR44 × 1 piece (included).

Installation

1. Install battery with correct polarity positioning.
2. Peel off display protective sheet.
3. The unit will display "0:00" and it is ready for use.

Operation

1. Press "HR" or "MIN" to set the desired count down time.
2. Press "START/STOP" to start timer. The buzzer will sound when display counts down to "0:00" and be will counting up to indicate the elapsed time.
3. Press "START/STOP" to stop timer and pre-set value will be displayed.
4. Press "HR" and "MIN" simultaneously to clear display value to "0:00".
5. When the timer reaches "0:00", stop the alarm by pressing the "START/STOP" key once, the LCD will return to pre-set time. Press the "START/STOP" key again to start the timer counting again.

Pilulier numérique avec compte à rebours

Caractéristiques techniques

Plage de comptage à rebours : 19 heures et 59 minutes.

Plage de comptage progressif : 19 minutes et 59 secondes.

Résolution de l'écran : 1 seconde.

Pile : 1.5 volt, 1 pile LR44 (fournie).

Installation

1. Insérer la pile en veillant à respecter la polarité.
2. Retirer le film de protection de l'écran.
3. L'appareil affiche « 0:00 » et est prêt à être utilisé.

Fonctionnement

1. Appuyer sur « HR » ou « MIN » pour régler la durée souhaitée du compte à rebours.
2. Appuyer sur « START/STOP » pour lancer le chronomètre. Le signal sonore prévient quand la valeur « 0:00 » du compte à rebours s'affiche sur l'écran. Le décompte est affiché au fur et à mesure que le temps s'écoule.
3. Appuyer sur « START/STOP » pour arrêter le chronomètre. La valeur préétablie s'affiche à l'écran.
4. Appuyer simultanément sur « HR » et « MIN » pour effacer la valeur affichée sur l'écran et la remettre à « 0:00 ».
5. Quand le chronomètre atteint la valeur « 0:00 », éteindre l'alarme en appuyant une fois sur la touche « START/STOP ». L'écran reviendra sur la valeur préétablie. Appuyer de nouveau sur « START/STOP » pour relancer le chronomètre.

Portapildoras digital con cuenta atrás

Características técnicas

Tiempo indicado por la cuenta atrás: 19 horas 59 minutos.

Tiempo indicado en el cálculo normal: 19 minutos 59 segundos.

Resolución pantalla: 1 segundo.

Batería: 1.5 voltios, LR44 x 1 pieza (incluida).

Instalación

1. Introducir la batería colocándola con la polaridad correcta.
2. Quitar la película de protección de la pantalla.
3. El aparato visualizará "0:00" y estará listo para el uso.

Funcionamiento

1. Pulsar "HR" o "MIN" para configurar el tiempo deseado de la cuenta atrás.
2. Pulsar "START/STOP" para poner en marcha el temporizador. La señal sonora se emitirá cuando la cuenta atrás será visualizada en la pantalla a "0:00" y contará para indicar el tiempo que pasa.
3. Pulsar "START/STOP" para detener el temporizador y se visualizará el valor preconfigurado.
4. Pulsar contemporáneamente "HR" y "MIN" para borrar el valor en la pantalla y llevarlo a "0:00".
5. Cuando el temporizador alcanza el valor "0:00" apagar la alarma pulsando la tecla "START/STOP" una vez, la pantalla volverá al valor preconfigurado. Pulsar nuevamente "START/STOP" para volver a empezar el cálculo.