


INSTRUCCIONES DE USO PARA MINI BICICLETA ESTÁTICA

1. Retire la estructura de la mini bicicleta estática de la caja, manipulándola con cuidado. Ver la imagen 1.
2. Coloque la estructura de la mini bicicleta estática en el suelo al mismo nivel, luego coloque el tornillo de perilla A como muestra la imagen. Ver la imagen 2.
3. Gire el tornillo de perilla A para ejercer la correcta presión en el eje B (hacia la izquierda para ejercer presión, de lo contrario se reduce la presión). Gire el botón calculador C y gire el eje B, se pondrá inmediatamente en funcionamiento. Ver la imagen 3 (para más detalles consulte las instrucciones del calculador.)
4. Empuje el pasador O hacia el interior después del uso y plegar bien como muestra la imagen 5.

5. Nota:

- (1) Antes del uso inspeccionar y comprobar que está firmemente colocada y nivelada;
- (2) No olvide dejar la presión al mínimo cuando empiece a usar el aparato, luego aumentela hasta alcanzar el valor que necesita;
- (3) Usuarios previstos: adultos, niños, ancianos;

ADVERTENCIA: No intente ponerse de pie sobre la mini bicicleta estática, podría dañar el aparato.



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL ORDENADOR DE EJERCICIO

ESPECIFICACIONES:

TI ME -----00: 00-99:59MIN
 COUNT-----0-9999
 REPS/MIN-----0-9999
 CALORIE -----0-9999KAL

FUNCION TECLA:

MODE: Esta tecla permite seleccionar y bloquear la función específica que desea activar, mantenga pulsada la tecla durante 4 segundos para restablecer todos los valores de la función.


PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:

AUTO ON/OFF: El sistema se enciende cuando se suelta una tecla cualquiera o cuando detecta una señal del sensor de velocidad. El monitor se apagará automáticamente si no hay ninguna señal en 4 minutos.


FUNCION:

TIME Pulse la tecla MODE hasta que ">" apunta a TIME. Cuando el sensor de velocidad recibe cualquier señal de entrada, inicia el conteo y se acumula automáticamente el tiempo de entrenamiento al comenzar el ejercicio. **COUNT** Cuando ">" apunta a COUNT, el ordenador mostrará los pasos. Cuando el sensor de velocidad detecta cualquier señal de entrada, inicia el conteo y se acumula automáticamente el conteo de entrenamiento al comenzar el ejercicio. **REPS/MIN** Pulse la tecla MODE hasta que "<" apunta a REPS/MIN. Cuando el sensor de velocidad detecta cualquier señal de entrada, inicia el conteo y se acumula automáticamente el conteo de entrenamiento al comenzar el ejercicio. **CALORIE** Pulse la tecla MODE hasta que ">" señala CAL. Cuando el sensor de velocidad detecta cualquier señal de entrada, inicia el conteo y se acumula automáticamente el conteo de entrenamiento al comenzar el ejercicio. **SCAN** Cuando ">" apunta a SCAN, el ordenador mostrará automáticamente las siguientes funciones en el orden indicado: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES


NOTA 1. Espec. Batería: 1.5V, LR44 (1pc) - 2. Si se visualiza de forma incorrecta en el monitor, reinstale las baterías. - 3. Procedimiento de instalación batería:




Afloje y retire los tornillos de cada lado de la unidad de pantalla, luego retire con cuidado la unidad de pantalla de su zócalo.



En la parte posterior de la unidad de pantalla, levante las pestañas de la batería y deslízala hacia afuera.



Inserte una batería nueva AG13 de 1.5 V, con el lado positivo hacia abajo y cierre las pestañas.



Vuelva a colocar la unidad de pantalla en su zócalo y asegúrela con el tornillo.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός;
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151